

TUOTEKUVASTO

Flebologia • Lymfologia • Arpien hoito



Asiakaspalveluosastomme – aina sinua varten

Asiakas on Juzolla aina ensi sijalla – ollut jo yli 100 vuotta. Osaava henkilökuntamme auttaa mielellään kaikissa kompressiotuotteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Asiakaspalvelustamme saat:

- yleistä tietoa kompressiotuotteista
- henkilökohtaista tuoteopastusta
- tilauksen käsittelypalvelua
- tietoa toimituksen edistymisestä
- neuvontaa, kun tarvitsit muutos- tai korjauspalvelua
- asiantuntevaa apua kaikissa lääkinällisiä neuloksia koskeissa kysymyksissä
- tietoa vaativista laakaneuloksista

Tavoitat meidät puhelimitse
maanantaista perjantaihin.

Voit myös lähettää sähköpostia
tai faksin.

Juzo Scandinavia AB

Palvelemme klo 7.00 – 18.00

Puh +46 (0) 11 44 222 50

Faksi +46 (0) 11 44 222 59

E-mail order@juzo.se



Yli 100 vuoden kokemus kompressioterapiasta

Perheyritys Julius Zorn GmbH (Juzo) sai alkunsa Zeulenrodassa vuonna 1912. Zeulenrodan pikkukaupunki Thüringenin maakunnassa kaakkois-Saksassa tunnettiin jo silloin elastisten sukkien tuotannostaan. Alan osaaminen ja kokemus olivat täällä huippuluokkaa. Sukkia oli valmistettu Zeulenrodassa aina 1750-luvulta lähtien. Jo 1800-luvulla alueen tuotteet saivat kansainvälistä tunnustusta. Vuonna 1919 Julius

Zorn mullisti tuotantoprosessin: ensimmäistä kertaa sukat neulottiin kutomisen sijaan. Uusien tuotteiden kysyntä kasvoi tasaisesti tämän jälkeen. 1920-luvulta alkaen tuotteita vietiin useisiin maihin ympäri maailmaa. Toisen maailmansodan päätyttyä Julius Zornin pojanpoika muutti Aichachiin ja nosti yhtiön kansainväliseen menestykseen. Juzo toi markkinoille saumattomat kompressiosukat

vuonna 1951. Vuonna 1962 yritys lanseerasi ensimmäiset lateksivapaat kompressiosukat. Korkeaan laatuun ja jatkuvaan kehittämiseen sitoutunut yritys työllistää nyt noin 900 työntekijää eri puolilla maailmaa, ja yhtiön tuotantolaitokset Aichachissa edustavat alan uusinta teknologiaa.

Sisällysluettelo



Kompressioterapia

Monipuoliset tuotteet	04
Tuotetyypit	06
Laatustandardit	11



Flebologia

Pyöröneulotut sukat	12	Saumalliset expertit	20
Urheilulliset yleissukat	14	Varodem® Hospital	42
Tehostetusti hoitavat	16	Juzo® Compression Wrap	43
Juzo® Helasana®	18	Juzo® Liner Stockings Silver	51
Juzo® Ulcer Pro	19		



Lymfologia

Tehostetusti hoitavat	16	Kompressiohihat	30
Juzo® Helasana®	18	Kompressiokäsineet	34
Saumalliset expertit	20	Rintakehän kompressiotuotteet	38
Vahvat expertit, saumalliset	22	Pään alueen kompressiotuotteet	40
Alaraajojen kompressiotuotteet	24	Juzo® ACS light	44
Jalkaterän ja varvasalueen kompressiotuotteet	24	Juzo® SoftCompress	46
Amputaation jälkeiset kompressiotuotteet	26	Juzo® Liner Stockings Silver	51



Arpien hoito

Saumalliset expertit	20	Kompressiokäsineet	34
Alaraajojen kompressiotuotteet	24	Rintakehän kompressiotuotteet	38
Jalkaterän ja varvasalueen kompressiotuotteet	24	Pään alueen kompressiotuotteet	40
Amputaation jälkeiset kompressiotuotteet	26	Juzo® ScarPad silikoniset arpilaastarit	50
Kompressiohihat	30	Juzo® Liner Stockings Silver	51



Erikoistuotteet

Varodem® Hospital	42	Juzo® Liner Stockings Silver	51
Juzo® Compression Wrap	43	Juzo® Light Line	52
Juzo® ACS light	44	Juzo® Special sukat	54
Juzo® SoftCompress	46	Juzo® Urheilsukat	56
Juzo® ScarPad silikoniset arpilaastarit	50		



Lisävarusteet

Juzo® Pukemisen ja riisumisen apuvälineet	58	Juzo® Hoito- ja puhdistustuotteet	61
Juzo® Arion Pukemisen ja riisumisen apuvälineet	59	Juzo® Painetyyny	62



Monipuoliset tuotteet tehokkaaseen kompressioterapiaan

Lääkinnälliset Juzo-kompressiosukat takaavat oikean paineen. Paine on suurin nilkan kohdalla ja laskee asteittain nilkasta ylöspäin ja myös varpaita kohden. Laaja valikoimamme kattaa erilaiset kompressiotuotteet polvisukista sukkahousuihin, käsineistä kasvojen alueen kompressiotuotteisiin – hoitotarpeen mukaan.

Kompressiomateriaalit jaotellaan neljään eri kompressioluokkaan (CCL) puristuksen mukaan. Mahdollisia indikaatioita ovat esim:

18 – 21 mmHg (KL 1) // kevyt kompressio

- lievään turvotukseen ja väsyneille jaloille
- vähäisempiin suonikohjuihin
- verenkierto-ongelmien ennaltaehkäisyyn raskauden aikana
- arpien hoitoon

23 – 32 mmHg (KL 2) // kohtuullinen kompressio

- suonikohjujen yhteydessä
- säärien turvotuksessa raskauden aikana
- suonikohjujen ruiskutushoidon tai leikkauksen jälkeen
- pitkän ajan hoitona säärihaavoissa
- ödeemariskin pienentämiseen

34 – 46 mmHg (KL 3) // voimakas kompressio

- suonikohjuihin, joihin liittyy syvien laskimosuonien vaurioituminen
- hoidettaessa säärihaavoja, joihin liittyy merkittävää turvotusta
- krooniseen suonen vajaatoimintaan
- merkittävä riski ödeeman muodostumiseen

≥ 49 mmHg (KL 4) // hyvin voimakas kompressio

- vakaviin lymfaattisiin oireisiin
- elefantiaasin hoitoon
- fibrotisoituneeseen lymfaödeemaan



Käyttö flebologiassa

Pyöröneulokset, saumattomat tuotteet ovat tärkeitä laskimo-ongelmien hoidossa. Nykyaikaisia saumattomia kompressiosukkia ei useimmiten erota tavanomaisista ohuista sukista ja ne ovat miellyttävät pitää. Niillä on tarvittavat paineominaisuudet tehokkaan terapian takaamiseksi. Näitä kompressiosukkia käytetään turvotusoireisiin, kroonisissa verenkiertohäiriöissä tai suonikohjujen stripping-leikkausten jälkihoidossa.

Miten ne toimivat

Kompressiotuote jakaa paineen tasaisesti sääreen ja siten myös suoniin. Se pienentää suonien läpimittaa, mikä mahdollistaa vahingoittuneiden suoniläppien sulkeutumisen. Veri virtaa sääristä paremmin ja kivuliaat turvotukset ja tukkeumat vähenevät.

Juzon pyöröneulotut tuotteet: Juzo Attractive, Juzo Hostess, Juzo Soft, Juzo Soft Rib, Juzo Dynamic Cotton Rib, Juzo Dynamic, Juzo Dynamic Silver, Juzo Dynamic Cotton ja Juzo Helasana



Käyttö lymfologiassa

Laakaneulotut kompressiotuotteet ovat ihanteellinen täydennys lymfadreenauskäsittelyssä, ödeemien hoidossa. Kompressioasut varmistavat pitkän ajan onnistumista tukoksia poistavassa hoidossa ja ovat yleensä välttämättömiä lymfologian alalla. Paksummat, neulotut tuotteet, kuten Juzo Expert Strong, tarjoavat lisähyötyjä, esimerkiksi hierovan vaikutuksen, mikä edistää lymfadreenausta. Lisäksi nämä tuotteet eivät anna periksi ödeemalle. Päinvastoin, liikkeen myötä ne saavat aikaan terapeuttisen paineen, mikä tuottaa parhaan mahdollisen paineen ödeemakudokseen.

Käyttö arpien hoidossa

Kompressiotuotteet voivat myös edesauttaa hyvän hoitotuloksen aikaansaamisessa arpiterapiassa. Liian nopean arpikudoksen muodostumisen ehkäisemiseksi on suositeltavaa lisätä ulkoista kompressiota (18 – 32 mmHg, KL 1 – 2) heti, kun haava on umpeutunut. Tämä edistää haavan paranemista ja vähentää paksun arpikudoksen muodostumista.

Räätälöidyt tuotteet

Laakaneulotut tuotteet Juzo Expert ja Juzo Expert Strong on neulottu silmukka silmukalta sopimaan potilaan vartalon mittoihin. Niitä tuotetaan eri tyylisinä soveltumaan tarvittavaan terapeuttiseen käyttöön. Juzo-asut on valmistettu eri materiaalien yhdistelmistä, esimerkiksi sisällyttämällä niihin puuvillaa ja hopeaa. Näin ne voivat tyydyttää laajalti potilaiden tarpeita.

Aito hopea ja antibakteerinen vaikutus

Potilaat, joilla on nesteen aiheuttama tai muu palovamma, ovat erityisen alttiita mätäville bakteeritulehduksille (esim. Staphylococcus aureus). Erikoistarkoituksiin valmistamamme kompressiotuote, jonka neulokseen on kauttaaltaan lisätty hopealankaa (esim. Juzo Expert Silver), torjuu luontaisesti tällaisten bakteerien muodostumista iholla. Hopeaa sisältävät tuotteet voivat palauttaa tulehtuneen tai ärtyneen ihon tasapainon ja vähentää kutinaa sekä nopeuttaa paranemista.

Räätälöidyt puuvilla-asut

Paljon puuvillaa sisältävät kompressiotuotteet ovat erityisen pehmeitä ja sileitä, koska niissä on ihoa vasten puhdasta puuvillaa. Pehmeiden ansiosta tuotteet, kuten Juzo Expert Cotton, ovat erityisen suositeltavia aralle ja herkälle iholle. Puuvilla luo ihon pinnalle miellyttävän tunteen kosteutta poistamalla.

Juzon laakaneulotut tuotteet: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver ja Juzo Expert Strong Cotton



Uusi neulostekniikka

Innovatiivinen uusi neulostekniikka mahdollistaa täysin saumattomien kompressiotuotteiden valmistuksen. Pehmeä, kolmiulotteinen materiaali mukautuu täydellisen anatomisesti ja tarjoaa erinomaisen paineen jakautumisen.

Johdanto ödeematerapiaan

Saumattomat neulostuotteet, kuten Juzo Classic Seamless, soveltuvat erityisen hyvin alkuvaiheessa olevien lymfaödeemien hoitoon.

Juzon saumattomat tuotteet: Juzo Classic Seamless

Tuotetyypit Pyöröneulotut (saumattomat)



Täydellinen joustavuus

Erinomaiset jousto-ominaisuudet takaavat erittäin hyvän istuvuuden ja hyvän käyttömukavuuden.



Jokaiseen makuun

Laaja värivalikoima myös trendiväreineen, kuvioneulotut tai Batik look -värjätyt tuotteet – niistä löytyy sopivia jokaiseen makuun.



Monenlaiset yläreunat (pitoreunat)

Optimaalista pitoa kaikkiin tarpeisiin – joko muotitietoiselle naiselle, aktiiviselle miehelle tai herkkäihoiselle.



Resori

Polvisukissa ja hihoissa on pehmeä, kiristämättömän mukava resori.



Laaja kokovalikoima

Tarvittaessa valmistus on mahdollista myös mittojen mukaan.



Laakaneulotut (saumalliset)



Monipuoliset tuotteet

Erikoistyyliä, jotka tuntuvat erittäin miellyttäviltä iholla – saatavana myös hopea- tai puuvillaneuloksella.



Värivalikoima

Seitsemän upeaa, helposti yhdisteltävää perusväriä – myös vaihtuvia trendivärejä ja batiikkikuvioiteja.



Sileät saumat

Mukavat käyttää, sileän, joustavan sauman ansiosta.



Erikoisuudet

Pehmeästi kehon muotoa noudattavat viistotut aukot, painetyyny, jalkapöytäosan muotoneulokset ja monet muut erikoisratkaisut takaavat täydellisen istuvuuden.



Peittävät asut (Full-body -asut)

Räätylöödyt tuotteet varpaille tarkoitetuista tuotteista kasvonaamioihin, jotka istuvat täydellisesti.



Laakaneulotut (sauma ulkopuolella)



Pehmeä materiaali

Erinomainen suoja auringonsäteilyä vastaan, sertifioitu UV-suojakerroin 80. Joissain erikoismalleissa myös hopeaa.



Värivalikoima

Seitsemän upeaa, helposti yhdisteltävää perusväriä – myös vaihtuvia trendivärejä ja batiikkiviivointeja.



Saumat ulkopuolella

Tasaiset, joustavat saumat tuotteen ulkopuolella ovat huomaamattomat eivätkä ärsytä herkkää ihoa.



Lisävalinnat

Joustamaton takaosa, viistotut suuaukot, proteesitaskut, jalkapöytäompeleet ja muut lisävalinnat täydellisen istuvuuden ja käyttömukavuuden takaamiseksi.



Peittävät asut (Full-body -asut)

Räätälöidyt tuotteet varpaille tarkoitetuista tuotteista kasvonaamioihin, jotka istuvat täydellisesti.



Lämpösiirtokuvat erityisesti




Lämpösiirtokuvat erityisesti mittatilaustyönä valmistettuihin lasten tuotteisiin

Silitämällä kiinnitettäviä siirtokuvia on saatavana lasten jalkojen, käsivarren, käden, rintakehän ja pään alueen tuotteisiin mallistoissa Juzo Expert ja Juzo Expert Strong (kaikki värit) sekä Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong Silver ja Juzo Expert Strong Cotton (väri Almond).


Alla malleja, joissa esiintyy Julius ystävineen. Kaikki tilattavissa olevat mallit löytyvät osoitteesta: www.juzo.com/iron-on-patches



"Lollipop"



"Diving suit"



"Whale"



"Chair"



"Henriette"



"Fridolin"



"Ferdinand"



"Gustav"




"Lotte"



"Gottfried"



"Carla"



"Seagrass flipper"

Pitoreunat



Neulereuna

Reuna ilman silikonkia.

Reisisukan kiinnitystä voit varmentaa Juzo-liimalla.



Joustoreuna

Kestävä reuna ilman silikoninyppyjä.

Materiaali tukee yläosaa mutta ei tartu. Käytetään usein AD-sukissa ja -hihoissa.



Nyppysilikonireuna

Silikoninyppyt huolehtivat hyvästä tarttuvuudesta ja estävät sukan valumisen. Silikonikiinnitys on ilmava ja mukava iholla. Tämä huomiota herättämätön pitoreunatyypä sopii hyvin myös miesten sukkiin.

AD, CG ja SG: kapealla nyppysilikonireunalla (3,5 cm)



Koristenyppsilikonireuna

Koristeellisessa nyppysilikonireunassa yhdistyvät silikonireunan varmat ylhäälläpito-ominaisuudet ja kaunis ulkonäkö.



Pitsisilikonireuna

Pitoreunan sisäpuolta ympäröi 3 rinnakkaista silikoniraitaa. Silikonilla on erittäin hyvät tarttumaominaisuudet. Juhlasukan kaltaista sukansuuta ja sen tyylikästä ulkonäköä arvostavat varsinkin naiset.



Comfort-silikonireuna

Kehitetty erityisesti herkälle, helposti ärtyvälle iholle. Ainutlaatuinen, hellävarainen silikonireuna on mukava käytössä ja erityisen pehmeä iholla. Pitoreuna on erittäin joustava ja mukautuu reiteen täydellisesti. Optimaalinen herkille potilaille. Hengittävä pinta vähentää hikoilua ja siitä aiheutuvaa ihon ärtymistä. Comfort-silikonireuna on suunniteltu erityisesti muotitietoisille, vaativille naisille. Reuna ei kuulla kankaan läpi.

Laatustandardit Verifioitua laatua



Oeko-Tex® Standard 100

”Oeko-Tex Standard 100” on maailmanlaajuisesti standardisoitu ja itsenäinen testaus- ja sertifiointijärjestelmä, jossa seuranta tehdään jokaisessa vaiheessa raaka-aineesta välivaiheisiin ja lopputuotteeseen. Mitä intensiivisempi on ihokosketus, sen tiukempia ovat tuotteelle asetettavat ja siitä mitattavat vaatimukset.

Kaikki Juzo-kompressiotuotteet, niin pyöröneulotut kuin laakaneulotut vaihtoehdot, ovat saaneet Oeko-Tex Standard -laatustandardin tekstiileille. Tämän vuoksi Juzo voi taata, että kaikki tuotteisiin käytetyt komponentit ovat täysin haitattomia ihmisille ja ympäristölle. Tämän standardin yleiset vaatimukset ylittävät olemassa olevat kansallisen lainsäädännön vaatimukset.



RAL-laatustandardi

Kaikki lääkinälliset Juzo-kompressiosukat ovat voimassa olevan RAL-laatustandardin mukaiset. Testivaatimuksiin sisältyy laaja valikoima sitovia ohjeita lääkinällisten kompressiosukkien tai hihojen tuotantoa koskien, muun muassa:

- materiaalit, haitattomuus ihmisille ja ympäristölle
- säännölliset laatutarkastukset, esimerkiksi Hohenstein Tutkimusinstituutissa
- kumielastiset ominaisuudet pituus- ja poikittaissuunnassa
- kompressioluokat 1 – 4 (kompressioluokat 1 – 3 hihoille)
- räätälöityjen ja standardikokoisten sukki valmistus



UV-standardi 801

Juzo Expert 18 – 32 mmHg (KL 1 – 2) tarjoavat optimaalisen aurinkosuojan ja UV-80 -suojakertoimen – todennettu ja sertifioitu Hohenstein Instituutissa.



ISO sertifikaatti

Juzo otti käyttöön yleisen laadunjohtamisjärjestelmän vuonna 1998, ja yhtiömme oli ensimmäisiä alallaan, joille myönnettiin EN ISO 9001 ja EN 46001 sertifikaatti. Juzolla on tällä hetkellä sertifikaatit EN ISO 9001 ja EN ISO 13485, mikä on EN 46001:n täydennetty muoto.

Pyöröneulotut sukat



Juzo® Attractive

Kiiltävät ohuet sukat

Samettimainen läpinäkyvyys ja erityisen ohut neulos tekevät tästä kompressiosukasta trendikkään. Ohuen neuloksen ansiosta Juzo Attractive sopii täydellisesti jokapäiväiseen käyttöön ja on monipuolinen lisä vaatekaappiasi. Muodikas "Vision"-kuvio on saatavana tilauksesta. Soveltuvat käytettäväksi myös raskauden aikana.




"Vision"-kuvio
saatavana standardikokoisina,
umpikärkimalleissa



Umpikärki
standardikokoisina,
kenkäkoot 37 – 42 (UK: 4 – 8)



Avokärki
standardikokoisina,
kenkäkoot 37 – 42 (UK: 4 – 8)



Juzo® Hostess®

Ilmava, läpinäkyvä

Uniikin neuloksen takia Juzo Hostess on yksi hengittävimpiä tuotteita ohuiden kompressiosukkien valikoimassa. Erikoiskäsitellyt kuidut tekevät sukat erittäin ilmaviksi ja pitkäikäisiksi.



Umpikärki
standardikokoisina,
kenkäkoot 37 – 42 (UK: 4 – 8)



Avokärki
standardikokoisina,
kenkäkoot 37 – 42 (UK: 4 – 8)



Juzo® Soft

Superpehmeää hyviin hetkiin

Ohuet, kosteutta erittäin hyvin läpäisevät mikrokuitutuotteet takaavat hengittävän ihon pinnan ja miellyttävän tunnun iholla. Juzo Soft yhdistää muodin hienoudet erittäin laadukkaaseen käyttömukavuuteen. Muodikkaat Juzo Soft -leggingsit sopivat asuun kuin asuun.



Umpikärki
standardikokoisina,
kenkäkoot 37 – 42 (UK: 4 – 8)



Avokärki
standardikokoisina,
kenkäkoot 37 – 42 (UK: 4 – 8)




Tuote	Juzo® Attractive		Juzo® Hostess®		Juzo® Soft
Tuotenumerot / Kompressioluokat	2701 2702	2781 2782	2501 2502	2581 2582	2001 2002
AD normaali / lyhyt / extra lyhyt	●		●		●
AD normaali / lyhyt / extra lyhyt kapealla nyppysilikonireunalla	●		●		●
AF					●
AF nyppysilikonireunalla	●		●		●
AF koristenyppysilikonireunalla	●		●		●
AF pitsisilikonireunalla	●		●		●
AF comfort-silikonireunalla	●		●		●
AG normaali / lyhyt / extra lyhyt					●
AG normaali / lyhyt / extra lyhyt nyppysilikonireunalla	●		●		●
AG normaali / lyhyt / extra lyhyt nyppysilikonireunalla leveä	●		●		●
AG normaali / lyhyt / extra lyhyt koristenyppysilikonireunalla	●		●		●
AG normaali / lyhyt / extra lyhyt koristenyppysilikonireunalla leveä	●		●		●
AG normaali / lyhyt / extra lyhyt pitsisilikonireunalla	●		●		●
AG normaali / lyhyt / extra lyhyt comfort-silikonireunalla	●		●		●
AG normaali / lyhyt lantiokiinnityksellä					●
AT normaali / lyhyt / extra lyhyt elastisella housuosalla	●				●
AT normaali / lyhyt / extra lyhyt erittäin elastisella housuosalla				●	●
AT normaali / lyhyt / extra lyhyt raskaudenaikaisella housuosalla		●			●
AT haara avoin					●
AT sepaluksella					●
BT normaali / lyhyt erittäin elastisella housuosalla					● KL 1, ei mittatilauksesta

Vakiovärit

● Saatavana standardikokoina I – VI ja räätälöityinä ● Vain räätälöityinä

Juzo Attractive, Juzo Hostess ja Juzo Soft




Trendivärit · Batik Collection

Juzo Attractive ja Juzo Soft



Tarkista "Product overview" (englanninkielinen) muut ajankohtaiset trendivärit ja Batik Collection -mallit. Batik Collection -tuotteita on saatavana kaikissa trendi- ja vakioväreissä (lukuunottamatta Almond) yhdistettynä valkoiseen tai mustaan.

Urheilulliset yleissukat



pehmeä tuote



joustava rakenne



Juzo® Soft Rib

Miellyttävän pehmeä sukka, joka joustaa

Eriytynen joustinneule luo Juzo Soft Rib -mallille sen uniikin ulkoasun. Erinomaisten käyttöominaisuuksiensa ansiosta tämä sukka sopii mitä parhaiten päivittäiseen käyttöön – niin miehille kuin naisille. Jäljittelemättömän pehmeää ja miellyttävää käyttömukavuutta.



Umpikärki

standardikokoisina,
kenkäkoot 38 – 44 (UK: 5 – 9,5)



urheilu



joustava rakenne



puuvillaa



Juzo® Dynamic Cotton Rib

Yleissukka aktiivisille ihmisille

Tämä sukka on erityisesti räätälöity aktiivisten ihmisten vaatimuksiin. Tuotteen ulkoasu on miellyttävä, se on luja ja kestävä sekä läpinäkymätön. Sukka on suunniteltu moniin ulkoilma-aktiviteetteihin ja urheiluun. Juzo Dynamic Cotton Rib sisältää erittäin paljon puuvillaa, minkä ansiosta se on erittäin ystävällinen iholle ja sitä voidaan käyttää myös toimistossa.



Umpikärki

standardikokoisina, kenkäkoot 39 – 45 (UK: 5,5 – 10)
lyhyt jalkaosa, kenkäkoot 36 – 39 (UK: 3,5 – 5,5)



Tuote	Juzo® Soft Rib	Juzo® Dynamic Cotton Rib
Tuotenumerot / Kompressioluokat	2021 2022	3521 3522
 AD normaali / lyhyt / extra lyhyt	●	●
AD lyhyt / extra lyhyt lyhyt jalkaosa	●	●
AD normaali / lyhyt / extra lyhyt kapealla nyppysilikonireunalla	●	●
AD lyhyt / extra lyhyt lyhyt jalkaosa, kapealla nyppysilikonireunalla	●	●

● Saatavana standardikokoina I – VI ja räätälöityinä

Vakiovärit

Juzo Soft Rib



Sugar



Almond



Cacao



Poppy seed



Juniper



Black pepper

Juzo Dynamic Cotton Rib



Salt-pepper



Almond



Cacao



Poppy seed



Juniper



Black pepper

Tehostetusti hoitavat



Juzo® Dynamic

Luotettavaa kestävyyttä

Juzo Dynamic -mallissa on tiivis ja huomiota herättämätön, visuaalisesti hienovarainen neulos. Se istuu täydellisesti ja pitää muotonsa myös korkean tason fyysisissä suorituksissa. Tämä tekee sen ihanteelliseksi pyöröneulesukaksi haasteellisiin tarkoituksiin.



Umpikärki

standardikokoisina,
kenkäkoot 37 – 42 (UK: 4 – 8)



Avokärki

standardikokoisina,
kenkäkoot 37 – 42 (UK: 4 – 8)



Juzo® Dynamic Silver

Ärtyneelle iholle

Hopeaa kauttaaltaan sisältävällä neuloksella on antibakteerinen vaikutus, mikä tukee kompressioterapiaa luonnollisella tavalla. Tämä kompressiosukka palauttaa tulehtuneen tai ärtyneen ihon luonnollisen tasapainon ja vähentää huomattavasti kutinaa.



Umpikärki

vain räätälöityinä



Avokärki

vain räätälöityinä



Juzo® Dynamic Cotton

Ihoystävällistä puuvillaa

Tämän sukan sisäosa on miellyttävää puuvillaa, joten se on erityisen ihoystävällinen ja soveltuu käytettäväksi myös ärtyneellä iholla. Puuvilla, luonnonmukainen kuitu, tukee erittäin hyvin Juzo Dynamic -tuotteiden toiminnallisia ominaisuuksia.



Umpikärki


standardikokoisina,
kenkäkoot 37 – 42 (UK: 4 – 8)



Avokärki

standardikokoisina,
kenkäkoot 37 – 42 (UK: 4 – 8)




Tuote	Juzo® Dynamic	Juzo® Dynamic Silver	Juzo® Dynamic Cotton
Tuotenumerot / Kompressioluokat	3511 3512 3513	3511 3512 3513	3511 3512
 AD normaali / lyhyt / extra lyhyt	●	●	●
AD normaali / lyhyt / extra lyhyt kapealla nyppysilikonireunalla	●	●	●
 AF	●	●	●
AF nyppysilikonireunalla	●	●	●
AF koristenyppysilikonireunalla	●	●	●
AF pitsisilikonireunalla	●	●	●
 AG normaali / lyhyt / extra lyhyt	●	●	●
AG normaali / lyhyt / extra lyhyt nyppysilikonireunalla	●	●	●
AG normaali / lyhyt / extra lyhyt leveällä nyppysilikonireunalla	●	●	●
AG normaali / lyhyt / extra lyhyt koristenyppysilikonireunalla	●	●	●
AG normaali / lyhyt / extra lyhyt leveällä koristenyppysilikonireunalla	●	●	●
AG normaali / lyhyt / extra lyhyt pitsisilikonireunalla	●	●	●
AG normaali / lyhyt lantiokiinnityksellä	●	●	●
AG normaali / lyhyt housuosalla (Expert)	●	●	●
 AT normaali / lyhyt / extra lyhyt kevyesti puristavalla housuosalla	●	●	●
AT yksisäärinen sukkahousu säärensuulla	●	●	●
AT haara avoin	●	●	●
AT sepaluksella	●	●	●
AT paine kuten sääriosassa	● KL 2–3	● KL 2–3	● KL 2


● Saatavana standardikokoina I – VI ja räätälöityinä ● Vain räätälöityinä

Vakiovärit

Juzo Dynamic



Juzo Dynamic Silver



Juzo Dynamic Cotton





erittäin
hengittävä

Juzo® Helasana®

Edullinen vaihtoehto

Ohuet, pehmeästi joustavat sukkamme tarjoavat hyvän vastikkeen rahoillesi. Sukat ovat kestävä ja hengittävä. Ne valmistetaan yhteen suuntaan joustavasta polyamidikudoksesta (helanca).



Avokärki
standardikokoisina,
kenkäkoot 37 – 41 (UK: 4 – 7,5)

Tuote	Juzo® Helasana®
Tuotenumerot / Kompressioluokat	4512
 AD normaali / lyhyt	●
 AG normaali / lyhyt	●
 AG normaali / lyhyt nyppysilikonireunalla	●
AG normaali / lyhyt lantiokiinnityksellä	●

● Saatavana standardikokoina II – V

Vakioväri



Anise



sukkayhdistelmä

Juzo® Ulcer Pro Säärihaavojen hoitoon

Juzon pitkä kokemus kompressiotuotteista ja läheinen yhteistyö lääketieteen asiantuntijoiden kanssa ovat auttaneet Juzoa kehittämään kompressiosukat, jotka tekevät säärihaavan hoidosta helpompaa.

Hoidossa yhdistetään kaksi erityyppistä sukkaa – Ulcer Expert ja Ulcer Liners, jotka pitävät haavasiteet tukevasti paikallaan. Yhdistelmä on erittäin tehokas ja toimiva.

Sukat pysyvät paikallaan myös liikunnan ja harjoittelun aikana, ja niitä voidaan käyttää aivan tavallisissa kengissä.



Juzo Ulcer Liner



Juzo Ulcer Expert

Juzo® Ulcer Liner

Pyöreäneulotut Juzo Ulcer Liner -sukat sopivat pitkäaikaiseen käyttöön – ympäri vuorokauden.



Umpikärki
standardikokoisina,
kenkäkoot 37 – 42 (UK: 4 – 8)

Juzo® Ulcer Expert

Laakaneulotut Juzo Ulcer Expert -päällyssukat parantavat kompressiota aktiiviseen aikaan. Niitä käytetään alussukkien päällä erityisesti päiväsaikaan lisäämään puristusta.



Avokärki
standardikokoisina,
kenkäkoot 37 – 42 (UK: 4 – 8)

Tuote	Juzo® Ulcer Pro
Tuotenumerot / Kompressioluokat	3073
 kompressiosukkayhdistelmä AD normaali / lyhyt setti, johon kuuluu 2 Ulcer Liner ja 1 Ulcer Expert -tuotetta	●
Tuote	Juzo® Ulcer Pro Add
Tuotenumerot / Kompressioluokat	2571
 vaihtosetti AD normaali / lyhyt standardikokoina: setti, johon kuuluu 3 Ulcer Liner -tuotetta rääätälöityinä: setti, johon kuuluu 2 Ulcer Liner -tuotetta	●

Vakiovärit

Juzo Ulcer Liner

Juzo Ulcer Expert



White



Beige

Lisätietoa Juzo Ulcer Pro -tuotteista löydät säärihaavojen hoitoa käsittelevästä esitteestämme.

Mittataulukko s. 64.

● Saatavana standardikokoina 1 – 6 ja rääätälöityinä

Saumalliset expertit



 UV-suoja

 sileä sauma



Juzo® Expert

Miellyttävän pehmeä räätälöityyn hoitoon

Erityisen pehmeytensä ja kaksisuuntaisen joustavuutensa takia Juzo Expert tarjoaa suurimman mahdollisen liikunnanvapauden ja on hyvin mukava käyttää. Tämä tuote sopii erinomaisesti täysin peittäviin full-body -vaatteisiin ja sertifioidun UV 80 -suojakertoimen (18 – 32 mmHg, KL 1 – 2) ansiosta se soveltuu hyvin käytettäväksi myös arpiterapiassa.



Umpikärki
vain räätälöityinä



Avokärki
standardikokoisina, kenkäkoot 37 – 41 (UK: 4 – 7,5)
pitkä jalkaosa, kenkäkoot 40 – 44 (UK: 7 – 9,5)



 antibakteerinen

 sileä sauma



Juzo® Expert Silver

Pehmeä tuote, jolla antibakteerinen vaikutus

Tuote tarjoaa sisältämänsä hopealangan ansiosta paitsi kompressiota myös luonnollisen antibakteerisen vaikutuksen. Se palauttaa tulehtuneen tai ärtyneen ihon tasapainon poistaen kutinaa.



Umpikärki
vain räätälöityinä



Avokärki
vain räätälöityinä



 puuvillaa

 sileä sauma



Juzo® Expert Cotton

Luonnonkuitua, erityistä pehmeyttä

Nämä sukat ovat lähes 50 % puuvillaa ja ihon pintaa vasten on täysin puhdasta puuvillaa. Luonnonkuidut tekevät tuotteen erityisen miellyttäväksi ja pehmeäksi. Juzo Expert Cotton soveltuu sen vuoksi erityisen hyvin arka- tai herkkäihoisen käyttöön.



Umpikärki
vain räätälöityinä



Avokärki
standardikokoisina, kenkäkoot 37 – 41 (UK: 4 – 7,5)
pitkä jalkaosa, kenkäkoot 40 – 44 (UK: 7 – 9,5)




Tuote	Juzo® Expert	Juzo® Expert Silver	Juzo® Expert Cotton
Tuotenumerot / Kompressioluokat	3021 3022 3023 3024	3021 3022 3023 3024	3021 3022 3023
AD normaali / lyhyt	● KL 1 – 2 AD; ● KL 2 AD lyhyt	●	● KL 1 – 2 AD
AD normaali max / lyhyt max	● KL 2, ei mittatilauksesta		
AD normaali / lyhyt kapealla nyppysilikonireunalla	● KL 2	●	● KL 2 AD
AD normaali max / lyhyt max kapealla nyppysilikonireunalla	● KL 2, ei mittatilauksesta		
AD normaali / lyhyt joustoreuna	●	●	● KL 2 AD
AF	●	●	●
AF nyppysilikonireunalla	●	●	●
AF koristenyppysilikonireunalla	●	●	●
AF pitsisilikonireunalla	●	●	●
AG	●	●	●
AG nyppysilikonireunalla	●	●	●
AG koristenyppysilikonireunalla	●	●	●
AG pitsisilikonireunalla	●	●	●
AG lantiokiinnityksellä	●	●	●
AT	●	●	●
AT yksisäärinen sukkahousu säärensuulla	●	●	●
BT/B'T/CT/DT caprit	●	●	●
FT/ET bermudashortsit	●	●	●

Vakiovärit

● Saatavana standardikokoina 1 – 6 ja räätälöityinä ● Vain räätälöityinä


Juzo Expert (KL 1 – 3 räätälöityinä)



Juzo Expert (standardikokoina ja KL 4), Juzo Expert Silver ja Juzo Expert Cotton ovat saatavissa Almond-värisenä.


Trendivärit · Batik Collection · Lämpösiirtokuvat

Juzo Expert (KL 1 – 3 räätälöityinä)



Tarkista "Product overview" (englanninkielinen) muut ajankohtaiset trendivärit ja Batik Collection -mallit. Batik Collection -tuotteita on saatavana kaikissa trendi- ja vakioväreissä (lukuunottamatta Almond) yhdistettynä valkoiseen tai mustaan.

Juzo Expert, Juzo Expert Silver ja Juzo Cotton (räätälöityinä)



Lämpösiirtokuvat erityisesti lasten kompressiotuotteisiin. Katso lisää sivulta 9.

Sopivan neuloksen valitsemiseen tai lisätietojen saamiseksi suosittelemme esitettä "Special-purpose garments for lymphological" ja "Special-purpose garments for lymphology"(englanninkielinen).

Mittataulukko s. 64.

Vahvat expertit, saumalliset



Juzo® Expert Strong

Luotettavat ja vahvat tuotteet lymfologiaan


Hyvän terapeuttisen paineen ja miellyttävän hieromisvaikutuksen ansiosta Juzo Expert Strong soveltuu erityisesti monenlaisiin lymfologisiin häiriöihin. Luja ja vahva tuote tarjoaa ammattimaista apua todettujen lymfaödeemien ja lipoödeemien hoidossa.



Umpikärki



Avokärki



Juzo® Expert Strong Silver

Vahva ja antibakteerinen


Juzo Expert Strong Silver tarjoaa räätälöidyn, hoitavan vaikutuksen useimpiin lymfologisiin häiriöihin. Vahva tuote ja neuloksessa mukana oleva hopealanka tuottavat parhaan mahdollisen paineen ja antibakteerisen vaikutuksen, joka tehokkaasti torjuu bakteereita iholla (esim. Staphylococcus aureus).



Umpikärki



Avokärki



Juzo® Expert Strong Cotton

Vahva, sisältää luonnonkuituja

Tässä yhdistyvät Juzo Expert Strong -tuotteen luotettavuus ja vahvuus sekä poikkeuksellinen puuvillan käyttömukavuus. Se soveltuu täydellisesti herkkäihoisille potilaille ja heille, jotka yksinkertaisesti suosivat puuvillan käyttöä.








Umpikärki



Avokärki



Tuote	Juzo® Expert Strong	Juzo® Expert Strong Silver	Juzo® Expert Strong Cotton
Tuotenumerot / Kompressioluokat	3051 3052 3053 3054	3051 3052 3053 3054	3052 3053
 AD	●	●	●
AD kapealla nyppysilikonireunalla	●	●	●
AD joustoreuna	●	●	●
 AF	●	●	●
AF nyppysilikonireunalla	●	●	●
AF koristenyppysilikonireunalla	●	●	●
AF pitsisilikonireunalla	●	●	●
 AG	●	●	●
AG nyppysilikonireunalla	●	●	●
AG koristenyppysilikonireunalla	●	●	●
AG pitsisilikonireunalla	●	●	●
AG lantiokiinnityksellä	●	●	●
 AT	●	●	●
AT yksisäärinen sukkahousu säärensuulla	●	●	●
 BT/B'T/CT/DT caprit	●	●	●
FT/ET bermudashortsit	●	●	●

● Vain räätälöityinä

Vakiovärit


Juzo Expert Strong (KL 1 – 3)




Juzo Expert Strong (KL 4), Juzo Expert Strong Silver ja Juzo Expert Strong Cotton ovat saatavissa Almond-värisenä.

Trendivärit · Lämpösiirtokuvat

Juzo Expert Strong (KL 1 – 3)



Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver ja Juzo Expert Strong Cotton



Sopivan neuloksen valitsemiseen tai lisätietojen saamiseksi suosittelemme esitettä "Special-purpose garments for lymphological" ja "Special-purpose garments for lymphology"(englanninkielinen).

Alaraajojen kompressiotuotteet



Juzo® Expert ja Juzo® Expert Strong

Luotettava apu – myös hopealangalla tai puuvillaisena
Laakaneulottuja kompressiosegmenttejä käytetään erityisesti arpien hoidossa. Niistä on myös apua lymfaterapiassa.

Juzo Expert Silver ja Juzo Expert Strong Silver -tuotteissa on mukana hopealankaa. Hopea on luontaisesti antibakteerinen aine, joten se edistää tulehtuneen tai ärtyneen ihon paranemista ja vähentää kutinaa.

Juzo Expert Cotton sopii erinomaisesti herkkäihoisille potilaille ja niille, jotka pitävät eniten puuvillasta materiaalina.

Jalkaterän ja varvasalueen kompressiotuotteet



Juzo® Expert ja Juzo® Expert Strong

Puuvilla on hiostamatonta ja iholle miellyttävää

Jalkaterä-varvasalueesegmentti sopii erityisesti jalan ja varvasalueen turvotuksen hoitoon.

Mittojen mukaan valmistettavia Juzo jalkaterä-varvasalueesegmenttejä on saatavana mallistoissa Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong ja Juzo Expert Strong Silver.




Tuote	Juzo® Expert	Juzo® Expert Silver	Juzo® Expert Cotton	Juzo® Expert Strong	Juzo® Expert Strong Silver
Tuotenumerot / Kompressioluokat	3021 3022 3023	3021 3022	3021 3022	3051 3052 3053	3051 3052
BD Pohjesegmentit	● KL 2	●	●	●	●
BF Segmentit	●	●	●	●	●
BG Segmentit	●	●	●	●	●
DG Reisisegmentit	●	●	●	●	●
FG Reisisegmentit	● KL 2	●	●	●	●
ZE Jalkaterän ja varvasalueen kompressiotuotteet avoimella tai suljetulla varvasosalla	●	●	●	●	●

● Saatavana standardikokoina 1 – 6 ja räätälöityinä ● Vain räätälöityinä

Vakiovärit

Juzo Expert ja Juzo Expert Strong (räätälöityinä)



Juzo Expert (standardikokoina), Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton ja Juzo Expert Strong Silver ovat saatavissa Almond-värisenä.

Trendivärit · Lämpösiirtokuvat

Juzo Expert ja Juzo Expert Strong (räätälöityinä)



Trendivärit

Tarkista "Product overview" (englanninkielinen) muut ajankohtaiset trendivärit.

Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong ja Juzo Expert Strong Silver (räätälöityinä)




Lämpösiirtokuvat erityisesti lasten kompressiotuotteisiin.
Katso lisää sivulta 9.

Sopivan neuloksen valitsemiseen tai lisätietojen saamiseksi suosittelemme esitettä "Special-purpose garments for lymphological" ja "Special-purpose garments for lymphology"(englanninkielinen).

Mittataulukko s. 65.

Amputaation jälkeiset kompressiotuotteet (saumattomat)



Juzo® Dynamic

Luotettava ja kestävä – myös hopealangalla

Tynkä on heti amputaation jälkeen erittäin herkkä ja kivulias.

Juzo Compression Stump Shrinkers -tynkäkompressiotuotteet ovat erittäin pehmeitä ja helppoja pukea. Pehmeä ja joustava reunaosa takaa, että tuote sopii myös ympäröimältään isoille tynkille ja sellaisille, joissa on paljon ödeemistä rasvakudosta.

Juzo Dynamic Silver -malleissa kudoksessa on mukana hopealankaa, jolla on antibakteerinen vaikutus.



Tuote	Juzo® Dynamic	Juzo® Dynamic Silver
Tuotenumerot / Kompressioluokat	3511 3512	3511 3512
 FG lyhyt / medium / pitkä / polviamputaatio Polven yläpuolelta amputoidun jalan kompressio lantiokiinnityksellä , saatavana myös räätälöitynä	●	●
 FG lyhyt / medium / pitkä / polviamputaatio Polven yläpuolelta amputoidun jalan kompressio ilman lantiokiinnitystä	●	●
 FG lyhyt / medium / pitkä / polviamputaatio Polven yläpuolelta amputoidun jalan kompressio nypysilikonireunalla	●	●
 CF lyhyt / medium / pitkä Polven alapuolelta amputoidun jalan kompressio	●	●
 CF lyhyt / medium / pitkä Polven alapuolelta amputoidun jalan kompressio nypysilikonireunalla	●	●
 HD Polven alapuolelta amputoidun jalan kompressio Pirogoff-amputaation jälkeen	●	●
 SG Käsivarren tyngän kompressio	●	●
 SG Käsivarren tyngän kompressio kapealla nypysilikonireunalla	●	●
 SH Käsivarren tyngän kompressio olkaosalla ja nauhalla	●	●
 SH Käsivarren tyngän kompressio korotettu olkaosa , kiinnitys rintaliivien olkaimeen	●	●
 SH Käsivarren tyngän kompressio korotettu olkaosa silikonilla , kiinnitys rintaliivien olkaimeen	●	●


● Saatavana standardikokoina I – VI ja räätälöitynä ● Vain räätälöitynä

Vakiovärit

Juzo Dynamic



Juzo Dynamic Silver



Amputaation jälkeiset kompressiotuotteet (saumalliset)



Juzo® Expert



Mittatilaustyönä valmistettavat tuotteet, myös hopealangalla tai puuvillaisena

Ainutlaatuisen pehmeytensä ja monisuuntaisen joustavuutensa ansiosta Juzo Expert -tuotteet tarjoavat liikkumisen vapautta ja ovat erittäin mukavia käyttää.

Juzo Expert Silver -tuotteissa on käytetty hopealankaa osana kudosta. Hopea on luontaisesti antibakteerinen aine, joten se edistää tulehtuneen tai ärtyneen ihon paranemista ja vähentää kutinaa.

Juzo Expert Cotton sopii erinomaisesti herkkäihoisille potilaille ja niille, jotka pitävät eniten puuvillasta materiaalista.

Tuote-esimerkkejä



Tuote	Juzo® Expert	Juzo® Expert Silver	Juzo® Expert Cotton
Tuotenumerot / Kompressioluokat	3021 3022	3021 3022	3021 3022
 FG lyhyt/medium/pitkä/polviamputaatio Polven yläpuolelta amputoidun jalan kompressio lantiokiinnityksellä	●	●	●
 FG lyhyt/medium/pitkä/polviamputaatio Polven yläpuolelta amputoidun jalan kompressio ilman lantiokiinnitystä	●	●	●
 FG lyhyt/medium/pitkä/polviamputaatio Polven yläpuolelta amputoidun jalan kompressio nyppysilikonireunalla	●	●	●
 CF lyhyt/medium/pitkä Polven alapuolelta amputoidun jalan kompressio	●	●	●
 CF lyhyt/medium/pitkä Polven alapuolelta amputoidun jalan kompressio nyppysilikonireunalla	●	●	●
 HD Polven alapuolelta amputoidun jalan kompressio Pirogoff-amputaation jälkeen	●	●	●
 DF / DG Kannatinhiha silikonisilla sivutuilla ilman saamaa pitkällä sivulla polven kohdalla	3232 ● DF		
 SG Käsivarren tyngän kompressio	●	●	●
 SG Käsivarren tyngän kompressio kapealla nyppysilikonireunalla	●	●	●
 SH Käsivarren tyngän kompressio olkaosalla ja nauhalla	●	●	●
 SH Käsivarren tyngän kompressio korotettu olkaosa , kiinnitys rintaliivien olkaimeen	●	●	●
 SH Käsivarren tyngän kompressio korotettu olkaosa silikonilla , kiinnitys rintaliivien olkaimeen	●	●	●

Vakiovärit


Juzo Expert (räätälöityinä)



Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton ja kannatinhiha ovat saatavissa Almond-värisenä.

Trendivärit

Juzo Expert (räätälöityinä)



Sopivan neuloksen valitsemiseen tai lisätietojen saamiseksi suosittelemme esitettä "Special-purpose garments for lymphological" ja "Special-purpose garments for lymphology"(englanninkielinen).

Mittataulukko s. 65.

Kompressiohihat (saumattomat)



pehmeä tuote

Juzo® Soft

Superpehmeyttä ja hyvää oloa

Hieno mikrokuitumateriaali ei hiosta ja tuntuu iholla erittäin miellyttävältä. Juzo Soft on paitsi toimiva myös hyvännäköinen ja -tuntuinen.



kestävä



hopeaa

Juzo® Dynamic

Kestävyyttä, johon voit luottaa

Juzo Dynamic tarjoaa tyylikästä ja huomaamatonta kompressiotukea. Se istuu täydellisesti ja säilyttää istuvuutensa myös kovemmassa fyysisessä liikunnassa, mikä tekee siitä loistovalinnan vaativampaankin käyttöön.

Juzo Dynamic Silver -tuotteissa on käytetty hopealankaa osana kudosta. Hopea on luontaisesti antibakteerinen aine.



kestävä

Juzo® Dynamic Kompressiohihayhdistelmä

Hiha käsiosalla

Juzo Dynamic -kompressiohihoja on saatavana myös käsineosalla. Peukalon kannassa kompressio on vähäisempää. Käsiosassa on erikoiskiila peukalon alueella ja saumaton, joustava reunaosa käden päällä. Silikoninauha pitää hihan paikallaan.




Tuote	Juzo® Soft	Juzo® Dynamic	Juzo® Dynamic Silver
Tuotenumerot / Kompressioluokat	2001 2002	3511 3512 3513	3511 3512 3513
CG / CG max Hiha	●	● KL 1–2	●
CG / CG max Hiha kapealla nypysilikonireunalla	●	● KL 1–2	●
CH / CH max Hiha olkaosalla ja nauhalla	●	● KL 1–2	●
CH Hiha korotettu olkaosa, kiinnitys rintaliivien olkaimeen	●	●	●
CH Hiha korotettu olkaosa silikonilla, kiinnitys rintaliivien olkaimeen	●	●	●
AGA / AGA max Hiha ja käsine yhteenneulottuna (avoin peukalo)		● KL 1–2	
AGA / AGA max Hiha, jossa integroitu käsineosa ja käsine yhteenneulottuna (avoin peukalo) nypysilikonireunalla		● KL 1–2	


● Saatavana standardikokoina I – VI, I – VI max ja räätälöityinä ● Vain räätälöityinä

Vakiovärit

Juzo Soft



Juzo Dynamic



Juzo Dynamic Silver



Trendivärit · Batik Collection

Juzo Soft



Tarkista "Product overview" (englanninkielinen) muut ajankohtaiset trendivärit ja Batik Collection -mallit. Batik Collection -tuotteita on saatavana kaikissa trendi- ja vakioväreissä (lukuunottamatta Almond) yhdistettynä valkoiseen tai mustaan.

Kompressiohihat (saumalliset)



Juzo® Expert

Pysy liikkeessä, myös hopealangalla tai puuvillaisena

Ainutlaatuisen pehmeytensä ja monisuuntaisen joustavuutensa ansiosta Juzo Expert -tuotteet tarjoavat liikkumisen vapautta ja ovat erittäin mukavia käyttää.

Kompressiohihoja on saatavana myös hopealangalla (Juzo Expert Silver) tai puuvillaisina (Juzo Expert Cotton).



Juzo® Expert Strong









Luotettava ja vahva, myös hopealangalla

Terapeuttisen paineen ja hierovan tunteen ansiosta Juzo Expert Strong soveltuu erityisen hyvin vaikeampienkin lymfaongelmien hoitoon. Vahva kudus tarjoaa ammattimaista tukea. Suositellaan lymfa- ja lipoodeemien hoitoon.

Juzo Expert Strong Silver -tuotteissa on käytetty hopealankaa osana kudosta. Hopea on luontaisesti antibakteerinen aine, joten se edistää tulehtuneen tai ärtyneen ihon paranemista ja vähentää kutinaa. Hopean on todettu hillitsevän tehokkaasti esim. stafylokokkien kasvua iholla.

Tuote-esimerkkejä



Tuote	Juzo® Expert	Juzo® Expert Silver	Juzo® Expert Cotton	Juzo® Expert Strong	Juzo® Expert Strong Silver
Tuotenumerot / Kompressioluokat	3021 3022 3023	3021 3022 3023	3021 3022 3023	3051 3052 3053	3051 3052 3053
 CG Hiha	●	●	●	●	●
 CG Hiha kapealla nyppysilikonireunalla	●	●	●	●	●
 CG Hiha ylhäältä pidempi malli, kapealla nyppysilikonireunalla, sauma käsivarren ulkosivulla Valitse oikea tai vasen	● KL 2	●	●	●	●
 CH Hiha olkaosalla ja nauhalla	●	●	●	●	●
 CH Hiha korotettu olkaosa, kiinnitys rintaliivien olkaimeen	●	●	●	●	●
 CH Hiha korotettu olkaosa silikonilla, kiinnitys rintaliivien olkaimeen	●	●	●	●	●
 AGA / AGO / AGG Hiha integroidulla käsiosalla, jossa avoin peukalo, tai käsineosalla, jossa avoimet tai suljetut sormet	●	●	●	●	●
 AHAG / AHOG / AHGG Hiha integroidulla käsiosalla, jossa avoin peukalo, tai käsineosalla, jossa avoimet tai suljetut sormet, olkaosalla ja nauhalla	●	●	●	●	●

Vakiovärit

● Saatavana standardikokoina 2 – 4 ja räätälöityinä ● Vain räätälöityinä


Juzo Expert ja Juzo Expert Strong (räätälöityinä)



Juzo Expert (standardikokoina), Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton ja Juzo Expert Strong Silver ovat saatavissa Almond-värisenä.


Trendivärit · Batik Collection · Lämpösiirtokuvat

Juzo Expert (räätälöityinä)




Tarkista "Product overview" (englanninkielinen) muut ajankohtaiset trendivärit ja Batik Collection -mallit. Batik Collection -tuotteita on saatavana kaikissa trendi- ja vakioväreissä (lukuunottamatta Almond) yhdistettynä valkoiseen tai mustaan.

Juzo Expert Strong



Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong ja Juzo Expert Strong Silver



Lämpösiirtokuvat erityisesti lasten kompressiotuotteisiin. Katso lisää sivulta 9.

Sopivan neuloksen valitsemiseen tai lisätietojen saamiseksi suosittelemme esitettä "Special-purpose garments for lymphological" ja "Special-purpose garments for lymphology"(englanninkielinen).

Mittataulukko s. 66.

Kompressiokäsineet (saumattomat)



Juzo® Classic Seamless



Saumattonta mukavuutta

Juzo Classic Seamless -käsineet nostavat ödeemien hoidon aivan uudelle tasolle. Uudenlainen, saumaton neulos on hengittävää ja ihoystävällistä. Se on pehmeää ja sileää, mikä lisää sekä käyttömukavuutta että helpottaa pukemista ja riisumista. 3D-kudos herkällä peukalon ja etusormen välisellä alueella estää käsineen kuroutumista ja suojaa ihoa ärsytykseltä. Käsine on suunniteltu siten, ettei se estä peukalon liikkuvuutta lainkaan.

Tuote-esimerkkejä





Tuote		Juzo® Classic Seamless	
Tuotenumerot / Kompressioluokat		2301	
		2302	
	HDA Hanska peukalo-osalla		●
	HFA Sormikas avoimet sormenpäät		●

● Saatavana standardikokoina 2 – 5

Vakiovärit



Sesame



Almond



Black pepper

Kompressiokäsineet (saumalliset)



Juzo® Expert

Räätälöityä pehmeyttä – myös hopealangalla tai puuvillaisena

Käden anatomia on hyvin monimutkainen, joten käden alueen kompressiotuotteilta vaaditaan paljon. Ainutlaatuisen pehmeytensä ja monisuuntaisen joustavuutensa ansiosta Juzo Expert -tuotteet tarjoavat liikkumisen vapautta ja ovat erittäin mukavia käyttää.

Kompressiokäsineet on saatavana myös hopealangalla vahvistettuna (Juzo Expert Silver) tai puuvillaisina (Juzo Expert Cotton).



Juzo® Expert Strong

Vahvaa lymfaterapiaa – myös hopealangalla vahvistettuna



Juzo Expert Strong -kompressiokäsineet estävät lymfanesteiden kerääntymistä käteen ja edistävät nesteen poistumista kudoksista. Terapeuttisen paineen ja hierovan tunteen ansiosta Juzo Expert Strong soveltuu erityisen hyvin vaikeampienkin lymfaongelmien hoitoon.

Juzo Expert Strong Silver -käsineiden kudoksessa on hopealankaa, joka estää bakteereiden kasvua. Hopeaa sisältävät materiaalit auttavat palauttamaan ihon luonnollisen tasapainon, estävät tulehduksia ja vähentävät ihon ärsytystä ja kutinaa.



Tuote	Juzo® Expert	Juzo® Expert Silver	Juzo® Expert Cotton	Juzo® Expert Strong	Juzo® Expert Strong Silver
Tuotenumerot / Kompressioluokat	3021 3022	3021 3022	3021 3022	3051 3052	3051 3052
 HDA Lyhyt hanska (ranteen peittävä) lyhyellä peukalolla	● avoimin	●	●	●	●
 HDA Pitkä hanska (käsivarren puoleenväliin ulottuva) lyhyellä peukalolla	●	●	●	●	●
 HF / HFA Lyhyt hanska (ranteen peittävä) avoimet tai kiinnikudotut sormenpäät	●	●	●	●	●
 HF / HFA Pitkä hanska (käsivarren puoleenväliin ulottuva) avoimet tai kiinnikudotut sormenpäät	●	●	●	●	●


● Saatavana standardikokoina 1 – 6 ja räätälöityinä ● Vain räätälöityinä

Tuote	Juzo® Expert	Juzo® Expert Silver
Tuotenumerot / Kompressioluokat	3021 3022	3021 3022
 FI Sormituki avoin tai suljettu	● avoimin	●
 FI Sormituki velcro-tarranauhakiinnityksellä, avoin tai suljettu	●	●

● Saatavana standardikokoina 1 – 3 ja räätälöityinä ● Vain räätälöityinä

Vakiovärit


Juzo Expert ja Juzo Expert Strong (räätälöityinä)




Juzo Expert (standardikokoina), Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton ja Juzo Expert Strong Silver ovat saatavissa Almond-värisenä.

Trendivärit · Lämpösiirtokuvat

Juzo Expert ja Juzo Expert Strong (räätälöityinä)



Juzo Expert ja Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver (räätälöityinä)



Sopivan neuloksen valitsemiseen tai lisätietojen saamiseksi suosittelemme esitettä "Special-purpose garments for lymphological" ja "Special-purpose garments for lymphology"(englanninkielinen).

Mittataulukko s. 67.

Rintakehän kompressiotuotteet






Juzo® Expert

Yksilökohtaiseen terapiaan, myös hopealangalla







Rintakehän alueen kompressiotuotteita käytetään sekä ödeemien että arpien hoidossa, esim. rintaleikkauksen jälkeen tai palovammojen hoidossa. Nämä tuotteet sopivat yhdistettäväksi esim. kompressiosukkahousujen kanssa. Koko vartalon kompressiopuvut ovat erityisesti lasten ja naisten suosiossa.

Mittojen mukaan valmistettavia Juzo Compression Thorax -kompressiositeitä on saatavana mallistoissa Juzo Expert ja Juzo Expert Silver.

Tuote-esimerkkejä





Tuote	Juzo® Expert	Juzo® Expert Silver
Tuotenumerot / Kompressioluokat	3021 3022	3021 3022
 Rintakehän alueen kompressiosegmentti kinalosta lanteille	•	•
 Ylle pujotettava malli slip-on type tai eri kiinnitysvaihtoehdoilla (velcro, vetoketju tai silmukkakiinnitys)	•	•
 Ylle pujotettava malli pitkällä hihoilla tai lyhyillä hihoilla slip-on type tai eri kiinnitysvaihtoehdoilla (velcro, vetoketju tai silmukkakiinnitys)	•	•
 Rintakehän alueen kompressiopuku hihaton malli vartalokiinnityksellä vain eri kiinnitysvaihtoehdoilla (velcro, vetoketju tai silmukkakiinnitys)	•	•
 Rintakehän alueen kompressiopuku pitkällä hihoilla tai lyhyillä hihoilla malli vartalokiinnityksellä vain eri kiinnitysvaihtoehdoilla (velcro, vetoketju tai silmukkakiinnitys)	•	•
 Haarakiila ommettu rintakehän alueen kompressiotuotteen yhdelle puolelle	•	•

• Vain räätälöityinä

Vakiovärit


Juzo Expert




Juzo Expert Silver ovat saatavissa Almond-värisenä.

Trendivärit · Lämpösiirtokuvat

Juzo Expert



Juzo Expert ja Juzo Expert Silver



Pään alueen kompressiotuotteet



Juzo® Expert

Esteettinen arpien hoito, myös hopealangalla

Kasvojen alueen kompressioon suosittelemme sileäneuleisia materiaaleja alemmissa kompressioluokissa 18 – 21 mmHg (KL 1), erityisesti Juzo Expert ja Juzo Expert Silver. Jokainen Juzo-tuote valmistetaan tarkasti potilaan mittojen mukaan. Takaamme nopeat toimitukset sairaaloille ja klinikoille. Valikoimistamme löytyy useita eri kompressioaamioita pään ja niskan alueelle. Nämä valmistetaan aina hoidettavan arpialueen sijainnin ja laajuuden mukaan.

Mittojen mukaan valmistettavia Juzo Compression Segments Head -kompressioaamioita on saatavana mallistoissa Juzo Expert ja Juzo Expert Silver.

Tuote-esimerkkejä





Tuote	Juzo® Expert	Juzo® Expert Silver
Tuotenumerot / Kompressioluokat	3021	3021
 Kaula-leukasid päänauhalla ja kaulaosalla vain eri kiinnitysvaihtoehdoilla (velcro tai silmukkakiinnitys) pään takaa	●	●
 Kasvonaamio otsa ja pään takaosa avoinna, avoimet korvat tilauksesta, vain eri kiinnitysvaihtoehdoilla (velcro tai silmukkakiinnitys) pään takaa	●	●
 Kasvonaamio otsa ja pään takaosa avoinna aukot silmille, nenälle, suulle ja korville tilauksesta, vain eri kiinnitysvaihtoehdoilla (velcro tai silmukkakiinnitys) pään takaa	●	●
 Kasvonaamio otsa ja pään takaosa suljettu, avoimet korvat tilauksesta, vain eri kiinnitysvaihtoehdoilla (velcro tai silmukkakiinnitys) pään takaa	●	●
 Kasvonaamio otsa ja pään takaosa suljettu aukot silmille, nenälle, suulle ja korville tilauksesta, vain eri kiinnitysvaihtoehdoilla (velcro tai silmukkakiinnitys) pään takaa	●	●

● Vain räätälöityinä

Vakiovärit


Juzo Expert



Juzo Expert Silver ovat saatavissa Almond-värisenä.

Trendivärit · Lämpösiirtokuvat

Juzo Expert



Trendivärit

Tarkista "Product overview" (englanninkielinen) muut ajankohtaiset trendivärit.

Juzo Expert ja Juzo Expert Silver



Lämpösiirtokuvat erityisesti lasten kompressiotuotteisiin. Katso lisää sivulta 9.

Sopivan neuloksen valitsemiseen tai lisätietojen saamiseksi suosittelemme esitettä "Special-purpose garments for lymphological" ja "Special-purpose garments for lymphology"(englanninkielinen).



Varodem® Hospital



Varodem® Hospital

Antitromboosisukat, joissa tarkistusaukko

Varodem Hospital -antitromboosisukat edistävät laskimoiden toimintaa ennen ja jälkeen leikkauksen. Sukkia suositellaan käytettäväksi veritulppien ehkäisyyn etenkin vuoteenomaisilla, liikkumattomilla potilailla.

Varodem Hospital -antitromboosisukissa on tarkistusaukko, joka helpottaa potilaan tilan jatkuvaa tarkkailua. Sukat eivät sisällä lateksia. Sukan koko on luettavissa varvasalueen ja sukan suun värikoodista. Sukkia on saatavana myös kolmea eri pituutta, eri pituisille säärille.

Tuote	Varodem® Hospital
Tuotenumerot	5601
 AG lyhyt / normaali / pitkä nyppysilikonireunalla	●
AG lyhyt / normaali / pitkä lantiokiinnityksellä	●

● Saatavana standardikokoina S – XXL

Väri



White

Juzo® Compression Wrap



Juzo® Compression Wrap

Säärihaavan hoitoon

Juzo Compression Wrap on napakka, säädettävä kompressiokääre, joka soveltuu käytettäväksi perinteisten kompressiositeiden sijaan. Napakkuutensa ansiosta se tarjoaa loistavan terapeuttisen paineen ja matalan lepopaineen. Tarranauhojen ansiosta se on helppo pukea ja säädöt on helppo tehdä vartalon mittojen vaihdellessa. Lovetukset varmistavat, ettei ns. ”ikkunaödeemiä” pääse muodostumaan. Aluskäärettä voi käyttää yhdessä jalkakääreen kanssa. Juzo Compression Wrap on käännettävä ja sitä voidaan käyttää molemmiin puoliin. Se on toiselta puolelta musta ja toiselta beige.

Tuote	Tuotenumerot	Juzo Compression Wrap
 LF normaali Korkea paine sis. Stockinette-aluskääreen	6000 LF	● 2 – 4
 LC normaali / pitkä Nilkkakääre sis. Stockinette-aluskääreen	6000 LC	● 2 – 6
 LC normaali max / pitkä max Nilkkakääre sis. Stockinette-aluskääreen	6000 LC	● 2 – 6
 Stockinette-aluskääre	6081	● S – XXL
 Velcro-kiinnikkeet jalkakääreen setti (pituus 40 cm) nilkkakääreen setti (pituus 75 tai 85 cm)	6000 VS 6000 VC	● Yksi koko ● 1 – 2

Väri

● Saatavana standardikokoina tai yksi koko

Juzo Compression Wrap



Stockinette




Velcro-kiinnikkeet



Tuote-esimerkkejä



Juzo® ACS light – Säädettävä kompressio



Juzo® ACS light

Tehokas, säädettävä kompressiokääre

Tämä napakka kompressiokääre soveltuu käytettäväksi täydentävänä hoitona dekongestaatiovaiheen aikana. Kääreen puristusta on helppo säätää yksilöllisten tarpeiden mukaan tarranauhojen avulla. Integroidun suojaneuloksen ansiosta tuotetta on helppo käyttää ja pukeminen on nopeaa. Käytettävyytensä ansiosta se soveltuu hyvin erilaisille potilaille. Lääkinnällinen paine on 40 mmHg käytettäessä käärettä käsivarressa tai jalassa.

Tuote-esimerkkejä



Tuote	Tuotenumerot	Standardikoot	Yksi koko
 Jalkakääre normaali / pitkä	J701LI	● 1 – 5	
 Pohjekääre normaali / pitkä Saatavana vasemman- tai oikeanpuolisena	J702LI	● 1 – 5	
 Polvikääre normaali	J703LI	● 1 – 5	
 Reisikääre normaali / pitkä Saatavana vasemman- tai oikeanpuolisena	J704LI	● 1 – 5	
 Käsi-kääre normaali	J705LI	● 1 – 4	
 Kääre käsivarteen normaali / pitkä Saatavana vasemman- tai oikeanpuolisena	J706LI	● 1 – 5	
 Vyötärönauha	J711		●
 Jatkeosa yläraajoja varten	J712	● 1 – 2	
 Velcro-kiinnikkeet	J713		●
 Pehmustelaput setti, jossa kaksi paksuutta	J714	● 1 – 4	
 Luistonestonauha 12 x 115 cm	J715		●
 Jatko-osa	J716		●

Väri



Black



Beige



Juzo® SoftCompress



Juzo® SoftCompress

Erikoistuotteet turvotuksen hoitoon

Juzo SoftCompress -tuotteita käytetään kompressiosidonnan tukena turvotuksen hoidossa. Yhdessä sidonnan kanssa ne voivat parantaa hoidon tehoa huomattavasti. Juzo SoftCompress -tuotteet ovat iholle ystävällisiä ja hengittäviä. Ne voidaan pestä 60-asteessa.



Juzo® SoftCompress Bandages

Paranna hoidon tehoa







Mukavat Juzo SoftCompress -siteet soveltuvat käytettäväksi napakoiden kompressiokääreiden tai lääkinnällisten tukisukkien alla. Ne parantavat puristustehoa, pehmustavat ja auttavat tasaamaan kompressiota. Siteet on helppo pukea ja potilas voi tehdä sen itsekin. Siteitä on saatavana sekä yhdenkoon mallina, vakiokokoluokissa että mittojen mukaan toimitettuna. Mittojen mukaan toimitettavat siteet ovat ihanteelliset käytettäväksi öisin.









Juzo® SoftCompress LymphAid ja BandageAid

Täydellinen ratkaisu kompressiosidontaan

Juzo SoftCompress LymphAid ja BandageAid -tuotteet tarjoavat kattavan ratkaisun lymfologiseen sidontaan. Ne on neulottu ainutlaatuisesta Juzo SoftCompress -materiaalista, joka voi parantaa hoitotulosta merkittävästi. Käyttövalmis LymphAid-kääre soveltuu myös potilaan itsensä sidottavaksi. Edullisemmat BandageAid-kääreet toimitetaan kompressorullina.

Tuote	Tuotenumerot	Yksi koko	Standardikoot	Räätälöityinä
 Sääriside käyttö CPDP, vaihe 2	6830		● 1 – 5	●
 Sääriside käyttö CPDP, vaihe 1 sis. 1 malleo-pehmusteen	6831	●		
 Säären ja reiden sidontatarvikkeet käyttö CPDP, vaihe 2 sis. 2 malleo-pehmustetta ja 1 polvinivelpehmusteen	6820			●
 Säären ja reiden sidontatarvikkeet käyttö CPDP, vaihe 1 sis. 2 malleo-pehmustetta, 1 polvinivelpehmusteen ja 2 kompressorullaa	6821	●		
 Käsivarren siteet käyttö CPDP, vaihe 2 sis. 1 käsipehmusteen ja 1 kynnärpääpehmusteen	6822		● 1 – 6	●
 Käsivarren siteet käyttö CPDP, vaihe 1 sis. 1 käsipehmusteen ja 1 kynnärpääpehmusteen	6823	●		


Tuote	Tuotenumerot	Setti
 LymphAid leg pieni käyttö CPDP, vaihe 1 1 yhdenkoon sääriside, 20 harsosidettä, 10 vähäelastiset siteet ja 2 malleo-pehmustetta	6800 KL	●
 LymphAid leg iso käyttö CPDP, vaihe 1 1 yhdenkoon sääriside, 2 kompressorullaa, 20 harsosidettä, 14 vähäelastiset siteet, 2 malleo-pehmustetta ja 1 polvi-pehmuste	6800 GR	●
 LymphAid käsivarsi käyttö CPDP, vaihe 1 1 yhdenkoon käsivarren side, 20 harsosidettä, 7 vähäelastiset siteet, 1 käsipehmuste ja 1 kynnärpääpehmuste	6801	●
 BandageAid jalka, pieni käyttö CPDP, vaihe 1 1 kompressorulla, 20 harsosidettä, 5 vähäelastiset siteet ja 2 malleo-pehmustetta	6810 KL	●
 BandageAid jalka, iso käyttö CPDP, vaihe 1 3 kompressorullaa, 20 harsosidettä, 9 vähäelastiset siteet, 2 malleo-pehmustetta ja 1 polvi-pehmuste	6810 GR	●
 BandageAid käsivarsi käyttö CPDP, vaihe 1 1 kompressorulla, 20 harsosidettä, 7 vähäelastiset siteet, 1 käsipehmuste ja 1 kynnärpääpehmuste	6811	●

CPDT = Complex Physical Decongestive Therapy

Juzo SoftCompress -tuotteista löytyy lisätietoa "Juzo SoftCompress – Special products for oedema therapy" -esitteestä.

Mittataulukko s. 69.

Juzo[®] SoftCompress



Juzo[®] SoftCompress Pads

Puristuksen kohdistus

Juzo SoftCompress -tyynyjä käytetään turvotuksen hoidossa. Pitkittäiset vahtokanavat muokkaavat puristusta, edistävät lymfanesteiden poistumista ja estävät pehmytkudosfibroosin muodostumista.



Juzo[®] SoftCompress Compression Roll

Puristuksen kohdistus

Ohuet, erittäin pehmeät Juzo SoftCompress Compression Rolls -siderullat tarjoavat jo sinällään kompressiota oikein käytettynä, vaikka niiden päätarkoituksena on tasata kompressiota ja estää kuroutumia kompressiokääreen alla käytettynä.



Juzo[®] SoftCompress Compression Sheet

Yksilöllistä istuvuutta

Erittäin ohuet Juzo SoftCompress Compression Sheets -arkit voi leikata haluttuun kokoon ja käyttää eri puolilla vartaloa.

Tuote	Tuotenumerot	Standardikoot / Yksi koko	Räätälöitynä
 Rintalaput käyttö CPDP, vaiheet 1 ja 2	6837	● 1–3	●
 Rintasiiteet käyttö CPDP, vaiheet 1 ja 2	6838	● 1–6	
 Rintasiiteet käyttö CPDP, vaiheet 1 ja 2	6839	● 1–3	●
 Genitaalilaput miehille käyttö CPDP, vaiheet 1 ja 2	6840	● 1–3	●
 Polvinivellaput käyttö CPDP, vaiheet 1 ja 2 13 x 17 cm	6845	●	●
 Kyynärpäälaput käyttö CPDP, vaiheet 1 ja 2 10 x 13 cm	6842	●	●
 Malleo-laput käyttö CPDP, vaiheet 1 ja 2 6,5 x 9 cm toimitetaan pareittain	6843	●	●
 Käsilaput käyttö CPDP, vaiheet 1 ja 2 8,5 x 24 cm	6844	●	●
 Kompressorullat käyttö CPDP, vaihe 1	6835	● 1–4	
 Kompressoarkit käyttö CPDP, vaihe 1	6836	● 1–2	
 Vähäelastinen side käyttö CPDP, vaihe 1 saatavana kappaleittain tai pakkauksessa (10 kpl) 6 / 8 / 10 / 12 cm x 5 m	6846	● 1–4	
 Rapidplast V – sideharso käyttö CPDP, vaihe 1 toimitetaan 20 kappaleen pakkauksessa 6 cm x 4 m (sormille) 4 cm x 4 m (varpaille)	6847 6848	● ●	
 Putkiharso käyttö CPDP, vaihe 1 6 / 8 / 10 cm x 20 m	6849	● 1–3	

Alaraajat

Yläraajat

Erikoistuotteet

Lisävarusteet


Kokomitat

CPDT = Complex Physical Decongestive Therapy

Juzo SoftCompress -tuotteista löytyy lisätietoa “Juzo SoftCompress – Special products for oedema therapy” -esitteestä.

Mittataulukko s. 69.

Juzo® ScarPad silikoniset arpilaastarit



arpien hoito

Juzo® ScarPad

Arpilaastarit

Myös täysin normaali haavan paraneminen voi aiheuttaa arpeutumista. Juzo ScarPad -arpilaastarit ovat itsekiinnittyviä ja sopivat kaikenlaisten arpien hoitoon. Laastareita on helppo käyttää. Hoito on kivutonta, mitään sivuvaikutuksia ei ole havaittu, ja ne sopivat myös lapsille. Juzo ScarPad -arpilaastareissa käytetään sataprosenttista lääkinällistä silikonია yhdistettynä erikoisvalmisteiseen joustomateriaaliin.

Arpilaastarit häivyttävät arpea ja tekevät siitä pehmeämmän ja joustavamman. Laastareita voi käyttää useita kertoja. Yksi laastari kestää noin 4 – 8 viikkoa.



Juzo® ScarPad Fingercaps

Silikoninen sormituppi

Juzo ScarPad Fingercaps -sormitupit koostuvat kahdesta tuotteesta: suojaavasta silikonitupesta ja kompressiotupesta. Tupet on helppo leikata haluttuun pituuteen, ja ne soveltuvat myös osittain amputoitujen sormien hoitoon.

Tuote	Tuotenumerot	Pakkaus
 Juzo® ScarPad light small paksuus arpilaastari 0,4 mm, 5 x 8 cm (voidaan leikata haluttuun kokoon) Juzo ScarPad Cleaning Soap päivittäiseen puhdistukseen	9414	2 kpl
 Juzo® ScarPad light paksuus arpilaastari 0,4 mm, 10 x 14 cm (voidaan leikata haluttuun kokoon) Juzo ScarPad Cleaning Soap päivittäiseen puhdistukseen	9410	2 kpl
 Juzo® ScarPad extra paksuus arpilaastari 1,4 mm, 10 x 14 cm (voidaan leikata haluttuun kokoon) Juzo ScarPad Cleaning Soap päivittäiseen puhdistukseen	9411	1 kpl
 Juzo® ScarPad strong paksuus arpilaastari 2,3 mm, 14 x 22 cm (voidaan leikata haluttuun kokoon) Juzo ScarPad Cleaning Soap päivittäiseen puhdistukseen	9412	1 kpl
 Juzo® ScarPad Fingercaps suojaava silikoninen sormituppi ja kompressiotuppi koko S – XL (voidaan leikata haluttuun pituuteen) Juzo ScarPad Cleaning Soap päivittäiseen puhdistukseen	9415	4 kpl
 Juzo® ScarPad Cleaning Soap erikoispuhdistusaine Juzo ScarPad -tuotteille 50 ml / putkilo	9413	1 putkilo

Juzo® Liner Stockings Silver



antibakteerinen

Juzo® Liner Stockings Silver

Antibakteerinen vaikutus, monipuoliset ominaisuudet

Nämä pehmeät sukat ovat erityisen mukavia käyttää ja sopivat kompression tueksi herkkäihoisille potilaille. Sukat tarjoavat täydellisen suojan iholle puettaessa ja riisuttaessa. Kiinteän hopealangan ansiosta niillä on myös antibakteerinen vaikutus. Juzo Liner Stockings Silver sopii erittäin hyvin haavasiteiden ja painetyynyjen pitämiseen paikoillaan.

Tuote

Tuotenumerot



AD
pakkaus, jossa 3 sukkaa

Juzo® Liner Stockings Silver

9640

koko S/M – ympärysmitta "cC" < 50 cm


koko L/XL – ympärysmitta "cC" > 50 cm

Väri



Light grey


Juzo® Light Line – tukisukat



Juzo® Light Line 5070 ja Juzo® Light Line 5140

Elegantti, tukee tehokkaasti

Silkinhohtavat ja elegantin läpinäkyvät Light Line -tuotteet ovat ihanteellisia muotitietoiselle naiselle. Tämä tukisukka muovaa säärtä ja edistää myös laskimoiden verenkiertoa, se hieroo sidekudoksia ja pitää sääret kiinteinä. Ei ole parempaa tapaa huolehtia terveydestä ja ehkäistä laskimosairauksia.







Juzo® Light Line 5800

Miellyttävää puuvillaa – miehille ja naisille

Nämä urheilusukat ovat erityisen pehmeät ja tarjoavat hyvän tuen säärille. Ne ehkäisevät myös tehokkaasti laskimo-ongelmia aktivoimalla säärten lihaksia ja edistämällä verenkiertoa. Tämän ansiosta ne soveltuvat ihanteellisesti työhön, vapaa-aikaan, matkustukseen ja urheiluun – niin miehille kuin naisille.

Tuote-esimerkkejä




Tuote	Juzo® Light Line (70 den)	Juzo® Light Line (140 den)	Juzo® Light Line puuvillaa
Tuotenumerot / Kompressioluokka	5070 2 (n. 10 – 14 mmHg)	5140 3 (n. 15 – 18 mmHg)	5800 3 (n. 15 – 18 mmHg)
 AD	●	●	●
 AG pitsisilikonireunalla	●	●	
 AT	●	●	

● Saatavana standardikokoina I – VI

Värit

Juzo Light Line 5070 ja Juzo Light Line 5140



Juzo Light Line 5800



Juzo® Special sukat



Juzo® Allround

Maksimaalinen sukanvarren ja sukan yläreunan joustavuus

Juzo Allround on hyvin monipuolinen ja erittäin mukava käyttää joustavuutensa ansiosta. Tämä joustava sukka on erinomainen siteiden tai sidoksien paikallaan pitämisessä, ortoosien tukena, tai jos on leveä jalka, korkea jalkapöytä, jalan tai säären epämuodostumia tai turvotusta. Sukan Air-Comfort -neulos peittää kauttaaltaan jalkapohjan, ulottuen yli sukankärjen. Tämä hellävarainen rakenne suojaa jalan herkkiä alueita esimerkiksi paineärsykeiltä tai hiertymän aiheuttamilta haavoilta. Juzo Allround soveltuu sen vuoksi varsinkin diabeetikoille tai reumaatikoille.



Juzo® Sensitiv

Saumattomat sukankärjet ja joustava yläreuna


Puuvillan ydinlangan hyödyntäminen Juzo Sensitiv -tuotteiden valmistuksessa tekee niistä erityisen kevyet ja miellyttävät käyttää – ne ovat ihanteelliset diabeetikoille ja reumaatikoille. Luonnollinen ja pehmeä materiaalin venyvyys takaa hellävaraisen ja puristamattoman istuvuuden. Saumaton kärkeosa, kiristämätön yläosa ja erityisen joustava muoto ehkäisevät puristusta. Tämän mukavampia saa hakea.



Juzo® Active Ankle

Mukava nilkkatukisukka

Juzo Active Ankle sopii sekä työhön että vapaa-aikaan. Napakka, puuvillainen neulos (58 % puuvillaa), tekee sukista miellyttävät myös pidempiaikaisessa käytössä ja fyysisessä rasituksessa. Kiristämätön resori, anatomisesti muotoiltu varvasosa ja 3D-neulottu kantaosa.

Tuote	Juzo® Allround	Juzo® Sensitiv	Juzo® Active Ankle
Tuotenumerot / Kompressioluokka	9750	9751	2009 (n. 15 – 18 mmHg)
 AB	● I – V	● II – V	● I – V

● Saatavana standardikokoina

Värit

Juzo Sensitiv



Ivory



Marine



Black

Juzo Allround



Light grey



Marine



Black

Juzo Active Ankle



White



Ivory



Marine



Black

Urheilusukat



Juzo® Sport Support

Suoristuskykyä ja varmuutta tavallisille kuntoilijoille

Juzo Sport Support lisää suoristuskykyä ja lyhentää palautumisaikaa kuntoilusuorituksen jälkeen. Lisäksi ne ovat mitä mainioimmat matkasukat. Kompressio vähentää loukkaantumisriskiä ja tulee pohjelihaksia suorituksen aikana ja sen jälkeen. Sukat edistävät näin myös verenkiertoa. Kosteutta poistava coolmax-materiaali varmistaa, että sukat eivät hiosta, tuntuvat viileiltä ja ovat mukavat käyttäjä.



Juzo® Sport Competition

Eliittuurheilijan valinta


Juzo Sport Competition -sukissa on enemmän painetta kuin tavallisissa urheilutukisukissa, joten ne toimivat erinomaisesti myös rankoissa suorituksissa edistäen verenkiertoa ja lihasten hapensaantia. Lihasten aktivointi vakauttaa myös niveliä. Vahvistettu pohja, 3D-neulos ja pehmeä vyöhyke pohkeen kohdalla lisäävät käyttömukavuutta. Q-skin-materiaali säätelee lämpötilaa ja tekee sukista hengittävät – täydelliset kestävyysharjoitteluun.



Juzo® Sport Inverno

Ihanteelliset talvisukat

Juzo Sport Inverno on täydellinen, kylmän kauden urheilutukisukka. Materiaali sisältää arvokasta merinovillaa ja silkkiä, jotka tekevät sukista erityisen hyvin lämpöä säätelevät ja kosteutta haihduttavat. Sukat on kudottu ohuesta, mutta erittäin kestävästä langasta. Ne soveltuvat hyvin käytettäväksi monoissa ja tiukoissa urheilujalkineissa. Sukkien varsissa on käytetty fluoresoivaa ja heijastavaa lankaa, mikä tuo lisää turvallisuutta hämärään talviaikaan.

Tuote	Juzo® Sport Support	Juzo® Sport Competition	Juzo® Sport Inverno
Tuotenumerot / Kompressioluokat	2005 (n. 15 – 18 mmHg)	2525 (n. 23 mmHg)	2550 (n. 16 – 21 mmHg)
 AD	●	●	●


● Saatavana standardikokoina

Värit


Juzo Sport Support



Juzo Sport Competition



Juzo Sport Inverno



Juzo® Pukemisen ja riisumisen apuvälineet



Juzo Easy Fit

Tuotenumerot 1890

Tukisukille **avomella tai suljetulla** varvasosalla

Pakkaus 1 kpl

Pukemisen ja riisumisen apuvälineet

Tuote	Nilkan ympärys
Juzo® Easy Fit	< 26 cm
Juzo® Easy Fit XL	> 26 cm



Juzo Slippie Leg

Tuotenumerot 1901

Tukisukille ja tukisukkahousuille

avomella varvasosalla

Pakkaus 20 kpl

Pukeutumisapu

Valmistettu kestävästä Tyvek-materiaalista, erittäin hyvä liukuvuus



Juzo Slip-on Aid

Tuotenumerot 1900

Tukisukille ja tukisukkahousuille

avomella varvasosalla

Pakkaus 40 kpl

Pukeutumisapu

Liukuva nylontuote, pehmeä pinta



Juzo Slippie for Arm

Tuotenumerot 1902

Kompressiohihoille ja kyynärvarren tuelle

Pakkaus 1 kpl

Pukeutumisapu

Repeytymätön materiaali, erinomainen luistavuus



Juzo Erikoiskäsineet

Tuotenumerot 9301

Pakkaus 1 pari

Korkealaatuista tekstiiliä, jossa karkea kämmenosa, pitkäikäiset käsineet

Suojaa herkkiä kompressiotuotteita ja pidentää niiden ikää

Koko	Käsineen koko
S	5
M	7
L	9
XL	11

Juzo® Arion Pukemisen ja riisumisen apuvälineet



Juzo Arion Sim-Slide

Tuotenumerot 1705
Tukisukille ja tukisukkahousuille
avoimella varvasosalla
Pakkaus 1 kpl

Pehmeä, kaksikerroksinen materiaali

Kiinnitä nilkkaan joustavan hihnan avulla

Parantaa potilaan itsehoitomahdollisuuksia ja soveltuu erilaisille potilaille

Vähentää potilaan sekä hoitohenkilökunnan fyysistä rasitusta

Koko	Kengän koko (UK)
M	38 – 41 (5 – 7,5)
L	42 – 45 (8 – 10)
XL	≥ 46 (10,5)



Juzo Arion Easy-Slide Leg + Easy-Off

Tuotenumerot 1707
Tukisukille ja tukisukkahousuille
avoimella varvasosalla
Pakkaus 1 setti

Pehmeä, kaksikerroksinen materiaali

Helppo kiinnitys nilkan yläpuolelle velcro-nauhalla

Juzo Arion Easy-Off soveltuu myös myös suljetulla varvasosalla

varustettuihin sukkiin

Parantaa potilaan itsehoitomahdollisuuksia ja soveltuu erilaisille potilaille

Vähentää potilaan sekä hoitohenkilökunnan fyysistä rasitusta

Koko	Kengän koko (UK)
S	34 – 37 (2 – 4,5)
M	38 – 41 (5 – 7,5)
L	42 – 45 (8 – 10)
XL	≥ 46 (10,5)

Juzo® Arion Pukemisen apuvälineet



Juzo Arion Easy-Slide Arm

Tuotenumerot 1701

Pukeutumisapu kompressiohihoille ja
kynärvarren tuelle

Pakkaus 1 kpl

Pehmeä, kaksikerroksinen materiaali

Parantaa potilaan itsehoitomahdollisuuksia ja soveltuu erilaisille potilaille

Vähentää potilaan sekä hoitohenkilökunnan fyysistä räsytystä

Koko	Käsivarren pituus
M	55,5 cm
L	62,5 cm



Juzo Arion Easy-Slide Arm

Tuotenumerot 1701

Kompressiohihoille ja -sukille / sukkahousuille,
joissa avoin varvasosa

Pakkaus 1 kpl

Pehmeä, kaksikerroksinen materiaali

Parantaa potilaan itsehoitomahdollisuuksia ja soveltuu erilaisille potilaille

Vähentää potilaan sekä hoitohenkilökunnan fyysistä räsytystä

Koko	Käsivarren / säären pituus
XS	25,5 cm
S	39,5 cm

erityisesti
lapsille



Juzo Arion Easy-Slide Leg

Tuotenumerot 1702

Tukisukille ja tukisukkahousuille
avoimella varvasosalla

Pakkaus 1 kpl

Pehmeä, kaksikerroksinen materiaali

Parantaa potilaan itsehoitomahdollisuuksia ja soveltuu erilaisille potilaille

Vähentää potilaan sekä hoitohenkilökunnan fyysistä räsytystä

Koko	Kengän koko (UK)
S	34 – 37
M	38 – 41
L	42 – 45
XL	≥ 46



Juzo Arion Magnide

Tuotenumerot 1703

Tukisukille ja tukisukkahousuille
suljetulla varvasosalla

Pakkaus 1 kpl

Pehmeä materiaali, jossa innovatiivinen magneettinen sulkija

Parantaa potilaan itsehoitomahdollisuuksia ja soveltuu erilaisille potilaille

Vähentää potilaan sekä hoitohenkilökunnan fyysistä räsytystä

Koko	Kengän koko (UK)
M	≤ 40
L	41 – 45
XL	≥ 46



Juzo Arion SlideX

Tuotenumerot 1704

Juzo Arion Easy-Slide Leg ja
Juzo Arion Magnide -lisäosa

Pakkaus 1 kpl

Pehmeä materiaali

Paksuille jaloille

Vähentää potilaan sekä hoitohenkilökunnan fyysistä räsytystä

Koko	Reiden ympärysmitta
M	≤ 40 cm
L	41 – 60 cm
XL	61 – 100 cm



Juzo Arion Proth-Pro

Tuotenumerot 1706

Pukeutumisapu polven yläpuolelta amputoidun jalan
kompressiotuotteen pukemiseen

Pakkaus 1 kpl

Pehmeä materiaali

Jatko-osa lisää käytettävyyttä

Imupidikkeellä

Koko	Ympärysmitta	Pituus
XS	≤ 40 cm	12 cm
S	41 – 45 cm	13 cm
M	46 – 58 cm	13 cm
L	59 – 70 cm	15,5 cm
XL	71 – 80 cm	16 cm
XXL	≥ 81 cm	17 cm

Juzo® Hoito- ja puhdistustuotteet



Juzo Adhesive Lotion

Tuotenumerot 9800
Saatavana 60 ml putkilo

Erityinen kiinnitysaine, luotettavaan ja helppoon, trikooreunalla tai yläreunalla varustettujen kompressiotuotteiden paikallaan pitämiseen



Juzo Special Detergent

Tuotenumerot 9000
Saatavana 30 ml ja 250 ml putkilo

Lääkinnällisille kompressiosukille ja kaikille joustaville tuotteille Kätevässä putkilossa, jonka avulla määrää voidaan säädellä tarkasti



Vital Balsam 7

Tuotenumerot 9830
Saatavana 30 ml ja 100 ml putkilo

Sisältää arvokasta luonnonuutetta, joka auttaa ärtyneen ihon hoidossa Tämä erityisen ihoystävällinen emulsifioitu geeli viilentää kuten geeli ja ravitsee voiteen lailla



Juzo Lymph Lotion

Tuotenumerot 9860
Saatavana 500 ml putkilo

Ihovoide, joka sisältää 4 % ureaa Päivittäiseen käyttöön Lymfa- ja lipoodeemien sekä verenkiertohäiriöiden hoitoon

Juzo® Painetyynyt



Dr. Rotterin suunnittelemat painetyynyt

Tuotenumerot 9400, 9401*
9409 (silikonia, ilman päällystä)
Pakkauksessa kaksi kappaletta

Elastiselle tai antibakteerisella, hopeaa sisältävällä materiaalilla
pinnoitettu tekstiili
Itsehoitoon



Painetyyny kädelle

Tuotenumerot lyhyt malli 9420, 9421*
pitkä malli 9420L, 9421L*
Pakkaus 1 kpl

Elastiselle tai antibakteerisella, hopeaa sisältävällä materiaalilla
pinnoitettu tekstiili
Asetetaan käden selkämykselle, käsineen alle



Juzo Lymphpad Line

Tuotenumerot 9430
Pakkaus 1 kpl

Lymfaödeeman tai lipoödeeman hoidossa
Synteettistä materiaalia, takaosa polyamidifleeceä
Koko 20 x 29,5 cm (voidaan leikata haluttuun kokoon)



Juzo Lymphpad Square

Tuotenumerot 9431
Pakkaus 1 kpl

Lymfaödeeman tai lipoödeeman hoidossa
Synteettistä materiaalia, takaosa polyamidifleeceä
Koko 20 x 29,5 cm (voidaan leikata haluttuun kokoon)



Kokomitat Pyöröneulotut sukkat ja urheilulliset yleissukat

Juzo® Attractive 2701/2702/2781/2782 • Juzo® Hostess® 2501/2502/2581/2582 • Juzo® Soft 2001/2002 • Juzo® Soft Rib 2021/2022

Ympärysmitta cm	Tyyppi	Mittauspiste	I x-small	II small	III medium	IV large	V x-large	VI xx-large
	Leveällä nyppysilikonireunalla*	cG	49 – 58	53 – 63	57 – 68	64 – 75	67 – 79	74 – 85
	Nyppysilikonireuna**	cG	41 – 48	45 – 52	47 – 56	54 – 63	57 – 66	63 – 73
	Leggingsit	cG	41 – 58	45 – 63	47 – 68	54 – 75	57 – 79	63 – 85
	Sukkahousut	cF	41 – 55	45 – 60	47 – 65	54 – 72	57 – 76	63 – 82
	Pitsisilikonireuna	cE	30 – 37	33 – 41	35 – 45	39 – 48	41 – 51	44 – 55
	Comfort-silikonireuna	cD	27 – 33	29 – 36	31 – 40	34 – 43	36 – 46	39 – 48
	Trikooreuna	cC	29 – 34	32 – 38	34 – 43	38 – 47	41 – 50	44 – 53
		cB¹	23 – 27	25 – 30	27 – 33	30 – 36	32 – 38	35 – 41
		cB	18 – 20	20 – 22	22 – 24,5	24,5 – 27	27 – 30	30 – 33
		cY	26,5 – 30,5	29,5 – 32,5	31,5 – 35	34 – 37,5	36,5 – 41	39,5 – 45
	cA	17,5 – 22	19,5 – 24	21,5 – 26,5	24 – 29	26,5 – 33	29,5 – 37	

* leveällä koristenyppysilikonireunalla ** koristenyppysilikonireunalla

Pituusmitta cm	Tyyppi	Säären mitta	Tyyppi	Säären mitta
	AD	40 – 46	AG / AT / BT	72 – 83
	AD lyhyt	34 – 39	AG / AT / BT lyhyt	66 – 72
Kengän koko vakio 37 – 42 (UK: 4 – 8) Kengän koko Soft Rib 38 – 44 (UK: 5 – 9,5)	AD extra lyhyt	31 – 34	AG / AT extra lyhyt	58 – 66

Tehostetusti hoitavat ja urheilulliset yleissukat

Juzo® Dynamic 3511/3512/3513 • Juzo® Dynamic Cotton 3511/3512 • Juzo® Dynamic Cotton Rib 3521/3522



Ympärysmitta cm	Tyyppi	Mittauspiste	I x-small	II small	III medium	IV large	V x-large	VI xx-large
	Leveällä nyppysilikonireunalla*	cG	50 – 56	54 – 62	58 – 66	64 – 73	68 – 77	73 – 82
	Nyppysilikonireuna**	cG	43 – 49	47 – 53	49 – 57	55 – 63	59 – 67	64 – 72
	Sukkahousut	cG	43 – 56	47 – 62	49 – 66	55 – 73	59 – 77	64 – 82
	Pitsisilikonireuna	cF	43 – 53	47 – 59	49 – 63	55 – 70	59 – 74	64 – 79
	Trikooreuna	cE	28 – 34	30 – 37	33 – 41	35 – 43	37 – 44	40 – 48
		cD	25 – 30	27 – 33	30 – 36	33 – 39	35 – 41	37 – 43
		cC	27 – 34	29 – 37	33 – 41	36 – 45	39 – 47	42 – 50
		cB¹	24 – 26	25 – 29	27 – 33	31 – 36	34 – 39	36 – 41
		cB	18 – 20	20 – 22	22 – 24,5	24,5 – 27	27 – 30	30 – 33
		cY	26,5 – 30,5	29,5 – 32,5	31,5 – 35	34 – 37,5	36,5 – 41	39,5 – 45
	cA	17,5 – 22	19,5 – 24	21,5 – 26,5	24 – 29	26,5 – 33	29,5 – 37	

* leveällä koristenyppysilikonireunalla ** koristenyppysilikonireunalla

Pituusmitta cm	Tyyppi	Säären mitta	Tyyppi	Säären mitta
	AD	40 – 46	AG / AT	72 – 83
	AD lyhyt	34 – 39	AG / AT lyhyt	66 – 72
Kengän koko vakio 37 – 42 (UK: 4 – 8) Kengän koko Dynamic Cotton Rib 39 – 45 (UK: 5,5 – 10), pitkä jalkaosalla 36 – 39 (UK: 3,5 – 5,5)	AD extra lyhyt	31 – 34	AG / AT extra lyhyt	58 – 66



Tehostetusti hoitavat

Juzo® Helasana® 4512

Ympärysmitta cm	Tyyppi	Mittauspiste	II small	III medium	IV large	V x-large
	Top border	cG	44 – 66	48 – 71	52 – 76	56 – 81
		cF	42 – 62	46 – 67	50 – 72	54 – 77
		cE	30 – 40	33 – 44	36 – 48	39 – 52
		cD	27 – 37	30 – 41	33 – 45	36 – 49
		cC	28 – 38	31 – 42	34 – 46	37 – 50
		cB'	23 – 30	26 – 34	29 – 38	32 – 42
		cB	18 – 21,5	21,5 – 25	25 – 28,5	28,5 – 31,5
		cY	26 – 33	29 – 36	31 – 39	33 – 42
		cA	17 – 23,5	20,5 – 27	24 – 30	27 – 33,5
		Pituusmitta cm		Tyyppi	Säären mitta	Tyyppi
(A: 15 – 17 cm Kengän koko 37 – 41 (UK: 4 – 7,5))	AD AD lyhyt	40 – 46 34 – 40	AG AG lyhyt	72 – 83 66 – 72		

Ulcer Pro

Juzo® Ulcer Pro 3073 • Juzo® Ulcer Pro Add 2571



Ympärysmitta cm	Mittauspiste	1 x-small	2 small	3 medium	4 large	5 x-large	6 xx-large
	cD	27 – 29,5	29,5 – 32,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39	38,5 – 42	41,5 – 45,5
	cC	29 – 31,5	31,5 – 34,5	34,5 – 37,5	37,5 – 41	40,5 – 44,5	43 – 47
	cB'	23,5 – 25,5	25,5 – 28	27,5 – 30	30 – 33	32,5 – 35,5	35 – 38,5
	cB	18,5 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28,5	28 – 30,5
	cY	28 – 30,5	29 – 31,5	31 – 34	33 – 36	35 – 38,5	37 – 40,5
	cA	18,5 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28,5	28 – 30,5
Pituusmitta cm		Tyyppi	Säären mitta				
Juzo Ulcer Expert (A: 15 – 18 cm) Juzo Ulcer Liner (Z: 23,5 – 26,5 cm) Kengän koko 37 – 42 (UK: 4 – 8)	AD AD lyhyt	40 – 46 34 – 39					

Saumalliset expertit

Juzo® Expert 3021 / 3022 • Juzo® Expert Cotton 3021 / 3022



Ympärysmitta cm	Mittauspiste	1 x-small	2 small	3 medium	4 large	5 x-large	6 xx-large
	cD max	29,5 – 32,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39	38,5 – 42	41,5 – 45,5	44,5 – 48,5
	cD	27 – 29,5	29,5 – 32,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39	38,5 – 42	41,5 – 45,5
	cC max	31,5 – 34,5	34,5 – 37,5	37,5 – 41	40,5 – 44,5	43 – 47	45,5 – 49,5
	cC	29 – 31,5	31,5 – 34,5	34,5 – 37,5	37,5 – 41	40,5 – 44,5	43 – 47
	cB' max	26 – 28,5	28,5 – 31	30,5 – 33,5	33 – 36,5	35 – 38	37,5 – 41
	cB'	23,5 – 25,5	25,5 – 28	27,5 – 30	30 – 33	32,5 – 35,5	35 – 38,5
	cB	18,5 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28,5	28 – 30,5
	cY	28 – 30,5	29 – 31,5	31 – 34	33 – 36	35 – 38,5	37 – 40,5
	cA	18,5 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28,5	28 – 30,5
Pituusmitta cm		Tyyppi	Säären mitta				
(A: 15 – 17 cm Kengän koko 37 – 41 (UK: 4 – 7,5), pitkä jalkaosalla 40 – 44 (UK: 7 – 9,5))	AD AD lyhyt	40 – 46 34 – 39					



Alaraajojen kompressiotuotteet

Juzo® Expert 3022

Pituusmitta cm	Ympärysmitta cm						
FG		1	2	3	4	5	6
		x-small	small	medium	large	x-large	xx-large
		44 – 47	47 – 50,5	50,5 – 54,5	54,5 – 58	58 – 61	61 – 65
		32 – 35	35 – 38	38 – 41	41 – 44	44 – 47	47 – 51

Pituusmitta cm	Ympärysmitta cm						
BD		1	2	3	4	5	6
		x-small	small	medium	large	x-large	xx-large
		27 – 29,5	29,5 – 32,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39	38,5 – 42	41,5 – 45,5
		29 – 31,5	31,5 – 34,5	34,5 – 37,5	37,5 – 41	40,5 – 44,5	43 – 47
		23,5 – 25,5	25,5 – 28	27,5 – 30	30 – 33	32,5 – 35,5	35 – 38,5
		18,5 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28,5	28 – 30,5

Amputaation jälkeiset kompressiotuotteet

Juzo® Dynamic 3511/3512



Pituusmitta cm	Ympärysmitta cm						
FG		I	II	III	IV	V	VI
		x-small	small	medium	large	x-large	xx-large
		42 – 45	45 – 49	49 – 53	53 – 57	57 – 61	61 – 65
		30 – 32	32 – 35	35 – 38	38 – 41	41 – 44	44 – 47

Pituusmitta cm	Ympärysmitta cm						
CF		I	II	III	IV	V	VI
		x-small	small	medium	large	x-large	xx-large
		40 – 42	42 – 45	45 – 48	48 – 51	51 – 54	54 – 57
		30 – 32	32 – 35	35 – 38	38 – 41	41 – 44	44 – 47
		28 – 30	30 – 33	33 – 36	36 – 39	39 – 42	42 – 45

Kannatinhihalliset kompressiotuotteet

Juzo® Expert 3232



Pituusmitta cm	Ympärysmitta cm						
DF		1	2	3	4	5	6
		x-small	small	medium	large	x-large	xx-large
		36 – 38	38 – 40	40 – 42	42 – 44	44 – 46	46 – 48
		29 – 31	31 – 33	33 – 35	35 – 37	37 – 39	39 – 41
		26 – 28	28 – 30	30 – 32	32 – 34	34 – 36	36 – 38



Kompressiohihat

Juzo® Soft 2001 / 2002 • Juzo® Dynamic 3511 / 3512

Pituusmitta cm	Ympärysmitta cm					
CG	I	II	III	IV	V	VI
	x-small	small	medium	large	x-large	xx-large
	30 – 33	32 – 35	34 – 37	36 – 39,5	38 – 41,5	40 – 44
	24 – 26	26 – 28,5	28 – 30,5	30 – 33	32 – 35	34 – 37
	28 – 30,5	30 – 33	32 – 35	34 – 37	36 – 39,5	38 – 41,5
	23 – 25	24,5 – 27	26 – 28,5	27,5 – 30	29 – 31,5	30,5 – 33,5
	25 – 27,5	27 – 29,5	29 – 31,5	30,5 – 33,5	32 – 35	33,5 – 36,5
	23 – 25	24,5 – 27	26 – 28,5	27,5 – 30	29 – 31,5	30,5 – 33,5
	25 – 27,5	27 – 29,5	29 – 31,5	30,5 – 33,5	32 – 35	33,5 – 36,5
	23 – 25	24,5 – 27	26 – 28,5	27,5 – 30	29 – 31,5	30,5 – 33,5
	14,5 – 16	16 – 17,5	17,5 – 19	19 – 20,5	20,5 – 22	22 – 24

Juzo® Dynamic 3511 / 3512

Pituusmitta cm	Ympärysmitta cm					
AGA	I	II	III	IV	V	VI
	x-small	small	medium	large	x-large	xx-large
	30 – 33	32 – 35	34 – 37	36 – 39,5	38 – 41,5	40 – 44
	24 – 26	26 – 28,5	28 – 30,5	30 – 33	32 – 35	34 – 37
	28 – 30,5	30 – 33	32 – 35	34 – 37	36 – 39,5	38 – 41,5
	23 – 25	24,5 – 27	26 – 28,5	27,5 – 30	29 – 31,5	30,5 – 33,5
	25 – 27,5	27 – 29,5	29 – 31,5	30,5 – 33,5	32 – 35	33,5 – 36,5
	23 – 25	24,5 – 27	26 – 28,5	27,5 – 30	29 – 31,5	30,5 – 33,5
	25 – 27,5	27 – 29,5	29 – 31,5	30,5 – 33,5	32 – 35	33,5 – 36,5
	23 – 25	24,5 – 27	26 – 28,5	27,5 – 30	29 – 31,5	30,5 – 33,5
	14,5 – 16	16 – 17,5	17,5 – 19	19 – 20,5	20,5 – 22	22 – 24
17,5 – 19	19 – 20,5	20,5 – 22	22 – 23,5	23,5 – 25	25 – 26,5	



Juzo® Expert 3022

Pituusmitta cm	Ympärysmitta cm		
CG leveä siikoninauha ja sauma käsivarren ulkopuolella	2 small	3 medium	4 large
	27,5 – 31	31 – 35	35 – 39
	24,5 – 27,5	27,5 – 30,5	30,5 – 34,5
	23 – 25,5	25,5 – 28	28 – 31
	22 – 24	24 – 27	27 – 30
	17,5 – 20	20 – 22	22 – 24
	16 – 18	18 – 20	20 – 22

Kompressiokäsineet

Juzo® Classic Seamless 2301 / 2302



Pituusmitta cm	Ympärysmitta cm	Ympärysmitta cm			
		II small	III medium	IV large	V x-large
HDA		17,5 – 19,5	19,5 – 21	21 – 23	23 – 25,5
HFA		14,5 – 16,5	16,5 – 18	18 – 20	20 – 22



Juzo® Expert 3021 / 3022

Pituusmitta cm	Ympärysmitta cm	Ympärysmitta cm					
		1 x-small	2 small	3 medium	4 large	5 x-large	6 xx-large
HDA		cX	cX	cX	cX	cX	cX
		6,1	6,5	6,9	7,4	7,8	8,2
		17,5	19	20,5	22	23,5	25
		14,5	16	17,5	19	20,5	22

Pituusmitta cm	Ympärysmitta cm	Ympärysmitta cm					
		1 x-small	2 small	3 medium	4 large	5 x-large	6 xx-large
HFA		cX	cX	cX	cX	cX	cX
		6,1	6,5	6,9	7,4	7,8	8,2
		6,2	6,7	7,1	7,6	8	8,5
		6	6,3	6,7	7,1	7,5	7,9
		5,7	6	6,3	6,7	7,1	7,4
		5,3	5,5	5,9	6,3	6,7	7,0
		17,5	19	20,5	22	23,5	25
		14,5	16	17,5	19	20,5	22

Pituusmitta cm	Ympärysmitta cm	Ympärysmitta cm											
		1 x-small		2 small		3 medium		4 large		5 x-large		6 xx-large	
HFK		cX	cZ	cX	cZ	cX	cZ	cX	cZ	cX	cZ	cX	cZ
		6,1	5,1	6,5	5,5	6,9	5,9	7,4	6,4	7,8	6,8	8,2	7,2
		6,2	4,6	6,7	5,1	7,1	5,5	7,6	6,0	8	6,4	8,5	6,9
		6	4,6	6,3	4,9	6,7	5,3	7,1	5,7	7,5	6,1	7,9	6,5
		5,7	4,6	6	4,8	6,3	5,1	6,7	5,5	7,1	5,9	7,4	6,2
		5,3	4,5	5,5	5,5	5,9	4,7	6,3	5,1	6,7	5,5	7,0	5,8
		17,5		19		20,5		22		23,5		25	
		14,5		16		17,5		19		20,5		22	

Sormituki

Juzo® Expert 3021 / 3022



Pituusmitta cm	Ympärysmitta cm	1 x-small		2 small		3 medium	
		cX	cZ	cX	cZ	cX	cZ
FI		6,0	5,0	6,7	5,7	7,5	6,5



Antitromboosisukat

Varodem® Hospital 5601

Ympärysmitta cm	Mittauspiste	S Red	M Green	L Yellow	XL Black	XXL Brown	Tyyppi	Säären mitta
	cG	45 – 55	50 – 60	55 – 65	60 – 70	65 – 75	Lyhyt Normaali Pitkä	64 – 74
	cC	26 – 32	32 – 38	38 – 44	44 – 50	46 – 52		74 – 84
	cB	18 – 21	21 – 24	24 – 27	27 – 30	29 – 32		84 – 94


Säädettävät kompressiotuotteet


Juzo® Compression Wrap


Jalkakääre 6000 	Mitat annettu senttimetreinä (cm) Ympärysmitta cB Ympärysmitta cA¹	2 small 19 – 24 15 – 23	3 medium 24 – 29 20 – 28	4 large 29 – 34 25 – 33		
Pohjekääre 6000 	Mitat annettu senttimetreinä (cm) Ympärysmitta cC max Ympärysmitta cC Ympärysmitta cB Pituusmitta AD normaali pitkä	2 small 29 – 35 18 – 21 < 40 > 40	3 medium 34 – 40 21 – 24 < 40 > 40	4 large 37 – 44 24 – 27 < 40 > 40	5 x-large 41 – 48 27 – 31 < 40 > 40	6 xx-large 53 – 60 46 – 53 31 – 35 < 40 > 40
Stockinette 6081 Jalkakääre Pohjekääre Pohjekääre max	S 2 3 4	M 3 4 4	L 3 4 5	XL – 4 5	XXL – 5 6	


Juzo® ACS light

Jalkakääre J701LI 	Mitat annettu senttimetreinä (cm) Ympärysmitta cA (jalan etuosan päältä) Pituusmitta A normaali pitkä	1 x-small 22 – 24 16,5 18,5	2 small 25 – 27 18 20	3 medium 28 – 30 19,5 21,5	4 large 31 – 34 21 23	5 x-large 35 – 40 23 25
Pohjekääre J702LI 	Mitat annettu senttimetreinä (cm) Ympärysmitta cC (pohkeen puoliväliin) Ympärysmitta cB (nilkan päältä) Pituusmitta AD normaali pitkä	1 x-small 35 – 45 20 – 27 37 42	2 small 40 – 52 25 – 32 37 42	3 medium 48 – 60 30 – 38 42 47	4 large 55 – 65 37 – 44 42 47	5 x-large 60 – 70 45 – 52 44 49

Polvikääre J703LI 	Mitat annettu senttimetreinä (cm)	1	2	3	4	5
		x-small	small	medium	large	x-large
	Ympärysmitta cE (polven ympäri)	40 – 55	50 – 65	60 – 75	70 – 85	85 – 100
	Ympärysmitta cD (pohkeen yläosaan)	35 – 45	40 – 52	48 – 60	55 – 65	60 – 70

Reisikääre J704LI 	Mitat annettu senttimetreinä (cm)	1	II	3	4	5
		x-small	small	medium	large	x-large
	Ympärysmitta cG (suurin mitta)	50 – 65	60 – 75	70 – 80	75 – 90	85 – 100
	Ympärysmitta cF (10 cm E:n yläpuolelta)	45 – 52	50 – 59	60 – 66	67 – 73	74 – 80
	Pituusmitta FG					
	normaali	23	23	23	23	23
	pitkä	29	29	29	29	29

Kääre käsivarteen J706LI 	Mitat annettu senttimetreinä (cm)	1	2	3	4	5
		x-small	small	medium	large	x-large
	Ympärysmitta cG (olkavarren päältä)	25 – 30	31 – 35	36 – 41	42 – 47	46 – 50
	Ympärysmitta cE (kynärvarren päältä)	23 – 27	28 – 32	33 – 37	38 – 43	38 – 42
	Ympärysmitta cC (ranteen päältä)	14 – 16	17 – 19	20 – 22	23 – 25	24 – 27
	Pituusmitta CG					
	normaali	42 – 47	42 – 47	42 – 47	42 – 47	42 – 47
	pitkä	46 – 50	46 – 50	46 – 50	46 – 50	46 – 50

Käsiääre J705LI 	Mitat annettu senttimetreinä (cm)	1	2	3	4
		x-small	small	medium	large
	Ympärysmitta cA (rystysten päältä)	< 18	18 – 20	20 – 22	> 22

Juzo® ACS light Midline band J712


Koko	Tuotteen mitat
1	12 x 125 cm
2	20 x 125 cm

Juzo® ACS light Pads J714


Koko	Tuotteen mitat
1	9 x 9 cm
2	10 x 10 cm
3	11 x 11 cm
4	12 x 12 cm

Erikoistuotteet ödeemien hoitoon

Juzo® SoftCompress Sääriside 6830

Pituusmitta cm 	Ympärysmitta cm	1 x-small	2 small	3 medium	4 large	5 x-large
	cD	27 – 29,5	29,5 – 32,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39	38,5 – 42
	cC	29 – 31,5	31,5 – 34,5	34,5 – 37,5	37,5 – 41	40,5 – 44,5
	cB'	23,5 – 25,5	25,5 – 28	27,5 – 30	30 – 33	32,5 – 35,5
	cB	18,5 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28,5
	cY	28 – 30,5	29 – 31,5	31 – 34	33 – 36	35 – 38,5
	cA	18,5 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28,5

Juzo® SoftCompress Käsivarren siteet 6822

Pituusmitta cm	Ympärysmitta cm	1 x-small	2 small	3 medium	4 large	5 x-large	6 xx-large
	cG	30 – 33	32 – 35	34 – 37	36 – 39,5	38 – 41,5	40 – 44
	cF	28 – 30,5	30 – 33	32 – 35	34 – 37	36 – 39,5	38 – 41,5
	cE	25 – 27,5	27 – 29,5	29 – 31,5	30,5 – 33,5	32 – 35	33,5 – 36,5
	cD	23 – 25	24,5 – 27	26 – 28,5	27,5 – 30	29 – 31,5	30,5 – 33,5
	cC	14,5 – 16	16 – 17,5	17,5 – 19	19 – 20,5	20,5 – 22	22 – 24

Juzo® SoftCompress Rintalapot 6837

Koko	Kuppikoko
1	Cup A – B
2	Cup C – D
3	Cup E – F

Juzo® SoftCompress Rintasiteet 6838

Koko	Kuppikoko
1	Cup A
2	Cup B
3	Cup C
4	Cup D
5	Cup E
6	Cup F

Juzo® SoftCompress Rintasiteet 6839

Koko	Tuotteen mitat
1	20 x 20 cm
2	30 x 28 cm
3	40 x 32 cm

Juzo® SoftCompress Genitaalilapot miehille 6840

Koko	Tuotteen mitat
1	28 x 20 cm
2	30 x 23 cm
3	32 x 26 cm

Juzo® SoftCompress Kompressorullat 6835

Koko	Tuotteen mitat
1	5 mm, 8 cm x 4 m
2	5 mm, 10 cm x 4 m
3	5 mm, 12 cm x 4 m
3	5 mm, 16 cm x 4 m

Juzo® SoftCompress Kompressoarkit 6836

Koko	Tuotteen mitat
1	65 x 65 cm
2	125 x 100 cm

Silikonitupet sormille

Juzo® ScarPad Fingercaps 9415

Koko	Sormen ympärysmitta
S	5,5 cm
M	6,5 cm
L	7,5 cm
XL	8,5 cm

Erikoissukat

Juzo® Allround 9750

Koko	Kengän koko (UK)
I	–
II	35 – 38 (3 – 5)
III	39 – 42 (6 – 8)
IV	43 – 45 (8,5 – 11)
V	46 – 48 (11,5 – 13)

Juzo® Sensitiv 9751

Koko	Kengän koko (UK)
I	36 – 38 (3,5 – 5)
II	39 – 40 (6 – 6,5)
III	41 – 42 (7 – 8)
IV	43 – 45 (8,5 – 11)
V	46 – 48 (11,5 – 13)

Juzo® Active Ankle 2009

Koko	Kengän koko (UK)
I	–
II	35 – 38 (3 – 5)
III	39 – 42 (6 – 8)
IV	43 – 45 (8,5 – 11)
V	46 – 48 (11,5 – 13)

Kokonumerot

Juzo Light Line 5070 ja Juzo Light Line 5140

Koko	Koko	Kengän koko (UK)	Paino (kg)	Vartalo-tyyppi
I	XS 34 – 36	36 – 38 (3,5 – 5)	43 – 52	pieni
II	S 36 – 38	37 – 39 (6,5 – 6)	50 – 60	medium
III	M 40 – 42	39 – 40 (6 – 6,5)	57 – 66	medium
IV	L 42 – 44	40 – 42 (6,5 – 8)	63 – 75	tukeva
V	XL 44 – 46	41 – 43 (7,5 – 8,5)	73 – 90	hyvin tukeva
VI	XXL 48 – 50 / 52	41 – 43 (7,5 – 8,5)	> 80	hyvin tukeva

Juzo Light Line 5800

Koko	Kengän koko (UK)
I	36 – 38 (3,5 – 5)
II	38 – 40 (5 – 6,5)
III	40 – 42 (6,5 – 8)
IV	42 – 44 (8 – 9,5)
V	44 – 46 (9,5 – 11,5)
VI	46 – 48 (11,5 – 13)

Kokotaulukot

Juzo® Sport Support

Koko	Kengän koko	Nilkan ympärys	Pohkeen ympärys
S – II	35 – 38	19 – 23	35 – 40
M – III	39 – 42	20 – 24	36 – 43
L – IV	43 – 45	21 – 25	38 – 46
XL – V	46 – 48	22 – 26	40 – 50

Juzo® Sport Competition

Koko	Kengän koko	Nilkan ympärys	Pohkeen ympärys
XS – I	36 – 38	18 – 20	29 – 34
S – II	38 – 40	20 – 22	32 – 38
M – III	40 – 42	22 – 24,5	34 – 43
L – IV	42 – 44	24,5 – 27	38 – 47
XL – V	44 – 46	27 – 30	41 – 50

Juzo® Sport Inverno

Koko	Kengän koko	Nilkan ympärys	Pohkeen ympärys
S – II	35 – 38	19 – 23	35 – 40
M – III	39 – 42	20 – 24	36 – 43
L – IV	43 – 45	21 – 25	38 – 46
XL – V	46 – 48	22 – 26	40 – 50

Juzo Scandinavia AB

Tegelängsgatan 13
60228 Norrköping
Sverige
info@juzo.se

www.juzo.se

