



Tuotevalikoima 2020

Muodikkaat, räätälöidyt ja tehokkaat
kompressiotuotteet flebologisiin ja
lymfologisiin käyttöaiheisiin



Asiakaspalvelu

Juzo – aina apunasi

Sitoutunut, ystävällinen ja pätevä. Näillä sanoin asiakkaamme kuvailevat meitä. Huolehdimme asiakkaistamme aina ilolla ja olemme aidosti kiinnostuneita heidän toiveistaan. Tavoittemme on vastata heidän tarpeisiinsa parhaalla mahdollisella tavalla, minkä vuoksi etsimme aina uusia ja optimoituja ratkaisuja. Työssämme tukeudumme kokemukseemme ja ainutlaatuisen asiantuntemukseemme, jatkuvaan kehitykseen panostaen. Olemme aina käytettävissäsi, kun tarvitset apua ja neuvoja. Autamme sinua, jotta voit tukea potilaasi hoidon onnistumista oikeiden tuotteiden avulla. Odotamme puheluasi, löytääksemme juuri oikean ratkaisun sinulle – ”ei onnistu” ei kuulu vastausvaihtoehtoihimme.

Asiakaspalvelustamme saat:

- + yleistä tietoa
- + henkilökohtaista tuoteopastusta
- + tiedon tilauksen vastaanottamisesta
- + tietoa tilauksen edistymisestä
- + neuvontaa, kun tarvitset muutos- tai korjauspalvelua
- + neuvontaa kompressiohoitoa koskevissa kysymyksissä

Yhteystiedot

Tavoitat meidät puhelimitse maanantaista perjantaihin.
Voit myös lähettää sähköpostia tai faksin.

Juzo Scandinavia AB

Puhelin +46 (0)11 44 222 50

Faksi +46 (0)11 44 222 59

Sähköposti order@juzo.se

Aukioloajat

8.00 – 16.30 (CET)

Näin valitset oikean tuotteen nopeasti

Kompressiohoito

Laatustandardit	04
Paine- ja kompressioluokat	05
Monikäyttöiset pyörö- ja laakaneulotut tuotteet	06

Flebologiset käyttöaiheet

Kompressiotuotteet

Fine Art

- Juzo Inspiration 08
- Juzo Spirit 08

Active Day

- Juzo Soft 10
- Juzo Energy 10
- Juzo Adventure 10

World in Motion

- Juzo Move **UUTUUS** 12
- Juzo Dynamic 12
- Juzo Ulcer System **UUTUUS** 14
- Juzo Ulcer Pro 14

Muut tuotteet 15

Kokotaulukot 51

Lisätarvikkeet

Lymfologiset käyttöaiheet

Turvotus

- Juzo SoftCompress 21
- Juzo ACS Light 22
- Juzo Compression Wrap 23

Ylläpitohoito

- Juzo Dynamic 30
- Juzo Classic Seamless 31
- Juzo Expert 32
- Juzo Expert Strong 33

Tuotteet

- Jalka 34
- Käsi 39
- Käsivarsi 40
- Rintakehä 43
- Pää 44

Muut tuotteet 45

Kokotaulukot 49

Laatustandardit

Varmistettua laatua



Oeko-Tex® Standard 100

"Oeko-Tex Standard 100" on maailmanlaajuisesti standardisoitu ja riippumaton testaus- ja sertifiointijärjestelmä, joka käsittää koko tuotantoketjun aina raaka-aineista lopputuotteeseen saakka. Mitä tiukempi ihokosketus on, sitä tiukemmat vaatimukset tuotteelle asetetaan.

Kaikki Juzo-kompressiotuotteet, niin pyöröneulotut kuin laakaneulotut vaihtoehdot, ovat saaneet "Oeko-Tex Standard 100" -merkinnän. Näin Juzo voi taata, että mitkään tuotteen raaka-aineet eivät ole haitallisia ihmisille tai ympäristölle. Tämän standardin yleiset vaatimukset ylittävät olemassa olevat kansallisen lainsäädännön vaatimukset.



RAL-laatustandardi


Kaikki lääkinälliset Juzo-kompressiosukat ovat RAL-standardin mukaisia. Testivaatimuksiin sisältyy laaja valikoima sitovia ohjeita, jotka koskevat esimerkiksi seuraavia seikkoja lääkinällisten kompressiosukkien ja -hihojen valmistuksessa:

- materiaalin ominaisuudet (haitaton ihmisille)
- säännölliset laatutarkastukset (esimerkiksi Hohensteinin tutkimusinstituutin tekemänä)
- kumi elastiset ominaisuudet pituus- ja poikittaissuunnassa
- kompressioluokat 1–4, kompressioluokat 1–3 hihoille
- räätälöityjen ja vakiokokoisten sukkien valmistus.



ISO-sertifikaatti

Juzo otti käyttöön yleisen laadunjohtamisjärjestelmän vuonna 1998, ja se oli alansa ensimmäisiä yrityksiä, joille myönnettiin EN ISO 9001- ja EN 46001-sertifikaatit. Juzolla on tällä hetkellä sertifikaatit EN ISO 9001 ja EN ISO 13485, joka korvasi EN 46001:n.



Lääkinnälliset kompressiovaatteet

Neljä kompressioluokkaa

Juzon lääkinälliset kompressiosukat takaavat oikean puristuspaineen ja tarkasti porrastetun paineensäätelyn. Paine vähenee tasaisesti nilkasta ylöspäin kohti sydäntä sekä alaspäin kohti varpaita. Laaja valikoimamme kattaa kompressiovaatteet polvisukista sukkahousuihin ja käsineistä kasvonaamioihin hoitotarpeen mukaan.

Kompressiomateriaalit jaotellaan neljään eri kompressioluokkaan (KL) nilkkaan tai ranteeseen kohdistuvan puristuksen mukaan RAL-laatustandardin mukaisesti. Mahdollisia käyttöaiheita ovat esimerkiksi

18–21 mmHg (KL 1) – kevyt kompressio

- lievä turvotus, johon liittyy tunne väsyneistä tai raskaista jaloista
- yksittäiset suonikohjut
- ennaltaehkäisevä hoito raskauden aikana

23–32 mmHg (KL 2) – kohtuullinen kompressio

- suonikohjut
- säärien turvotus raskauden aikana
- suonikohjujen ruiskutushoidon tai leikkauksen jälkitila
- parantuneiden säärihaavojen pitkäaikainen hoito
- ödeeman muodostumisriski

34–46 mmHg (KL 3) – voimakas kompressio

- suonikohjut, joihin liittyy syvien laskimosuonien vaurioituminen
- säärihaavojen jälkihoito
- säärien voimakas turvotustaipumus
- krooninen laskimoiden vajaatoiminta
- merkittävä ödeeman muodostumisriski

> 49 mmHg (KL 4) – hyvin voimakas kompressio

- vakavat lymfaattiset tukokset
- lymfedeema ja fibroosi
- vaiheen 3 lymfedeema

Nykyaikaista suonikohjujen hoitoa

Monikäyttöiset kompressiosukat ja -sukkahousut

Käyttö flebologiassa

Pyöröneulottuja, saumattomia tuotteita käytetään pääasiassa suonikohjujen hoidossa. Nykypäivän saumattomia kompressiosukkia ei useimmiten erota tavanomaisista ohuista sukista, ja niitä on mukava pitää jalassa. Niissä on kuitenkin yhä tarvittavat paineominaisuudet, jotka takaavat hoidon tehokkuuden. Kompressiosukkien käyttöaiheita ovat suonikohjut, krooninen laskimoiden vajaatoiminta ja suonikohjuleikkauksen jälkihoito. Tuotteet sisältävät erilaisia materiaaliyhdistelmiä, kuten puuvillaa tai hopeaa, joiden ansiosta ne vastaavat potilaiden erilaisiin tarpeisiin.

Miten ne toimivat?

Kompressiokangas kohdistaa painetta sääreen ja samalla myös verisuoniin. Paine pienentää verisuonten läpimittaa, mikä mahdollistaa vaurioituneiden laskimoläppien sulkeutumisen. Verenkierto tehostuu ja kivuliaat turvotukset ja tukokset vähenevät. Juzon tuotteet soveltuvat flebologisiin käyttöaiheisiin oivallisesti.

Juzo-tuotteet



Phlebology

Fine Art

Ohuet ja tyylikkääät tuotteet

Juzo Inspiration
Juzo Spirit

Active Day

Monikäyttöiset ja urheilulliset tuotteet

Juzo Soft
Juzo Energy
Juzo Adventure

World in Motion

Vahvat ja luotettavat kumppanit

Juzo Move
Juzo Dynamic (Silver / Cotton)
Juzo Ulcer System
Juzo Ulcer Pro
Juzo Expert (Silver / Cotton)

Lymfologian asiantuntija

Monipuolinen valikoima kompressiotuotteita päästä varpaisiin


Käyttö lymfologiassa

Lymfologiassa käytetään imunestekiertoa tehostavien kompressiotuotteiden (esim. Juzo SoftCompress, Juzo ACS Light ja Juzo Compression Wrap) lisäksi varsinkin saumallisia tasoneulostuotteita. Ne luovat lymfahoitojen ohella turvotuksen hoidon perustan. Tasoneulotut kompressiovaatteet takaavat imunestekiertoa tehostavan hoidon pitkäkestoisen vaikutuksen, joten ne ovat lymfologiassa lähes korvaamaton apu. Tuotteita on saatavana kaikille kehon osille – jalkaterä-varvasosista ja sukista sukkahousuihin ja kasvonaamioihin asti. Juzon tuotteet neulotaan täsmälleen potilaan mittojen mukaan, ja saatavana on useita malleja eri käyttötarkoituksiin. Eri materiaalien, kuten puuvillan ja hopean, yhdistelmät takaavat tuotteiden soveltuvuuden potilaiden eri tarpeisiin.

Miten ne toimivat?



Vahvoilla kankailla on myös muita hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten hierontavaikutus, joka edistää lymfanesteiden poistumista. Lisäksi kankaat eivät anna periksi turvotukselle. Liikkeeseen yhdistettynä ne muodostavat suuren hoitopaineen, joka tuottaa turvonneeseen kudokseen kohdistuvan optimaalisen kompression.

Juzo-tuotteet



Fine Art

Ohuet ja tyylikkääät tuotteet



Juzo Inspiration · Juzo Spirit

Rajatonta tyylikkyyttä ja ainutlaatuisuutta

Muodikkuus ja verisuonten terveys eivät sulje toisiaan pois. Siitä pitää huolen Juzo Fine Art. Ohuet, muodikkaat ja tyylikkääät kompressiosukat ja -sukkahousut pitävät verisuonet kunnossa ja vieläpä näyttävät varsin mainioilta. Löydät valikoimasta tyyliisi sopivat tuotteet: kiiltävää ja läpinäkyvää, trendikkäitä värejä ja muodikkaita kuoseja. Juzo Fine Art -mallistoon sisältyvät Juzo Spirit- ja Juzo Inspiration -sukat. Juzo Spirit on erityisen hengittävä ja tyylikäs ohuen neuloksensa ansiosta. Juzo Inspiration -tuotteiden laaja valikoima tarjoaa monipuolisia yhdistelymahdollisuuksia. Fine Art -malliston sukat ovat mukavia käyttää ja näyttävät kauniilta – joka päivä.

Trend Colours 2020/21

Blue Love

Violet Truth

Pink Soul

Fashion Colours 2020

Brilliant Blue

Royal Red

Graceful Green

Juzo-tyylit

Batik Collection
Juzo Inspiration



Dip Dye Collection
Juzo Inspiration
Juzo Spirit



Kuivo Vision
Juzo Inspiration





Värit

Kompressioluokat

1 2 3 4

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Trend Colours¹

Tutustu uusiin Trend Colours osoitteessa
www.juzo.se/trend-colours

Fashion Colours¹

Tutustu uusiin Fashion Colours osoitteessa
www.juzo.se/fashion-colours

Dip Dye Collection¹

Saatavana Poppy seed ja Blueberry väreissä, katso tarkemmat tiedot osoitteesta
www.juzo.se/dip-dye

Juzo Inspiration

Batik Collection¹

Kaikki värit (paitsi Sugar ja Almond) voidaan batiikkivärjätä mustan tai valkoisen sävyissä
www.juzo.se/batik-collection

Pattern Vision

Pattern Vision on saatava umpikärjelliset vakiokoot.

¹Valmistusaika kahdeksan päivää, ei palautusoikeutta

Katso kokotaulukot sivulla 49.

	Tyyppi	Malli	Juzo Inspiration Art. 2701, 2702	Juzo Spirit Art. 2901, 2902
	Pituus cm			
	AD	Polvisukka		
	Normaali 40 – 46 Lyhyt 34 – 39 Erittäin lyhyt 31 – 34	Yläreuna Kapea silikonireuna · 3,5 cm Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm	•	•
	AF	Puolireisisukka		
		Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm	•	•
	AG	Reisisukka		
	Normaali 72 – 83 Lyhyt 66 – 72 Erittäin lyhyt 58 – 66	Silikonireuna / leveä · 5 cm Koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Balance-silikonireuna / leveä · 5 cm Balance-koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm	•	•
	AT	Sukkahousut	Lantion ympärysmitta 80 – 120 cm	Lantion ympärysmitta 80 – 140 cm
	Jalan sisäpituus Normaali 72 – 83 Lyhyt 66 – 72 Erittäin lyhyt 58 – 66	Umpinainen haara	•	•
	ATU	Äitiyssukkahousut	Art. 2781, 2782	
	Äitiysmalli Jalan sisäpituus Normaali 72 – 83 Lyhyt 66 – 72 Erittäin lyhyt 58 – 66	Umpinainen haara	•	
	Varvasosa			
	Avoin		•	•
	Umpinainen		•	•

• Saatavana vakiokoot I–VI ja räätälöitynä • Saatavana vain räätälöitynä

Silikonireunat

Silikonireuna		Balance-silikonireuna		Pitsisilikonireuna	
Koristesilikonireuna		Balance-koristesilikonireuna			

Active Day

Monikäyttöiset ja urheilulliset tuotteet



Juzo Soft

- + erittäin pehmeä
- + kapea mikrokuituneulos
- + kestävä ja hyvin istuva

Juzo Energy

- + upeaa joustinneulosta
- + helppo pukea ja riisua
- + optimaalinen kosteudensiirto

Juzo Adventure

- + erittäin joustava
- + sisältää puuvillaa
- + upeaa joustinneulosta

Juzo Soft · Juzo Energy · Juzo Adventure

Aktiivisuus piristää mielialaa ja edistää hyvinvointia

Active Day -malliston kompressiosukat tukevat sinua päivittäisissä toimissasi. Ne aktivoivat jalkoja ja tuntuvat mukavilta. Pehmeän mikrokuitukankaan ansiosta Juzo Soft tuntuu miellyttävältä ihoa vasten. Tuotteet ovat saatavina muodikkaissa trendiväreissä. Klassisen näköiset ja erittäin mukavat Juzo Soft -tuotteet ovat suosittuja sekä miesten että naisten keskuudessa. Juzo Energyn joustinneuloskangas tuntuu miellyttävältä ja tekee siten arjen aktiviteeteista helpompia, olipa kyse liikunnasta, työpäivästä toimistossa tai matkustelusta. Juzo Adventuren kestävä rakenteen ansiosta tuote sopii käytettäväksi sekä vapaa-ajan ulkoilussa että töissä. Suuren puuvillapitoisuutensa ansiosta polvisukat ovat myös erittäin ihoystävälliset ja mukavat käyttää.

Juzo-tyylit

Batik Collection Juzo Soft



Trend Colours 2020/21 (Juzo Soft)

Blue Love



Violet Truth



Pink Soul





Värit

Kompressioluokat

1 2 3 4

	Tyyppi	Malli	Juzo Soft Art. 2001, 2002	Juzo Energy Art. 2021, 2022	Juzo Adventure Art. 3521, 3522
Sugar ¹					
Sesame					
Almond					
Cinnamon					
Cacao					
Poppy seed					
Blueberry					
Black pepper					
Juzo Soft					
Trend Colours ²					
Tutustu uusiin Trend Colours osoitteessa www.juzo.se/trend-colours					
Batik Collection ²					
Kaikki värit (paitsi Sugar ja Almond) voidaan batiikkivärjätä mustan tai valkoisen sävyissä www.juzo.se/batik-collection					
¹ Juzo Adventure: Mustassa puuvillassa harmaita pilkkuja, väri Sugar					
² Valmistusaika kahdeksan päivää, ei palautusoikeutta					
³ Saatavana vain malliin Juzo Adventure, lyhyt ja erittäin lyhyt					
Katso kokotaulukot sivulla 50.					
	AD	Polvisukka			
	Pituus cm				
	Normaali 40 – 46 Lyhyt 34 – 39 Erittäin lyhyt 31 – 34	Yläreuna Kapea silikonireuna · 3,5 cm Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm	•	•	•
	AF	Puolireisisukka			
		Yläreuna Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm	•		
	AF lantiokiinnityksellä	Puolireisisukka			
		Vasen tai oikea sukka tai käyttö parina	•		
	AG	Reisisukka			
	Normaali 72 – 83 Lyhyt 66 – 72 Erittäin lyhyt 58 – 66	Yläreuna Silikonireuna / leveä · 5 cm Koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Balance-silikonireuna / leveä · 5 cm Balance-koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm	•		
	AG lantiokiinnityksellä	Reisisukka			
		Vasen tai oikea sukka tai käyttö parina	•		
	AT	Sukkahousut			
	Lantion ympärysmitta 80 – 140 cm Jalan sisäpituus Normaali 72 – 83 Lyhyt 66 – 72 Erittäin lyhyt 58 – 66	Umpinainen haara Avoin haara Sepalus	•		
	BT	Leggingsit			
	Lantion ympärysmitta 80 – 140 cm Jalan sisäpituus Normaali 72 – 83 Lyhyt 66 – 72	Umpinainen haara	CCL 1, ei räätälöitynä		
	Varvasosa				
	Avoin		•		
	Umpinainen Lyhyt foot ³		•	•	•

• Saatavana vakiokoot I–VI ja räätälöitynä • Saatavana vain räätälöitynä

Silikonireunat

Silikonireuna		Balance-silikonireuna		Pitsisilikonireuna	
Koristesilikonireuna		Balance-koriste-silikonireuna			

World in Motion

Vahvat ja luotettavat kumppanit



Juzo Move

- + helppo pukea ja riisua
- + innovatiivinen liukuneulostekniikka
- + kulutusta kestävä

Juzo Dynamic

- + erittäin joustava
- + läpikuultava neulos

Juzo Dynamic Silver

- + antibakteerinen vaikutus

Juzo Dynamic Cotton

- + sisältää puuvillaa

Juzo Move · Juzo Dynamic · Juzo Dynamic Silver · Juzo Dynamic Cotton

Luotettavaa kestävyyttä – sisältää valinnaisesti hopealankaa tai puuvillaa


Luotettava ja kestävä tuote vaativaan käyttöön! Valikoimasta löytyy sopiva pyöröneulossukka vaativaankin makuun ja erityisiä hoitovaatimuksia varten. Uusi, monipuolinen Juzo Move kestää hyvin kulutusta ja takaa maksimaalisen mukavuuden. Ainutlaatuisen patentoidun neulostekniikan ansiosta sukka silottuu vaivattomasti jalan ympärille, joten sen pukeminen ja riisuminen on ainutlaatuisen helppoa. Mikrokuitu tekee sukan käytöstä miellyttävää ja huolehtii ihon hyvinvoinnista. Suuren työpaineen ansiosta kompressiovaikutus on tehokas, ja tuote tarjoaa parasta mahdollista tukea aktiiviseen arkeen.

Juzo Dynamic on pyöröneulottu sukka, joka soveltuu vaativaan käyttöön ja erikoistarpeisiin. Se istuu täydellisesti myös raskaamman fyysisen liikunnan aikana. Tiheä neulos on huomaamaton ja samalla erittäin kestävä. Pyöröneulottu Juzo Dynamic Silver -sukan sisältämän hopealangan antibakteerinen vaikutus edistää luonnollisella tavalla kompressiohoidon tehoa. Hopean antibakteerinen vaikutus auttaa palauttamaan tulehtuneen tai ärtyneen ihon luonnollisen tasapainon. Luonnollinen puuvillakuitu tukee täydellisesti Juzo Dynamic Cottonin toiminnallisia ominaisuuksia. Sukan sisäpuolen miellyttävä puuvillakangas on erityisen ihoystävällinen ja tuntuu mukavalta ihoärsytyksestä ja -allergioista kärsivien potilaiden iholla.

Hopealangalliset kompressiotuotteet

Aidon hopean antibakteerinen vaikutus (Juzo Dynamic Silver)

Verenkierto-ongelmien yhteydessä esiintyy usein ihotulehduksia, leesioita ja ihottumaa. Kompressiovaatteiden neulokseen sisällytetty hopealanka ehkäisee bakteerien kasvua, tuottaa miellyttävän viileyden tunteen ja ehkäisee ihon ärtymistä.





Värit

Juzo Move

Almond	
Black pepper	

Juzo Dynamic

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Juzo Dynamic Silver

Almond	
--------	--

Juzo Dynamic Cotton

Almond	
Black pepper	

¹ Vartalo-osa Juzo Expert (KT) pitää reisisukat (AG) ylhäällä

² Sukan vartalo-osa tilauksesta tyyppiin AT KL 2 ja 3 räätälöitynä

Katso kokotaulukot sivulla 51.

Kompressioluokat

1	2	3	4
---	---	---	---

	Tyyppi	Malli	Juzo Move UUTUUS Art. 3611, 3612	Juzo Dynamic Art. 3511, 3512, 3513	Juzo Dynamic Silver Art. 3511, 3512	Juzo Dynamic Cotton Art. 3511, 3512
	Pituus cm					
	AD Normaali 40 – 46 Lyhyt 34 – 39 Erittäin lyhyt 31 – 34	Polvisukka Yläreuna Kapea silikonireuna · 3,5 cm Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm	•	•	•	•
	AF	Puolireisisukka Yläreuna Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm	•	•	•	•
	AF lantiokiinnityksellä	Puolireisisukka Vasen tai oikea sukka tai käyttö parina		•	•	•
	AG¹	Reisisukka Yläreuna Silikonireuna/leveä · 5 cm Koristesilikonireuna/leveä · 5 cm Balance-silikonireuna/leveä · 5 cm Balance-koristesilikonireuna/leveä · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm	•	•	•	•
	AG lantiokiinnityksellä	Reisisukka Vasen tai oikea sukka tai käyttö parina		•	•	•
	AT²	Sukkahousut Lantion ympärysmitta 90 – 130 cm Jalan sisäpituus Normaali 72 – 83 Lyhyt 66 – 72 Erittäin lyhyt 58 – 66 Umpinainen haara Avoin haara Sepalus		•	•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut Umpinainen haara Avoin haara Sepalus		•	•	•
	Varvasosa					
	Avoin		•	•	•	•
	Umpinainen		•	•	•	•

• Saatavana vakiokoot I–VI ja räätälöitynä • Saatavana vain räätälöitynä

Silikonireunat

Silikonireuna		Balance-silikonireuna		Pitsisilikonireuna	
Koristesilikonireuna		Balance-koristesilikonireuna			

World in Motion

Intensiivinen hoito

Juzo Ulcer System

- + mukautuva neulos
- + huolittelu ulkonäkö

Juzo Ulcer Pro

- + määrätty painearvot
- + täydellinen istuvuus



Juzo on kehittänyt tiiviissä yhteistyössä lääkäreiden ja lymfahoitajien kanssa kaksi kompressiosukkajärjestelmää, jotka on tarkoitettu kroonisten alaraajahaavojen (ulcus cruris venosum) hoidon tueksi. Järjestelmiin kuuluvat jatkuvasti käytettävä alussukka ja päiväsaikaan käytettävä, kompressiovaikutusta tehostava päällyssukka. Juzo Ulcer Liner -alussukka pitää laastaria tai haavasidosta paikallaan. Alussukkaa sisältyy toimitukseen aina kaksi, joten niitä voi vaihtaa tarpeen mukaan. Molemmille järjestelmille on ominaista ihanteellinen istuvuus, hyvä paikallaan pysyminen, tarkoin määritetyt puristusarvot ja erinomainen käyttömukavuus. Tuotteita voi käyttää tavallisten kenkien kanssa.

Juzo Ulcer System UUTUUS

Tehokas järjestelmä säärihaavojen hoitoon

Juzo Ulcer System on kahdesta Juzo Ulcer Liner -alussukasta ja yhdestä pyöröneulotusta päällyssukasta koostuva järjestelmä. Neuloksen mukautuvuus ja huolittelu ulkonäkö tekevät siitä erityisen sopivan jokapäiväiseen käyttöön.


Juzo Ulcer Pro

Aktiivista tukea säärihaavojen hoitoon

Juzo Ulcer Pro -järjestelmä koostuu kahdesta Juzo Ulcer Liner -alussukasta ja yhdestä tasoneulotusta päällyssukasta. Vähäelastinen materiaali helpottaa sukkien pukemista ja tukee suuren työpaineen ansiosta aktiivisten potilaiden liikkuvuutta.

Värit Juzo Ulcer System

Juzo Ulcer Dynamic




Juzo Ulcer Liner




Värit Juzo Ulcer Pro

Juzo Ulcer Expert









Juzo Ulcer Liner



Katso kokotaulukot sivulla 52.

Kompressioluokka

1 2 **3** 4

	Tyyppi	Malli	Juzo Ulcer System UUTUUS
	Pituus cm		Art. 3573, 2561
	AD	Juzo Ulcer System	Art. 3573
	Normaali 40 – 46 Lyhyt 34 – 39	1 x päällyssukka Juzo Ulcer Dynamic (KL 2) ja 2 x alussukka Juzo Ulcer Liner (<KL 1)	•
	AD	Juzo Ulcer System Add	Art. 2561
	Normaali 40 – 46 Lyhyt 34 – 39	2 x alussukka Juzo Ulcer Liner (<KL 1)	•
	Tyyppi	Malli	Juzo Ulcer Pro
	Pituus cm		Art. 3073, 2571
	AD	Juzo Ulcer Pro	Art. 3073
	Normaali 40 – 46 Lyhyt 34 – 39	1 x päällyssukka Juzo Ulcer Expert (KL 2) ja 2 x alussukka Juzo Ulcer Liner (<KL 1)	•
	AD	Juzo Ulcer Pro Add	Art. 2571
	Normaali 40 – 46 Lyhyt 34 – 39	3 x alussukka Juzo Ulcer Liner (<KL 1) tai 2 x alussukka Juzo Ulcer Liner (<KL 1)	Vain vakiokoot •
	Varvasosa		
	Avoin	Juzo Ulcer Expert Juzo Ulcer Dynamic	•
	Umpinainen	Juzo Ulcer Liner	•

- Saatavana vakiokoot I–VI ja räätälöitynä
- Saatavana vain räätälöitynä

Muut tuotteet

Juzo Liner -sukka

Juzo Liner Silver

- + ihanteellinen kiinnittämiseen
- + suojaa ihoa



Juzo Liner Silver

Antibakteerinen ja monikäyttöinen

Nämä pehmeät sukat ovat erityisen mukavia käyttää ja sopivat myös kompression tueksi herkkäihoisille potilaille. Sukat tarjoavat täydellisen suojan iholle pukemisen ja riisumisen aikana. Sukkien sisältämän hopealangan ansiosta niillä on myös antibakteerinen vaikutus. Juzo Liner Silver -sukat sopivat erittäin hyvin haavasiesten tai painetyynyjen pitämiseen paikoillaan.

Värit

Juzo Liner Silver



Katso kokotaulukot sivulla 52.

Kompressioluokka

ei ole

	Tyyppi Ympärysmitta cm	Malli	Juzo Liner Silver Art. 9640
	AD cC < 50 = koko S/M cC > 50 = koko L/XL	Polvisukka Pakkauksessa 3 sukkaa	•

- Saatavana vakiokoot S/M ja L/XL

Muut tuotteet

Sairaalasukka

Varodem Hospital

+ varustettu tarkistusaukolla



Varodem Hospital

Antitromboosisukat, joissa tarkistusaukko

Varodem Hospital -antitromboosisukat edistävät laskimoiden toimintaa ennen leikkausta ja sen jälkeen. Sukkia suositellaan etenkin vuoteenomien, liikkumattomien potilaiden veritulppien ehkäisyyn.

Varodem Hospital -antitromboosisukissa on tarkistusaukko, joka helpottaa verenkierron jatkuvaa tarkailua. Sukka on valmistettu lateksittomista langoista. Sukan koko on luettavissa varvasalueen ja sukan silikonireunan värikoodista. Sukkia on saatavana myös kolmea eri pituutta, joten ne sopivat lähes kaikenpituisiin jalkoihin.

Värit



Varodem Hospital

White	
-------	--

Katso kokotaulukot sivulla 52.

Kompressioluokka

1 2 3 4

	Tyyppi	Malli	Varodem Hospital Art. 5601
	Pituus		
	AG	Reisisukka	
	Lyhyt Normaali Pitkä	Silikonireuna · 5 cm	•
	AG lantiokiinnityksellä	Reisisukka	
	Lyhyt Normaali Pitkä	Vasen tai oikea sukka tai käyttö parina	•

- Saatavana vakiokoot S–XXL

Muut tuotteet

Juzo-tukisukat

Juzo Light Line

- + ennaltaehkäisy
- + tehokas tukivaikutus
- + täydellinen istuvuus



Juzo Light Line

Tyylikäs ja tehokas tukisukka

Silkisen kiiltonsa ja tyylikkään läpikuultavuutensa ansiosta Juzo Light Line -valikoima on muotitietoisien naisten valinta. Tukisukat muotoilevat jalkoja samalla, kun ne parantavat verenkiertoa, hierovat sidekudosta ja pitävät jalat kiinteinä. Tukisukat ovat paras vaihtoehto terveyden ylläpitämiseen ja suonikohjujen ehkäisemiseen.

Juzo Light Line -puuvillasukka

Mukavuutta miehille ja naisille

Nämä tukisukat ovat erittäin pehmeitä, tuovat helpotusta jalkaoireisiin ja ehkäisevät tehokkaasti suonikohjuja. Ne aktivoivat myös jalkojen lihaksia ja edistävät verisuonien toimintaa. Tämän ansiosta ne soveltuvat ihanteellisesti työhön, vapaa-aikaan, matkusteluun ja urheiluun – sekä miehille että naisille.

Värit

Juzo Light Line 5070, 5140

Sand	
Cashmere	
Smoke	
Marine	
Romance	
Black	

	Typpi	Malli	Juzo Light Line	
			Art. 5070	Art. 5140
	AD	Tukisukat		
	AG	Tukisukat	•	•
		Pitsisiilikonireuna	•	•
	AT	Tukisukkahousut	•	•

Kompressioluokka ei ole

Juzo Light Line 5800

White	
Ivory	
Navy	
Charcoal	
Black	

	Typpi	Malli	Juzo Light Line -puuvillasukka
			Art. 5800
	AD	Tukisukat	
		Suuri puuvillapitoisuus	•

• Saatavana vakiokoot I–VI

Katso kokotaulukot sivulla 53.

Muut tuotteet

Juzo-erikoissukat

Juzo-erikoissukat

- + diabetespotilaille
- + reumapotilaille
- + erittäin joustava
- + mukava



Juzo Sensitive

Saumaton kärki ja joustava yläreuna

Puuvillan ydinlangan hyödyntäminen Juzo Sensitive -tuotteiden valmistuksessa tekee niistä erityisen kevyet ja miellyttävät käyttää – ne ovat ihanteelliset diabetes- ja reumapotilaille. Materiaalin luonnollinen ja pehmeä elastisuus takaa hellävaraisen ja puristamattoman istuvuuden. Saumaton kärkiosa, kiristämätön yläosa ja erityisen joustava muoto ehkäisevät puristusta. Tämän mukavampia sukkia saa etsiä.

Juzo Allround

Maksimaalinen sukanvarren ja yläreunan joustavuus

Juzo Allround on hyvin monipuolinen ja erittäin mukava käyttää joustavuutensa ansiosta. Joustava sukka on erinomainen sidosten, tukien tai ortoosien käyttäjille sekä heille, joilla on leveä jalka, korkea jalkapöytä, jalan tai säären epämuodostumia tai turvotusta. Sukan Air Comfort -pohja ja erikoispehmuste suojaavat jalan herkkiä alueita esimerkiksi paineärsytykseltä tai hiertymähaavoilta. Juzo Allround soveltuu sen vuoksi etenkin diabetes- ja reumapotilaille.

Värit

Juzo Sensitive

Ivory	
Marine	
Black	

Juzo Allround

Light grey	
Marine	
Black	

Kompressioluokka ei ole

	Tyyppi	Malli	Juzo Sensitive Art. 9751	Juzo Allround Art. 9750
	AB	Erikoissukat	• I–V	• II–V

- Saatavana vakiokoot

Katso kokotaulukot sivulla 53.



Freedom in Motion


Turvotuksen hoito

Turvotuksen hoidon kulmakivet

- + manuaalinen lymfahoito
- + kompressiohoito
- + ihonhoito ja ihon uudistaminen
- + immunestekiertoa tehostavat liikunta- ja hengitysharjoitteet
- + tiedon tarjoaminen ja opastaminen yksilölliseen itsehoitoon

Turvotuksen hoidon tavoitteet

- + immunestekierron parantaminen
- + kovettuneen fibroottisen kudoksen pehmittäminen
- + sidekudoksen liikakasvun vähentäminen
- + kohdaraajojen liikkuvuuden parantaminen lihasten ja nivelten pumppuvaikutuksen tehostamiseksi
- + lipödeeman eli rasvaturvotuksen yhteydessä kivunlievitys sekä hematoomien ja turvotuksen vähentäminen



Vaihe 1: Aktivointivaihe

Manuaalisilla lymfahoidoilla parannetaan immunestekierron virtauskapasiteettia, jotta valkuaispitoisen imunesteen kierto ja pois kulkeutuminen tehostuvat. Kun raajan immunestekierto on saatu aktivoitua, raajaan kohdistetaan puristusta kompressiositeiden (esim. Juzo SoftCompress) tai lääkinällisten kompressiotuotteiden (esim. Juzo ACS Light, Juzo Compression Wrap) avulla. Se ehkäisee nesteen virtaamista takaisin raajaan sekä sidekudoksen lisääntymistä.


Vaihe 2: Ylläpitovaihe

Toisessa vaiheessa varsinaisten lymfahoitajien määrää vähennetään ja aletaan kompressiositeiden sijaan käyttää tasoneulottua kompressiovaatetusta (esim. Juzo Expert, Juzo Expert Strong). Se auttaa optimoimaan ja ylläpitämään saavutettuja hoitotuloksia pitkäkestoisesti.

Molemmissa vaiheissa säännöllinen ihonhoito suojaa ihoa ja vähentää infektorisää. Liikunta ja aktiiviset harjoitukset edistävät immunestekierron toimintaa. Pitkäkestoisten hoitotulosten saavuttaminen edellyttää potilaan aktiivista osallistumista hoitoon.

Juzo SoftCompress

Kompressiositeet




Juzo SoftCompress

Aktivoivat kompressiojärjestelmätuotteet


Juzo SoftCompressin käyttö voi edistää aktivoivan hoidon onnistumista tuntuvasti. Flebologisten kompressiositeiden pehmusteet voivat lisäksi ehkäistä painaumien ja ihovaurioiden syntyä ja parantaa elämänlaatua. Kompressiotuotteiden alla käytettävien tukisiteiden ja muiden lisätarvikkeiden pinta on monista muista, synteettisistä tuotteista poiketen erittäin ihoystävällistä puuvillaa. Sen vuoksi niiden käyttö tuntuu potilaasta miellyttävältä. Pystysuuntaiset vahtomuovikanavat muodostavat ainutlaatuisen pintarakenteen, joka tukee imunesteen pois virtaamista. Käytännölliset kompressiotuotteiden alle tarkoitetut tukisiteet nopeuttavat varsinaisten kompressiotuotteiden pukemista ja tehostavat niiden vaikutusta. Lisäksi potilaan on Juzo SoftCompress -tukisiteiden ansiosta helppo käyttää tuotteita myös itsenäisesti. Se turvaa pitkäkestoisten hoitotulosten saavuttamisen.

Tuote-esimerkit



Säädettävä kompressiokääre

Säädettävä kompressiokääre tarjoaa aktiivisessa hoidossa tehokkaan vaihtoehdon tavanomaisille kompressiositeille. Innovatiivisten tuotteiden ansiosta hoitohenkilöstö voi antaa nopeavaikutteista hoitoa kustannustehokkaasti. Tuotteet voidaan mukauttaa yksilöllisesti potilaan muuttuviin hoidollisiin tarpeisiin hoitoprosessin aikana. Potilaat voivat säätää helppokäyttöisten tuotteiden



Juzo ACS Light

Erikoistuotteet turvotuksen hoitoon

Vähäelastisia Juzo ACS Light -kompressiokääreitä käytetään turvotuksen hoidon tukena. Tuotteet on helppo pukea päälle suojaneeoksen ansiosta. Kääreen puristusta on helppo säätää yksilöllisten tarpeiden mukaan tarranauhojen avulla myös silloin, jos kehonosan mitat muuttuvat hoidon aikana. Helppokäyttöisyys lisää potilaan hoitomyönteisyyttä ja tukee itsehoitoa. Juzo ACS Light -tuotteen hoitopaine on jopa 40 mmHg.

Tuote-esimerkit



Säärikääre



Polvikääre



Yhdistelmä



Anatominen sopivuus

tarrakiinnitystä käytön aikana siten, että kompressiovaikutus säilyy ihanteellisena myös aktivoinnin edettyä pitkälle. Jos hoitoalueella on avohaavoja, haava-alue on peitettävä haavasidoksella ennen kompressiotuotteen pukemista ylle. Suosittelemme käyttämään alussukkaa (esim. Juzo Liner) haavasidosten suojaksi ja pitämiseksi paikallaan.



Juzo Compression Wrap

- + erittäin vähäinen jousto
- + käytännölliset tartuntakohdat
- + yksilöllinen väritys

Juzo Compression Wrap

Erikoistuotteet turvotuksen hoitoon

Hyvin vähäisen jouston ansiosta Juzo Compression Wrap -siteen työpaine on erittäin suuri ja lepopaine pieni. Molemminpuolinen tarrakiinnitys ja kätevät tartunta-alueet tekevät siteistä helposti puettavat, ja ne mukautuvat ihanteellisesti vaihteleviinkin kehon mittoihin. Hihnojen erikoisuritus varmistaa niiden tiiviin sulkeutumisen ja ehkäisee ikkunaturvotuksen syntyä. Erityistä on myös se, että potilas voi valita, käyttääkö tuotetta beige vai musta puoli ulospäin.

Tuote-esimerkit



Säärikääre



Polvikääre



Yhdistelmä



Mahdollinen yhdistelmä: käsivarsi ja käsi

Muut tuotteet

Juzo Liner -sukka

Juzo Liner

- + ihanteellinen kiinnittämiseen
- + suojaa ihoa



Juzo Liner

Alussukka säädettäviin kompressiokääreisiin

Juzo Liner -sukat suojaavat herkkää ihoa ja haavasidosta pukemisen tai riisumisen aikana. Ne sopivat erinomaisesti käytettäväksi yhdessä säädettävien kompressiokääreiden kanssa.

Värit

Juzo Liner

Black



Katso kokotaulukot sivulla 57.

Kompressioluokka

ei ole

	Tyyppi	Malli	Juzo Liner Art. 6082
	AD	Polvisukka	•
	AG	Reisisukka	•

- Saatavana vakiokoot I–II









Värit

Juzo SoftCompress

White	
-------	--

Katso kokotaulukot sivulla 53.







	Art.	Malli	Vakiokoot	Räätälöity	Yksi koko
	6830	Sääriside (käyttö CPDT:ssä, vaihe 2)	1 – 5	•	
	6831	Sääriside (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1) Sisällys: • 2 kehräsluun pehmustetta			•
	6820	Sääri- ja reisiside (käyttö CPDT:ssä, vaihe 2) Sisällys: • 2 kehräsluun pehmustetta • 1 polvipehmuste		•	
	6821	Jalan side (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1) Sisällys: • 2 kehräsluun pehmustetta • 1 polvipehmuste • 1 kompressorulla (10 cm x 4 m) • 1 kompressorulla (12 cm x 4 m)			•
	6822	Käsivarren side (käyttö CPDT:ssä, vaihe 2) Sisällys: • 1 käsipehmuste • 1 kyynärpehmuste	1 – 6	•	
	6823	Käsivarren side (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1) Sisällys: • 1 käsipehmuste • 1 kyynärpehmuste			•



Värit

Juzo SoftCompress

White	
-------	--

Art.	Malli	Setti
6800 KL	LymphAid jalka, pieni (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)  <ul style="list-style-type: none"> • 1 Sääraside, yksi koko • 20 Rapidelast V –sideharsorullaa 4 cm x 4 m • 2 vähäelastista siderullaa 6 cm x 5 m • 2 vähäelastista siderullaa 8 cm x 5 m 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 vähäelastista siderullaa 10 cm x 5 m • 4 vähäelastista siderullaa 12 cm x 5 m • 2 kehräsluun pehmustetta
6800 GR	LymphAid jalka, iso (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)  <ul style="list-style-type: none"> • 1 sääraside, yksi koko • 1 kompressiorulla 10 cm x 4 m • 1 kompressiorulla 12 cm x 4 m • 20 Rapidelast V –sideharsorullaa 4 cm x 4 m • 2 vähäelastista siderullaa 6 cm x 5 m 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 vähäelastista siderullaa 8 cm x 5 m • 4 vähäelastista siderullaa 10 cm x 5 m • 6 vähäelastista siderullaa 12 cm x 5 m • 2 kehräsluun pehmustetta • 1 polvipehmuste
6801	LymphAid käsivarsi (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)  <ul style="list-style-type: none"> • 1 saariside, yksi koko • 20 Rapidelast V –sideharsorullaa 6 cm x 4 m • 2 vähäelastista siderullaa 6 cm x 5 m • 2 vähäelastista siderullaa 10 cm x 5 m 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 vähäelastista siderullaa 12 cm x 5 m • 1 käsipehmuste • 1 kynnärpehmuste
6810 KL	BandageAid jalka, pieni (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)  <ul style="list-style-type: none"> • 1 kompressiorulla 10 cm x 4 m • 20 Rapidelast V –sideharsorullaa 4 cm x 4 m • 1 vähäelastinen siderulla 6 cm x 5 m 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 vähäelastinen siderulla 8 cm x 5 m • 3 vähäelastista siderullaa 10 cm x 5 m • 2 kehräsluun pehmustetta
6810 GR	BandageAid jalka, iso (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)  <ul style="list-style-type: none"> • 1 kompressiorulla 10 cm x 4 m • 2 kompressiorullaa 12 cm x 4 m • 20 Rapidelast V –sideharsorullaa 4 cm x 4 m • 1 vähäelastinen siderulla 6 cm x 5 m • 1 vähäelastinen siderulla 8 cm x 5 m 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 vähäelastista siderullaa 10 cm x 5 m • 4 vähäelastista siderullaa 12 cm x 5 m • 2 kehräsluun pehmustetta • 1 polvipehmuste
6811	BandageAid käsivarsi (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)  <ul style="list-style-type: none"> • 1 kompressiorulla 10 cm x 4 m • 20 Rapidelast V –sideharsorullaa 6 cm x 4 m • 1 vähäelastinen siderulla 6 cm x 5 m • 1 vähäelastinen siderulla 8 cm x 5 m 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 vähäelastista siderullaa 10 cm x 5 m • 1 käsipehmuste • 1 kynnärpehmuste

Juzo SoftCompress





Värit

Juzo SoftCompress

White	
-------	--

Katso kokotaulukot sivulla 54.

Art.	Malli	Vakiokoot	Räätälöity
6835	Kompressorulla (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1) Koko 1: 5 mm, 8 cm x 4 m Koko 2: 5 mm, 10 cm x 4 m Koko 3: 5 mm, 12 cm x 4 m Koko 4: 5 mm, 16 cm x 4 m	1-4	
6836	Kompressoarkki (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1) Koko 1: 65 x 65 cm Koko 2: 125 x 100 cm	1-2	
6837	Rintapehmuste (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2) Koko 1: Cup A - B Koko 2: Cup C - D Koko 3: Cup E - F	1-3	•
6838	Rintaside (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2)	1-6	•
6839	Genitaalialueen pehmuste naisille (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2) Koko 1: 20 x 20 cm Koko 2: 30 x 28 cm Koko 3: 40 x 32 cm	1-3	•
6840	Genitaalialueen pehmuste miehille (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2) Koko 1: 20 x 28 cm Koko 2: 23 x 30 cm Koko 3: 26 x 32 cm	1-3	•
6842	Kyynärpehmuste (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2) 10 x 13 cm (Räätälöity maks. 13 x 16 cm)	Yksi koko •	•
6843	Kehräsluun pehmuste (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2) 6,5 x 9 cm	•	•
6844	Käsipehmuste (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2) 8,5 x 24 cm	•	•
6845	Polvipehmuste (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2) 13 x 17 cm (Räätälöity maks. 19 x 23 cm)	•	•

Värit

Juzo SoftCompress

White	
-------	--

Beige (Vähäelastiset siteet)	
---------------------------------	--

Art.	Malli	Vakiokoot	Räätälöity
6846	Vähäelastinen side (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1) Koko 1: 6 cm x 5 m Koko 2: 8 cm x 5 m Koko 3: 10 cm x 5 m Koko 4: 12 cm x 5 m	Kpl •	Paketti (10 kpl) •
	Rapidelast V – sideharso (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)		Paketti (20 kpl)
6847	6 cm x 4 m (sormille)		•
6848	4 cm x 4 m (varpasiin)		•
6849	Putkiharso (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1) Koko 1: 6 cm x 20 m Koko 2: 8 cm x 20 m Koko 3: 10 cm x 20 m	•	



Värit
Juzo ACS Light

Beige	
Black	

Katso kokotaulukot sivulla
54/55.

Kompressio Säädeltävä kompressio enintään 40 mmHg

	Art.	Malli	Vakiokoot
	J701LI	Jalkakääre	1 – 5
	Normaali 16,5 – 23,0 Pitkä 18,5 – 25,0		
	J702LI	Säärikääre	1 – 5
	Normaali 30,0 – 37,0 Pitkä 35,0 – 42,0	Valitse vasen tai oikea	
	J703LI	Polvikääre	1 – 5
	J704LI	Reisikääre	1 – 5
	Normaali 23,0 Pitkä 29,0	Valitse vasen tai oikea	
	J705LI	Käsikääre	1 – 4
	J706LI	Käsivarsikääre	1 – 5
	Normaali 42,0 – 47,0 Pitkä 46,0 – 50,0	Valitse vasen tai oikea	

Värit
Juzo ACS Light

Beige	
Black	
Grey (tyyny)	

Katso kokotaulukot sivulla 55.

Art.	Malli	Vakiokoot	Yksi koko
J711	Lantionauha Lantio-osa kiinteällä mikrotarranauhalla Erillinen vyötärönauha Sisältää yhden irrallisen tarranauhan		•
J712	Keskinauha Lisänauha Sisältää kuusi irrallista tarranauhaa	1 – 2	
J713	Tarranauha-arkki Voidaan leikata haluttuun kokoon		•
J714	Pehmusteet Kaksi eri paksuutta	1 – 4	
J715	Luistamaton nauha Nauhan toisella puolella neopreenipinta, 12 x 120 cm Sisältää kuusi irrallista tarranauhaa		•
J716	Jatkonauha Jatkonauha kiinteillä tarranauhoilla Sisältää kaksi irrallista tarranauhaa		•



Muunneltavia lää- kinnällisiä kom- pressiotuotteita

Juzo Compression Wrap 6000

Värit
Juzo Compression Wrap

Beige / Black

Katso kokotaulukot sivulla
56/57.

Kompressio

Säädeltävä kompressio 30 – 60 mmHg

	Art.	Malli	Yksikkö	Vakiokoot
	6000LF	Jalkakääre	Kpl	2 – 4
	6000LC	Säärikääre	Kpl	2 – 7
	Normaali < 40 Pitkä > 40			
	6000LCM	Säärikääre max.	Kpl	2 – 7
	Normaali < 40 Pitkä > 40			
	6000LK	Polvikääre	Kpl	2 – 7
	6000LT	Reisikääre	Kpl	2 – 6
	Normaali < 25			
	6000LTG	Reisikääre long	Kpl	2 – 6
	Pitkä > 30			
	6000UA	Käsivarsikääre	Kpl	1 – 5
	Normaali < 43			
	6000UAG	Käsivarsikääre long	Kpl	1 – 5
	Pitkä > 43			
	6000UHL	Käsiääre vasen	Kpl	1 – 5
	Beige: vasen Musta: oikea			
	6000UHR	Käsiääre oikea	Kpl	1 – 5
	Beige: vasen Musta: oikea			
	6000F1	Tarranauhaa	Paketti: 4 kpl	
		Jalkakääre. Käsiääre		40 mm
	6000F2	Tarranauhaa	Paketti: 4 kpl	
		Säärikääre		75 mm
	6000F3	Tarranauhaa	Paketti: 5 kpl	
	Säärikääre long, arm wrap		85 mm	
6000F4	Tarranauhaa	Paketti: 5 kpl		
	Polvikääre, tigh wrap, arm wrap long		95 mm	
6000F5	Tarranauhaa	Paketti: 3 kpl		
	Tigh wrap long		105 mm	

Juzo Dynamic

Luotettava valinta lievään turvotukseen



Värit	
Sugar	Sesame
Almond	Cinnamon
Cacao	Poppy seed
Blueberry	Black pepper

Juzo Dynamic (Art. 3511, 3512, 3513)

Luotettava valinta lievään turvotukseen – sisältää valinnaisesti hopealankaa tai puuvillaa


Juzo Dynamic istuu täydellisesti myös raskaamman fyysisen aktiivisuuden aikana. Tiheä kangas on huomiota herättämätön. Pyöröneulos soveltuu lievän turvotuksen hoitoon. Tuotteet sisältävät erilaisia materiaaliyhdistelmiä, kuten puuvillaa tai hopeaa, joiden ansiosta Juzo Dynamicilla voidaan täyttää potilaiden mitä moninaisimmat tarpeet.

Katso kaikki mallit ja värit sivuilta 13, 36, 40 ja 42.



Juzo Classic Seamless




Pehmeä tuote alkavan turvotuksen hoitoon



Juzo Classic Seamless

- + saumaton laakaneulos
- + pitkittäinen rakenne
- + ohut neulos

Värit

Sesame		Black pepper	
Almond			

Juzo Classic Seamless (2301, 2302)

Pehmeä tuote alkavan turvotuksen hoitoon

Juzo Classic Seamless -tuotteet ovat ihanteellinen ratkaisu alkavan turvotuksen hoitoon. Ne soveltuvat erityisesti alkavan lymfedeeman hoitoon, kun anatomisia muutoksia ei ole vielä tapahtunut. Innovatiivinen neuletekniikka mahdollistaa saumattomien kompressiovaatteiden valmistuksen.

Katso kaikki mallit ja värit sivuilta 38 ja 39.

Tuotteet




Varvasosa



Käsi



CT



FT/FTM (naiset/miehet)

Juzo Expert

Räätälöidyt neulekankaat turvotuksen hoitoon

Juzo Expert

- + litteä ja joustava sauma
- + kapea ja pehmeä
- + maksimaalinen liikkumisen vapaus

Juzo Expert Silver

- + antibakteerinen vaikutus

Juzo Expert Cotton

- + sisältää puuvillaa



Trend Colours 2020/21

Blue Love



Violet Truth



Pink Soul



Fashion Colours 2020

Brilliant Blue



Royal Red



Graceful Green



Saatavana alkaen 01.05.2020

Juzo-tyylit



Batik Collection



Dip Dye Collection



Julius-silityskuvat

Juzo Expert

Yksilölliseen turvotuksen hoitoon – sisältää valinnaisesti hopealankaa tai puuvillaa

Juzo Expert tarjoaa suurimman mahdollisen liikkumavapauden ja on hyvin mukava käyttää. Neulottu kangas sopii ensi kertaa tuotteita käyttäville ja koko vartalon hoitoon. Juzo Expert Silver tarjoaa sisältämänsä hopealangan ansiosta paitsi kompressiota myös luonnollisen antibakteerisen vaikutuksen. Se palauttaa tulehtuneen tai ärtyneen ihon luonnollisen tasapainon ja vähentää kutinaa. Juzo Expert Cottonista lähes puolet on puuvillaa, ja se peittää ihon ultrapuhtaalla puuvillalla. Luonnonkuidut tekevät tuotteesta erittäin pehmeän ja sileän. Sen vuoksi Juzo Expert Cotton soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi aralla ja herkällä iholla.

Tuotteet




Jalka



Käsivarsi



Käsi



Rintakehä



Pää

Lisätietoja hopea- ja puuvillatuotteista on osoitteissa www.juzo.se/silver ja www.juzo.se/cotton

Juzo Expert Strong

Vahvat neulekankaat vaikean turvotuksen hoitoon

Juzo Expert Strong

- + litteä ja joustava sauma
- + suuri hoitopaine
- + hierontavaikutus

Juzo Expert Strong Silver

- + antibakteerinen vaikutus

Juzo Expert Strong Cotton

- + sisältää puuvillaa



Trend Colours 2020/21

Blue Love

Violet Truth

Pink Soul

Fashion Colours 2020

Brilliant Blue

Royal Red

Graceful Green

Saatavana alkaen 01.05.2020

Juzo-tyylit




Julius-silityskuvat

Juzo Expert Strong

Vahva kangas vaikeaan turvotukseen – sisältää valinnaisesti hopealankaa tai puuvillaa

Juzo Expert Strong -tuotteen suuri hoitopaine ja aktiivinen hierontavaikutus stimuloivat lymfanesteiden poistumista. Lujaa ja vahvaa kangasta tukee tehokkaasti vaikeiden lymfedemien ja lipödemien hoitoa. Juzo Expert Strong Silver tarjoaa räätälöidyn hoitovaihtoehdon vaikeisiin lymfologisiin häiriöihin. Vahva kangas ja sen sisältämä hopealanka tuottavat suurimman mahdollisen hoitopaineen ja antibakteerisen vaikutuksen, joka torjuu ihon bakteereita (esim. Staphylococcus aureus) tehokkaasti. Juzo Expert Cotton -tuotteessa yhdistyvät Juzo Expert Strongin luotettavuus ja vahvuus sekä puuvillan erinomainen käyttömukavuus. Se soveltuu täydellisesti herkkäihoisille potilaille ja heille, jotka suosivat puuvillaa.

Tuotteet



Jalka

Käsivarsi

Käsi

Lisätietoja hopea- ja puuvillatuotteista on osoitteissa www.juzo.se/silver ja www.juzo.se/cotton



Värit

Juzo Expert


Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	




Tutustu uusiin Trend Colours osoitteessa
www.juzo.se/trend-colours




Tutustu uusiin Fashion Colours osoitteessa
www.juzo.se/fashion-colours



Kaikki värit (paitsi Sugar ja Almond) voidaan batiikkivärijätä mustan tai valkoisen sävyissä
www.juzo.se/batik-collection



Saatavana varten AD, AF ja AG sisään räätälöitynä (CCL 1 ja 2). Saatavana Poppy seed ja Blueberry väreissä, katso tarkemmat tiedot osoitteesta
www.juzo.se/dip-dye



Julius-silityskuvat katso sivulla 46.

Vakiomateriaalina täysneulos, tilauksesta myös huokoisena

¹ Vain Almondvärisenä

² Vakiokoot saatavana tavallisen pituisena

Suosittellemme tutustumaan Juzon "Special-purpose medical garments for lymphology" -esitteeseen, josta löydät lisää malleja ja apua sopivien tuotteiden valintaan.

Katso kokotaulukot sivulla 58.

Kompressioluokat

1	2	3	4 ¹
---	---	---	----------------

	Tyyppi	Malli	Juzo Expert Art. 3021, 3022, 3023, 3024 ¹	Juzo Expert Silve ¹ KL 1-2	Juzo Expert Cotto ¹ Art. 3021, 3022, 3023
	ZE	Varvasosa Avo- tai umpikärki	KL 1-2	KL 1-2	KL 1-2
	AB / AB1	Kompressiosukat	KL 2 ¹ KL 1-2	KL 1-2	KL 1-2
	AD	Polvisukka Yläreuna (vakioreuna) Normaali 40 – 46 Lyhyt 34 – 39	KL 1 ^{1,2} KL 2 ¹	•	KL 1-2 ²
		Kapea silikonireuna · 3,5 cm	KL 2 ¹	•	KL2 ²
		Kapea Balance-reuna · 3,5 cm	•	•	•
		Kapea joustoreuna · 3,5 cm	KL 2 ¹	•	•
		Maks. · normaali 40–46 Maks. · lyhyt 34–39	KL 2 ¹ ei räätälöitynä		
		Kapea silikonireuna · 3,5 cm	KL 2 ¹ ei räätälöitynä		
	AF	Puolireisisukka Yläreuna (vakioreuna) Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm Joustoreuna · 5 cm	•	•	•
	AF lantiokiinnityksellä	Puolireisisukka Vasen tai oikea sukka tai käyttö parina	•	•	•
	AG	Reisisukka Yläreuna (vakioreuna) Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm Joustoreuna · 5 cm	•	•	•
	AG lantiokiinnityksellä	Reisisukka Vasen tai oikea sukka tai käyttö parina	•	•	•
	AT	Sukkahousut Yläreuna (vakioreuna)	•	•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut Pidennys vasemmalle tai oikealle	•	•	•
	BT / B'T / CT	Caprihousut Yläreuna (vakioreuna)	•	•	•
	ET / FT	Bermuda-shortsit Yläreuna (vakioreuna)	•	•	•

• Saatavana vakiokoot 1–6 (vain avokärkisenä) ja räätälöitynä • Saatavana vain räätälöitynä

Silikonireunat

Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna





Värit

Juzo Expert Strong

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Trend Colours

Tutustu uusiin Trend Colours osoitteessa
www.juzo.se/trend-colours

Fashion Colours

Tutustu uusiin Fashion Colours osoitteessa
www.juzo.se/fashion-colours

Silityskuvat

Julius-silityskuvat katso sivulla 46.

Vakiomateriaalina täysneulos, tilauksesta myös huokoisena

¹ Vain Almondvärisenä

Suosittelamme tutustumaan Juzon "Special-purpose medical garments for lymphology" -esitteeseen, josta löydät lisää malleja ja apua sopivien tuotteiden valintaan.

Kompressioluokat

1	2	3	4 ¹
---	---	---	----------------

	Tyyppi	Malli	Juzo Expert Strong Art. 3051, 3052, 3053, 3054 ¹	Juzo Expert Strong Silver ¹	Juzo Expert Strong Cotton ¹ Art. 3052, 3053
	ZE	Varvasosa Avo- tai umpikärki	KL 1-2	KL 1-2	
	AB / AB1	Kompressiosukat	KL 1-2	KL 1-2	
	AD	Polvisukka Yläreuna (vakioireuna) Kapea silikonireuna · 3,5 cm Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm Kapea joustoreuna · 3,5 cm	•	•	•
	AF	Puolireisisukka Yläreuna (vakioireuna) Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm Joustoreuna · 5 cm	•	•	•
	AF lantiokiinnityksellä	Puolireisisukka Vasen tai oikea sukka tai käyttö parina	•	•	•
	AG	Reisisukka Yläreuna (vakioireuna) Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm Joustoreuna · 5 cm	•	•	•
	AG lantiokiinnityksellä	Reisisukka Vasen tai oikea sukka tai käyttö parina	•	•	•
	AT	Sukkahousut Yläreuna (vakioireuna)	•	•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut Pidennys vasemmalle tai oikealle	•	•	•
	BT / B'T / CT	Caprihousut Yläreuna (vakioireuna)	•	•	•
	ET / FT	Bermuda-shortsit Yläreuna (vakioireuna)	•	•	•

• Saatavana vain räätälöitynä

Balance-koriste-silikonireuna



Pitsisilikonireuna



Joustoreuna





Värit

Juzo Dynamic

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

¹Vain Almondvärisenä

Katso kokotaulukot sivulla 58.

	Tyyppi	Malli	Juzo Dynamic Art. 3511, 3512	Juzo Dynamic Silver ¹ Art. 3511, 3512
	FG	Polven yläpuolelta amputoidun jalan kompressio		
	Amputoidun jalan pituus: Lyhyt n. 20 cm Keskipitkä n. 25 cm Pitkä n. 30 cm Polviamputaatio n. 35 cm	Yläreuna Silikonireuna Balance-silikonireuna Lantiokiinnitys	•	•
	CF	Polven alapuolelta amputoidun jalan kompressio		
	Amputoidun jalan pituus reiden keskelle: Lyhyt n. 30 cm Keskipitkä n. 38 cm Pitkä n. 46 cm	Yläreuna Silikonireuna Balance-silikonireuna	•	•
	HD	Polven alapuolelta amputoidun jalan kompressio		
	Polveen asti Pirogoff-amputaation jälkeen	Yläreuna	•	•

- Saatavana vakiokoot I–VI ja räätälöitynä
- Saatavana vain räätälöitynä

Silikonireunat

Silikonireuna



Balance-silikonireuna





Värit

Juzo Expert

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	
Trend Colours	

Tutustu uusiin Trend Colours osoitteessa www.juzo.se/trend-colours

Fashion Colours	
-----------------	--

Tutustu uusiin Fashion Colours osoitteessa www.juzo.se/fashion-colours

Silityskuvat	
--------------	--

Julius-silityskuvat katso sivulla 46.

¹ Vain Almondvärisenä

Katso kokotaulukot sivulla 59.

Suosittellemme tutustumaan Juzon "Special-purpose medical garments for lymphology" -esitteeseen, josta löydät lisää malleja ja apua sopivien tuotteiden valintaan.

	Tyyppi	Malli	Juzo Expert Art. 3021, 3022	Juzo Expert Silver ¹ Art. 3021, 3022	Juzo Expert Cotton ¹ Art. 3021, 3022
	FG	Polven yläpuolelta amputoidun jalan kompressio			
		Yläreuna (vakioreuna) Silikonireuna Balance-silikonireuna Lantiokiinnitys	•	•	•
	CF	Polven alapuolelta amputoidun jalan kompressio			
		Yläreuna (vakioreuna) Silikonireuna - 5 cm Balance-silikonireuna	•	•	•
	HD	Polven alapuolelta amputoidun jalan kompressio			
	Polveen asti Pirogoff-amputaation jälkeen	Yläreuna (vakioreuna)	•	•	•
			Juzo Expert¹ Art. 3232		
	DF	Kompressiolahje			
		Yläreuna (vakioreuna)		•	
		Silikonireuna		•	
		Balance-silikonireuna		•	
	DG	Kompressiolahje			
		Yläreuna (vakioreuna)		•	
		Silikonireuna		•	
		Balance-silikonireuna		•	

• Saatavana vakiokoot 1–6 ja räätälöitynä • Saatavana vain räätälöitynä

Silikonireunat

Silikonireuna



Balance-silikonireuna





Värit

Juzo Expert
Juzo Expert Strong

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Trend Colours

Tutustu uusiin Trend Colours
osoitteessa
www.juzo.se/trend-colours

Fashion Colours

Tutustu uusiin Fashion Colours
osoitteessa
www.juzo.se/fashion-colours

Silityskuvat

Julius silityskuvat katso
sivulla 46.

¹ Vain Almondvärisenä

Katso kokotaulukot sivulla 59.

Kompressioluokat

1 2 3 4

	Tyyppi	Malli	Juzo Expert Art. 3021, 3022	Juzo Expert Silver ¹ Art. 3021, 3022	Juzo Expert Cotton ¹ Art. 3021, 3022
	BD	Säärisegmentti	 Vain KL 2		
	BF	Segmentti			
	BG	Segmentti			
	DG	Reisisegmentti			
	FG	Reisisegmentti	 Vain KL 2		
			Juzo Expert Strong Art. 3051, 3052	Juzo Expert Strong Silver ¹ Art. 3051, 3052	Juzo Expert Strong Cotton ¹ Art. 3051, 3052
	BD	Säärisegmentti			
	BF	Segmentti			
	BG	Segmentti			
	DG	Reisisegmentti			
	FG	Reisisegmentti			

• Saatavana vakiokoot 1–6 ja räätälöitynä • Saatavana vain räätälöitynä



Värit

Juzo Classic Seamless

Sesame	
Almond	
Black pepper	

Katso kokotaulukot sivulla
59/60.

Kompressioluokat

1 2 3 4

	Tyyppi	Malli	Juzo Classic Seamless	
			Art. 2301, 2302	Art. 2302
	ZEAL / ZEAR	Varvasosa Avokärki Valitse vasen tai oikea	2 – 5	
	CT	Caprihousut		1 – 5
	FT / FTM (miehille/ naisille)	Bermuda-shortsit		1 – 5



Värit

Juzo Expert
Juzo Expert Strong

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Trend Colours

Tutustu uusiin Trend Colours
osoitteessa
www.juzo.se/trend-colours

Fashion Colours

Tutustu uusiin Fashion Colours
osoitteessa
www.juzo.se/fashion-colours

Silityskuvat

Julius-silityskuvat katso
sivulla 46.

¹ Vain Almondvärisenä

Katso kokotaulukot sivulla
60/61.

Suosittelemme tutustumaan
Juzon "Special-purpose
medical garments for
lymphology" -esitteeseen,
josta löydät lisää malleja ja
apua sopivien tuotteiden
valintaan.

Kompressioluokat

1 2 3 4

	Tyyppi	Malli	Juzo Expert Art. 3021, 3022	Juzo Expert Silver ¹ Art. 3021, 3022	Juzo Expert Cotton ¹ Art. 3021, 3022
		Puolikäsine / käsine			
	Ranteen peittävät	Avoim peukalo	• ¹	•	•
		Umpinainen peukalo	•	•	•
	Ranteen peittävät	Avoimet sormenpäät Umpinaiset sormenpäät	• ¹	•	•
		Puolikäsine / pitkä käsine			
	Käsivarren puoleenväliin ulottuva	Avoim peukalo	•	•	•
		Umpinainen peukalo	•	•	•
	Käsivarren puoleenväliin ulottuva	Avoimet sormenpäät Umpinaiset sormenpäät	•	•	•
		Sormituki			
	Tarranauha- kiinnitys	Avoim	• ¹	•	•
		Umpinainen	•	•	•
			Juzo Expert Strong Art. 3051, 3052	Juzo Expert Strong Silver¹ Art. 3051, 3052	
		Puolikäsine / käsine			
	Ranteen peittävä	Avoim peukalo	•	•	•
		Umpinainen peukalo	•	•	•
	Ranteen peittävä	Avoimet sormenpäät Umpinaiset sormenpäät	•	•	•
		Puolikäsine / pitkä käsine			
	Käsivarren puoleenväliin ulottuva	Avoim peukalo	•	•	•
		Umpinainen peukalo	•	•	•
	Käsivarren puoleenväliin ulottuva	Avoimet sormenpäät Umpinaiset sormenpäät	•	•	•

• Saatavana vakiokoot 1–6 ja räätälöitynä • Saatavana vain räätälöitynä



Värit

Juzo Classic Seamless

Sesame	
Almond	
Black pepper	

Katso kokotaulukot sivulla 61.

Kompressioluokat

1 2 3 4

	Tyyppi	Malli	Juzo Classic Seamless Art. 2301, 2302		
	HDA	Puolikäsine			
		Avoim peukalo	•		
	HFA	Käsine			
		Avoimet sormenpäät	•		

• Saatavana vakiokoot 2–5



Värit

Juzo Soft
Juzo Dynamic

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Juzo Soft

Trend Colours	
---------------	--

Tutustu uusiin Trend Colours
osoitteessa
www.juzo.se/trend-colours

Batik Collection	
------------------	--

Kaikki värit (paitsi Sugar ja
Almond) voidaan batiikkivärjätä
mustan tai valkoisen sävyissä
www.juzo.se/batik-collection

¹ Vain Almondvärisenä

Katso kokotaulukot sivulla 62.

Kompressioluokat

1	2	3	4
---	---	---	---

	Tyyppi	Malli	Juzo Soft Art. 2001, 2002	Juzo Dynamic Art. 3511, 3512, 3513	Juzo Dynamic Silver ¹ Art. 3511, 3512, 3513
	CG	Hiha Yläreuna Kapea silikonireuna · 3,5 cm Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm	•	KL 1–2, KL 3	•
	CG max	Yläreuna Kapea silikonireuna · 3,5 cm Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm	Vain vakiokoot	KL 1–2, vain vakiokoot	
	CH	Hiha olkaosalla Olkaosa ja nauha	•	KL 1–2, KL 3	•
	CH max	Kiinnitys rintaliivien olkaimeen Kiinnitys rintaliivien olkaimeen ja silikonituki	•	•	•
	AGA	Hiha Neulottu käsiosa, avoin peukalo		KL 1–2	
	AGA max	Hiha max Neulottu käsiosa, avoin peukalo, kapea silikonireuna		KL 1–2	
	AGA max	Hiha max Neulottu käsiosa, avoin peukalo, kapea silikonireuna		KL 1–2, vain vakiokoot	

• Saatavana vakiokoot I – VI ja räätälöitynä • Saatavana vain räätälöitynä

Silikonireunat

Silikonireuna



Balance-silikonireuna





Värit

Juzo Expert

Juzo Expert Strong

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Trend Colours

Tutustu uusiin Trend Colours osoitteessa
www.juzo.se/trend-colours

Fashion Colours

Tutustu uusiin Fashion Colours osoitteessa
www.juzo.se/fashion-colours

Silityskuvat

Julius-silityskuvat katso sivulla 46.

Juzo Expert

Batik Collection

Kaikki värit (paitsi Sugar ja Almond) voidaan batiikkivärjätä mustan tai valkoisen sävyissä
www.juzo.se/batik-collection

Dip Dye Collection

Saatavana Poppy seed ja Blueberry väreissä, katso tarkemmat tiedot osoitteesta
www.juzo.se/dip-dye

¹ Vain Almondvärisenä

Suosittellemme tutustumaan Juzon "Special-purpose medical garments for lymphology" -esitteeseen, josta löydät lisää malleja ja apua sopivien tuotteiden valintaan.

Katso kokotaulukot sivulla 62.

Kompressioluokat

1	2	3	4
---	---	---	---

	Tyyppi	Malli	Juzo Expert Art. 3021, 3022, 3023	Juzo Expert Silver ¹ Art. 3021, 3022, 3023	Juzo Expert Cotton ¹ Art. 3021, 3022, 3023	Juzo Expert Strong Art. 3,51, 3052, 3053	Juzo Expert Strong Silver ¹ Art. 3,51, 3052, 3053
	CG	Hiha					
		Yläreuna (vakioreuna) Kapea silikonireuna - 3,5 cm Kapea balance-silikonireuna - 3,5 cm Kapea joustoreuna - 3,5 cm	•	•	•	•	•
		Ylipitkä, kapea silikonireuna, sauma käsivarren ulkopuolella Valitse vasen tai oikea	KL 2 ¹				
	CH	Hiha olkaosalla					
		Olkaosa ja nauha	•	•	•	•	•
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen Kiinnitys rintaliivien olkaimeen ja silikonituki	•	•	•	•	•
		Boleromalli	•	•	•	•	•
	AGA	Hiha					
		Neulottu puolikäsine	•	•	•	•	•
	AGO / AGG	Hiha					
		Neulottu käsiosa (Avoimet tai umpinaiset sormenpäät)	•	•	•	•	•
	AHAG	Hiha olkaosalla					
		Neulottu puolikäsine Olkaosa ja nauha	•	•	•	•	•
	AHOG / AHGG	Hiha olkaosalla					
		Neulottu käsiosa (Avoimet tai umpinaiset sormenpäät)	•	•	•	•	•

- Saatavana vain vakiokoot 2 – 5
- Saatavana vain räätälöitynä

Silikonireunat

Silikonireuna



Balance-silikonireuna



Joustoreuna





Tuotteet – käsivarsi

Amputaation jälkeen käytettävät kompressiotuotteet

Värit

Juzo Dynamic

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Kompressioluokat

1 2 3 4

	Tyyppi	Malli	Juzo Dynamic Art. 3511, 3512	Juzo Dynamic Silver ¹ Art. 3511, 3512
	SG	Amputoidun käsivarren kompressio Yläreuna Kapea silikonireuna Kapea Balance-silikonireuna	•	•
	SH	Amputoidun käsivarren kompressio olkaosalla Olkaosa ja nauha	•	•
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen Kiinnitys rintaliivien olkaimeen ja silikonituki	•	•

• Saatavana vain räätälöitynä

¹ Vain Almondvärisenä



Tuotteet – käsivarsi

Amputaation jälkeen käytettävät kompressiotuotteet

Värit

Juzo Expert


Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Kompressioluokat

1 2 3 4

	Tyyppi	Malli	Juzo Expert Art. 3021, 3022	Juzo Expert Silver ¹ Art. 3021, 3022	Juzo Expert Cotton ¹ Art. 3021, 3022
	SG	Amputoidun käsivarren kompressio Yläreuna (vakioreuna) Kapea silikonireuna - 3,5 cm Kapea Balance-silikonireuna	•	•	•
	SH	Amputoidun käsivarren kompressio olkaosalla Olkaosa ja nauha	•	•	•
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen Kiinnitys rintaliivien olkaimeen ja silikonituki	•	•	•

• Saatavana vain räätälöitynä




Tutustu uusiin Trend Colours
osoitteessa

www.juzo.se/trend-colours



Tutustu uusiin Fashion Colours
osoitteessa

www.juzo.se/fashion-colours



Julius silityskuvat katso sivulla
46.

¹ Vain Almondvärisenä

Suosittellemme tutustumaan
Juzon "Special-purpose medi-
cal garments for lymphology"
-esitteeseen, josta löydät
lisää malleja ja apua sopivien
tuotteiden valintaan.

Silikonireunat

Silikonireuna		Balance-silikonireuna		Joustoreuna	
----------------------	--	------------------------------	--	--------------------	--



Värit

Juzo Expert

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Trend Colours

Tutustu uusiin Trend Colours osoitteessa www.juzo.se/trend-colours

Fashion Colours

Tutustu uusiin Fashion Colours osoitteessa www.juzo.se/fashion-colours

Silityskuvat

Julius-silityskuvat katso sivulla 46.

¹ Vain Almondvärisenä

Suosittellemme tutustumaan Juzon "Special-purpose medical garments for lymphology" -esitteeseen, josta löydät lisää malleja ja apua sopivien tuotteiden valintaan.

Kompressioluokat

1	2	3	4
---	---	---	---

	Tyyppi	Malli	Juzo Expert Art. 3021, 3022	Juzo Expert Silver ¹ Art. 3021, 3022
		Rintakehän kompressiosegmentti		
		Kainaloista lantiolle	•	•
		Rintakehän kompressiosegmentti, hihat		
		Ylle pujotettava Tarranauhakiinnitys Vetoketju Vetoketju, vahvistettu alapuoli Silmukkakiinnitys Silmukkakiinnitys, vahvistettu	•	•
		Rintakehän kompressiosegmentti, hihallinen		
	Pitkät tai lyhyet hihat	Ylle pujotettava Tarranauhakiinnitys Vetoketju Vetoketju, vahvistettu alapuoli Silmukkakiinnitys Silmukkakiinnitys, vahvistettu	•	•
		Rintakehän alueen kompressiopuku		
	Vartalokiinnitys	Tarranauhakiinnitys Vetoketju Vetoketju, vahvistettu alapuoli Silmukkakiinnitys Silmukkakiinnitys, vahvistettu	•	•
		Rintakehän alueen kompressiopuku pitkillä tai lyhyillä hihoilla		
	Vartalokiinnitys Pitkät tai lyhyet hihat	Tarranauhakiinnitys Vetoketju Vetoketju, vahvistettu alapuoli Silmukkakiinnitys Silmukkakiinnitys, vahvistettu	•	•

• Saatavana vain räätälöitynä



Värit

Juzo Expert

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Trend Colours	
---------------	--

Tutustu uusiin Trend Colours osoitteessa
www.juzo.se/trend-colours

Fashion Colours	
-----------------	--

Tutustu uusiin Fashion Colours osoitteessa
www.juzo.se/fashion-colours

Silityskuvat	
--------------	--

Julius silityskuvat katso sivulla 46.

Kompressioluokka

1	2	3	4
---	---	---	---








	Tyyppi	Malli	Juzo Expert Art. 3021	Juzo Expert Silver ¹ Art. 3021
		Kaula-leukaside		
	Päänauha, kaulaosaa niskan takana, suljettavissa pään takaa	Tarranauhakiinnitys Silmukkakiinnitys	•	•
		Kasvonaamio		
	Otsa ja pään takaosa avoinna Aukot korville tilauksesta Suljettavissa pään takaa	Tarranauhakiinnitys Silmukkakiinnitys	•	•
		Kasvonaamio		
	Otsa ja pään takaosa avoinna Aukot silmille, nenälle, suulle ja korville tilauksesta Suljettavissa pään takaa	Tarranauhakiinnitys Silmukkakiinnitys	•	•
		Kasvonaamio		
	Otsa ja pään takaosa suljettu Aukot korville tilauksesta Suljettavissa pään takaa	Tarranauhakiinnitys Silmukkakiinnitys	•	•
		Kasvonaamio		
	Otsa ja pään takaosa suljettu Aukot silmille, nenälle, suulle ja korville tilauksesta Suljettavissa pään takaa	Tarranauhakiinnitys Silmukkakiinnitys	•	•

¹ Vain Almondvärisenä

• Saatavana vain räätälöitynä

Suosittellemme tutustumaan Juzon "Special-purpose medical garments for lymphology" -esitteeseen, josta löydät lisää malleja ja apua sopivien tuotteiden valintaan.



Art.	Malli
9430	Juzo Lymphpad Line
	Synteettistä lateksia, takaosa polyamidifleeceä Koko: 20 x 29,5 cm (voidaan leikata haluttuun kokoon)
9431	Juzo Lymphpad Square
	Synteettistä lateksia, takaosa polyamidifleeceä Koko: 20 x 29,5 cm (voidaan leikata haluttuun kokoon)
9400	Dr. Rotterin suunnittelemat painetyynyt (itsekiinnittävät)
	Päällystetty joustavalla materiaalilla
9401	Päällystetty joustavalla, antibakteerisella materiaalilla (sisältää hopeaa)
9408	Kehräsluun silikonityyny (itsekiinnittävät)
	Ilman päällystä
9409	Päällystetty joustavalla materiaalilla
9407	Päällystetty joustavalla, antibakteerisella materiaalilla (sisältää hopeaa)
9420	Painetyyny kädelle
	Asetetaan käden selkämyksen ja käsineen väliin Päällystetty joustavalla materiaalilla
9421	Päällystetty joustavalla, antibakteerisella materiaalilla (sisältää hopeaa)
9420L	Painetyyny kädelle – pitkä malli
	Asetetaan käden selkämyksen ja käsineen väliin Päällystetty joustavalla materiaalilla
9421L	Päällystetty joustavalla, antibakteerisella materiaalilla (sisältää hopeaa)
9532	Vetoketjun jatke
	Kaikkien rintakehäsegmenttien mukana toimitetaan vetoketjun jatke















Silityskuvat lasten hoitotuotteisiin










Juzo Expert ja Juzo Expert Strong

Julius on ystävä, joka kulkee pienten potilaiden rinnalla koko kompressiohoidon ajan aina ensimmäisestä hoitokerrasta lähtien. Jotta kompressiovaatetuksen käyttö olisi lapsille mieluisaa, he voivat jokaisella sovituskerralla valita väri vaihtoehdoista mieleisensä. Juzo varustaa lasten kompressiotuotteet lapsen valinnan mukaan myös jollakin monista silityskuvista (ks. alla), joissa esiintyvät Julius ja hänen ystävänsä. Kompressiovaatteiden yksilöllisellä ilmeellä halutaan kannustaa ja innostaa pieniä potilaita käyttämään tuotteita säännöllisesti.









Julius-silityskuvat

					
Lollipop	Diving suit	Whale	Chair	Henriette	Fridolin
					
Ferdinand	Carla	Gustav	Lotte	Gottfried	Seagrass Flipper



Art.	Malli
9800	Juzo Kosteusemulsio Tarttuva
	Erikoiskiinnitysaine kompressiosukkien ja -hihojen paikallaan pitämiseen Pakkauskoko: 60 ml
9830	Juzo Vital Balsam 7
	Ihohoitotuote kompressiohoitoon Viilentää, ravitsee ja elvyttää ärtynyttä ihoa Pakkauskoko: 100 ml Pakkauskoko: 30 ml
9860	Juzo Lymph Tarttuva
	Ihovoide sisältää 4 % ureaa ja 30 % lipidejä. Se sopii päivittäiseen käyttöön lymfedeeman, lipödeeman ja verenkiertohäiriöiden hoidossa. Pakkauskoko: 500 ml
9000	Juzo Erityinen Pesuaine
	Lääkinnällisille kompressiovaatteille, kaikille joustaville kankaille ja korkealaatuille villa- ja silkikankaille Tiivistetty, taloudellinen käyttöä Pakkauskoko: 250 ml (riittää 130 litraan pesuvettä) Pakkauskoko: 30 ml (riittää 15 litraan pesuvettä)
9301	Juzo-erikoiskäsineet
	Korkealaatuinen kangaskäsine, jossa kuminen kämmenosa Erittäin kestävä Koot: S/5, M/7, L/9, XL/11
1890	Juzo Easy Fit
	Avo- ja umpikärkisten kompressiosukkien ja -sukkahousujen pukemis- ja riisumisapu Koot: M, XL
1900	Juzo- pukemisen apuvälineet
	Avokärkisten kompressiosukkien ja -sukkahousujen pukemisapu Joustavaa nailonkangasta, sileä pinta
1901	Juzo Slippie Jalka
	Avokärkisten kompressiosukkien ja -sukkahousujen pukemisapu Valmistettu kestävästä Tyvek-materiaalista, erinomainen liukuvuus
1902	Juzo Slippie Käsivarsi
	Kompressiohihojen ja rintakehän alueen segmenttien pukemisapu Repeytymätön materiaali, erinomainen liukuvuus



Art.	Malli
1701	Arion Easy-Slide Käsivarsi
	Kompressiohihojen ja rintakehän alueen segmenttien pukemisapu Sileä, kaksikerroksinen materiaali, erittäin helppo käyttää Koot: M, L
1712	Arion Easy-Slide Lapsi
	Kompressiohihojen, rintakehän alueen vaatteiden ja kompressiosukkien pukemisapu Tarkoitettu erityisesti lapsille Sileä, kaksikerroksinen materiaali, erittäin helppo käyttää Koot: XS, S
1702	Arion Easy-Slide Jalka
	Avokärkisten kompressiosukkien ja -sukkahousujen pukemisapu Sileä, kaksikerroksinen materiaali, erittäin helppo käyttää Koot: S, M, L, XL
1705	Arion Sim-Slide®
	Avokärkisten kompressiosukkien ja -sukkahousujen pukemisapu Sileä, kaksikerroksinen materiaali, helppo kiinnittää nilkkaan joustavan hihnan avulla Koot: M, L, XL
1703	Arion Magnide®
	Umpikärkisten kompressiosukkien ja -sukkahousujen pukemisapu Sileä materiaali, erittäin helppo käyttää innovatiivisen magneettikiinnityksen ansiosta Koot: M, L, XL
1709	Arion Magnide® 2in1
	Umpikärkisiin kompressiosukkiin ja -sukkahousuihin Sileä materiaali, erittäin helppokäyttöinen innovatiivisen magneettikiinnityksen ansiosta Koot: M, L, XL
1711	Arion Easy-Off®
	Avo- ja umpikärkisiin kompressiosukkiin ja -sukkahousuihin Sileä kaksikerroksinen materiaali, helposti suljettava tarrakiinnitys nilkassa Koot: S, M, L
1708	Arion Dactyna
	Avosormisten kompressiokäsineiden pukemisapu Sileä, kaksikerroksinen materiaali, erittäin helppo käyttää Koot: XS, S, M, L

Katso kokotaulukot sivulla 63.

Kokotaulukot

Juzo Inspiration

Art. 2701, 2702, 2781, 2782		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL
PG AG / AT		Silikonireuna · Koriste silikonireuna · Balance-silikonireuna · Balance-koristesilikonireuna					
normaali	72.0 – 83.0	41.0 – 48.0	45.0 – 52.0	47.0 – 56.0	54.0 – 63.0	57.0 – 66.0	63.0 – 73.0
lyhyt	66.0 – 72.0	Leveä: Silikonireuna · Koriste silikonireuna · Balance-silikonireuna · Balance-koristesilikonireuna					
erittäin lyhyt	58.0 – 66.0	49.0 – 58.0	53.0 – 63.0	57.0 – 68.0	64.0 – 75.0	67.0 – 79.0	74.0 – 85.0
		Sukkahousut · Pitsisilikonireuna					
		41.0 – 58.0	45.0 – 63.0	47.0 – 68.0	54.0 – 75.0	57.0 – 79.0	63.0 – 85.0
		41.0 – 55.0	45.0 – 60.0	47.0 – 65.0	54.0 – 72.0	57.0 – 76.0	63.0 – 82.0
		30.0 – 37.0	33.0 – 41.0	35.0 – 45.0	39.0 – 48.0	41.0 – 51.0	44.0 – 55.0
		Yläreuna · Ohut silikonireuna · Ohut balance-silikonireuna					
		27.0 – 33.0	29.0 – 36.0	31.0 – 40.0	34.0 – 43.0	36.0 – 46.0	39.0 – 48.0
		29.0 – 34.0	32.0 – 38.0	34.0 – 43.0	38.0 – 47.0	41.0 – 50.0	44.0 – 53.0
		23.0 – 27.0	25.0 – 30.0	27.0 – 33.0	30.0 – 36.0	32.0 – 38.0	35.0 – 41.0
		18.0 – 20.0	20.0 – 22.0	22.0 – 24.5	24.5 – 27.0	27.0 – 30.0	30.0 – 33.0
		26.5 – 30.5	29.5 – 32.5	31.5 – 35.0	34.0 – 37.5	36.5 – 41.0	39.5 – 45.0
PZ	23.5 – 26.5	17.5 – 22.0	19.5 – 24.0	21.5 – 26.5	24.0 – 29.0	26.5 – 33.0	29.5 – 37.0
PA	15.0 – 18.0						

Erittäin lyhyt: vakiokokojen valmistusaika noin kahdeksan päivää

Juzo Spirit

Art. 2901, 2902		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL
PG AG / AT		Silikonireuna · Koriste silikonireuna · Balance-silikonireuna · Balance-koristesilikonireuna					
normaali	72.0 – 83.0	41.0 – 48.0	45.0 – 52.0	47.0 – 56.0	54.0 – 63.0	57.0 – 66.0	63.0 – 73.0
lyhyt	66.0 – 72.0	Leveä: Silikonireuna · Koriste silikonireuna · Balance-silikonireuna · Balance-koristesilikonireuna					
erittäin lyhyt	58.0 – 66.0	49.0 – 58.0	53.0 – 63.0	57.0 – 68.0	64.0 – 75.0	67.0 – 79.0	74.0 – 85.0
		Sukkahousut · Pitsisilikonireuna					
		41.0 – 58.0	45.0 – 63.0	47.0 – 68.0	54.0 – 75.0	57.0 – 79.0	63.0 – 85.0
		41.0 – 55.0	45.0 – 60.0	47.0 – 65.0	54.0 – 72.0	57.0 – 76.0	63.0 – 82.0
		30.0 – 37.0	33.0 – 41.0	35.0 – 45.0	39.0 – 48.0	41.0 – 51.0	44.0 – 55.0
		Yläreuna · Ohut silikonireuna · Ohut balance-silikonireuna					
		27.0 – 33.0	29.0 – 36.0	31.0 – 40.0	34.0 – 43.0	36.0 – 46.0	39.0 – 48.0
		29.0 – 34.0	32.0 – 38.0	34.0 – 43.0	38.0 – 47.0	41.0 – 50.0	44.0 – 53.0
		23.0 – 27.0	25.0 – 30.0	27.0 – 33.0	30.0 – 36.0	32.0 – 38.0	35.0 – 41.0
		18.0 – 20.0	20.0 – 22.0	22.0 – 24.5	24.5 – 27.0	27.0 – 30.0	30.0 – 33.0
		26.5 – 30.5	29.5 – 32.5	31.5 – 35.0	34.0 – 37.5	36.5 – 41.0	39.5 – 45.0
PZ	23.5 – 26.5	17.5 – 22.0	19.5 – 24.0	21.5 – 26.5	24.0 – 29.0	26.5 – 33.0	29.5 – 37.0
PA	15.0 – 18.0						

Erittäin lyhyt: vakiokokojen valmistusaika noin kahdeksan päivää

Kokotaulukot

Juzo Soft

Art. 2001, 2002 Pituus cm	Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
	I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL
PG AG / AT / BT	Silikonireuna · Koriste silikonireuna · Balance-silikonireuna · Balance-koristesilikonireuna					
normaali 72.0 – 83.0	41.0 – 48.0	45.0 – 52.0	47.0 – 56.0	54.0 – 63.0	57.0 – 66.0	63.0 – 73.0
lyhyt 66.0 – 72.0	Leveä: Silikonireuna · Koriste silikonireuna · Balance-silikonireuna · Balance-koristesilikonireuna					
erittäin lyhyt 58.0 – 66.0	49.0 – 58.0	53.0 – 63.0	57.0 – 68.0	64.0 – 75.0	67.0 – 79.0	74.0 – 85.0
	Sukkahousut · Leggingsejä* · Pitsisilikonireuna · Top border					
	41.0 – 58.0	45.0 – 63.0	47.0 – 68.0	54.0 – 75.0	57.0 – 79.0	63.0 – 85.0
PD AD	Yläreuna · Ohut silikonireuna · Ohut balance-silikonireuna					
normaali 40.0 – 46.0	30.0 – 37.0	33.0 – 41.0	35.0 – 45.0	39.0 – 48.0	41.0 – 51.0	44.0 – 55.0
lyhyt 34.0 – 39.0	Yläreuna · Ohut silikonireuna · Ohut balance-silikonireuna					
erittäin lyhyt 31.0 – 34.0	27.0 – 33.0	29.0 – 36.0	31.0 – 40.0	34.0 – 43.0	36.0 – 46.0	39.0 – 48.0
	29.0 – 34.0	32.0 – 38.0	34.0 – 43.0	38.0 – 47.0	41.0 – 50.0	44.0 – 53.0
	23.0 – 27.0	25.0 – 30.0	27.0 – 33.0	30.0 – 36.0	32.0 – 38.0	35.0 – 41.0
	18.0 – 20.0	20.0 – 22.0	22.0 – 24.5	24.5 – 27.0	27.0 – 30.0	30.0 – 33.0
	26.5 – 30.5	29.5 – 32.5	31.5 – 35.0	34.0 – 37.5	36.5 – 41.0	39.5 – 45.0
PZ 23.5 – 26.5	17.5 – 22.0	19.5 – 24.0	21.5 – 26.5	24.0 – 29.0	26.5 – 33.0	29.5 – 37.0
PA 15.0 – 18.0						

* Juzo Soft -leggingsejä ei ole saatavana erittäin lyhyenä

Erittäin lyhyt: vakiokokojen valmistusaika noin kahdeksan päivää

Juzo Energy

Art. 2021, 2022 Pituus cm	Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
	I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL
PD AD	Yläreuna · Ohut silikonireuna · Ohut balance-silikonireuna					
normaali 40.0 – 46.0	27.0 – 33.0	29.0 – 36.0	31.0 – 40.0	34.0 – 43.0	36.0 – 46.0	39.0 – 48.0
lyhyt 34.0 – 39.0	Yläreuna · Ohut silikonireuna · Ohut balance-silikonireuna					
erittäin lyhyt 31.0 – 34.0	29.0 – 34.0	32.0 – 38.0	34.0 – 43.0	38.0 – 47.0	41.0 – 50.0	44.0 – 53.0
	23.0 – 27.0	25.0 – 30.0	27.0 – 33.0	30.0 – 36.0	32.0 – 38.0	35.0 – 41.0
	18.0 – 20.0	20.0 – 22.0	22.0 – 24.5	24.5 – 27.0	27.0 – 30.0	30.0 – 33.0
	26.5 – 30.5	29.5 – 32.5	31.5 – 35.0	34.0 – 37.5	36.5 – 41.0	39.5 – 45.0
PZ 24.5 – 28.5	17.5 – 22.0	19.5 – 24.0	21.5 – 26.5	24.0 – 29.0	26.5 – 33.0	29.5 – 37.0

Erittäin lyhyt: vakiokokojen valmistusaika noin kahdeksan päivää


Juzo Adventure

Art. 3521, 3522 Pituus cm	Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
	I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL
PD AD	Yläreuna · Ohut silikonireuna · Ohut balance-silikonireuna					
normaali 40.0 – 46.0	25.0 – 30.0	27.0 – 33.0	30.0 – 36.0	33.0 – 39.0	35.0 – 41.0	37.0 – 43.0
lyhyt 34.0 – 39.0	Yläreuna · Ohut silikonireuna · Ohut balance-silikonireuna					
erittäin lyhyt 31.0 – 34.0	27.0 – 34.0	29.0 – 37.0	33.0 – 41.0	36.0 – 45.0	39.0 – 47.0	42.0 – 50.0
	24.0 – 26.0	25.0 – 29.0	27.0 – 33.0	31.0 – 36.0	34.0 – 39.0	36.0 – 41.0
	18.0 – 20.0	20.0 – 22.0	22.0 – 24.5	24.5 – 27.0	27.0 – 30.0	30.0 – 33.0
	26.5 – 30.5	29.5 – 32.5	31.5 – 35.0	34.0 – 37.5	36.5 – 41.0	39.5 – 45.0
PZ 25.0 – 29.0 (lyhyt 23.0 – 25.0)	17.5 – 22.0	19.5 – 24.0	21.5 – 26.5	24.0 – 29.0	26.5 – 33.0	29.5 – 37.0

Erittäin lyhyt: vakiokokojen valmistusaika noin kahdeksan päivää


Kokotaulukot

Juzo Move

Art. 3611, 3612 Pituus cm	Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
	I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL	
 <p>PD AD normaali 40.0 – 46.0 lyhyt 34.0 – 39.0 erittäin lyhyt 31.0 – 34.0</p> <p>PZ 23.5 – 29.5 PA 15.0 – 20.0</p>	Ylareuna · Ohut silikonireuna · Ohut balance-silikonireuna						
	cD	27.0 – 32.0	30.0 – 35.0	33.0 – 38.0	36.0 – 41.0	39.0 – 44.0	42.0 – 47.0
	cC	28.0 – 33.0	31.0 – 36.0	34.0 – 39.0	37.0 – 42.0	40.0 – 45.0	43.0 – 48.0
	cB'	24.0 – 27.0	26.0 – 29.0	28.0 – 31.0	30.0 – 34.0	33.0 – 38.0	37.0 – 42.0
	cB	18.0 – 20.0	20.0 – 22.0	22.0 – 24.5	24.5 – 27.0	27.0 – 30.0	30.0 – 33.0
	cY	26.5 – 30.5	29.5 – 32.5	31.5 – 35.0	34.0 – 37.5	36.5 – 41.0	39.5 – 45.0
cA	17.5 – 22.0	19.5 – 24.0	21.5 – 26.5	24.0 – 29.0	26.5 – 33.0	29.5 – 37.0	



Juzo Dynamic · Juzo Dynamic Cotton

Art. 3511, 3512, 3513 · 3511, 3512 Cotton Pituus cm	Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
	I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL	
 <p>PG AG / AT normaali 72.0 – 83.0 lyhyt 66.0 – 72.0 erittäin lyhyt 58.0 – 66.0</p> <p>PD AD normaali 40.0 – 46.0 lyhyt 34.0 – 39.0 erittäin lyhyt 31.0 – 34.0</p> <p>PZ 23.5 – 26.5 PA 15.0 – 18.0</p>	Silikonireuna · Koriste silikonireuna · Balance-silikonireuna · Balance-koristesilikonireuna						
	cG	43.0 – 49.0	47.0 – 53.0	49.0 – 57.0	55.0 – 63.0	59.0 – 67.0	64.0 – 72.0
	Leveä: Silikonireuna · Koriste silikonireuna · Balance-silikonireuna · Balance-koristesilikonireuna						
cF	50.0 – 56.0	54.0 – 62.0	58.0 – 66.0	64.0 – 73.0	68.0 – 77.0	73.0 – 82.0	
Sukkahousut · Pitsisilikonireuna · Ylareuna							
cE	43.0 – 53.0	47.0 – 59.0	49.0 – 63.0	55.0 – 70.0	59.0 – 74.0	64.0 – 79.0	
cD	28.0 – 34.0	30.0 – 37.0	33.0 – 41.0	35.0 – 43.0	37.0 – 44.0	40.0 – 48.0	
Ylareuna · Ohut silikonireuna · Ohut balance-silikonireuna							
cC	25.0 – 30.0	27.0 – 33.0	30.0 – 36.0	33.0 – 39.0	35.0 – 41.0	37.0 – 43.0	
cB'	27.0 – 34.0	29.0 – 37.0	33.0 – 41.0	36.0 – 45.0	39.0 – 47.0	42.0 – 50.0	
cB	24.0 – 26.0	25.0 – 29.0	27.0 – 33.0	31.0 – 36.0	34.0 – 39.0	36.0 – 41.0	
cY	18.0 – 20.0	20.0 – 22.0	22.0 – 24.5	24.5 – 27.0	27.0 – 30.0	30.0 – 33.0	
cA	26.5 – 30.5	29.5 – 32.5	31.5 – 35.0	34.0 – 37.5	36.5 – 41.0	39.5 – 45.0	
cA	17.5 – 22.0	19.5 – 24.0	21.5 – 26.5	24.0 – 29.0	26.5 – 33.0	29.5 – 37.0	



Erittäin lyhyt: vakiokokojen valmistusaika noin kahdeksan päivää

Kokotaulukot

Juzo Ulcer System · Juzo Ulcer System Add

Art. 3573 · 2561 Pituus cm	Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
	1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL
PD AD	27.0 – 29.5	29.5 – 32.5	32.5 – 35.5	35.5 – 39.0	38.5 – 42.0	41.5 – 45.5
normaali 40.0 – 46.0						
lyhyt 34.0 – 39.0						
cD	27.0 – 29.5	29.5 – 32.5	32.5 – 35.5	35.5 – 39.0	38.5 – 42.0	41.5 – 45.5
cC	29.0 – 31.5	31.5 – 34.5	34.5 – 37.5	37.5 – 41.0	40.5 – 44.5	43.0 – 47.0
cB'	23.5 – 25.5	25.5 – 28.0	27.5 – 30.0	30.0 – 33.0	32.5 – 35.5	35.0 – 38.5
cB	18.5 – 20.0	20.0 – 22.0	22.0 – 24.0	24.0 – 26.0	26.0 – 28.5	28.0 – 30.5
cY	28.0 – 30.5	29.0 – 31.5	31.0 – 34.0	33.0 – 36.0	35.0 – 38.5	37.0 – 40.5
PZ Juzo Ulcer Liner 23.5 – 26.5						
PA Juzo Ulcer Dynamic 15.0 – 18.0						
cA	18.5 – 20.0	20.0 – 22.0	22.0 – 24.0	24.0 – 26.0	26.0 – 28.5	28.0 – 30.5

Juzo Ulcer Pro · Juzo Ulcer Pro Add

Art. 3073 / 2571 Pituus cm	Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
	1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL
PD AD	27.0 – 29.5	29.5 – 32.5	32.5 – 35.5	35.5 – 39.0	38.5 – 42.0	41.5 – 45.5
normaali 40.0 – 46.0						
lyhyt 34.0 – 39.0						
cD	27.0 – 29.5	29.5 – 32.5	32.5 – 35.5	35.5 – 39.0	38.5 – 42.0	41.5 – 45.5
cC	29.0 – 31.5	31.5 – 34.5	34.5 – 37.5	37.5 – 41.0	40.5 – 44.5	43.0 – 47.0
cB'	23.5 – 25.5	25.5 – 28.0	27.5 – 30.0	30.0 – 33.0	32.5 – 35.5	35.0 – 38.5
cB	18.5 – 20.0	20.0 – 22.0	22.0 – 24.0	24.0 – 26.0	26.0 – 28.5	28.0 – 30.5
cY	28.0 – 30.5	29.0 – 31.5	31.0 – 34.0	33.0 – 36.0	35.0 – 38.5	37.0 – 40.5
PZ Juzo Ulcer Liner 23.5 – 26.5						
PA Juzo Ulcer Expert 15.0 – 18.0						
cA	18.5 – 20.0	20.0 – 22.0	22.0 – 24.0	24.0 – 26.0	26.0 – 28.5	28.0 – 30.5

Juzo Liner Silver

Art. 9640	Vakiokoot · Ympärysmitta cm	
	S / M	L / XL
cC	< 50,0	> 50,0

Varodem Hospital

Art. 5601 Pituus cm	Vakiokoot · Ympärysmitta cm				
	S	M	L	XL	XXL
PG AG					
pitkä 84.0 – 94.0					
normaali 74.0 – 84.0					
lyhyt 64.0 – 74.0					
cG	44.0 – 55.0	50.0 – 60.0	55.0 – 65.0	60.0 – 70.0	65.0 – 75.0
cC	26.0 – 32.0	32.0 – 38.0	38.0 – 44.0	44.0 – 50.0	46.0 – 52.0
cB	18.0 – 21.0	21.0 – 24.0	24.0 – 27.0	27.0 – 30.0	29.0 – 32.0
Värikoodi:	Punainen	Vihreä	Vihreä	Vihreä	Ruskea

Kokotaulukot

Juzo Light Line 70 den - Juzo Light Line 140 den

Art. 5070, 5140	Vakiokoot					
	I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL
Vaatekoko	XS/34 – 36	S/36 – 38	M/40 – 42	L/42 – 44	XL/44 – 46	XXL/48 – 52
Kengännumero	36.0 – 38.0	37.0 – 39.0	39.0 – 40.0	40.0 – 42.0	41.0 – 43.0	41.0 – 43.0
Paino in kiloissa	43.0 – 52.0	50.0 – 60.0	57.0 – 66.0	63.0 – 75.0	73.0 – 90.0	> 80.0
Vartalo-tyyppi	lyhyt	normaali	normaali	large	extra large	extra large

Juzo Light Line Cotton

Art. 5800	Vakiokoot					
	I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL
Kengännumero	36 – 38	38 – 40	40 – 42	42 – 44	44 – 46	46 – 48

Juzo Erikoissukat

	Vakiokoot · Kengännumero				
	I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL
Juzo Sensitive Art. 9751	36.0 – 38.0	39.0 – 40.0	41.0 – 42.0	43.0 – 45.0	46.0 – 48.0
Juzo Allround Art. 9750	–	35.0 – 38.0	39.0 – 42.0	43.0 – 45.0	46.0 – 48.0

Juzo SoftCompress Säärisside

Art. 6830 Pituus cm	Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
	1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	
PD 38.0 – 46.0	cD 27.0 – 29.5	29.5 – 32.5	32.5 – 35.5	35.5 – 39.0	38.5 – 42.0	
	cC 29.0 – 31.5	31.5 – 34.5	34.5 – 37.5	37.5 – 41.0	40.5 – 44.5	
	cB' 23.5 – 25.5	25.5 – 28.0	27.5 – 30.0	30.0 – 33.0	32.5 – 35.5	
	cB 18.5 – 20.0	20.0 – 22.0	22.0 – 24.0	24.0 – 26.0	26.0 – 28.5	
	cY 28.0 – 30.5	29.0 – 31.5	31.0 – 34.0	33.0 – 36.0	35.0 – 38.5	
	cA 18.5 – 20.0	20.0 – 22.0	22.0 – 24.0	24.0 – 26.0	26.0 – 28.5	

Juzo SoftCompress Käsivarren side


Art. 6822 Pituus cm	Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
	1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL
PG 46.0 – 51.0	cG 30.0 – 33.0	32.0 – 35.0	34.0 – 37.0	36.0 – 39.5	38.0 – 41.5	40.0 – 44.0
	cF 28.0 – 30.5	30.0 – 33.0	32.0 – 35.0	34.0 – 37.0	36.0 – 39.5	38.0 – 41.5
PE 21.0 – 25.0	cE 25.0 – 27.5	27.0 – 29.5	29.0 – 31.5	30.5 – 33.5	32.0 – 35.0	33.5 – 36.5
	cD 23.0 – 25.0	24.5 – 27.0	26.0 – 28.5	27.5 – 30.0	29.0 – 31.5	30.5 – 33.5
	cC 14.5 – 16.0	16.0 – 17.5	17.5 – 19.0	19.0 – 20.5	20.5 – 22.0	22.0 – 24.0

Kokotaulukot


Juzo SoftCompress Rintaside

Art. 6838	Vakiokoot	Cup	Rintojen ympärysmitta cm	Rintojen alta ympärysmitta cm
	1	A	90.0 – 106.0	84.0 – 100.0
	2	B	90.0 – 106.0	84.0 – 100.0
	3	C	95.0 – 112.0	85.0 – 102.0
	4	D	95.0 – 112.0	85.0 – 102.0
	5	E	100.0 – 116.0	88.0 – 104.0
	6	F	100.0 – 116.0	88.0 – 104.0

Juzo ACS Light Jalkakääre

Art. J701LI	Ympärysmitta c Pituusmitta P	Vakiokoot - Mitat cm				
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL
	cA Jalan etuosan päältä	22,0 – 24,0	25,0 – 27,0	28,0 – 30,0	31,0 – 34,0	35,0 – 40,0
	PA normaali	16,5	18,0	19,5	21,0	23,0
	PA pitkä	18,5	20,0	21,5	23,0	25,0

Juzo ACS Light Säärikääre


Art. J702LI	Ympärysmitta c Pituusmitta P	Vakiokoot - Mitat cm				
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL
	cD cC säären paksuin kohta	35,0 – 45,0	40,0 – 52,0	48,0 – 60,0	55,0 – 65,0	60,0 – 70,0
	cB nilkka	20,0 – 27,0	25,0 – 32,0	30,0 – 38,0	37,0 – 44,0	45,0 – 52,0
	PAD normaali	37,0	37,0	42,0	42,0	44,0
	PAD pitkä	42,0	42,0	47,0	47,0	49,0
* polvilumpion alapuolella						

Juzo ACS Light Polvikääre

Art. J703LI	Ympärysmitta c	Vakiokoot - Mitat cm				
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL
	cF 10 cm polvilumpion yläpuolella	40,0 – 55,0	50,0 – 65,0	60,0 – 75,0	70,0 – 85,0	85,0 – 100,0
	cD polvilumpion alapuolella	35,0 – 45,0	40,0 – 52,0	48,0 – 60,0	55,0 – 65,0	60,0 – 70,0

Kokotaulukot

Juzo ACS Light Reisikääre

Art. J704LI	Ympärysmitta c Pituusmitta P	Vakiokoot · Tuotteen mitat					
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	
	cG	reiden paksuin kohta	50,0 – 65,0	60,0 – 75,0	70,0 – 80,0	75,0 – 90,0	85,0 – 100,0
	cF	10 cm polvilumpion yläpuolella	45,0 – 52,0	53,0 – 59,0	60,0 – 66,0	67,0 – 73,0	74,0 – 80,0
	PFG	normaali	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
		pitkä	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0

Juzo ACS Light Käsikääre

Art. J705LI	Ympärysmitta c	Vakiokoot · Tuotteen mitat				
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	
	cA	rystysten päältä	< 18,0	18,0 – 20,0	20,0 – 22,0	> 22,0

Juzo ACS Light Käsivarsikääre

Art. J706LI	Ympärysmitta c Pituusmitta P	Vakiokoot · Tuotteen mitat					
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	
	cG	olkavarsi	25,0 – 28,0	29,0 – 33,0	34,0 – 39,0	40,0 – 45,0	46,0 – 50,0
	cE	kyynärpää	23,0 – 26,0	26,0 – 30,0	29,0 – 34,0	33,0 – 39,0	38,0 – 42,0
	cC	ranne	14,0 – 16,0	17,0 – 19,0	20,0 – 22,0	23,0 – 25,0	24,0 – 27,0
	PCG	normaali	42,0 – 47,0	42,0 – 47,0	42,0 – 47,0	42,0 – 47,0	42,0 – 47,0
		pitkä	46,0 – 50,0	46,0 – 50,0	46,0 – 50,0	46,0 – 50,0	46,0 – 50,0

Juzo ACS Light Keskinauha

Art. J712	Vakiokoot	Tuotteen mitat (pituus x leveys)
	1	140,0 x 12,0
	2	140,0 x 20,0


Sisältää kuusi irrallista tarrakiinnitysnauhaa (10,0 x 5,0 cm)

Juzo ACS Light Pehmusteet

Art. J714	Vakiokoot	Tuotteen mitat (pituus x leveys)
	Paksuus in mm: 4,0 ja 8,0	1 9,0 x 9,0
	2	10,0 x 10,0
	3	11,0 x 11,0
	4	12,0 x 12,0


Kokotaulukot

Juzo Compression Wrap Jalkasegmentti


Art. 6000 LF	Vakiokoot · Ympärysmitta cm		
	2 / S	3 / M	4 / L
	cB 15,0 – 23,0	20,0 – 28,0	25,0 – 33,0
	cA1 19,0 – 24,0	24,0 – 29,0	29,0 – 34,0

* 6 cm proksimaalisesti pikkuvarpaan tyvinivelestä


Juzo Compression Wrap Säärisegmentti

Art. 6000 LC / LCM Pituus cm	Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL	7 / XXXL	
	PD AD normaali < 40.0 pitkä > 40.0	cC 29.0 – 35.0	34.0 – 40.0	37.0 – 44.0	41.0 – 48.0	46.0 – 53.0	50.0 – 60.0
	max	35.0 – 41.0	40.0 – 46.0	44.0 – 51.0	48.0 – 55.0	53.0 – 60.0	60.0 – 70.0
	cB	18.0 – 21.0	21.0 – 24.0	24.0 – 27.0	27.0 – 31.0	31.0 – 35.0	36.0 – 47.0


Juzo Compression Wrap Polvisegmentti

Art. 6000 LK	Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL	7 / XXXL
	cE 30.0 – 36.0	36.0 – 42.0	42.0 – 48.0	48.0 – 55.0	55.0 – 62.0	62.0 – 70.0

Juzo Compression Wrap Reisisegmentti

Art. 6000 LT Pituus cm	Vakiokoot · Ympärysmitta cm				
	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL
	cG 43.0 – 70.0	54.0 – 81.0	65.0 – 92.0	75.0 – 102.0	85.0 – 112.0
PF normaali < 25.0 pitkä > 30.0	cF 35.0 – 55.0	48.0 – 70.0	60.0 – 82.0	70.0 – 92.0	80.0 – 102.0

Juzo Compression Wrap Käsivarsisegmentti

Art. 6000 UA Pituus cm	Vakiokoot · Ympärysmitta cm				
	1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL
	cG 27.0 – 36.0	30.0 – 39.0	33.0 – 44.0	35.0 – 49.0	40.0 – 56.0
PCG	cE 23.0 – 32.0	24.0 – 34.0	26.0 – 36.0	29.0 – 42.0	31.0 – 46.0
	cC 16.0 – 19.0	17.0 – 20.0	18.0 – 22.0	20.0 – 26.0	21.0 – 29.0

Kokotaulukot

Juzo Compression Wrap Käisegmentti


Art. 6000 UH		Vakiokoot · Ympärysmitta cm				
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL
	cA	15.5 – 17.5	17.5 – 19.5	19.5 – 22.0	22.0 – 24.5	24.5 – 28.0
	cC	13.0 – 17.0	15.0 – 19.0	17.0 – 21.5	20.0 – 24.0	21.0 – 25.0

Juzo Liner


Art. 6082 Pituus cm		Vakiokoot · Ympärysmitta cm	
		I / XS	II / S
PG AG normaali 80.0	cG	50.0 – 75.0	76.0 – 99.0
PD AD normaali 45.0	cC	29.0 – 48.0	48.0 – 69.0

Kokotaulukot

Juzo Expert

Art. 3021. 3022		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL
		Yläreuna · Ohut silikonireuna					
PD AD / AD max		max 29.5 – 32.5	32.5 – 35.5	35.5 – 39.0	38.5 – 42.0	41.5 – 45.5	44.5 – 48.5
normaali	40.0 – 46.0	cD 27.0 – 29.5	29.5 – 32.5	32.5 – 35.5	35.5 – 39.0	38.5 – 42.0	41.5 – 45.5
lyhyt	34.0 – 39.0	max 31.5 – 34.5	34.5 – 37.5	37.5 – 41.0	40.5 – 44.5	43.0 – 47.0	45.5 – 49.5
		cC 29.0 – 31.5	31.5 – 34.5	34.5 – 37.5	37.5 – 41.0	40.5 – 44.5	43.0 – 47.0
		max 26.0 – 28.5	28.5 – 31.0	30.5 – 33.5	33.0 – 36.5	35.0 – 38.0	37.5 – 41.0
		cB' 23.5 – 25.5	25.5 – 28.0	27.5 – 30.0	30.0 – 33.0	32.5 – 35.5	35.0 – 38.5
		cB 18.5 – 20.0	20.0 – 22.0	22.0 – 24.0	24.0 – 26.0	26.0 – 28.5	28.0 – 30.5
		cY 28.0 – 30.5	29.0 – 31.5	31.0 – 34.0	33.0 – 36.0	35.0 – 38.5	37.0 – 40.5
PA 15.0 – 17.0		cA 18.5 – 20.0	20.0 – 22.0	22.0 – 24.0	24.0 – 26.0	26.0 – 28.5	28.0 – 30.5
		 Paitsi suurimmat koot					

Juzo Expert Cotton

Art. 3021. 3022		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL
		Yläreuna · Ohut silikonireuna					
PD AD		cD 27.0 – 29.5	29.5 – 32.5	32.5 – 35.5	35.5 – 39.0	38.5 – 42.0	41.5 – 45.5
normaali	40.0 – 46.0	cC 29.0 – 31.5	31.5 – 34.5	34.5 – 37.5	37.5 – 41.0	40.5 – 44.5	43.0 – 47.0
		cB' 23.5 – 25.5	25.5 – 28.0	27.5 – 30.0	30.0 – 33.0	32.5 – 35.5	35.0 – 38.5
		cB 18.5 – 20.0	20.0 – 22.0	22.0 – 24.0	24.0 – 26.0	26.0 – 28.5	28.0 – 30.5
		cY 28.0 – 30.5	29.0 – 31.5	31.0 – 34.0	33.0 – 36.0	35.0 – 38.5	37.0 – 40.5
PA 15.0 – 17.0		cA 18.5 – 20.0	20.0 – 22.0	22.0 – 24.0	24.0 – 26.0	26.0 – 28.5	28.0 – 30.5
		 Paitsi suurimmat koot					

Juzo Dynamic Compression Polven yläpuolelta amputoidun jalan kompressiotuki

Art. 3511, 3512 · FG		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL
		Yläreuna · Silikonireuna · Balance-silikonireuna					
PF G		cG 42.0 – 45.0	45.0 – 49.0	49.0 – 53.0	53.0 – 57.0	57.0 – 61.0	61.0 – 65.0
lyhyt	18.0 – 22.0						
normaali	23.0 – 27.0						
pitkä	28.0 – 32.0						
polvi eksart.	33.0 – 37.0						
		cF* 30.0 – 32.0	32.0 – 35.0	35.0 – 38.0	38.0 – 41.0	41.0 – 44.0	44.0 – 47.0
		* cF: 5 cm distaalaisesta päästä					

Juzo Dynamic Compression Stump Shrinkers

Art. 3511, 3512 · CF		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL
		Yläreuna · Silikonireuna · Balance-silikonireuna					
PE F		cF 40.0 – 42.0	42.0 – 45.0	45.0 – 48.0	48.0 – 51.0	51.0 – 54.0	54.0 – 57.0
lyhyt	4.0 – 6.0						
normaali	12.0 – 14.0						
pitkä	20.0 – 22.0						
		cE 30.0 – 32.0	32.0 – 35.0	35.0 – 38.0	38.0 – 41.0	41.0 – 44.0	44.0 – 47.0
		cC* 28.0 – 30.0	30.0 – 33.0	33.0 – 36.0	36.0 – 39.0	39.0 – 42.0	42.0 – 45.0
		* cC: 5 cm distaalaisesta päästä					

Kokotaulukot

Juzo Expert Compression Kompressiolahje

Art. 3232 - DF Pituus cm	Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	
<p> cF 30.0 cE 15.0 cD </p>	Top border						
	cF	36.0 – 38.0	38.0 – 40.0	40.0 – 42.0	42.0 – 44.0	44.0 – 46.0	46.0 – 48.0
	cE	29.0 – 31.0	31.0 – 33.0	33.0 – 35.0	35.0 – 37.0	37.0 – 39.0	39.0 – 41.0
	cD	26.0 – 28.0	28.0 – 30.0	30.0 – 32.0	32.0 – 34.0	34.0 – 36.0	36.0 – 38.0

Juzo Expert Kompressosegmentti


Art. 3022 - BD, FG Pituus cm	Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	
<p> cG 25.0 cF cD 30.0 cC cB' cB </p>	Top border						
	cG	44.0 – 47.0	47.0 – 50.5	50.5 – 54.5	54.5 – 58.0	58.0 – 61.0	61.0 – 65.0
	cF	32.0 – 35.0	35.0 – 38.0	38.0 – 41.0	41.0 – 44.0	44.0 – 47.0	47.0 – 51.0
	cD	27.0 – 29.5	29.5 – 32.5	32.5 – 35.5	35.5 – 39.0	38.5 – 42.0	41.5 – 45.5
	cC	29.0 – 31.5	31.5 – 34.5	34.5 – 37.5	37.5 – 41.0	40.5 – 44.5	43.0 – 47.0
	cB'	23.5 – 25.5	25.5 – 28.0	27.5 – 30.0	30.0 – 33.0	32.5 – 35.5	35.0 – 38.5
	cB	18.5 – 20.0	20.0 – 22.0	22.0 – 24.0	24.0 – 26.0	26.0 – 28.5	28.0 – 30.5

Juzo Classic Seamless Varvasosa


Art. 2301, 2302 ZEA	Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	
<p> cA' cA </p>	cA'	19,5 – 22,5	22,5 – 25,0	25,0 – 27,5	27,5 – 30,0	30,0 – 32,5
	cA	19,5 – 22,5	22,5 – 25,0	25,0 – 27,5	27,5 – 30,0	30,0 – 32,5

Kokotaulukot

Juzo Classic Seamless Caprihousut, Bermuda-shortsit


Art. 2302 - CT, FT, FTM	Vakiokoot - Ympärysmitta cm				
	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
 cT	65,0 – 75,0	75,0 – 85,0	85,0 – 95,0	95,0 – 105,0	105,0 – 115,0
cH	85,0 – 95,0	95,0 – 105,0	105,0 – 115,0	115,0 – 125,0	125,0 – 135,0
cG	43,0 – 56,0	47,0 – 62,0	49,00 – 66,0	55,0 – 73,0	59,0 – 77,0
cF	43,0 – 53,0	47,0 – 59,0	49,0 – 63,0	55,0 – 70,0	59,0 – 74,0
cE	30,0 – 37,0	32,0 – 40,0	35,0 – 45,0	37,0 – 47,0	39,0 – 48,0
cD	28,0 – 34,0	30,0 – 37,0	34,0 – 41,0	37,0 – 45,0	39,0 – 47,0
cC	27,0 – 37,0	29,0 – 40,0	33,0 – 45,0	36,0 – 49,0	39,0 – 51,0

Juzo Expert Compression Käsine

Art. 3021, 3022 - HFA Pituus cm	Vakiokoot - Ympärysmitta cm						
	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	
 P*							
1 3.0	1 cX	6.1	6.5	6.9	7.4	7.8	8.2
2 4.0	2 cX	6.2	6.7	7.1	7.6	8.0	8.5
3 5.0	3 cX	6.0	6.3	6.7	7.1	7.5	7.9
4 4.0	4 cX	5.7	6.0	6.3	6.7	7.1	7.4
5 3.0	5 cX	5.3	5.5	5.9	6.3	6.7	7.0
cZ	cA / cB	17.5	19.0	20.5	22.0	23.5	25.0
cX	cC	14.5	16.0	17.5	19.0	20.5	22.0

* Peukalonpään pituus

Juzo Expert Compression Käsine

Art. 3021, 3022 - HDA Pituus cm	Vakiokoot - Ympärysmitta cm						
	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	
 1 2.0	1 cX	6.1	6.5	6.9	7.4	7.8	8.2
cX	cA / cB	17.5	19.0	20.5	22.0	23.5	25.0
	cC	14.5	16.0	17.5	19.0	20.5	22.0

* Sormenpään pituus

Kokotaulukot

Juzo Expert Compression Käsine

Art. 3021, 3022 - HFK		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
Pituus cm		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL	
<p> P* ① 5.5 ② 7.0 ③ 8.0 ④ 7.0 ⑤ 5.5 cZ cX cA cB cC </p>	①	cX	6.1	6.5	6.9	7.4	7.8	8.2
		cZ	5.1	5.5	5.9	6.4	6.8	7.2
	②	cX	6.2	6.7	7.1	7.6	8.0	8.5
		cZ	4.6	5.1	5.5	6.0	6.4	6.9
	③	cX	6.0	6.3	6.7	7.1	7.5	7.9
		cZ	4.6	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5
	④	cX	5.7	6.0	6.3	6.7	7.1	7.4
		cZ	4.5	4.8	5.1	5.5	5.9	6.2
	⑤	cX	5.3	5.5	5.9	6.3	6.7	7.0
		cZ	4.1	4.3	4.7	5.1	5.5	5.8
		cA / cB	17.5	19.0	20.5	22.0	23.5	25.0
		cC	14.5	16.0	17.5	19.0	20.5	22.0

* Pituus sormet

Juzo Expert Sormituki

Art. 3021, 3022 - FI		Vakiokoot · Ympärysmitta cm		
Pituus cm		1 / XS	2 / S	3 / M
<p> P* 7.0 cZ cX </p>	cZ	5.0	5.7	6.5
	cX	6.0	6.7	7.5

* Sormen pituus

Juzo Classic Seamless Käsine ja Puolikäsine

Art. no. 2301, 2302 HDA, HFA		Vakiokoot · Ympärysmitta cm				
		2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL
<p> cA cC </p>	cA	17,5 – 19,5	19,5 – 21,0	21,0 – 23,0	23,0 – 25,5	25,5 – 28,0
	cC	14,5 – 16,5	16,5 – 18,0	18,0 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,0

Kokotaulukot

Juzo Soft Compression Hiha

Art. 2001, 2002 · CG Pituus cm	Vakiokoot · Ympärysmitta cm							
	I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL		
	PCG 41.0 – 47.0	Ylareuna · Ohut silikonireuna · Ohut balance-silikonireuna						
		cG	24.0 – 26.0	26.0 – 28.5	28.0 – 30.5	30.0 – 33.0	32.0 – 35.0	34.0 – 37.0
	PCE 21.0 – 25.0	max	30.0 – 33.0	32.0 – 35.0	34.0 – 37.0	36.0 – 39.5	38.0 – 41.5	40.0 – 44.0
		cF	23.0 – 25.0	24.5 – 27.0	26.0 – 28.5	27.5 – 30.0	29.0 – 31.5	30.5 – 33.5
		max	28.0 – 30.5	30.0 – 33.0	32.0 – 35.0	34.0 – 37.0	36.0 – 39.5	38.0 – 41.5
		cE	23.0 – 25.0	24.5 – 27.0	26.0 – 28.5	27.5 – 30.0	29.0 – 31.5	30.5 – 33.5
		max	25.0 – 27.5	27.0 – 29.5	29.0 – 31.5	30.5 – 33.5	32.0 – 35.0	33.5 – 36.5
		cD	23.0 – 25.0	24.5 – 27.0	26.0 – 28.5	27.5 – 30.0	29.0 – 31.5	30.5 – 33.5
		max	25.0 – 27.5	27.0 – 29.5	29.0 – 31.5	30.5 – 33.5	32.0 – 35.0	33.5 – 36.5
		cC	14.5 – 16.0	16.0 – 17.5	17.5 – 19.0	19.0 – 20.5	20.5 – 22.0	22.0 – 24.0



Juzo Dynamic Compression Hiha

Art. 3511, 3512 · CG, CH, AGA Pituus cm	Vakiokoot · Ympärysmitta cm							
	I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL		
	PCG 41.0 – 47.0	Ylareuna · Ohut silikonireuna · Ohut balance-silikonireuna						
		cG	24.0 – 26.0	26.0 – 28.5	28.0 – 30.5	30.0 – 33.0	32.0 – 35.0	34.0 – 37.0
	PCE 21.0 – 25.0	max	30.0 – 33.0	32.0 – 35.0	34.0 – 37.0	36.0 – 39.5	38.0 – 41.5	40.0 – 44.0
		cF	23.0 – 25.0	24.5 – 27.0	26.0 – 28.5	27.5 – 30.0	29.0 – 31.5	30.5 – 33.5
		max	28.0 – 30.5	30.0 – 33.0	32.0 – 35.0	34.0 – 37.0	36.0 – 39.5	38.0 – 41.5
		cE	23.0 – 25.0	24.5 – 27.0	26.0 – 28.5	27.5 – 30.0	29.0 – 31.5	30.5 – 33.5
		max	25.0 – 27.5	27.0 – 29.5	29.0 – 31.5	30.5 – 33.5	32.0 – 35.0	33.5 – 36.5
		cD	23.0 – 25.0	24.5 – 27.0	26.0 – 28.5	27.5 – 30.0	29.0 – 31.5	30.5 – 33.5
	PAC 7.5	max	25.0 – 27.5	27.0 – 29.5	29.0 – 31.5	30.5 – 33.5	32.0 – 35.0	33.5 – 36.5
		cC	14.5 – 16.0	16.0 – 17.5	17.5 – 19.0	19.0 – 20.5	20.5 – 22.0	22.0 – 24.0
		cA	17.5 – 19.0	19.0 – 20.5	20.5 – 22.0	22.0 – 23.5	23.5 – 25.0	25.0 – 26.5



Paitsi AGA

Juzo Expert Compression Hiha


Art. 3022 · CG Pituus cm	Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL		
	Ylipitka, ohut silikonireuna, sauma kasivarren ulkopuolella					
	PCG 42.0 – 46.0	cG	27.5 – 31.0	31.0 – 35.0	35.0 – 39.0	39.0 – 43.0
	PCE 22.0 – 24.0	cF	24.5 – 27.5	27.5 – 30.5	30.5 – 34.5	34.5 – 38.5
		cE	23.0 – 25.5	25.5 – 28.0	28.0 – 31.0	31.0 – 34.0
		cD	22.0 – 24.0	24.0 – 27.0	27.0 – 30.0	30.0 – 33.0
		cC'	17.5 – 20.0	20.0 – 22.0	22.0 – 24.0	24.0 – 26.0
		cC	16.0 – 18.0	18.0 – 20.0	20.0 – 22.0	22.0 – 24.0

Kokotaulukot


Arion Easy-Slide käsi

Art. 1701	Sarjakoot	Käsivarren pituus cm
	M	55,5
	L	62,5

Arion Easy-Slide Lapset

Art. 1712	Sarjakoot	käsivarren / jalan pituus cm
	XS	29,5
	S	39,5

Arion Easy-Slide Jalka

Art. 1702	Sarjakoot	kenkä vakiokoot
	S	34,0 – 36,0
	M	37,0 – 38,5
	L	39,0 – 41,0
	XL	≥ 42,0

Arion Sim-Slide®

Art. 1705	Sarjakoot	kenkä vakiokoot
	S	34,0 – 37,0
	M	38,0 – 41,0
	L	42,0 – 45,0
	XL	≥ 46,0

Arion Magnide®

Art. 1703	Sarjakoot	kenkä vakiokoot
	M	≤ 38,0
	L	39,0 – 43,0
	XL	≥ 44,0

Sarjakoko XL sopii myös leveälle jalalle, jonka ympärysmitta on 28 cm.

Arion Magnide® 2in1


Art. 1709	Sarjakoot	kenkä vakiokoot
	M	≤ 38,0
	L	39,0 – 43,0
	XL	≥ 44,0

Sarjakoko XL sopii myös leveälle jalalle, jonka ympärysmitta on 28 cm.


Arion Easy-Off®

Art. 1711	Sarjakoot	kenkä vakiokoot
	S	34,0 – 37,0
	M	38,0 – 41,0
	L	42,0 – 45,0

Arion Dactyna

Art. 1708	Sarjakoot	sormen kehä cm
	XS	< 5,5
	S	5,5 – 6,5
	M	6,5 – 7,5
	L	7,5 – 9,0


Juzo Easy Fit

Art. 1890	Sarjakoot	nilkka ympärysmitta cm
	M	< 26,0
	XL	> 26,0

Juzo kansainvälinen asiakaspalvelu

Puhelin: +46 (0)11 44 222 50 · Faksi: +46 (0)11 44 222 59 · Sähköposti: order@juzo.se

Juzo Scandinavia AB · Tegelängsgatan 13 · 60228 Norrköping · Ruotsi: www.juzo.se



FIN - 14236013/4/5 - 8415 - 04/2020
Määtyökset ovat mahdollisia. Emme vastaa virheistä.

4 || 047056 || 400428 ||