

Tuotevalikoima 2021

Muodikkaat, räätälöidyt ja tehokkaat
kompressiotuotteet flebologisiin
ja lymfologisiin käyttöaiheisiin

Voimassa tammikuusta 2021 alkaen

Freedom in Motion

Asiakaspalvelu

Juzo – aina apunasi

Sitoutunut, ystävällinen ja pätevä. Näillä sanoin asiakkaamme kuvailevat meitä. Huolehdimme asiakkaistamme aina ilolla ja olemme aidosti kiinnostuneita heidän toiveistaan. Tavoitteemme on vastata heidän tarpeisiinsa parhaalla mahdollisella tavalla, minkä vuoksi etsimme aina uusia ja optimoituja ratkaisuja. Työssämme tukeudumme kokemukseemme ja ainutlaatuihin asiantuntemukseemme, jatkuvaan kehitykseen panostaen. Olemme aina käytettävissäsi, kun tarvitset apua ja neuvoja. Autamme sinua, jotta voit tukea potilaasi hoidon onnistumista oikeiden tuotteiden avulla. Odotamme puheluasi, löytääksemme juuri oikean ratkaisun sinulle – ”ei onnistu” ei kuulu vastausvaihtoehtoihimme.

Asiakaspalvelustamme saat:

- + yleistä tietoa
- + henkilökohtaista tuoteopastusta
- + tiedon tilauksen vastaanottamisesta
- + tietoa tilauksen edistymisestä
- + neuvontaa, kun tarvitset muutos- tai korjauspalvelua
- + neuvontaa kompressiohoitoa koskevissa kysymyksissä

Yhteystiedot

Tavoitat meidät puhelimitse maanantaista perjantaihin.
Voit myös lähettää sähköpostia tai faksin.

Juzo Scandinavia AB

Puhelin +46 (0)11 44 222 50

Faksi +46 (0)11 44 222 59

Sähköposti order@juzo.se

Aukioloajat

8.00 – 16.30 (CET)

Näin valitset oikean tuotteen nopeasti

Pyöröneulokset

Kompressiosukat / -sukkahousut	6
· Juzo Inspiration	6
· Juzo Spirit	8
· Juzo Soft	10
· Juzo Energy	14
· Juzo Adventure	15
· Juzo Move UUTUUS	16
· Juzo Dynamic (Silver / Cotton)	18
· Juzo Ulcer Pro	24
· Juzo Ulcer System	26
· Juzo Helasana	28
Jälkikäteen tehtävät muutokset	29

Laakaneulokset

Kompressiosukat / -segmentit	30
· Juzo Expert (Silver / Cotton)	30
· Juzo Expert Strong (Silver / Cotton)	42
· Juzo Classic Seamless	48
Erikoislisävarusteet	51
Jälkikäteen tehtävät muutokset	59
Turvotus	60
Juzo SoftCompress	60
Juzo ACS Light	66
Juzo Compression Wrap	70
Juzo Liner	74
Juzo Liner Silver	75

Lisävarusteet

Vaihtotuotteet	78
· Lymphpad-painetyyny	78
· Pehmusteet	78
· Kiinnitysmahdollisuudet	78
Täydentävät tuotteet	78
· Juzo Kosteusemulsio Tarttuva	78
· Apuvälineet pukemiseen ja riisumiseen	79
· Hoitotuotteet	81
· Muuta	81

Information

Paine- ja kompressioluokat	4
Laatustandardit	5
Toimitus- ja maksuehdot	82

Lääkinnälliset kompressiovaatteet

Neljä kompressioluokkaa

Juzon lääkinälliset kompressiosukat takaavat oikean puristuspaineen ja tarkasti porrastetun paineensäätelyn. Paine vähenee tasaisesti nilkasta ylöspäin kohti sydäntä sekä alaspäin kohti varpaita. Laaja valikoimamme kattaa kompressiovaatteet polvisukista sukkahousuihin ja käsineistä kasvonaamioihin hoitotarpeen mukaan.

Kompressiomateriaalit jaotellaan neljään eri kompressioluokkaan (KL) nilkkaan tai ranteeseen kohdistuvan puristuksen mukaan RAL-laatustandardin mukaisesti. Mahdollisia käyttöaiheita ovat esimerkiksi

18–21 mmHg (KL 1) – kevyt kompressio
· lievä turvotus, johon liittyy tunne väsyneistä tai raskaista jaloista
· yksittäiset suonikohjut
· ennaltaehkäisevä hoito raskauden aikana
23–32 mmHg (KL 2) – kohtuullinen kompressio
· suonikohjut
· säärien turvotus raskauden aikana
· suonikohjujen ruiskutushoidon tai leikkauksen jälkitila
· parantuneiden säärihaavojen pitkäaikainen hoito
· ödeeman muodostumisriski
34–46 mmHg (KL 3) – voimakas kompressio
· suonikohjut, joihin liittyy syvien laskimosuonien vaurioituminen
· säärihaavojen jälkihoito
· säärien voimakas turvotustaipumus
· krooninen laskimoiden vajaatoiminta
· merkittävä ödeeman muodostumisriski
> 49 mmHg (KL 4) – hyvin voimakas kompressio
· vakavat lymfaattiset tukokset
· lymfedeema ja fibroosi
· vaiheen 3 lymfedeema

Laatustandardit


Varmistettua laatua



Oeko-Tex® Standard 100

"Oeko-Tex Standard 100" on maailmanlaajuisesti standardisoitu ja riippumaton testaus- ja sertifiointijärjestelmä, joka käsittää koko tuotantoketjun aina raaka-aineista lopputuotteeseen saakka. Mitä intensiivisempi ihokosketus on, sitä tiukemmat vaatimukset tuotteelle asetetaan.

Kaikki Juzo-kompressiotuotteet, niin pyöröneulotut kuin laakaneulotut vaihtoehdot, ovat saaneet "Oeko-Tex Standard 100" -merkinnän. Näin Juzo voi taata, että mitkään tuotteen raaka-aineet eivät ole haitallisia ihmisille tai ympäristölle. Tämän standardin yleiset vaatimukset ylittävät olemassa olevat kansallisen lainsäädännön vaatimukset.



RAL-laatustandardi

Kaikki lääkinälliset Juzo-kompressiosukat ovat RAL-standardin mukaisia. Testivaatimuksiin sisältyy laaja valikoima sitovia ohjeita, jotka koskevat esimerkiksi seuraavia seikkoja lääkinällisten kompressiosukkien ja -hihojen valmistuksessa:

- materiaalin ominaisuudet (haitaton ihmisille)
- säännölliset laatutarkastukset (esimerkiksi Hohensteinin tutkimusinstituutin tekemänä)
- kumielaistiset ominaisuudet pituus- ja poikittaissuunnassa
- kompressioluokat 1 – 4, kompressioluokat 1 – 3 hihoille
- räätälöityjen ja vakiokokoisten sukkien valmistus.



ISO-sertifikaatti

Juzo otti käyttöön yleisen laadunjohtamisjärjestelmän vuonna 1998, ja se oli alansa ensimmäisiä yrityksiä, joille myönnettiin EN ISO 9001- ja EN 46001 -sertifikaatit. Juzolla on tällä hetkellä sertifikaatit EN ISO 9001 ja EN ISO 13485, joka korvasi EN 46001:n.

Juzo Inspiration


2701, 2702, 2781, 2782

Modernia suunnittelua ja tyylikkäitä tuotteita

- Muodikkuutta, tyylikkyyttä ja terveyttä verisuonille yhdessä paketissa
- Kapealla neulereunalla ja pienennetyllä kantapääosalla
- Hienolla silmukakudoksella
- Kompressiosukkahousut soveltuvat oivallisesti käytettäväksi raskauden aikana.
- Ei ole väreistä pulaa: Dip-Dye Collection -malliston sävyt ovat kuin maalarin väripaletista, Batik Collection -mallisto hurmaa ainutlaatuisella kuvioinnillaan, ja Trend Colours- ja Fashion Colours -väreistä voi tulla suorastaan valinnan vaikeus.



Kokotaulukko

Art. 2701, 2702, 2781, 2782		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
Pituus cm		I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL	
PG AG / AT / ATU		Silikonireuna · Koriste silikonireuna · Balance-silikonireuna · Balance-koristesilikonireuna · Pitsisilikonireuna						
		41,0 – 48,0	45,0 – 52,0	47,0 – 56,0	54,0 – 63,0	57,0 – 66,0	63,0 – 73,0	
		Leveä: Silikonireuna · Koriste silikonireuna · Balance-silikonireuna · Balance-koristesilikonireuna						
		49,0 – 58,0	53,0 – 63,0	57,0 – 68,0	64,0 – 75,0	67,0 – 79,0	74,0 – 85,0	
PD AD		Sukkahousut						
		41,0 – 58,0	45,0 – 63,0	47,0 – 68,0	54,0 – 75,0	57,0 – 79,0	63,0 – 85,0	
		41,0 – 55,0	45,0 – 60,0	47,0 – 65,0	54,0 – 72,0	57,0 – 76,0	63,0 – 82,0	
		30,0 – 37,0	33,0 – 41,0	35,0 – 45,0	39,0 – 48,0	41,0 – 51,0	44,0 – 55,0	
PZ 22,5 – 27,5 PA 15,0 – 19,0		Yläreuna · Ohut silikonireuna · Ohut balance-silikonireuna						
		27,0 – 33,0	29,0 – 36,0	31,0 – 40,0	34,0 – 43,0	36,0 – 46,0	39,0 – 48,0	
		29,0 – 34,0	32,0 – 38,0	34,0 – 43,0	38,0 – 47,0	41,0 – 50,0	44,0 – 53,0	
		23,0 – 27,0	25,0 – 30,0	27,0 – 33,0	30,0 – 36,0	32,0 – 38,0	35,0 – 41,0	
PA 15,0 – 19,0		cG	41,0 – 55,0	45,0 – 60,0	47,0 – 65,0	54,0 – 72,0	57,0 – 76,0	63,0 – 82,0
		cF	30,0 – 37,0	33,0 – 41,0	35,0 – 45,0	39,0 – 48,0	41,0 – 51,0	44,0 – 55,0
		cD	27,0 – 33,0	29,0 – 36,0	31,0 – 40,0	34,0 – 43,0	36,0 – 46,0	39,0 – 48,0
		cC	29,0 – 34,0	32,0 – 38,0	34,0 – 43,0	38,0 – 47,0	41,0 – 50,0	44,0 – 53,0
PA 15,0 – 19,0		cB'	23,0 – 27,0	25,0 – 30,0	27,0 – 33,0	30,0 – 36,0	32,0 – 38,0	35,0 – 41,0
		cB	18,0 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,5	24,5 – 27,0	27,0 – 30,0	30,0 – 33,0
		cY	26,5 – 30,5	29,5 – 32,5	31,5 – 35,0	34,0 – 37,5	36,5 – 41,0	39,5 – 45,0
		cA	17,5 – 22,0	19,5 – 24,0	21,5 – 26,5	24,0 – 29,0	26,5 – 33,0	29,5 – 37,0
Kengän koko – 44								

Ominaisuudet

Pyöröneulokset
ilman saumaa



Käyttö
Flebologia

Ominaisuudet

- + kapea
- + lapinakyvä
- + muodikas


Käyttötarkoitukset
+ alaraaja

Kompressioluokat
18 – 21 mmHg (KL 1)
23 – 32 mmHg (KL 2)


Esimerkkejä hoidosta



AG · Cacao
Pitsisilikonireuna



AT · Almond
Umpikärjet



ATU · Black pepper
Äitiyssukkahousut



AT · Poppy seed
Dip Dye Collection

Juzo Inspiration

Alaraaja

Värit ja kohokohdat


Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	



Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours




Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/fashion-colours



Värit: Vakiovärit (paitsi Sugar ja Almond); Trend Colours -värit voidaan batiikkivärjätä mustalla tai valkoisella
juzo.com/batik-collection



Värit: Poppy seed, Blueberry
Tyypit: AF, AG, AT, ATU
juzo.com/dip-dye



On saatava umpikärjelliset vakiokoot

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Inspiration 2701, 2702	
				Koko I – VI	Räätälöitynä
	AD	Polvisukka	Pari		
	Normaali 40 – 46 Lyhyt 34 – 39 Erittäin lyhyt ¹ 31 – 34	Yläreuna Kapea silikonireuna · 3,5 cm Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm		•	•
				•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari		
		Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		–	•
	AG	Reisisukka	Pari		
	Normaali 72 – 83 Lyhyt 66 – 72 Erittäin lyhyt ¹ 58 – 66	Silikonireuna / leveä · 5 cm Koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Balance-silikonireuna / leveä · 5 cm Balance-koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl		
	Lantion ympärysmitta 80 – 120 cm Jalan sisäpituus Normaali 72 – 83 Lyhyt 66 – 72 Erittäin lyhyt ¹ 58 – 66	Umpinainen haara		•	•
	ATU	Äitiyssukkahousut	Kpl	Art. 2781, 2782	
	Äitiysmalli Jalan sisäpituus Normaali 72 – 83 Lyhyt 66 – 72 Erittäin lyhyt ¹ 58 – 66	Umpinainen haara		•	•
	Varvasosa				
		Avoin		•	•
		Umpinainen		•	•

¹ Vakiokokojen valmistus n. 8 päivää

Juzo Spirit


2901, 2902

Eleganttia kiiltoa ja kaunis ulkonäkö

- Lämpöä säätelevä neulos on erittäin hengittävää
- Elastinen ja pehmeä kärkeosa, ja neulosreuna on tehty tavallista-kin joustavammaksi.
- Kompressiosukkahousujen housuosan ribbineuloksen ansiosta housuosa on mahan alueella joustava mutta samalla kevyesti muotoileva
- Juzo Spirit -tuotteiden kahdeksan vakioväriä, kolme ylellistä Fashion Colours -väriä, kolme pirteää Trend Colours -väriä ja Dip-Dye Collectionin



Kokotaulukko

Art. 2901, 2902		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
Pituus cm		I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL	
PG AG / AT		Silikonireuna · Koriste silikonireuna · Balance-silikonireuna · Balance-koristesilikonireuna · Pitsisilikonireuna						
		41,0 – 48,0	45,0 – 52,0	47,0 – 56,0	54,0 – 63,0	57,0 – 66,0	63,0 – 73,0	
		Leveä: Silikonireuna · Koriste silikonireuna · Balance-silikonireuna · Balance-koristesilikonireuna						
		49,0 – 58,0	53,0 – 63,0	57,0 – 68,0	64,0 – 75,0	67,0 – 79,0	74,0 – 85,0	
PD AD		Sukkahousut						
		41,0 – 58,0	45,0 – 63,0	47,0 – 68,0	54,0 – 75,0	57,0 – 79,0	63,0 – 85,0	
		41,0 – 55,0	45,0 – 60,0	47,0 – 65,0	54,0 – 72,0	57,0 – 76,0	63,0 – 82,0	
		30,0 – 37,0	33,0 – 41,0	35,0 – 45,0	39,0 – 48,0	41,0 – 51,0	44,0 – 55,0	
PZ 22,5 – 27,5		Yläreuna · Ohut silikonireuna · Ohut balance-silikonireuna						
		27,0 – 33,0	29,0 – 36,0	31,0 – 40,0	34,0 – 43,0	36,0 – 46,0	39,0 – 48,0	
		29,0 – 34,0	32,0 – 38,0	34,0 – 43,0	38,0 – 47,0	41,0 – 50,0	44,0 – 53,0	
		23,0 – 27,0	25,0 – 30,0	27,0 – 33,0	30,0 – 36,0	32,0 – 38,0	35,0 – 41,0	
PA 15,0 – 19,0		cB	18,0 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,5	24,5 – 27,0	27,0 – 30,0	30,0 – 33,0
		cY	26,5 – 30,5	29,5 – 32,5	31,5 – 35,0	34,0 – 37,5	36,5 – 41,0	39,5 – 45,0
		cA	17,5 – 22,0	19,5 – 24,0	21,5 – 26,5	24,0 – 29,0	26,5 – 33,0	29,5 – 37,0

Kengän koko – 44

OHUTREUNA

KOMPRESSIO-

OHUTREUNA

50/55

Ominaisuudet

Pyöröneulokset
ilman saumaa



Käyttö
Flebologia

Ominaisuudet

- + kapea
- + kiiltävä
- + hengittävä
- + tyylikäs

Käyttötarkoitukset
+ alaraaja

Kompressioluokat
18 – 21 mmHg (KL 1)
23 – 32 mmHg (KL 2)

Esimerkkejä hoidosta



AD · Almond
Umpikärjet



AG · Almond
Balance-silikonireuna



AT · Almond
Avokärki



AT · Almond
Housuosan tiedot

Juzo Spirit

Alaraaja

Värit ja kohokohdat

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Trend Colours¹

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours

Fashion Colours¹

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/fashion-colours

Dip Dye Collection¹

Värit: Poppy seed, Blueberry
Tyypit: AF, AG, AT
juzo.com/dip-dye

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Spirit 2901, 2902	
				Koko I – VI	Räätälöitynä
	AD	Polvisukka	Pari		
	Normaali 40 – 46 Lyhyt 34 – 39 Erittäin lyhyt ¹ 31 – 34	Yläreuna		•	•
		Kapea silikonireuna · 3,5 cm Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm		•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari		
		Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		–	•
	AG	Reisisukka	Pari		
	Normaali 72 – 83 Lyhyt 66 – 72 Erittäin lyhyt ¹ 58 – 66	Silikonireuna / leveä · 5 cm Koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Balance-silikonireuna / leveä · 5 cm Balance-koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl		
	Lantion ympärysmitta 80 – 140 cm Jalan sisäpituus Normaali 72 – 83 Lyhyt 66 – 72 Erittäin lyhyt ¹ 58 – 66	Umpinainen haara		•	•
	Varvasosa				
		Avoin		•	•
		Umpinainen		•	•

¹ Vakiokokojen valmistus n. 8 päivää

Hyvinvointia edistävää pehmyyttä

- Pehmeä mikrokuituneulos
- Erinomaisen ihokosketuksen
- Optimaalisen istuvuus, pehmeä kärkeä
- Monipuolinen värivalikoima
- Sekä miehille että naisille
- Hyvin joustava ja napakka



Kokotaulukko

Art. 2001, 2002 Pituus cm		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
		I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL
PG AG / AT / BT normaali 72,0 – 83,0 lyhyt 66,0 – 72,0 erittäin lyhyt 58,0 – 66,0		Silikonireuna · Koriste silikonireuna · Balance-silikonireuna · Balance-koristesilikonireuna · Pitsisilikonireuna 41,0 – 48,0 45,0 – 52,0 47,0 – 56,0 54,0 – 63,0 57,0 – 66,0 63,0 – 73,0					
		Leveä: Silikonireuna · Koriste silikonireuna · Balance-silikonireuna · Balance-koristesilikonireuna 49,0 – 58,0 53,0 – 63,0 57,0 – 68,0 64,0 – 75,0 67,0 – 79,0 74,0 – 85,0					
		Sukkahousut · Leggingsejä* · Top border 41,0 – 58,0 45,0 – 63,0 47,0 – 68,0 54,0 – 75,0 57,0 – 79,0 63,0 – 85,0					
		41,0 – 55,0 45,0 – 60,0 47,0 – 65,0 54,0 – 72,0 57,0 – 76,0 63,0 – 82,0					
PD AD normaali 40,0 – 46,0 lyhyt 34,0 – 39,0 erittäin lyhyt 31,0 – 34,0		cF 41,0 – 55,0 45,0 – 60,0 47,0 – 65,0 54,0 – 72,0 57,0 – 76,0 63,0 – 82,0					
		cE 30,0 – 37,0 33,0 – 41,0 35,0 – 45,0 39,0 – 48,0 41,0 – 51,0 44,0 – 55,0					
		cD 27,0 – 33,0 29,0 – 36,0 31,0 – 40,0 34,0 – 43,0 36,0 – 46,0 39,0 – 48,0					
		cC 29,0 – 34,0 32,0 – 38,0 34,0 – 43,0 38,0 – 47,0 41,0 – 50,0 44,0 – 53,0					
PZ 22,5 – 29,5 PA 15,0 – 21,0		cB' 23,0 – 27,0 25,0 – 30,0 27,0 – 33,0 30,0 – 36,0 32,0 – 38,0 35,0 – 41,0					
		cB 18,0 – 20,0 20,0 – 22,0 22,0 – 24,5 24,5 – 27,0 27,0 – 30,0 30,0 – 33,0					
		cY 26,5 – 30,5 29,5 – 32,5 31,5 – 35,0 34,0 – 37,5 36,5 – 41,0 39,5 – 45,0					
		cA 17,5 – 22,0 19,5 – 24,0 21,5 – 26,5 24,0 – 29,0 26,5 – 33,0 29,5 – 37,0					
Kengän koko – 46		* Juzo Soft -leggingsejä ei ole saatavana erittäin lyhyenä					



Ominaisuudet

Pyöröneulokset
ilman saumaa

Käyttö
Flebologia
Lymfologia

Ominaisuudet

- + erittäin pehmeä
- + kapea mikrokuituneulos
- + kestävä
- + hyvin istuva

Käyttötarkoitukset

- + alaraaja
- + yläraaja

Kompressioluokat

18 – 21 mmHg (KL 1)
23 – 32 mmHg (KL 2)

Esimerkkejä hoidosta



AD · Almond
Avokärki



AG · Almond
Vyötärökiinnitys



AT · Black pepper
Umpikärjet



CG · Almond
Yläreuna

Juzo Soft

Alaraaja

Värit ja kohokohdat

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Trend Colours ¹	
Tutustu uusiin osoitteessa juzo.com/trend-colours	

Batik Collection ¹	
Värit: Vakiovärit (paitsi Sugar ja Almond); Trend Colours -värit voidaan batiikkivärjätä mustalla tai valkoisella juzo.com/batik-collection	

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Soft 2001, 2002	
				Koko I – VI	Räätälöitynä
	AD	Polvisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
	Normaali 40 – 46 Lyhyt 34 – 39 Erittäin lyhyt ¹ 31 – 34	Kapea silikonireuna · 3,5 cm Silikonireuna · 5 cm* Koristesilikonireuna · 5 cm* Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm* Balance-koristesilikonireuna · 5 cm* Pitsisilikonireuna · 5 cm*		•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari		
		Yläreuna		–	•
		Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		–	•
	AF lantiokiinnityksellä	Puolireisisukka	Kpl		
	Vasen tai oikea sukka tai kaytto parina	Vakiokoot lantiokiinnityksellä Lantiokiinnitys mittojen mukaan		–	•
	AG	Reisisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
	Normaali 72 – 83 Lyhyt 66 – 72 Erittäin lyhyt ¹ 58 – 66	Silikonireuna / leveä · 5 cm Koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Balance-silikonireuna / leveä · 5 cm Balance-koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		•	•
	AG lantiokiinnityksellä	Reisisukka	Kpl		
	Vasen tai oikea sukka tai kaytto parina	Vakiokoot lantiokiinnityksellä Lantiokiinnitys mittojen mukaan		•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl		
	Lantion ympäröymä 80 – 140 cm	Umpinainen haara		•	•
	Jalan sisäpituus Normaali 72 – 83 Lyhyt 66 – 72 Erittäin lyhyt ¹ 58 – 66	Avoin haara		•	•
		Sepauksella		•	•
	BT	Leggingsit²	Kpl		
	Lantion ympäröymä 80 – 140 cm	Umpinainen haara		•	–
	Varvasosa				
		Avoin		•	•
		Umpinainen		•	•

*Vain mittailaustuotteisiin

¹ Vakiokokojen valmistus n. 8 päivää

² Saatavana vain KL 1

Juzo Soft

Yläraaja

Kokotaulukko

Art. 2001, 2002 - CG		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL
PCG 41.0 – 47.0		Yläreuna · Ohut silikonireuna · Ohut balance-silikonireuna					
	cG	24.0 – 26.0	26.0 – 28.5	28.0 – 30.5	30.0 – 33.0	32.0 – 35.0	34.0 – 37.0
PCE 21.0 – 25.0	max	30.0 – 33.0	32.0 – 35.0	34.0 – 37.0	36.0 – 39.5	38.0 – 41.5	40.0 – 44.0
	cF	23.0 – 25.0	24.5 – 27.0	26.0 – 28.5	27.5 – 30.0	29.0 – 31.5	30.5 – 33.5
	max	28.0 – 30.5	30.0 – 33.0	32.0 – 35.0	34.0 – 37.0	36.0 – 39.5	38.0 – 41.5
	cE	23.0 – 25.0	24.5 – 27.0	26.0 – 28.5	27.5 – 30.0	29.0 – 31.5	30.5 – 33.5
	max	25.0 – 27.5	27.0 – 29.5	29.0 – 31.5	30.5 – 33.5	32.0 – 35.0	33.5 – 36.5
	cD	23.0 – 25.0	24.5 – 27.0	26.0 – 28.5	27.5 – 30.0	29.0 – 31.5	30.5 – 33.5
	max	25.0 – 27.5	27.0 – 29.5	29.0 – 31.5	30.5 – 33.5	32.0 – 35.0	33.5 – 36.5
	cC	14.5 – 16.0	16.0 – 17.5	17.5 – 19.0	19.0 – 20.5	20.5 – 22.0	22.0 – 24.0

Värit ja kohokohdat

Sugar		Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Soft 2001, 2002	
					Koko I – VI	Räätälöitynä
Sesame		CG	Hiha	Kpl		
Almond			Yläreuna		•	•
Cinnamon			Kapea silikonireuna · 3,5 cm Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm		•	•
Cacao		CG max		Kpl		
Poppy seed			Yläreuna		•	–
Blueberry			Kapea silikonireuna · 3,5 cm Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm		•	–
Black pepper		CH	Hiha olkaosalla	Kpl		
Trend Colours ¹			Olkaosa ja nauha		–	•
Batik Collection ¹			Kiinnitys rintaliivien olkaimeen		–	•
			Kiinnitys rintaliivien olkaimeen ja silikonituki		–	•

Silikonireunat



Silikonireuna



Balance-silikonireuna

¹ Vakiokokojen valmistus n. 8 päivää



Miellyttävän pehmeää ribbineulosta

- Liukuu puettaessa ja riisuttaessa iholla kevyesti
- Miellyttävä hierontavaikutus
- Huolellisesti valitut mikrokuidut poistavat kosteuden nopeasti pois kehosta, mikä parantaa tuotteen ihokosketusta entisestään
- Matkoille, urheiluun tai toimistoarjessa käytettäväksi



Kokotaulukko

Art. 2021, 2022		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL
PD AD		Yläreuna · Ohut silikonireuna · Ohut balance-silikonireuna					
normaali 40,0 – 46,0		cD	27,0 – 33,0	29,0 – 36,0	31,0 – 40,0	34,0 – 43,0	36,0 – 46,0
lyhyt 34,0 – 39,0		cC	29,0 – 34,0	32,0 – 38,0	34,0 – 43,0	38,0 – 47,0	41,0 – 50,0
erittäin lyhyt 31,0 – 34,0		cB'	23,0 – 27,0	25,0 – 30,0	27,0 – 33,0	30,0 – 36,0	32,0 – 38,0
		cB	18,0 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,5	24,5 – 27,0	27,0 – 30,0
		cY	26,5 – 30,5	29,5 – 32,5	31,5 – 35,0	34,0 – 37,5	36,5 – 41,0
PZ 22,5 – 29,5		cA	17,5 – 22,0	19,5 – 24,0	21,5 – 26,5	24,0 – 29,0	26,5 – 33,0
Kengän koko – 46							

Ominaisuudet

Pyöröneulokset
ilman saumaa

Käyttö
Flebologia

Ominaisuudet
+ upeaa joustinneulosta
+ helppo pukea ja riisua
+ optimaalinen kosteuden-siirto

Käyttötarkoitukset
+ alaraaja

Kompressioluokat
18 – 21 mmHg (KL 1)
23 – 32 mmHg (KL 2)

Alaraaja

Värit

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Energy 2021, 2022	
				Koko I – VI	Räätälöitynä
	AD	Polvisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
		Kapea silikonireuna · 3,5 cm			
		Silikonireuna · 5 cm*			
		Koristesilikonireuna · 5 cm*			
	Normaali 40 – 46 Lyhyt 34 – 39 Erittäin lyhyt ¹ 31 – 34	Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm		•	•
		Balance-silikonireuna · 5 cm*			
		Balance-koristesilikonireuna · 5 cm*			
		Pitsisilikonireuna · 5 cm*			
	Varvasosa	Umpinainen		•	•

Silikonireunat



*Räätälöitynä only

¹ Vakiokokojen valmistus n. 8 päivää

Juzo Adventure

3521, 3522

Tuhattaituri aktiivisten ihmisten apulaiseksi

- Vastaus reippaiden ihmisten tarpeisiin
- Luja ja kulutusta kestävä ribbineulos,puuvillakuitujen
- Ihoystävällinen ja miellyttävä



Kokotaulukko

Art. 3521, 3522		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL
PD AD		Yläreuna · Ohut silikonireuna · Ohut balance-silikonireuna					
normaali 40,0 – 46,0		cD 25,0 – 30,0	27,0 – 33,0	30,0 – 36,0	33,0 – 39,0	35,0 – 41,0	37,0 – 43,0
lyhyt 34,0 – 39,0		cC 27,0 – 34,0	29,0 – 37,0	33,0 – 41,0	36,0 – 45,0	39,0 – 47,0	42,0 – 50,0
erittäin lyhyt 31,0 – 34,0		cB' 24,0 – 26,0	25,0 – 29,0	27,0 – 33,0	31,0 – 36,0	34,0 – 39,0	36,0 – 41,0
		cB 18,0 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,5	24,5 – 27,0	27,0 – 30,0	30,0 – 33,0
PZ 22,5 – 29,5		cY 26,5 – 30,5	29,5 – 32,5	31,5 – 35,0	34,0 – 37,5	36,5 – 41,0	39,5 – 45,0
		cA 17,5 – 22,0	19,5 – 24,0	21,5 – 26,5	24,0 – 29,0	26,5 – 33,0	29,5 – 37,0

Kengän koko – 46

Ominaisuudet

Pyöröneulokset
ilman saumaa



Käyttö
Flebologia

Ominaisuudet
+ upeaa joustinneulosta
+ erittäin joustava
+ sisältää puuvillaa

Käyttötarkoitukset
+ Alaraaja

Kompressioluokat
18 – 21 mmHg (KL 1)
23 – 32 mmHg (KL 2)

Alaraaja

Värit

Sugar ²	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

² Mustassa puuvillassa harmaita pilkkuja

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Adventure 3521, 3522	
				Koko I – VI	Räätälöitynä
	AD	Polvisukka Yläreuna Kapea silikonireuna · 3,5 cm Silikonireuna · 5 cm* Koristesilikonireuna · 5 cm* Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm* Balance-koristesilikonireuna · 5 cm* Pitsisilikonireuna · 5 cm*	Pari	•	•
	Normaali 40 – 46 Lyhyt 34 – 39 Erittäin lyhyt ¹ 31 – 34			•	•
	Varvasosa	Umpinainen		•	•

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna

*Räätälöitynä only

¹ Vakiokokojen valmistus n. 8 päivää

Juzo Move


3611, 3612

Patentoitu neulos – helppo pukea ja riisua

- Kestää hyvin kulutusta ja takaa maksimaalisen mukavuuden
- Suuren työpaineen ansiosta kompressiovaikutus on tehokas, ja tuote tarjoaa parasta mahdollista tukea aktiiviseen arkeen
- Sukassa on jalkapöydän alueella ainutlaatuinen tehovyöhyke, joka minimoi hiertymisen myös jalkaterän ollessa 90 asteen kulmassa
- Myös pyörätuolin käyttäjille miellyttävää



Kokotaulukko

Art. 3611. 3612		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
Pituus cm		I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL	
PD AD		Yläreuna · Ohut silikonireuna · Ohut balance-silikonireuna						
		cD	27.0 – 32.0	30.0 – 35.0	33.0 – 38.0	36.0 – 41.0	39.0 – 44.0	42.0 – 47.0
		cC	28.0 – 33.0	31.0 – 36.0	34.0 – 39.0	37.0 – 42.0	40.0 – 45.0	43.0 – 48.0
		cB'	24.0 – 27.0	26.0 – 29.0	28.0 – 31.0	30.0 – 34.0	33.0 – 38.0	37.0 – 42.0
PZ 22.5 – 29.5		cB	18.0 – 20.0	20.0 – 22.0	22.0 – 24.5	24.5 – 27.0	27.0 – 30.0	30.0 – 33.0
		cY	26.5 – 30.5	29.5 – 32.5	31.5 – 35.0	34.0 – 37.5	36.5 – 41.0	39.5 – 45.0
PA 15.0 – 21.0		cA	17.5 – 22.0	19.5 – 24.0	21.5 – 26.5	24.0 – 29.0	26.5 – 33.0	29.5 – 37.0
Kengän koko – 46								

Ominaisuudet

Pyöröneulokset
ilman saumaa



Käyttö

Flebologia
Lymfologia

Ominaisuudet

- + helppo pukea ja riisua
- + innovatiivinen liukuneulos-tekniikka
- + kulutusta kestävä

Käyttötarkoitukset

- + alaraaja

Kompressioluokat

18 – 21 mmHg (KL 1)
23 – 32 mmHg (KL 2)

Esimerkkejä hoidosta



AD · Almond
Avokärki



AD · Almond
Balance-silikonireuna



AG · Almond
Silikonireuna



AD · Almond
Kantapään tiedot

Juzo Move

Alaraaja

Värit

Almond	
Black pepper	

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Move 3611, 3612	
				Koko I – VI	Räätälöitynä
	AD	Polvisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
	Normaali 40 – 46 Lyhyt 34 – 39 Erittäin lyhyt ¹ 31 – 34	Kapea silikonireuna · 3,5 cm Silikonireuna · 5 cm* Koristesilikonireuna · 5 cm* Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm* Balance-koristesilikonireuna · 5 cm* Pitsisilikonireuna · 5 cm*		•	•
	AF ²	Puolireisisukka	Pari		
		Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		–	•
	AG ²	Reisisukka	Pari		
	Normaali 72 – 83 Lyhyt 66 – 72 Erittäin lyhyt ¹ 58 – 66	Silikonireuna / leveä· 5 cm Koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Balance-silikonireuna / leveä · 5 cm Balance-koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		•	•
	Varvasosa				
		Avoin		•	•
		Umpinainen		•	•

*Räätälöitynä only
¹ Vakiokokojen valmistus n. 8 päivää
² Saatavana alkaen 01.05.2021

Juzo Dynamic


3511, 3512, 3513

Luotettava ja kestävä tuote

- Tiivis neulos tekee sukasta erittäin kestävän
- Voidaan käyttää hyvin monenlaisten sairauksien yhteydessä
- Kompresiosukkahousuissa on ympärysmitaltaan säädettävä vyötärökuminauha, joka takaa käytön miellyttävyyden



Kokotaulukko

Art. 3511, 3512, 3513 · 3511, 3512 Cotton		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
Pituus cm		I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL	
PG AG / AT		Silikonireuna · Koriste silikonireuna · Balance-silikonireuna · Balance-koristesilikonireuna · Pitsisilikonireuna						
		43,0 – 49,0	47,0 – 53,0	49,0 – 57,0	55,0 – 63,0	59,0 – 67,0	64,0 – 72,0	
		Leveä: Silikonireuna · Koriste silikonireuna · Balance-silikonireuna · Balance-koristesilikonireuna						
		50,0 – 56,0	54,0 – 62,0	58,0 – 66,0	64,0 – 73,0	68,0 – 77,0	73,0 – 82,0	
PD AD		Sukkahousut · Yläreuna						
		43,0 – 56,0	47,0 – 62,0	49,0 – 66,0	55,0 – 73,0	59,0 – 77,0	64,0 – 82,0	
		43,0 – 53,0	47,0 – 59,0	49,0 – 63,0	55,0 – 70,0	59,0 – 74,0	64,0 – 79,0	
		28,0 – 34,0	30,0 – 37,0	33,0 – 41,0	35,0 – 43,0	37,0 – 44,0	40,0 – 48,0	
PZ 22,5 – 29,5 PA 15,0 – 21,0		Yläreuna · Ohut silikonireuna · Ohut balance-silikonireuna						
		25,0 – 30,0	27,0 – 33,0	30,0 – 36,0	33,0 – 39,0	35,0 – 41,0	37,0 – 43,0	
		27,0 – 34,0	29,0 – 37,0	33,0 – 41,0	36,0 – 45,0	39,0 – 47,0	42,0 – 50,0	
		24,0 – 26,0	25,0 – 29,0	27,0 – 33,0	31,0 – 36,0	34,0 – 39,0	36,0 – 41,0	
		cB	18,0 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,5	24,5 – 27,0	27,0 – 30,0	30,0 – 33,0
		cY	26,5 – 30,5	29,5 – 32,5	31,5 – 35,0	34,0 – 37,5	36,5 – 41,0	39,5 – 45,0
		cA	17,5 – 22,0	19,5 – 24,0	21,5 – 26,5	24,0 – 29,0	26,5 – 33,0	29,5 – 37,0
Kengän koko – 46								

Ominaisuudet

Pyöröneulokset
ilman saumaa

Käyttö
Flebologia
Lymfologia

Ominaisuudet

- + erittäin joustava
- + läpikuultava neulos
- + antibakteerinen vaikutus (Silver)
- + sisältää puuvillaa (Cotton)

Käyttötarkoitukset

- + alaraaja
- + yläraaja
- + amputoidun raajan kompressiotuotteet

Kompressioluokat

18 – 21 mmHg (KL 1)
23 – 32 mmHg (KL 2)
34 – 46 mmHg (KL 3)*

* Ei seuraaviin tuotteisiin:
Juzo Dynamic Cotton,
käsivarren ja amputoidun
jalan tuotteet

Esimerkkejä hoidosta



AD · Almond
Avokärki



AT · Poppy seed
Umpikärjet



FG · Almond
Silikonireuna



CG · Almond
Yläreuna

Juzo Dynamic

Alaraaja

Värit

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Dynamic 3511, 3512, 3513	
				Koko I – VI	Räätälöitynä
	AD	Polvisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
	Normaali 40 – 46 Lyhyt 34 – 39 Erittäin lyhyt ¹ 31 – 34	Kapea silikonireuna · 3,5 cm Silikonireuna · 5 cm* Koristesilikonireuna · 5 cm* Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm* Balance-koristesilikonireuna · 5 cm* Pitsisilikonireuna · 5 cm*		•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari		
		Yläreuna		–	•
	AF lantiokiinnityksellä	Puolireisisukka	Kpl		
	Vasen tai oikea sukka tai käyttö parina	Vakiokoot lantiokiinnityksellä Lantiokiinnitys mittojen mukaan		–	•
	AG²	Reisisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
	Normaali 72 – 83 Lyhyt 66 – 72 Erittäin lyhyt ¹ 58 – 66	Silikonireuna / leveä · 5 cm Koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Balance-silikonireuna / leveä · 5 cm Balance-koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		•	•
	AG lantiokiinnityksellä	Reisisukka	Kpl		
	Vasen tai oikea sukka tai käyttö parina	Vakiokoot lantiokiinnityksellä Lantiokiinnitys mittojen mukaan		•	•
	AT³	Sukkahousut	Kpl		
	Lantion ympärystymitta 90 – 130 cm	Umpinainen haara		•	•
	Jalan sisäpituus Normaali 72 – 83 Lyhyt 66 – 72 Erittäin lyhyt ¹ 58 – 66	Avoin haara		•	•
		Sepauksella		•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl		
	Pidennys vasemmalle tai oikealle	Umpinainen haara		–	•
		Avoin haara		–	•
		Sepauksella		–	•
	Varvasosa				
		Avoin		•	•
		Umpinainen		•	•

*Räätälöitynä only

¹ Vakiokokojen valmistus n. 8 päivää

² Juzo Expert KT-vartalo-osa AG-sukkiin, ks. erillinen erikoislisävarusteita koskeva yleiskatsaus.

³ Samaa neulosta kuin sukkaosa oleva vartalo-osa saatavana tilauksesta malliin AT kompressioluokissa 2 ja 3 mittatilaustuotteena

Juzo Dynamic Silver

Alaraaja

Värit



Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Dynamic Silver 3511, 3512, 3513 Räätälöitynä
	AD	Polvisukka	Pari	
		Yläreuna Kapea silikonireuna · 3,5 cm Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		•
	AF	Puolireisisukka	Pari	
		Yläreuna Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		•
	AF lantiokiinnityksellä	Puolireisisukka	Kpl	
	Vasen tai oikea sukka tai kaytto parina	Vakiokoot lantiokiinnityksellä Lantiokiinnitys mittojen mukaan		• •
	AG ¹	Reisisukka	Pari	
		Yläreuna Silikonireuna / leveä · 5 cm Koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Balance-silikonireuna / leveä · 5 cm Balance-koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		•
	AG lantiokiinnityksellä	Reisisukka	Kpl	
	Vasen tai oikea sukka tai kaytto parina	Vakiokoot lantiokiinnityksellä Lantiokiinnitys mittojen mukaan		• •
	AT ²	Sukkahousut	Kpl	
	Lantion ympärysmitta 90 – 130 cm	Umpinainen haara Avoin haara Sepauksella		• • •
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl	
	Pidennys vasemmalle tai oikealle	Umpinainen haara Avoin haara Sepauksella		• • •
	Varvasosa			
		Avoin Umpinainen		• •

¹ Juzo Expert KT-vartalo-osa AG-sukkiin, ks. erillinen erikoislisävarusteita koskeva yleiskatsaus.

² Samaa neulosta kuin sukkaosa oleva vartalo-osa saatavana tilauksesta malliin AT kompressioluokissa 2 ja 3 mittatilaustuotteena

Juzo Dynamic Cotton

Alaraaja

Värit

Almond	
Black pepper	

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Dynamic Cotton 3511, 3512	
				Koko I – VI	Räätälöitynä
	AD	Polvisukka	Pari		
	Normaali 40 – 46 Lyhyt 34 – 39 Erittäin lyhyt ¹ 31 – 34	Yläreuna Kapea silikonireuna · 3,5 cm Silikonireuna · 5 cm* Koristesilikonireuna · 5 cm* Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm* Balance-koristesilikonireuna · 5 cm* Pitsisilikonireuna · 5 cm*		•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari		
		Yläreuna Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		–	•
	AF lantiokiinnityksellä	Puolireisisukka	Kpl		
	Vasen tai oikea sukka tai käyttö parina	Vakiokoot lantiokiinnityksellä Lantiokiinnitys mittojen mukaan		–	•
	AG²	Reisisukka	Pari		
	Jalan sisäpituus Normaali 72 – 83 Lyhyt 66 – 72 Erittäin lyhyt ¹ 58 – 66	Yläreuna Silikonireuna / leveä · 5 cm Koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Balance-silikonireuna / leveä · 5 cm Balance-koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		•	•
	AG lantiokiinnityksellä	Reisisukka	Kpl		
	Vasen tai oikea sukka tai käyttö parina	Vakiokoot lantiokiinnityksellä Lantiokiinnitys mittojen mukaan		•	•
	AT³	Sukkahousut	Kpl		
	Lantion ympärysmitta 90 – 130 cm	Umpinainen haara Avoin haara Sepauksella		•	•
				•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl		
	Pidennys vasemmalle tai oikealle	Umpinainen haara Avoin haara Sepauksella		–	•
				–	•
	Varvasosa				
		Avoin Umpinainen		•	•

*Räätälöitynä only

¹ Vakiokokojen valmistus n. 8 päivää

² Juzo Expert KT-vartalo-osa AG-sukkiin, ks. erillinen erikoislisävarusteita koskeva yleiskatsaus.

³ Samaa neulosta kuin sukkaosa oleva vartalo-osa saatavana tilauksesta malliin AT kompressioluokissa 2 mittatilaustuotteena

Juzo Dynamic · Juzo Dynamic Silver

Yläraaja

Kokotaulukko

Art. 3511, 3512 · CG, CH, AGA		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL
PCG 41.0 – 47.0	cG	Yläreuna · Ohut silikonireuna · Ohut balance-silikonireuna					
	max	24.0 – 26.0	26.0 – 28.5	28.0 – 30.5	30.0 – 33.0	32.0 – 35.0	34.0 – 37.0
PCE 21.0 – 25.0	cF	23.0 – 25.0	24.5 – 27.0	26.0 – 28.5	27.5 – 30.0	29.0 – 31.5	30.5 – 33.5
	max	28.0 – 30.5	30.0 – 33.0	32.0 – 35.0	34.0 – 37.0	36.0 – 39.5	38.0 – 41.5
PAC 7.5	cE	23.0 – 25.0	24.5 – 27.0	26.0 – 28.5	27.5 – 30.0	29.0 – 31.5	30.5 – 33.5
	max	25.0 – 27.5	27.0 – 29.5	29.0 – 31.5	30.5 – 33.5	32.0 – 35.0	33.5 – 36.5
	cD	23.0 – 25.0	24.5 – 27.0	26.0 – 28.5	27.5 – 30.0	29.0 – 31.5	30.5 – 33.5
	max	25.0 – 27.5	27.0 – 29.5	29.0 – 31.5	30.5 – 33.5	32.0 – 35.0	33.5 – 36.5
	cC	14.5 – 16.0	16.0 – 17.5	17.5 – 19.0	19.0 – 20.5	20.5 – 22.0	22.0 – 24.0
	cA	17.5 – 19.0	19.0 – 20.5	20.5 – 22.0	22.0 – 23.5	23.5 – 25.0	25.0 – 26.5
		 Paitsi AGA					

Värit

*Vain Almondvärisenä

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Silikonireunat



Silikonireuna



Balance-silikonireuna

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Dynamic			Juzo Dynamic Silver*	
				3511, 3512	3513	3513	3511, 3512	3513
				Koko I – VI	Räätälöitynä	Räätälöitynä	Räätälöitynä	Räätälöitynä
	CG	Hiha	Kpl					
		Yläreuna		•	•	•	•	•
		Kapea silikonireuna · 3,5 cm Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm		•	•	•	•	•
	CG max		Kpl					
		Yläreuna		•	–	–	–	–
		Kapea silikonireuna · 3,5 cm Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm		•	–	–	–	–
	CH	Hiha olkaosalla	Kpl					
		Olkaosa ja nauha		•	•	•	•	•
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen		–	•	•	•	•
	CH max	Kiinnitys rintaliivien olkaimeen ja silikonituki		–	•	•	•	•
			Kpl					
		Olkaosa ja nauha		•	–	–	–	–
	AGA	Hiha, Neulottu käsiosa	Kpl					
		Avoim peukalo		–	•	–	–	–
		Avoim peukalo Kapea silikonireuna · 3,5 cm		•	•	–	–	–
	AGA max.	Hiha, Neulottu käsiosa	Kpl					
		Kapea silikonireuna · 3,5 cm		•	–	–	–	–
			Kpl					
	SG	Amputoidun käsivarren kompressio	Kpl					
		Yläreuna		–	•	–	•	–
		Kapea silikonireuna · 3,5 cm Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm		–	•	–	•	–
	SH	Amputoidun käsivarren kompressio olkaosalla	Kpl					
		Olkaosa ja nauha		–	•	–	•	–
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen		–	•	–	•	–
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen ja silikonituki		–	•	–	•	–

Juzo Dynamic · Juzo Dynamic Silver

Alaraaja · Amputaation jälkeen käytettävät kompressiotuotteet

Kokotaulukko

Art. 3511, 3512 · FG		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL
PF_{FG} lyhyt normaali pitkä polvi eksart. 18.0 – 22.0 23.0 – 27.0 28.0 – 32.0 33.0 – 37.0		Yläreuna · Silikonireuna · Balance-silikonireuna CG 42.0 – 45.0 45.0 – 49.0 49.0 – 53.0 53.0 – 57.0 57.0 – 61.0 61.0 – 65.0					
		CF* 30.0 – 32.0 32.0 – 35.0 35.0 – 38.0 38.0 – 41.0 41.0 – 44.0 44.0 – 47.0					
		* cF: 5 cm distaalisesta päästä					

Art. 3511, 3512 · CF		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL	VI / XXL
PEF 24.0 – 26.0 PCE lyhyt normaali pitkä 4.0 – 6.0 12.0 – 14.0 20.0 – 22.0		Yläreuna · Silikonireuna · Balance-silikonireuna CF 40.0 – 42.0 42.0 – 45.0 45.0 – 48.0 48.0 – 51.0 51.0 – 54.0 54.0 – 57.0					
		CE 30.0 – 32.0 32.0 – 35.0 35.0 – 38.0 38.0 – 41.0 41.0 – 44.0 44.0 – 47.0					
		CC* 28.0 – 30.0 30.0 – 33.0 33.0 – 36.0 36.0 – 39.0 39.0 – 42.0 42.0 – 45					
		* cC: 5 cm distaalisesta päästä					

Värit

*Vain Almondvärisenä

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Silikonireunat



	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Dynamic 3511, 3512		Juzo Dynamic Silver* 3511, 3512
				Koko I – VI	Räätälöi- tynä	Räätälöitynä
	FG	Polven yläpuolelta amputoidun jalan kompressio	Kpl			
	Amputoidun jalan pituus: Lyhyt n. 20 cm Keskipitkä n. 25 cm Pitkä n. 30 cm Polviamputaatio n. 35 cm	Yläreuna		•	•	•
		Silikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm		•	•	•
		Vakiokoot lantiokiinnityksellä		•	•	•
		Lantiokiinnitys mittojen mukaan		–	•	•
	CF	Polven alapuolelta amputoidun jalan kompressio	Kpl			
	Amputoidun jalan pituus reiden keskelle: Lyhyt n. 30 cm Keskipitkä n. 38 cm Pitkä n. 46 cm	Yläreuna		•	•	•
		Silikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm		•	•	•
	HD	Polven alapuolelta amputoidun jalan kompressio	Kpl			
	Polveen asti Pirogoff-amputaation jälkeen	Yläreuna		–	•	•

Juzo Ulcer Pro


3073, 2571

Hyviin hoitotuloksiin tähtäävä mallisto

- Tuotteen käyttö aloitetaan silloin, kun säärihaavan (ulcus cruris venosum) laajuus ei enää vaihtelee hoidon ansiosta
- Kaksi kompressiosukkaa, jotka täydentävät toisiaan optimaalisesti
- Juzo Ulcer Line on alussukka, Juzo Ulcer Expert päällyssukka
- Alus- ja päällyssukka muodostavat yhdessä kompressioluokan 3 kompression
- Juzo Liner -alussukkaa on saatavana myös yksittäisinä vaihtosukkina.



Kokotaulukko

Art. 3073 / 2571		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
Pituus cm		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL	
PD AD normaali 40,0 – 46,0 lyhyt 34,0 – 39,0		cD	27,0 – 29,5	29,5 – 32,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39,0	38,5 – 42,0	41,5 – 45,5
		cC	29,0 – 31,5	31,5 – 34,5	34,5 – 37,5	37,5 – 41,0	40,5 – 44,5	43,0 – 47,0
		cB'	23,5 – 25,5	25,5 – 28,0	27,5 – 30,0	30,0 – 33,0	32,5 – 35,5	35,0 – 38,5
		cB	18,5 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,0	24,0 – 26,0	26,0 – 28,5	28,0 – 30,5
		cY	28,0 – 30,5	29,0 – 31,5	31,0 – 34,0	33,0 – 36,0	35,0 – 38,5	37,0 – 40,5
		cA	18,5 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,0	24,0 – 26,0	26,0 – 28,5	28,0 – 30,5
PZ Juzo Ulcer Liner	22,5 – 27,5							
PA Juzo Ulcer Expert	15,0 – 18,0							
Kengän koko – 44								

Ominaisuudet

Laakaneulokset
saumalla



Käyttö
Flebologia

Ominaisuudet
+ määrätty painearvot
+ täydellinen istuvuus
+ jopa KL 3

Käyttötarkoitukset
+ alaraaja

Kompressioluokat
34 – 46 mmHg (KL 3)

Esimerkkejä hoidosta



AD · White
Juzo Ulcer Liner



AD · Beige
Juzo Ulcer Liner yhdessä
Juzo Ulcer Expert

Juzo Ulcer Pro

Alaraaja

Värit

Juzo Ulcer Expert

Beige

Juzo Ulcer Liner

White

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Ulcer Pro 3073	
				Koko 1 – 6	Räätälöitynä
	AD		Set		
		1x päällyssukka Juzo Ulcer Expert (KL 2) ja 2x alussukka Juzo Ulcer Liner (< KL 1)		•	•
	Varvasosa				
		Avoin (Juzo Ulcer Expert)		•	•
		Umpinainen (Juzo Ulcer Liner)		•	•
	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Ulcer Pro Add 2571	
				Koko 1 – 6	Räätälöitynä
	AD		Set		
		3x alussukka Juzo Ulcer Liner (< KL 1) vakiokoot tai 2x alussukka Juzo Ulcer Liner (< KL 1) mittatilaustuotteet		•	–
				–	•
	Varvasosa				
		Umpinainen (Juzo Ulcer Liner)		•	•

Juzo Ulcer System

3573, 2561

Tehokas järjestelmä säärihaavojen hoitoon

- Tehokas hoito säärihaavoihin: 1. Suojele herkät alueet, 2. Korkealla kompressiopaineella
- Beige Juzo Ulcer (< KKL1) on helppo pukea ja suojaa herkät alueet.
- Juzo Ulcer Dynamic (KKL2) Päälyssukkana
- Alus- ja päälyssukka muodostavat yhdessä kompressioluokan 3 kompression
- Voi käyttää päivin ja öin, toimitetaan parissa mutta voi myös käyttää erikseen
- Huomaamaton, mukava myös kengissä



Kokotaulukko

Art. 3573 - 2561		Vakiokoot - Ympärysmitta cm					
Pituus cm		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL
PD AD normaali 40.0 – 46.0 lyhyt 34.0 – 39.0		cD 27.0 – 29.5	29.5 – 32.5	32.5 – 35.5	35.5 – 39.0	38.5 – 42.0	41.5 – 45.5
		cC 29.0 – 31.5	31.5 – 34.5	34.5 – 37.5	37.5 – 41.0	40.5 – 44.5	43.0 – 47.0
		cB' 23.5 – 25.5	25.5 – 28.0	27.5 – 30.0	30.0 – 33.0	32.5 – 35.5	35.0 – 38.5
		cB 18.5 – 20.0	20.0 – 22.0	22.0 – 24.0	24.0 – 26.0	26.0 – 28.5	28.0 – 30.5
		cY 28.0 – 30.5	29.0 – 31.5	31.0 – 34.0	33.0 – 36.0	35.0 – 38.5	37.0 – 40.5
PZ Juzo Ulcer Liner 22.5 – 27.5	cA	18.5 – 20.0	20.0 – 22.0	22.0 – 24.0	24.0 – 26.0	26.0 – 28.5	28.0 – 30.5
PA Juzo Ulcer Dynamic 15.0 – 21.0							
Kengän koko – 44							

Ominaisuudet

Pyöröneulokset
ilman saumaa



Käyttö
Flebologia

Ominaisuudet
+ mukautuva neulos
+ huoliteltu ulkonäkö

Käyttötarkoitukset
+ alaraaja

Kompressioluokat
34 – 46 mmHg (KL 3)

Esimerkkejä hoidosta



AD - Beige
Juzo Ulcer Liner



AD - Beige
Juzo Ulcer Liner yhdessä
Juzo Ulcer Dynamic

Juzo Ulcer System

Alaraaja

Värit

Beige

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Ulcer System 3573 Koko 1 – 6
	AD		Set	
		1x päällyssukka Juzo Ulcer Dynamic (KL 2) ja 2x alussukka Juzo Ulcer Liner (< KL 1)		•
	Varvasosa			
		Avoin (Juzo Ulcer Dynamic)		•
		Umpinainen (Juzo Ulcer Liner)		•
	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Ulcer System Add 2561 Koko 1 – 6
	AD		Set	
		2x alussukka Juzo Ulcer Liner (< KL 1) vakiokoot		•
	Varvasosa			
		Umpinainen (Juzo Ulcer Liner)		•

Juzo Helasana


4512

Hienoneulosrakenne ja kestävyys samassa paketissa

- Napakka ja pitkäikäinen kompressiosukka kaikkiin käyttötarpeisiin
- Kestävää ja erittäin joustavaa



Kokotaulukko

Art. 4512 Lengths in cm		Standard sizes - Circumferences in cm				
		II / S	III / M	IV / L	V / XL	
PG AG normal 72.0 – 83.0 short 66.0 – 72.0		Silicone border - Hip attachment				
		cG	44.0 – 66.0	48.0 – 71.0	52.0 – 76.0	56.0 – 81.0
		cF	42.0 – 62.0	46.0 – 67.0	50.0 – 72.0	54.0 – 77.0
cE		30.0 – 40.0	33.0 – 44.0	36.0 – 48.0	39.0 – 52.0	
Top border						
cD		27.0 – 37.0	30.0 – 41.0	33.0 – 45.0	36.0 – 49.0	
cC		28.0 – 38.0	31.0 – 42.0	34.0 – 46.0	37.0 – 50.0	
cB'		23.0 – 30.0	26.0 – 34.0	29.0 – 38.0	32.0 – 42.0	
cB		18.0 – 20.5	21.5 – 25.0	25.0 – 28.5	28.5 – 31.5	
cY		26.0 – 33.0	29.0 – 36.0	31.0 – 39.0	33.0 – 42.0	
cA		17.0 – 23.5	20.5 – 27.0	24.0 – 30.0	27.0 – 33.5	
PA 15.0 – 17.0						

Ominaisuudet

Pyöröneulokset
ilman saumaa

Käyttö
Flebologia

Ominaisuudet
+ very breathable

Käyttötarkoitukset
+ alaraaja

Kompressioluokat
23–32 mmHg (KL 2)

Alaraaja

Värit

Anise	
-------	--

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Helasana 4512 Koko II – V
	AD	Polvisukka	Pari	
	Lyhyt	Yläreuna		•
	AG	Reisisukka	Pari	
	Normaali Lyhyt	Yläreuna		•
		Silikonireuna		•
	AG lantiokiinnityksellä	Reisisukka	Kpl	
	Vasen tai oikea sukka tai kaytto parina Normaali Lyhyt	Vakiokoot lantiokiinnityksellä		•
	Varvasosa			
		Avoin		•

Jälkikäteen tehtävät muutokset

Pyöröneulokset (Vakiokoot / mittatilaus valmistetut)

Malli	Juzo Inspiration	Juzo Spirit	Juzo Soft	Juzo Energy	Juzo Adventure	Juzo Move	Juzo Dynamic	Juzo Dynamic Silver*	Juzo Dynamic Cotton	Juzo Helasana
Varvasosa (Pari)										
Kärjen lyhentäminen (Vain mittatilaustuotteena)	•	•	•			•	•	•	•	
Silikonireuna (Pari)										
Pukeminen mallin AD yhteydessä	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Pukeminen mallin AG yhteydessä	•	•	•			•	•	•	•	•
Silikonireunojen vaihto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Neulosreunan muutos silikonireunaksi			•				•	•	•	
Kapeampi / leveämpi silikonireuna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Lantiokiinnitykset										
Kiinnittäminen (Yksittäin)			•				•	•	•	•
Kiinnittäminen (Käytetään parina)			•				•	•	•	
Latiokiinnitys muutostyönä			•				•	•	•	
Housujen muutokset (Kappale)										
Avanneaukko	•	•	•				•	•	•	
Avoin haara			•				•	•	•	
Lyhentäminen (Pari)										
Sukkien lyhentäminen (Silikonireunalliset)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
*Vain mittatilaustuotteisiin										

Juzo Expert

3021, 3022, 3023, 3024

Miellyttävää pehmeyttä yksilölliseen hoitoon

- Saumallinen ja laadultaan miellyttävä tuote
- Erottuu muista tuotteista pehmeydellään ja hillityn elegantilla pintarakenteellaan
- Erittäin hengittävä materiaali



Kokotaulukko

Art. 3021. 3022		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL
PD AD / AD max normaali 40,0 – 46,0 lyhyt 34,0 – 39,0 PA middel 15,0 – 17,0 pitkä 17,0 – 19,0		Yläreuna - Ohut silikonireuna					
	max	29,5 – 32,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39,0	38,5 – 42,0	41,5 – 45,5	44,5 – 48,5
	cD	27,0 – 29,5	29,5 – 32,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39,0	38,5 – 42,0	41,5 – 45,5
	max	31,5 – 34,5	34,5 – 37,5	37,5 – 41,0	40,5 – 44,5	43,0 – 47,0	45,5 – 49,5
	cC	29,0 – 31,5	31,5 – 34,5	34,5 – 37,5	37,5 – 41,0	40,5 – 44,5	43,0 – 47,0
	max	26,0 – 28,5	28,5 – 31,0	30,5 – 33,5	33,0 – 36,5	35,0 – 38,0	37,5 – 41,0
	cB'	23,5 – 25,5	25,5 – 28,0	27,5 – 30,0	30,0 – 33,0	32,5 – 35,5	35,0 – 38,5
	cB	18,5 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,0	24,0 – 26,0	26,0 – 28,5	28,0 – 30,5
	cY	28,0 – 30,5	29,0 – 31,5	31,0 – 34,0	33,0 – 36,0	35,0 – 38,5	37,0 – 40,5
	cA	18,5 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,0	24,0 – 26,0	26,0 – 28,5	28,0 – 30,5
Kokonaan komplett kompletterend komplette 2023 Paitsi suurim- mat koot							

Ominaisuudet

Laakaneulokset
saumalla

Käyttö
Lymfologia

Ominaisuudet

- + litteä ja joustava sauma
- + kapea ja pehmeä
- + maksimaalinen liikkumisen vapaus

Käyttötarkoitukset

- + alaraaja
- + yläraaja
- + rintakehä
- + pää
- + amputoidun raajan kompressiotuotteet

Kompressioluokat

- 18 – 21 mmHg (KL 1)
- 23 – 32 mmHg (KL 2)
- 34 – 46 mmHg (KL 3)
- > 49 mmHg (KL 4)


Esimerkkejä hoidosta



ZE - Almond
Sauma ulkopuolella



HFA - Almond
Avoimet sormenpää



CG - Almond
Silikonireuna



TH - Almond
Vetoketju

Tietoa Juzo Expert Silver- ja Juzo Expert Cotton -tuotteiden ominaisuuksista on osoitteessa juzo.com/silver ja juzo.com/cotton

Juzo Expert

Alaraaja

Värit ja kohokohtat

*Vain Almondvärisenä

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	
Trend Colours	
Tutustu uusiin osoitteessa juzo.com/trend-colours	
Fashion Colours	
Tutustu uusiin osoitteessa juzo.com/fashion-colours	
Batik Collection	
Värit: Standard colours (except Sugar and Almond); Trend Colours can be batiked in black or white juzo.com/batik-collection	
Dip Dye Collection	
Värit: Poppy seed, Blueberry Tyypit: AD, AF, AG (KL 1/2) juzo.com/dip-dye	
Silityskuvat	

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert			
				3021, 3022	3023	3024*	
		Kaikki erikoisvärisävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus		Koko 1 – 6	Räätälöitynä	Räätälöitynä	Räätälöitynä
	ZE	Varvasosa	Kpl				
		Avo- tai umpikärki		–	•	•	–
	AB / AB1	Kompressiosukat ¹	Pari				
				•	•	–	–
	AD / AD max. ²	Polvisukka	Pari				
		Avoim varvasosa Pitkä jalkaosa Yläreuna		•	–	–	–
		Silikonireuna Joustoreuna		•	–	–	–
	AD	Polvisukka	Pari				
		Yläreuna		–	•	•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari				
		Yläreuna		–	•	•	•
	AG	Reisisukka	Pari				
		Yläreuna		–	•	•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl				
		Yläreuna		–	•	•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl				
		Pidennys vasemmalle tai oikealle		–	•	•	•
	BT / B1T	Leggingsit	Kpl				
		Yläreuna		–	•	•	•
	CT / DT	Caprihousut	Kpl				
		Yläreuna		–	•	•	•
	ET / FT	Bermuda-shortsit	Kpl				
		Yläreuna		–	•	•	•

¹ Vakiokokoihin saatavana vain kompressioluokka 2 ja väri Almond

² Juzo Expert AD -tuotteen vakiokoot saatavana vain värissä Almond

Juzo Expert Silver

Alaraaja

Värit

Almond

Silityskuvat

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Silver		
		Kaikki erikoislisävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus		3021, 3022 Räätälöitynä	3023 Räätälöi- tynä	3024 Räätälöi- tynä
	ZE	Varvasosa	Kpl			
		Avo- tai umpikärki		•	–	–
	AB / AB1	Kompressiosukat	Pari			
				•	–	–
	AD	Polvisukka	Pari			
		Yläreuna		•	•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari			
		Yläreuna		•	•	•
	AG	Reisisukka	Pari			
		Yläreuna		•	•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl			
		Yläreuna		•	•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl			
	Pidennys vasemmalle tai oikealle	Yläreuna		•	•	•
	BT / B1T	Leggingsit	Kpl			
		Yläreuna		•	•	•
	CT / DT	Caprihousut	Kpl			
		Yläreuna		•	•	•
	ET / FT	Bermuda-shortsit	Kpl			
		Yläreuna		•	•	•

Juzo Expert Cotton

Alaraaja

Värit

Almond

Silityskuvat

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Cotton	
		Kaikki erikoislisävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus		3021, 3022 Räätälöitynä	3023 Räätälöitynä
	ZE	Varvasosa	Kpl		
		Avo- tai umpikärki		•	–
	AB / AB1	Kompressiosukat	Pari		
				•	–
	AD	Polvisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
	AG	Reisisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl		
		Yläreuna		•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl		
	Pidennys vasemmalle tai oikealle	Yläreuna		•	•
	BT / B1T	Leggingsit	Kpl		
		Yläreuna		•	•
	CT / DT	Caprihousut	Kpl		
		Yläreuna		•	•
	ET / FT	Bermuda-shortsit	Kpl		
		Yläreuna		•	•

Juzo Expert · Juzo Expert Silver · Juzo Expert Cotton

Alaraaja

Kokotaulukko

Art. 3022 - BD, FG		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL
PFG 25,0	cG	Yläreuna					
	cF	44,0 – 47,0	47,0 – 50,5	50,5 – 54,5	54,5 – 58,0	58,0 – 61,0	61,0 – 65,0
PBD 30,0	cD	27,0 – 29,5	29,5 – 32,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39,0	38,5 – 42,0	41,5 – 45,5
	cC	29,0 – 31,5	31,5 – 34,5	34,5 – 37,5	37,5 – 41,0	40,5 – 44,5	43,0 – 47,0
	cB'	23,5 – 25,5	25,5 – 28,0	27,5 – 30,0	30,0 – 33,0	32,5 – 35,5	35,0 – 38,5
	cB	18,5 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,0	24,0 – 26,0	26,0 – 28,5	28,0 – 30,5

Värit

*Vain Almondvärisenä

Sugar

Sesame

Almond

Cinnamon

Cacao

Poppy seed

Blueberry

Black pepper

Trend Colours

Fashion Colours

Silityskuvat

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/fashion-colours


	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert		Juzo Expert Silver*	Juzo Expert Cotton*
				3021, 3022		3021, 3022	3021, 3022
		Kaikki erikoisväväre- rusteet, ks. erillinen yleiskatsaus		Koko 1 – 6 ¹	Räätälöitynä	Räätälöitynä	Räätälöitynä
	BD	Säärisegmentti	Pari				
				•	•	•	•
	BF	Segmentti	Pari	–	•	•	•
	BG	Segmentti	Pari	–	•	•	•
	DG	Reisisegmentti	Pari	–	•	•	•
	FG	Reisisegmentti	Pari	•	•	•	•

¹ Saatavana vain KL 2

Juzo Expert

Kompressiolahjes

Kokotaulukko

Art. 3232 - DF		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL
PDF 30,0		Yläreuna					
		36,0 – 38,0	38,0 – 40,0	40,0 – 42,0	42,0 – 44,0	44,0 – 46,0	46,0 – 48,0
PDE 15,0		29,0 – 31,0	31,0 – 33,0	33,0 – 35,0	35,0 – 37,0	37,0 – 39,0	39,0 – 41,0
		26,0 – 28,0	28,0 – 30,0	30,0 – 32,0	32,0 – 34,0	34,0 – 36,0	36,0 – 38,0

Värit

Almond	
Silityskuvat	

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert 3232	
				Koko 1 – 6	Räätälöitynä
	DF	Kompressiolahje	Pari		
		Yläreuna		•	•
	DG	Kompressiolahje	Pari		
		Yläreuna		–	•

Juzo Expert · Juzo Expert Silver · Juzo Expert Cotton

Alaraaja · Yläraaja · Amputaation jälkeen käytettävät kompressiotuotteet

Värit

*Vain Almondvärisenä


Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	
Trend Colours	
Tutustu uusiin osoitteessa juzo.com/trend-colours	
Fashion Colours	
Tutustu uusiin osoitteessa juzo.com/fashion-colours	
Silityskuvat	

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert 3021, 3022 Räätälöitynä	Juzo Expert Silver* 3021, 3022 Räätälöitynä	Juzo Expert Cotton* 3021, 3022 Räätälöitynä
	FG	Polven yläpuolelta amputoidun jalan kompressio	Kpl			
		Yläreuna		•	•	•
	CF	Polven alapuolelta amputoidun jalan kompressio	Kpl			
		Yläreuna		•	•	•
	HD	Polven alapuolelta amputoidun jalan kompressio	Kpl			
		Polveen asti Pirogoff-amputaation jälkeen		•	•	•
	SG	Amputoidun käsivarren kompressio	Kpl			
		Yläreuna		•	•	•
	SH	Amputoidun käsivarren kompressiohiha, jossa olkasuoja	Kpl			
		Olkaosa ja nauha		•	•	•
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen		•	•	•
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen ja silikonituki		•	•	•

Juzo Expert

Yläraaja

Kokotaulukko

Art. 3022 - CG		Vakiokoot · Ympärysmitta cm			
Pituus cm		2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL
		Ylipitkä, ohut silikonireuna, sauma käsivarren ulkopuolella			
PCG 42,0 – 46,0	CG	27,5 – 31,0	31,0 – 35,0	35,0 – 39,0	39,0 – 43,0
PCE 22,0 – 24,0	CF	24,5 – 27,5	27,5 – 30,5	30,5 – 34,5	34,5 – 38,5
	CE	23,0 – 25,5	25,5 – 28,0	28,0 – 31,0	31,0 – 34,0
	CD	22,0 – 24,0	24,0 – 27,0	27,0 – 30,0	30,0 – 33,0
	CC'	17,5 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,0	24,0 – 26,0
	CC	16,0 – 18,0	18,0 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,0

Värit

Almond		Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert 3022 Koko 2 – 5
		CGR / CGL	Hiha	Kpl	
			Ylipitkä, kapea silikonireuna, sauma käsivarren ulkopuolella Valitse vasen tai oikea		•

Juzo Expert · Juzo Expert Silver · Juzo Expert Cotton

Yläraaja

Värit ja kohokohtat

*Vain Almondvärisenä

Sugar	
-------	--

Sesame	
--------	--

Almond	
--------	--

Cinnamon	
----------	--

Cacao	
-------	--

Poppy seed	
------------	--

Blueberry	
-----------	--

Black pepper	
--------------	--

Trend Colours	
---------------	--

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours

Fashion Colours	
-----------------	--

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/fashion-colours

Batik Collection	
------------------	--

Värit: Standard colours
(except Sugar and Almond);
Trend Colours can be batiked
in black or white
juzo.com/batik-collection

Dip Dye Collection	
--------------------	--

Värit: Poppy seed, Blueberry
Tyypis: all (KL 1/2)
juzo.com/dip-dye

Silityskuvat	
--------------	--

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert		Juzo Expert Silver*		Juzo Expert Cotton*	
				3021, 3022	3023	3021, 3022	3023	3021, 3022	3023
		Kaikki erikoisvärisävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus		Räätä- löitynä	Räätä- löitynä	Räätä- löitynä	Räätä- löitynä	Räätä- löitynä	Räätä- löitynä
	CG	Hiha	Kpl						
		Yläreuna		•	•	•	•	•	•
	CH	Hiha olkaosalla	Kpl						
		Olkaosa ja nauha		•	•	•	•	•	•
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen		•	•	•	•	•	•
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen ja silikonituki		•	•	•	•	•	•
		Boleromalli		•	•	•	•	•	•
	AGA	Hiha, Neulottu käsiosa							
		Neulottu puolikäsine, yläreuna		•	•	•	•	•	•
	AGO / AGG	Hiha, Neulottu käsiosa							
		Neulottu puolikäsine, avoimet tai umpinaiset sormenpäät, yläreuna		•	•	•	•	•	•
	AHAG	Hiha, Neulottu käsiosa, olkaosa ja nauha							
		Neulottu puolikäsine, olkaosa ja nauha, yläreuna		•	•	•	•	•	•
	AHOG / AHGG	Hiha, Neulottu käsiosa, olkaosa ja nauha							
		Neulottu puolikäsine, avoimet tai umpinaiset sormenpäät, olkaosa ja nauha		•	•	•	•	•	•

Juzo Expert · Juzo Expert Silver · Juzo Expert Cotton

Yläraaja

Värit

*Vain Almondvärisenä

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	
Trend Colours	
Tutustu uusiin osoitteessa juzo.com/trend-colours	
Fashion Colours	
Tutustu uusiin osoitteessa juzo.com/fashion-colours	
Silityskuvat	

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert 3021, 3022		Juzo Expert Silver*	Juzo Expert Cotton*
		Kaikki erikoislisävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus		Koko 1 – 6*	Räätälöitynä	Räätälöitynä	Räätälöitynä
	Ranteen peittävät	Puolikäsine / käsine	Kpl				
		Avoin peukalo		•	•	•	•
		Kappalekohtainen lisämaksu peukalo		–	•	•	•
		Avoimet sormenpäät		•	•	•	•
		Umpinaiset sormenpäät		•	•	•	•
	Pituus kirjaimeen “D” asti	Puolikäsine / pitkä käsine, neulottu puolikäsine	Kpl				
		Avoin peukalo		–	•	•	•
		Kappalekohtainen lisämaksu peukalo		–	•	•	•
		Avoimet sormenpäät		–	•	•	•
		Umpinaiset sormenpäät		–	•	•	•
	Pituus kirjaimeen “E” asti	Puolikäsine / pitkä käsine, neulottu puolikäsine	Kpl				
		Avoin peukalo		–	•	•	•
		Kappalekohtainen lisämaksu peukalo		–	•	•	•
		Avoimet sormenpäät		–	•	•	•
		Umpinaiset sormenpäät		–	•	•	•
	Sormituki		Kpl	Koko 1 – 3*			
		Avoin		•	•	•	•
		Kappalekohtainen lisämaksu		–	•	•	•
	Tarranauhakiinnitys	Avoin		–	•	•	•
		Kappalekohtainen lisämaksu		–	•	•	•

Juzo Expert · Juzo Expert Silver

Rintakehä

Värit

*Vain Almondvärisenä

Sugar

Sesame

Almond

Cinnamon

Cacao

Poppy seed

Blueberry

Black pepper

Trend Colours

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours

Fashion Colours

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/fashion-colours

Silityskuvat

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert 3021, 3022 Räätälöitynä	Juzo Expert Silver* 3021, 3022 Räätälöitynä
		Rintakehän kompressiosegmentti	Kpl		
		Kainalosta lantiolle		•	•
		Rintakehän kompressiosegmentti, hihat	Kpl		
		Ylle pujotettava		•	•
		Tarranauhakiinnitys		•	•
		Vetoketju Vetoketju, vahvistettu alapuoli		•	•
		Silmukkakiinnitys Silmukkakiinnitys, vahvistettu		•	•
		Rintakehän kompressiosegmentti, hihallinen	Kpl		
		Ylle pujotettava		•	•
		Tarranauhakiinnitys		•	•
	Pitkät tai lyhyet hihat	Vetoketju Vetoketju, vahvistettu alapuoli		•	•
		Silmukkakiinnitys Silmukkakiinnitys, vahvistettu		•	•
		Rintakehän alueen kompressiopuku	Kpl		
		Tarranauhakiinnitys		•	•
		Vetoketju Vetoketju, vahvistettu alapuoli		•	•
	Vartalokiinnitys	Silmukkakiinnitys Silmukkakiinnitys, vahvistettu		•	•
		Rintakehän alueen kompressiopuku pitkillä tai lyhyillä hihoilla	Kpl		
		Tarranauhakiinnitys		•	•
	Vartalokiinnitys Pitkät tai lyhyet hihat	Vetoketju Vetoketju, vahvistettu alapuoli		•	•
		Silmukkakiinnitys Silmukkakiinnitys, vahvistettu		•	•

Juzo Expert · Juzo Expert Silver

Pää

Värit

*Vain Almondvärisenä

Sugar

Sesame

Almond

Cinnamon

Cacao

Poppy seed

Blueberry

Black pepper

Trend Colours

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours

Fashion Colours

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/fashion-colours

Silityskuvat

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert 3021 Räätälöitynä	Juzo Expert Silver* 3021 Räätälöitynä
	Päänauha, kaulaosa niskan takana, suljettavissa pään takaa	Kaula-leukaside	Kpl		
		Tarranauhakiinnitys		•	•
	Otsa ja pään takaosa avoinna Aukot korville tilauksesta Suljettavissa pään takaa	Silmukkakiinnitys		•	•
		Kasvonaamio	Kpl		
	Otsa ja pään takaosa avoinna Aukot korville tilauksesta Suljettavissa pään takaa	Tarranauhakiinnitys		•	•
		Silmukkakiinnitys		•	•
	Otsa ja pään takaosa avoinna Aukot korville tilauksesta Suljettavissa pään takaa	Kasvonaamio	Kpl		
		Tarranauhakiinnitys		•	•
	Otsa ja pään takaosa suljettu Aukot korville tilauksesta Suljettavissa pään takaa	Silmukkakiinnitys		•	•
		Kasvonaamio	Kpl		
	Otsa ja pään takaosa suljettu Aukot silmille, nenälle, suulle ja korville tilauksesta Suljettavissa pään takaa	Tarranauhakiinnitys		•	•
		Silmukkakiinnitys		•	•

Juzo Expert Strong

3051, 3052, 3053, 3054

Luotettava ja vahva tuote lymfologiaan

- Suuri työpaine
- Aktivoiva hierontavaikutus, joka stimuloi imunestekiertoa.
- Miellyttävän hengittävä
- Strong tukee vaikeiden lymfedeemien ja lipödeemien hoitoa ammattimaisella tavalla.



Ominaisuudet

Laakaneulokset
saumalla



Käyttö

Lymfologia

Ominaisuudet

- + litteä ja joustava sauma
- + suuri hoitopaine
- + hierontavaikutus

Käyttötarkoitukset

- + alaraaja
- + yläraaja

Kompressioluokat

- 18 – 21 mmHg (KL 1)
- 23 – 32 mmHg (KL 2)
- 34 – 46 mmHg (KL 3)
- > 49 mmHg (KL 4)

Esimerkkejä hoidosta



ZE - Almond
Avokärki



AD - Almond
Umpikärjet



AD - Almond
Vetoketjun tiedot



AD - Almond
Korotuksen tiedot




AT - Poppy seed
Housuosa: Slipform




BG - Almond
Segmentti



HFA - Almond
Avoimet sormenpäät



CG - Almond
Silikonireuna



CH - Almond
Bolerosauman tiedot

Tietoa Juzo Expert Strong Silver- ja Juzo Expert Strong Cotton -tuotteiden ominaisuuksista on osoitteessa juzo.com/silver ja juzo.com/cotton

Juzo Expert Strong

Alaraaja

Värit

*Vain Almondvärisenä

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	
Trend Colours	
Tutustu uusiin osoitteessa juzo.com/trend-colours	
Fashion Colours	
Tutustu uusiin osoitteessa juzo.com/fashion-colours	
Silityskuvat	

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Strong		
				3051, 3052 Räätälöitynä	3053 Räätälöitynä	3054* Räätälöitynä
	ZE	Varvasosa	Kpl			
		Avo- tai umpikärki		•	•	–
	AB / AB1	Kompressiosukat	Pari			
				•	–	–
	AD	Polvisukka	Pari			
		Yläreuna		•	•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari			
		Yläreuna		•	•	•
	AG	Reisisukka	Pari			
		Yläreuna		•	•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl			
		Yläreuna		•	•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl			
	Pidennys vasemmalle tai oikealle	Yläreuna		•	•	•
	BT / B1T	Leggingsit	Kpl			
		Yläreuna		•	•	•
	CT / DT	Caprihousut	Kpl			
		Yläreuna		•	•	•
	ET / FT	Bermuda-shortsit	Kpl			
		Yläreuna		•	•	•

Juzo Expert Strong Silver

Alaraaja

Värit

Almond

Silityskuvat

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Strong Silver		
		Kaikki erikoislisävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus		3051, 3052 Räätälöitynä	3053 Räätälöitynä	3054 Räätälöitynä
	ZE	Varvasosa	Kpl			
		Avo- tai umpikärki		•	–	–
	AB / AB1	Kompressiosukat	Pari			
				•	–	–
	AD	Polvisukka	Pari			
		Yläreuna		•	•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari			
		Yläreuna		•	•	•
	AG	Reisisukka	Pari			
		Yläreuna		•	•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl			
		Yläreuna		•	•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl			
	Pidennys vasemmalle tai oikealle	Yläreuna		•	•	•
	BT / B1T	Leggingsit	Kpl			
		Yläreuna		•	•	•
	CT / DT	Caprihousut	Kpl			
		Yläreuna		•	•	•
	ET / FT	Bermuda-shortsit	Kpl			
		Yläreuna		•	•	•

Juzo Expert Strong Cotton

Alaraaja

Värit

Almond

Silityskuvat

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Strong Cotton	
		Kaikki erikoislisävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus		3052	3053
				Räätälöitynä	Räätälöitynä
	AD	Polvisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
	AG	Reisisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl		
		Yläreuna		•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl		
	Pidennys vasemmalle tai oikealle	Yläreuna		•	•
	BT / B1T	Leggingsit	Kpl		
		Yläreuna		•	•
	CT / DT	Caprihousut	Kpl		
		Yläreuna		•	•
	ET / FT	Bermuda-shortsit	Kpl		
		Yläreuna		•	•

Juzo Expert Strong · Juzo Expert Strong Silver · Juzo Expert Strong Cotton

Alaraaja

Värit
*Vain Almondvärisenä

Sugar

Sesame

Almond

Cinnamon

Cacao

Poppy seed

Blueberry

Black pepper

Trend Colours

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours

Fashion Colours

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/fashion-colours

Silityskuvat

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Strong	Juzo Expert Strong Silver*	Juzo Expert Strong Cotton*
		Kaikki erikoisjäsenävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus		3051, 3052 Räätälöitynä	3051, 3052 Räätälöitynä	3052 Räätälöitynä
	BD	Säärisegmentti	Pari			
				•	•	•
	BF	Segmentti	Pari			
				•	•	•
	BG	Segmentti	Pari			
				•	•	•
	DG	Reisisegmentti	Pari			
				•	•	•
	FG	Reisisegmentti	Pari			
				•	•	•

Juzo Expert Strong · Juzo Expert Strong Silver

Yläraaja

Värit
*Vain Almondvärisenä

Sugar

Sesame

Almond

Cinnamon

Cacao

Poppy seed

Blueberry

Black pepper

Trend Colours

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours

Fashion Colours

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/fashion-colours

Silityskuvat

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Strong	Juzo Expert Strong Silver*
		Kaikki erikoisjäsenävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus		3051, 3052 Räätälöitynä	3051, 3052 Räätälöitynä
		Puolikäsinen / käsine	Kpl		
	Ranteen peittävät	Avoim peukalo		•	•
		Umpinainen peukalo		•	•
		Avoimet sormenpäät		•	•
		Umpinaiset sormenpäät		•	•
		Puolikäsinen / käsine Pitkä Neulottu puolikäsinen	Kpl		
	Pituus kirjaimen "D" asti	Avoim peukalo		•	•
		Umpinainen peukalo		•	•
		Avoimet sormenpäät		•	•
		Umpinaiset sormenpäät		•	•
		Puolikäsinen / käsine Pitkä Neulottu puolikäsinen	Kpl		
	Pituus kirjaimen "E" asti	Avoim peukalo		•	•
		Umpinainen peukalo		•	•
		Avoimet sormenpäät		•	•
		Umpinaiset sormenpäät		•	•

Juzo Expert Strong · Juzo Expert Strong Silver

Yläraaja

Värit

*Vain Almondvärisenä

Sugar

Sesame

Almond

Cinnamon

Cacao

Poppy seed

Blueberry

Black pepper

Trend Colours

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours

Fashion Colours

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/fashion-colours

Silityskuvat

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Strong		Juzo Expert Strong Silver*	
		Kaikki erikoislisävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus		3051, 3052	3053	3051, 3052	3053
				Räätälöitynä	Räätälöitynä	Räätälöitynä	Räätälöitynä
	CG	Hiha	Kpl				
		Yläreuna		•	•	•	•
	CH	Hiha olkaosalla	Kpl				
		Olkaosa ja nauha		•	•	•	•
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen		•	•	•	•
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen ja silikonituki		•	•	•	•
		Boleromalli		•	•	•	•
	AGA	Hiha, Neulottu käsiosa					
		Neulottu puolikäsine Yläreuna		•	•	•	•
	AGO / AGG	Hiha, Neulottu käsiosa					
		Neulottu puolikäsine, yläreuna		•	•	•	•
	AHAG	Hiha, Neulottu käsiosa, olkaosa ja nauha					
		Neulottu puolikäsine Olkaosa ja nauha		•	•	•	•
	AHOG / AHGG	Hiha, Neulottu käsiosa, olkaosa ja nauha					
		Neulottu puolikäsine Avoimet tai umpinaiset sormenpäät Olkaosa ja nauha		•	•	•	•

Juzo Classic Seamless


2301, 2302

Muotoutuva ja miellyttävä

- Innovatiivisen seamless-high tech -neulostekniikatekniikan ansiosta häiritsevästä saumoista on päästy eroon
- Tarkoitettu erityisesti ödeemien ja tapaturman jälkeisten turvotusten hoitoon
- Pehmeä neulos
- Hengittävä materiaali



Kokotaulukko

Art. 2302 - BT, CT, FT, FTM	Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
 cT	65,0 – 75,0	75,0 – 85,0	85,0 – 95,0	95,0 – 105,0	105,0 – 115,0	115,0 – 125,0
cH	85,0 – 95,0	95,0 – 105,0	105,0 – 115,0	115,0 – 125,0	125,0 – 135,0	135,0 – 145,0
cG	43,0 – 56,0	47,0 – 62,0	51,0 – 66,0	55,0 – 73,0	59,0 – 77,0	64,0 – 82,0
cF	43,0 – 53,0	47,0 – 59,0	51,0 – 63,0	55,0 – 70,0	59,0 – 74,0	64,0 – 79,0
cE	30,0 – 37,0	33,0 – 41,0	36,0 – 44,0	38,0 – 48,0	40,0 – 50,0	44,0 – 54,0
cD	26,0 – 33,0	28,0 – 36,0	32,0 – 39,0	35,0 – 43,0	37,0 – 47,0	39,0 – 50,0
cC	27,0 – 37,0	30,0 – 40,0	33,0 – 43,0	36,0 – 47,0	39,0 – 51,0	42,0 – 54,0
cB1	22,5 – 28,5	25,0 – 31,0	27,5 – 33,5	30,0 – 37,0	33,0 – 40,5	36,0 – 43,5
cB	18,0 – 20,0	19,0 – 22,0	21,0 – 24,5	23,5 – 27,0	26,0 – 30,0	29,0 – 33,0

Ominaisuudet

Laakaneulokset
Seamless



Käyttö

Lymfologia

Ominaisuudet

- + ohut ja tukeva
- + hengittävä materiaali
- + pehmeä neulos


Käyttötarkoitukset

- + alaraaja
- + yläraaja

Kompressioluokat

18 – 21 mmHg (KL 1)
23 – 32 mmHg (KL 2)


Esimerkkejä hoidosta



ZE - Almond
Avokärki



AGA - Almond
Balance-silikonireuna



CT - Almond
Balance-silikonireuna



HFA - Almond
Avoimet sormenpäät

Juzo Classic Seamless

Alaraaja

Värit


Sesame	
Almond	
Black pepper	

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Classic Seamless 2302
				Koko 1 – 6
	FT / FTM (Nainen / Mies)	Bermuda-shortsit	Kpl	
		Lahkeet joustavalla reunalla		•
	CT	Caprihousut	Kpl	
		Lahkeet joustavalla reunalla		•
	BT	Leggingsit	Kpl	
				•

Juzo Classic Seamless

Alaraaja

Kokotaulukko

Art. 2301, 2302 ZEA		Vakiokoot · Ympärysmitta cm				
		2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
	CA ¹	19,5 – 22,5	22,5 – 25,0	25,0 – 27,5	27,5 – 30,0	30,0 – 32,5
	CA	19,5 – 22,5	22,5 – 25,0	25,0 – 27,5	27,5 – 30,0	30,0 – 32,5

Värit


Sesame	
Almond	
Black pepper	


	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Classic Seamless 2301, 2302
				Koko 2 – 6
	ZEAL/ZEAR	Varvasosa	Kpl	
		Avokärki Valitse vasen tai oikea		•

Juzo Classic Seamless

Yläraaja

Kokotaulukko

Art. no. 2301, 2302 HDA, HFA		Vakiokoot · Ympärysmitta cm				
		2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL
	cA	17,5 – 19,5	19,5 – 21,0	21,0 – 23,0	23,0 – 25,5	25,5 – 28,0
	cC	14,5 – 16,5	16,5 – 18,0	18,0 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,0

Art. 2301, 2302 · CGA, AGO, AGA		Vakiokoot · Ympärysmitta cm				
		2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL
	cG	28,5 – 32,5	31,5 – 36,0	35,0 – 39,5	38,5 – 43,0	42,0 – 45,5
	cF	26,5 – 30,0	29,0 – 33,0	32,0 – 36,0	35,0 – 38,0	37,0 – 40,0
	cE	24,5 – 27,5	26,5 – 30,0	29,0 – 32,0	31,0 – 34,0	33,0 – 36,0
	cD	23,0 – 26,0	25,0 – 28,0	27,0 – 30,0	29,0 – 32,0	31,0 – 34,0
	cC	14,5 – 16,5	16,5 – 18,0	18,0 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,0
	cB	17,5 – 19,5	19,5 – 21,0	21,0 – 23,0	23,0 – 25,5	25,5 – 28,0
	cA	17,5 – 19,5	19,5 – 21,0	21,0 – 23,0	23,0 – 25,5	25,5 – 28,0

Laatumerkki koskee vain mallia 2302 CGA



Värit

Sesame	
Almond	
Black pepper	

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Classic Seamless 2301, 2302 Koko 2 – 6
	HDA	Puolikäsine Avoin peukalo	Kpl	•
	HFA	Käsine Avoimet sormenpäät	Kpl	•
	CGA	Hiha Kapea balance-silikonireuna - 3,5 cm	Kpl	•
	AGA	Hiha Neulottu puolikäsine (Avoin peukalo) ja Kapea balance-silikonireuna - 3,5 cm	Kpl	•
	AGO	Hiha Neulottu puolikäsine (Avoimet sormenpäät) ja Kapea balance-silikonireuna - 3,5 cm	Kpl	•

Erikoislisävarusteet

Alaraaja (Räätälöitynä)

Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver, Juzo Expert Strong Cotton

Varvasosa / Jalkaterä	ZE	AB/AB1	AD	BD	AF/AG	BF/BG	DG/DF	AT	BT/ B1T/CT	ET/FT	Määrä
Sauma ulkopuolella	–	•	•	–	•	–	–	•	–	–	Pari
Kompression antava varvasosa: Pik- kuvarvas (5) täysin avoin suora / vino	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Kpl
Avokärki	–	•	•	–	•	–	–	•	–	–	Pari
Umpikärjet	–	•	•	–	•	–	–	•	–	–	Pari
Umpikärjet; Isovarvas erotettuna	–	•	•	–	•	–	–	•	–	–	Pari
Isovarvasosa	–	•	•	–	•	–	–	•	–	–	Pari
Epäsymmetriset kärjet	–	•	•	–	•	–	–	•	–	–	Pari
Viistottu jalkaterä (Saatavana avoi- mella ja suljetulla kärjellä)	–	•	•	–	•	–	–	•	–	–	Pari
Silikonipinnoite jalkapohjassa	–	•	•	–	•	–	–	•	–	–	Pari
Anatomisesti muotoiltu nilkka (nilkka 90°)	–	•	•	–	•	–	–	•	–	–	Pari

Jalka	ZE	AB/AB1	AD	BD	AF/AG	BF/BG	DG/DF	AT	BT/ B1T/CT	ET/FT	Määrä
Vetoketju	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kpl
Päälleommeltu vetoketju ulkopuolella	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kpl
Tarranauhakiinnitys	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kpl
Reisiosia kokonaan neulottu (Vakio)	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	Kpl
Anatomisesti muotoiltu polvi mitassa (30° or 50°)	–	–	–	–	•	•	•	•	•	–	Kpl
Useita KL	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	Kpl

Muuta	ZE	AB/AB1	AD	BD	AF/AG	BF/BG	DG/DF	AT	BT/ B1T/CT	ET/FT	Määrä
Pesumerkin kiinnittäminen tuotteen ulkopuolelle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kpl
Sauma ulkopuolella	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kpl

Erikoislisävarusteet

Alaraaja (Räätälöitynä)

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna



Joustoreuna

Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver, Juzo Expert Strong Cotton

Vaihtoehdot-Jalka	ZE	AB / AB1	AD	BD	AF / AG	BF / BG	DG / DF	AT	BT / B1T / CT	ET / FT	Määrä
Viistottu yläreuna	–	•	•	•	•	•	•	–	–	–	Pari
Viistottu yläreuna max.	–	•	•	•	•	•	•	–	–	–	Pari
Viistottu yläreuna edessä max.	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	Pari
Silikonireuna Leveys 3,5 cm	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	Pari
Silikonireuna Leveys 5 cm	–	•	•	•	•	•	•	–	–	–	Pari
Balance-silikonireuna Leveys 3,5 cm	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	Pari
Balance-silikonireuna Leveys 5 cm	–	•	•	•	•	•	•	–	–	–	Pari
Joustoreuna Leveys 3,5 cm	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	Pari
Koristesilikonireuna Leveys 5 cm	–	•	•	•	•	•	•	–	–	–	Pari
Balance-koristesilikonireuna Leveys 5 cm	–	•	•	•	•	•	•	–	–	–	Pari
Pitsisilikonireuna Leveys 5 cm	–	–	•	•	•	•	•	–	–	–	Pari
Kiinniomeltu lisäsilikoniraita (Saatavana ainoastaan viistotun yläreunan kanssa)	–	–	•	•	•	•	•	–	–	–	Pari
Kiinniomeltu ¾ lisäsilikoniraita (Saatavana ainoastaan viistotun yläreunan kanssa)	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	Pari
Silikonistopperi (sivulla ulkopuolelta poikittain, edessä pitkittäin)	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	Pari
Säären reunassa nyppysilikonireuna	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	Kpl
Ommeltu housuosa	–	–	–	Ks. kohdasta Housuosa			–	–	–	–	Kpl
Lantiokiinnitykset (Vakio)	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	Kpl
Lantiokiinnitykset (Mittailaus)	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	Kpl

Erikoislisävarusteet

Alaraaja (Räätälöitynä)

Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver, Juzo Expert Strong Cotton

Vartalo-osa	ZE	AB/AB1	AD	BD	AF/AG	BF/BG	DG/DF	AT	BT/ B1T/CT	ET/FT	Määrä
Matfit, Stegform, Slipform	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	Kpl
Matfit tarrakiinnitys	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	Kpl
Housuosassa hakaskiinnitys	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	Kpl
Silmukkakiinnitys, vahvistettu	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	Kpl
Vartalo-osa KL 1	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	Kpl
Silikonistopperi (Sivulla / Edessä / Takana)	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	Kpl
Tarranauhakiinnitys (Edessä / Takana / individual)	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	Kpl
Vetoketju (Edessä / Takana / individual)	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	Kpl
Leikkaus housuosassa (Edessä / Takana)	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	Kpl
Säädettävällä vyötärönauhalla	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	Kpl
Vyötäröpannalla	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	Kpl
Vyötäröpanta tarrakiinnityksellä	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	Kpl
Silikonireuna, Leveys 5 cm	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	Kpl
Avanneaukko	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	Kpl
Tarra rintakehätuen liittämiseen	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	Kpl

Malli							Määrä
Art. 3021, 3022 Vartalo-osa KT Juzo Expert (Värit: Almond)							Kpl
AG-sukkien kiinnittämiseen Valmistettu useista kompressiokuiduista, joten tuotteessa voi olla ompeleita, korkeus 23 cm							
Koko	1	2	3	4	5		
Housuosan suurin ympärys cm:nä	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120	120 – 135		
Art. 3021, 3022 Vartalo-osa KT Juzo Expert in custom-made (Värit: Almond)							Kpl
AG-sukkien kiinnittämiseen Valmistettu useista kompressiokuiduista, joten tuotteessa voi olla ompeleita, korkeus 23 cm							
Tarrakiinnityksellä							

Erikoislisävarusteet

Alaraaja (Räätälöitynä)

Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver, Juzo Expert Strong Cotton

Haara	ZE	AB/AB1	AD	BD	AF/AG	BF/BG	DG/DF	AT	BT/ B1T/CT	ET/FT	Määrä
Haarakiila / Haarakiila Pieni Haarakiilaverkko / Haarakiilaverkko Pieni	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	Kpl
Kompression antava haarakiila (Normaali / pieni)	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	Kpl
Avoin haara	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	Kpl
Sepauksella	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	Kpl
Tila kivespussille huumioitu Tila kivespussille huumioitu verkko- materiaali	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	Kpl

Painetyyny / Vuoraus	ZE	AB/AB1	AD	BD	AF/AG	BF/BG	DG/DF	AT	BT/ B1T/CT	ET/FT	Määrä
Painetyyny Dr. Rotter (mediaali / lateraali)	–	•	•	–	•	–	–	•	–	–	Kpl
Vuorikangastaskut Dr. Rotter pehmusteille	–	•	•	–	•	–	–	•	–	–	Kpl
Kehräsluun silikonityyny (mediaali / lateraali)	–	•	•	–	•	–	–	•	–	–	Kpl
Vuorikangastaskut silikonipehmusteille	–	•	•	–	•	–	–	•	–	–	Kpl
Vuorikangastasku / Vuoraus cE :ssä (Normaali / Silver)	–	–	–	–	•	•	•	•	•	–	Kpl
Vuorikangastasku / Vuoraus cY :ssä (Normaali / Silver)	–	•	•	–	•	–	–	•	–	–	Kpl
Vuorikangastasku / Vuoraus individual (Normaali / Silver)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kpl
Vuorikangas kantapää (Normaali / Silver)	–	•	•	–	•	–	–	•	–	–	Kpl
Vuorikangas akillesjänne (Normaali / Silver)	–	•	•	–	•	–	–	•	–	–	Kpl
Vuorikangas jalkapohja (Normaali / Silver)	–	•	•	–	•	–	–	•	–	–	Kpl

Erikoislisävarusteet

Yläraaja (Räätälöitynä)

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna



Joustoreuna

Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver

Hanska	HDAC / HFAC/HFC	HDAD / HFAD/HFD	HDAE / HFAE/HFE	Määrä
Muotoiltu painepehmuste käteen – lyhyt	•	•	•	Kpl
Muotoiltu painepehmuste käteen – pitkä	•	•	•	Kpl
Silikonipinnoite – kämmenpuolella	•	•	•	Kpl
Vetoketju	•	•	•	Kpl
Päälleommeltu vetoketju ulkopuolella	•	•	•	Kpl
Vuorikangas sormi 1 + 2 (Normaali / Silver)	•	•	•	Kpl
Vuorikangastasku/Vuoraus individual (Normaali / Silver)	•	•	•	Kpl
Viistottu yläreuna at “cD” / “cE” (Normaali / max.)	–	•	•	Kpl
Silikonireuna Leveys 3,5 cm	–	•	•	Kpl
Balance-silikonireuna Leveys 3,5 cm	–	•	•	Kpl
Joustoreuna Leveys 3,5 cm	–	•	•	Kpl

Muuta	FI	HDAC / HFAC/HFC	HDAD / HFAD/HFD	HDAE / HFAE/HFE	Määrä
Pesumerkin kiinnittäminen tuotteen ulkopuolelle	•	•	•	•	Kpl
Sauma ulkopuolella	•	•	•	•	Kpl

Erikoislisävarusteet

Yläraaja (Räätälöitynä)

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna



Joustoreuna

Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver

Hiha	CG	CH	AGA	AGO / AGG	AHAG	AHOG / AHGG	Määrä
Viistottu yläreuna at “cG” (Normaali / max.)	•	–	•	•	–	–	Kpl
Silikonireuna Leveys 3.5 / 5 cm	•	–	•	•	–	–	Kpl
Balance-silikonireuna Leveys 3.5 / 5 cm	•	–	•	•	–	–	Kpl
Balance-koristesilikonireuna Leveys 5 cm	•	–	•	•	–	–	Kpl
Joustoreuna Leveys 3,5 cm	•	–	•	•	–	–	Kpl
Kiinniomeltu lisäsilikoniraita (Saatavana ainoastaan viistotun yläreunan kanssa)	•	–	•	•	–	–	Kpl
Kiinniomeltu ¾ lisäsilikoniraita (Saatavana ainoastaan viistotun yläreunan kanssa)	•	–	•	•	–	–	Kpl
Silikonistopperi (sivulla ulkopuolella poikittain)	•	•	•	•	•	•	Kpl
Silikonituki	–	•	–	–	•	•	Kpl
Anatomisesti muotoonkudottu kyynärpää (30° tai 50°)	•	•	•	•	•	•	Kpl
Sauma käsivarren ulkosivulla-pikkusormen suuntaisesti ainoas- taan “cG” (30° ja 50° anat. muotoonkudottu kyynärpää)	•	–	–	–	–	–	Kpl
Vuorikangastasku / Vuoraus cE :ssä (Normaali / Silver)	•	•	•	•	•	•	Kpl
Vuorikangastasku individual (Normaali / Silver)	•	•	•	•	•	•	Kpl
Vetoketju	•	•	•	•	•	•	Kpl
Päälleommeltu vetoketju ulkopuolella	•	•	•	•	•	•	Kpl

Muuta	CG	CH	AGA	AGO / AGG	AHAG	AHOG / AHGG	Määrä
Pesumerkin kiinnittäminen tuotteen ulkopuolelle	•	•	•	•	•	•	Kpl
Sauma ulkopuolella	•	•	•	•	•	•	Kpl

Erikoislisävarusteet

Rintakehä (Räätälöitynä)

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna

Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver

Sulkeminen / Edessä / Keskellä / Takana / Erikseen	Määrä
Vetoketju Normaali / Alapuoli vahvistettu	Kpl
Silmukkakiinnitys Normaali / Vahvistettu	Kpl

Reuna / Kiinnitys	Määrä
Bodykiinnitys (hakas- / tarrakiinnitys)	Kpl
Silikonireuna Leveys 5 cm	Kpl
Balance-silikonireuna Leveys 5 cm	Kpl
Koristesilikonireuna Leveys 5 cm	Kpl
Balance-koristesilikonireuna Leveys 5 cm	Kpl
Vyötäröpanalla Leveys 4cm	Kpl
Tarranauhakiinnitys for attaching to Rintakehä	Kpl

Hihas	Määrä
Useita KL	Kpl
Silikonireuna – Hihan reuna Leveys 3,5 cm	Kpl
Balance-silikonireuna – Hihan reuna Leveys 3,5 cm	Kpl

Muuta	Määrä
Pystykaulus	Kpl
Pystykaulus tarrakiinnityksellä	Kpl
Vahvistettu rintaliivikuppi	Kpl
Proteesitasku	Kpl
Vuorikangastasku/Vuoraus cE :ssä (Normaali / Silver)	Kpl
Vuorikangas kainalo (Normaali/Silver)	Kpl
Vuorikangastasku/Vuoraus individual (Normaali/Silver)	Kpl
Joustamaton selkäkappale	Kpl
Sauma ulkopuolella	Kpl
Pesumerkin kiinnittäminen tuotteen ulkopuolelle	Kpl

Erikoislisävarusteet

Amputaation jälkeen käytettävät kompressiotuotteet (Räätälöitynä)

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Joustoreuna

Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Dynamic, Juzo Dynamic Silver

Reisi	FG	CF	Määrä
Silikonireuna Leveys 5 cm	•	•	Kpl
Balance-silikonireuna Leveys 5 cm	•	•	Kpl
Koristesilikonireuna Leveys 5 cm	•	•	Kpl
Balance-koristesilikonireuna Leveys 5 cm	•	•	Kpl
Joustoreuna Leveys 5 cm	•	•	Kpl
Lantiokiinnitykset (Vakio)	•	—	Kpl
Lantiokiinnitykset (Räätälöitynä)	•	—	Kpl
Proteesivarren aukko 2 cm	•	•	Kpl
Tyngän pidennys yksi- / kaksipuolinen	•	—	Kpl

Hiha	SG	SH	Määrä
Kapea silikonireuna Leveys 3,5 cm	•	—	Kpl
Kapea balance-silikonireuna Leveys 3,5 cm	•	—	Kpl
Joustoreuna Leveys 3,5 cm	•	•	Kpl
Viistottu yläreuna (Normaali / max.)*	•	—	Kpl
Silikonituki	—	•	Kpl

Muuta	AD / AF / AG / AT	FG / CF	SG / SH	Määrä
Compressive toe portion	•	—	—	Kpl
Sauma ulkopuolella	—	•	•	Kpl
Pesumerkin kiinnittäminen tuotteen ulkopuolelle	—	•	•	Kpl

*Saatavana vain Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton

Jälkikäteen tehtävät muutokset

Laakaneulokset (Räätälöitynä)

Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver, Juzo Expert Strong Cotton

Malli	Vaihtoehdot	
Varvasosa		Pari
Kiinnittäminen		•
Poistaminen		•
Silikonireuna		Pari
Kiinnittäminen	AD-mallin yhteydessä AG-mallin yhteydessä	•
Silikonireunojen vaihto	vaihto Pitsisilikonireuna, Silikonireuna, Koristesilikonireuna, Balance-silikonireuna, Balance-koristesilikonireuna	•
Neulosreunan muutos silikonireunaksi	vaihto Pitsisilikonireuna, Silikonireuna, Koristesilikonireuna, Balance-silikonireuna, Balance-koristesilikonireuna (only possible for straight top)	•
Silikonireuna	Kapeampi Leveämpi	•
Lantiokiinnitykset		
Kiinnittäminen	Yksittäin	•
	Käytetään parina	•
Housujen muutokset		Kpl
Vyötärökuminauha		•
Avanneaukko		•
Avoin haara		•
Sepauksella		•
Painetyyny / Vuoraus		Kpl
Vuorikankaan muotoilu		•
Vuorikangastaskun muotoilu		•
Painetyyny Dr. Rotter	Pehmusteet lisämaksusta	•
Kehräsluun silikonityyny	Pehmusteet lisämaksusta	•
Yksittäisen pehmusteen muotoilu		•

Juzo SoftCompress

Siteet

Pehmustemateriaalit turvotusten hoitoon

- Pystysuuntaan kulkeviin vaahtomuovikanavat
- Ainutlaatuinen pintarakenne
- Puuvilla pinta joten materiaali on erittäin ihoystävällistä
- Hyvin helppoa käyttää
- Voidaan käyttää ideaaliteiden tai Juzo ACS Lightin tai Juzo Compression Wrapin kanssa
- Pehmeiden ja -pelottien avulla kompressiopainetta voidaan lisätä pistemäisesti paikallisten turvotusten yhteydessä



Ominaisuudet

Kompressio- teet system



Käyttö

Lymfologia

Ominaisuudet

- + hengittävä
- + puuvillapinta
- + kohdistettu paine
- + pestävä materiaali


Käyttötarkoitukset

- + alaraaja
- + yläraaja


Esimerkkejä hoidosta



Sääri- ja reisiside



Käsivarren side



Rintaside



Kompressiorulla

Juzo SoftCompress

Siteet · Alaraaja · Yläraaja

Värit

White	
-------	--

	Art.	Malli	Vakiokoot ¹		Räätälöitynä	Yksi koko
	6830	Sääriside (käyttö CPDT:ssä, vaihe 2)		Kpl		
			Koko 1	•	•	–
			Koko 2	•		
			Koko 3	•		
			Koko 4	•		
			Koko 5	•		
	6831	Sääriside (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)		Kpl		
	Sisällys	2 kehräsluun pehmustetta		–	•	•
	6820	Sääri- ja reisiside (käyttö CPDT:ssä, vaihe 2)		Kpl		
	Sisällys	2 kehräsluun pehmustetta 1 polvipehmuste	–	–	•	–
	6821	Sääri- ja reisiside (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)		Kpl		
	Sisällys	2 kehräsluun pehmustetta 1 polvipehmuste 1 kompressorulla (10 cm x 4 m) 1 kompressorulla (12 cm x 4 m)		–	–	•
	6822	Käsivarren side (käyttö CPDT:ssä, vaihe 2)		Kpl		
	Sisällys	1 käsipehmuste 1 kyynärpehmuste	Koko 1	•	•	–
			Koko 2	•		
			Koko 3	•		
			Koko 4	•		
			Koko 5	•		
			Koko 6	•		
	6823	Käsivarren side (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)		Kpl		
	Sisällys	1 käsipehmuste 1 kyynärpehmuste		–	–	•

¹Vakiokoot määritetään ihmisen perusteella.

Juzo SoftCompress

LymphAid / BandageAid · Alaraaja · Yläraaja

Värit

White	
-------	--

Art.	Malli	
6800 KL	LymphAid jalka, pieni (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Set
	1 Sääriside, yksi koko 20 Rapidelast V – sideharsorullaa 4 cm x 4 m 2 vähäelastista siderullaa 6 cm x 5 m 2 vähäelastista siderullaa 8 cm x 5 m 2 vähäelastista siderullaa 10 cm x 5 m 4 vähäelastista siderullaa 12 cm x 5 m 2 kehräsluun pehmustetta	•
6800 GR	LymphAid jalka, iso (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Set
	1 Sääriside, yksi koko 1 kompressorulla 10 cm x 4 m 1 kompressorulla 12 cm x 4 m 20 Rapidelast V – sideharsorullaa 4 cm x 4 m 2 vähäelastista siderullaa 6 cm x 5 m 2 vähäelastista siderullaa 8 cm x 5 m 4 vähäelastista siderullaa 10 cm x 5 m 6 vähäelastista siderullaa 12 cm x 5 m 2 kehräsluun pehmustetta 1 polvipehmuste	•
6801	LymphAid käsivarsi (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Set
	1 Bandage aid arm Yksi koko 20 Rapidelast V – sideharsorullaa 6 cm x 4 m 2 vähäelastista siderullaa 6 cm x 5 m 2 vähäelastista siderullaa 10 cm x 5 m 3 vähäelastista siderullaa 12 cm x 5 m 1 käsipehmuste 1 kyynärpehmuste	•
6810 KL	BandageAid jalka, pieni (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Set
	1 kompressorulla 10 cm x 4 m 20 Rapidelast V – sideharsorullaa 4 cm x 4 m 1 vähäelastinen siderulla 6 cm x 5 m 1 vähäelastinen siderulla 8 cm x 5 m 3 vähäelastista siderullaa 10 cm x 5 m 2 kehräsluun pehmustetta	•
6810 GR	BandageAid jalka, iso (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Set
	1 kompressorulla 10 cm x 4 m 2 Kompressioluokat rolln 12 cm x 4 m 20 Rapidelast V – sideharsorullaa 4 cm x 4 m 1 vähäelastinen siderulla 6 cm x 5 m 1 vähäelastinen siderulla 8 cm x 5 m 3 vähäelastista siderullaa 10 cm x 5 m 4 vähäelastista siderullaa 12 cm x 5 m 2 kehräsluun pehmustetta 1 polvipehmuste	•
6811	BandageAid käsivarsi (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Set
	1 kompressorulla 10 cm x 4 m 20 Rapidelast V – sideharsorullaa 6 cm x 4 m 1 vähäelastinen siderulla 6 cm x 5 m 1 vähäelastinen siderulla 8 cm x 5 m 5 vähäelastista siderullaa 10 cm x 5 m 1 käsipehmuste 1 kyynärpehmuste	•

Värit

White	
-------	--

Art.	Malli	Standard sizes ¹		Räätälöitynä
6837	Rintapehmuste (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2)		Kpl	
	Koko A – B	Koko 1	•	•
	Koko C – D	Koko 2	•	
	Koko E – F	Koko 3	•	
6838	Rintaside (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2)		Kpl	
	Koko A	Koko 1	•	•
	Koko B	Koko 2	•	
	Koko C	Koko 3	•	
	Koko D	Koko 4	•	
	Koko E	Koko 5	•	
	Koko F	Koko 6	•	
6839	Genitaalialueen pehmuste naisille (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2)		Kpl	
	20 x 20 cm	Koko 1	•	•
	30 x 28 cm	Koko 2	•	
	40 x 32 cm	Koko 3	•	
6840	Genitaalialueen pehmuste miehille (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2)		Kpl	
	20 x 28 cm	Koko 1	•	•
	23 x 30 cm	Koko 2	•	
	26 x 32 cm	Koko 3	•	
6842	Kyynärpehmuste (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2)		Kpl	
	10 x 13 cm		•	•
6843	Kehräsluun pehmustetta (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2)		Pari	
	6,5 x 9 cm		•	–
6844	Käsipehmuste (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2)		Kpl	
	8,5 x 24 cm		•	•
6845	Polvipohjuste (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2)		Kpl	
	13 x 17 cm		•	•

¹ Vakiokoot määritetään ihmisen perusteella.

Juzo SoftCompress

Kompressorulla ja Kompressoarkki

Värit

White	
-------	--

Art.	Malli		Standard sizes ¹
6835	Kompressorulla (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)		Kpl
	5 mm, 8 cm x 4 m	Koko 1	•
	5 mm, 10 cm x 4 m	Koko 2	•
	5 mm, 12 cm x 4 m	Koko 3	•
	5 mm, 16 cm x 4 m	Koko 4	•
6836	Kompressoarkki (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)		Kpl
	65 x 65 cm	Koko 1	•
	125 x 100 cm	Koko 2	•


Art.	Malli		
6846	Vähäelastinen siderulla (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Kpl	Laatikko (10 Kpl)
	6 cm x 5 m	•	•
	8 cm x 5 m	•	•
	10 cm x 5 m	•	•
	12 cm x 5 m	•	•
	Rapidelast V – Gauze bandage (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Kpl	Laatikko (20 Kpl)
6847	6 cm x 4 m (for fingers)	–	•
6848	4 cm x 4 m (for toes)	–	•
6849	Putkiharso (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Kpl	Laatikko
	6 cm x 20 m	•	–
	8 cm x 20 m	•	–
	10 cm x 20 m	•	–

¹ Vakiokoot määritetään ihomitan perusteella.


Juzo SoftCompress

Kokotaulukkos

Juzo SoftCompress Säärside

Art. 6830 Pituus cm		Vakiokoot · Ympärysmitta cm				
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL
	PD 38,0 – 46,0	27,0 – 29,5	29,5 – 32,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39,0	38,5 – 42,0
	cD	29,0 – 31,5	31,5 – 34,5	34,5 – 37,5	37,5 – 41,0	40,5 – 44,5
	cC	23,5 – 25,5	25,5 – 28,0	27,5 – 30,0	30,0 – 33,0	32,5 – 35,5
	cB'	18,5 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,0	24,0 – 26,0	26,0 – 28,5
	cB	28,0 – 30,5	29,0 – 31,5	31,0 – 34,0	33,0 – 36,0	35,0 – 38,5
	cY	18,5 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,0	24,0 – 26,0	26,0 – 28,5
	cA					

Juzo SoftCompress Käsivarren side

Art. 6822 Pituus cm		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL
	PG 46,0 – 51,0	30,0 – 33,0	32,0 – 35,0	34,0 – 37,0	36,0 – 39,5	38,0 – 41,5	40,0 – 44,0
	cG	28,0 – 30,5	30,0 – 33,0	32,0 – 35,0	34,0 – 37,0	36,0 – 39,5	38,0 – 41,5
	cF	25,0 – 27,5	27,0 – 29,5	29,0 – 31,5	30,5 – 33,5	32,0 – 35,0	33,5 – 36,5
	cE	23,0 – 25,0	24,5 – 27,0	26,0 – 28,5	27,5 – 30,0	29,0 – 31,5	30,5 – 33,5
	cD	14,5 – 16,0	16,0 – 17,5	17,5 – 19,0	19,0 – 20,5	20,5 – 22,0	22,0 – 24,0
	cC						

Tärkeää: Vakiokoot määritetään ihmisen perusteella. Mittatilauksissa mittanauha on vedettävä kireälle.

Juzo SoftCompress Rintaside

Art. 6838	Vakiokoot	Cup	Rintojen ympärysmitta cm	Rintojen alta ympärysmitta cm
	1	A	90,0 – 106,0	84,0 – 100,0
	2	B	90,0 – 106,0	84,0 – 100,0
	3	C	95,0 – 112,0	85,0 – 102,0
	4	D	95,0 – 112,0	85,0 – 102,0
	5	E	100,0 – 116,0	88,0 – 104,0
	6	F	100,0 – 116,0	88,0 – 104,0

Juzo SoftCompress Genitaalialueen pehmuste naisille

Art. 6839	Vakiokoot	Mittaa cm (leveys x korkeus)
	1	20,0 x 20,0
	2	30,0 x 28,0
	3	40,0 x 32,0

Juzo SoftCompress Genitaalialueen pehmuste miehille

Art. 6840	Vakiokoot	Mittaa cm (leveys x korkeus)
	1	20,0 x 28,0
	2	23,0 x 30,0
	3	26,0 x 32,0

Juzo SoftCompress Rintapehmuste

Art. 6837	Vakiokoot	Cup
	1	A – B
	2	C – D
	3	E – F

Juzo SoftCompress Kompressoarkki

Art. 6836	Vakiokoot	Mittaa cm (leveys x korkeus)
	1	65,0 x 65,0
	2	125,0 x 100,0

Juzo SoftCompress Kompressorulla

Art. 6835	Vakiokoot	Mittaa cm (length x breadth)
	1	400,0 x 8,0
	2	400,0 x 10,0
	3	400,0 x 12,0
	4	400,0 x 16,0

Juzo ACS Light

Erikoistuotteet turvotuksen hoitoon

Aktivoivat kompressiojärjestelmätuotteet

- Tehokas vaihtoehto tai täydennys tavanomaisille kompressiositeille
- Voidaan saada aikaan jopa 40 mmHg:n kompressiopaine
- Tarrakiinnitys
- Käsivarsi-, reisi-, polvi- ja pohjesiteet
- Soveltuvat hyvin itsehoitoon
- Voidaan käyttää päivin ja öin



Ominaisuudet

**Adjustable
compression**
Wrap system



Käyttö

Lymfologia
Flebologia

Ominaisuudet

- + vähän joustoa antava miellyttävä materiaali
- + täydellinen pito
- + kiinnitysapu

Käyttötarkoitukset

- + alaraaja
- + yläraaja

Kompressioluokat

hoitopaine on jopa 40 mmHg

Esimerkkejä hoidosta



Jalkakääre



Säärikääre



Polvikääre



Käsivarsikääre



Yksilölliset säädöt

Juzo ACS Light

Alaraaja · Yläraaja · Lisävarusteet

Värit



Painetyyny



	Art.	Malli	Määrä	Vakiokoot
	J701LI	Jalkakääre	Kpl	Koko 1 – 5
	Normaali			•
	Pitkä			
	J702LI	Säärikääre	Kpl	Koko 1 – 5
	Normaali	Vasen		•
	Pitkä			
	Normaali	Oikea		
	Pitkä			
	J703LI	Polvikääre	Kpl	Koko 1 – 5
				•
	J704LI	Reisikääre	Kpl	Koko 1 – 5
	Normaali	Vasen		•
	Pitkä			
	Normaali	Oikea		
	Pitkä			
	J705LI	Käsikääre	Kpl	Koko 1 – 4
				•
	J706LI	Käsivarsikääre	Kpl	Koko 1 – 5
	Normaali	Vasen		•
	Pitkä			
	Normaali	Oikea		
	Pitkä			
	J711	Lantionauha	Kpl	
		Lantio-osa kiinteällä mikrotarranauhalla Erillinen vyötärönauha Sisältää yhden irrallisen tarranauhan		•
	J712	Keskinauha	Kpl	Koko 1 – 2
		Lisänauha Sisältää kuusi irrallista tarranauhaa		•
	J713	Tarranauha-arkki	Kpl	
		Voidaan leikata haluttuun kokoon		•
	J714	Pehmusteet	Set	Koko 1 – 4
		Kaksi eri paksuutta		•
	J715	Luistamaton nauha	Kpl	
		Nauhan toisella puolella neopreenipinta, 12 x 120 cm Sisältää kuusi irrallista tarranauhaa		•
	J716	Jatkonauha	Kpl	
		Jatkonauha kiinteillä tarranauhoilla Sisältää kaksi irrallista tarranauhaa		•


Juzo ACS Light

Kokotaulukkos


Juzo ACS Light Jalkakääre

Art. J701LI	Ympärysmitta c Pituusmitta P	Vakiokoot - Mitat cm					
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	
	cA	Jalan etuosan päältä	22,0 – 24,0	25,0 – 27,0	28,0 – 30,0	31,0 – 34,0	35,0 – 40,0
	cB	normaali	16,5	18,0	19,5	21,0	23,0
		P	pitkä	18,5	20,0	21,5	23,0


Juzo ACS Light Säärikääre

Art. J702LI		Ympärysmitta c	Vakiokoot · Mitat cm				
		Pituusmitta P	1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL
	cC	säären paksuin kohta	35,0 – 45,0	40,0 – 52,0	48,0 – 60,0	55,0 – 65,0	60,0 – 70,0
	cB	nilkka	20,0 – 27,0	25,0 – 32,0	30,0 – 38,0	37,0 – 44,0	45,0 – 52,0
	P	normaali	37,0	37,0	42,0	42,0	44,0
		pitkä	42,0	42,0	47,0	47,0	49,0
			* polvilumpion alapuolella				

Juzo ACS Light Polvikääre

Art. J703LI	Ympärysmitta c	Vakiokoot · Mitat cm				
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL
	cF 10 cm polvilumpion yläpuolella	40,0 – 55,0	50,0 – 65,0	60,0 – 75,0	70,0 – 85,0	85,0 – 100,0
	cD polvilumpion alapuolella	35,0 – 45,0	40,0 – 52,0	48,0 – 60,0	55,0 – 65,0	60,0 – 70,0


Juzo ACS Light Reisikääre

Art. J704LI		Ympärysmitta c	Vakiokoot · Tuotteen mitat				
		Pituusmitta P	1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL
	cG	reiden paksuin kohta	50,0 – 65,0	60,0 – 75,0	70,0 – 80,0	75,0 – 90,0	85,0 – 100,0
	cF	10 cm polvilumpion yläpuolella	45,0 – 52,0	53,0 – 59,0	60,0 – 66,0	67,0 – 73,0	74,0 – 80,0
	PFG	normaali	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
		pitkä	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0


Juzo ACS Light

Kokotaulukkos

Juzo ACS Light Käsikääre

Art. J705LI	Ympärysmitta c	Vakiokoot · Tuotteen mitat			
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L
	cA rystysten päältä	< 18,0	18,0 – 20,0	20,0 – 22,0	> 22,0

Juzo ACS Light Käsivarsikääre

Art. J706LI	Ympärysmitta c Pituusmitta l	Vakiokoot · Tuotteen mitat				
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL
	cG olkavarsi	25,0 – 28,0	29,0 – 33,0	34,0 – 39,0	40,0 – 45,0	46,0 – 50,0
	cE kyynärpää	23,0 – 26,0	26,0 – 30,0	29,0 – 34,0	33,0 – 39,0	38,0 – 42,0
	cC ranne	14,0 – 16,0	17,0 – 19,0	20,0 – 22,0	23,0 – 25,0	24,0 – 27,0
	normaali	42,0 – 47,0	42,0 – 47,0	42,0 – 47,0	42,0 – 47,0	42,0 – 47,0
	PCG pitkä	46,0 – 50,0	46,0 – 50,0	46,0 – 50,0	46,0 – 50,0	46,0 – 50,0

Juzo ACS Light Pehmusteet

Art. J714	Vakiokoot	Tuotteen mitat (pituus x leveys)
	1	9,0 x 9,0
	2	10,0 x 10,0
	3	11,0 x 11,0
	4	12,0 x 12,0

Juzo ACS Light Keskinauha

Art. J712	Vakiokoot	Tuotteen mitat (pituus x leveys)
	1	140,0 x 12,0
	2	140,0 x 20,0
Sisältää kuusi irrallista tarrakiinnitysnauhaa (10,0 x 5,0 cm)		

Juzo Compression Wrap

Erikoistuotteet turvotuksen hoitoon

Aktivoivat kompressiojärjestelmätuotteet

- Tehokas vaihtoehto tai täydennys tavanomaisille kompressiositeille
- Voidaan saada aikaan jopa 30-60 mmHg:n kompressiopaine
- Tarrakiinnitys
- Soveltuvat hyvin itsehoitoon
- Beige vai musta puoli



Ominaisuuudet

**Adjustable
compression
Wrap system**



Käyttö

Flebologia
Lymfologia

Ominaisuuudet

- + säädettävä työpaine
- + kaksi väriä
- + molemminpuolinen tarrakiinnitys

Käyttötarkoitukset

- + alaraaja
- + yläraaja

Kompressioluokat

Säädettävä kompressio
30 – 60 mmHg

Esimerkkejä hoidosta



Jalkakääre



Säärikääre



Polvikääre



Yhdistelmämahdollisuus jalka



Yhdistelmämahdollisuus käsivarsi

Juzo Compression Wrap

Alaraaja · Yläraaja · Lisävarusteet

Värit




	Art.	Malli	Määrä	Vakiokoot
	Pituus			
	6000LF	Jalkakääre	Kpl	Koko 2 – 5
	Normaali			
	6000LFL			•
	Pitkä UUTUUS			
	6000LC	Säärikääre	Kpl	Koko 2 – 7
	Normaali			
	6000LLC	Sisällys liner stocking		•
	Pitkä			
	6000LCM	Säärikääre max.	Kpl	Koko 2 – 7
	Normaali			
	6000LLCM	Sisällys liner stocking		•
	Pitkä			
	6000LK	Polvikääre	Kpl	Koko 2 – 7
				•
	6000LT	Reisikääre	Kpl	Koko 2 – 6
	Normaali			
	6000LTg			•
	Pitkä			
	6000UHL	Käsikääre	Kpl	Koko 1 – 5
	beige: Vasen black: Oikea			•
	6000UHR	Käsikääre	Kpl	Koko 1 – 5
	beige: Oikea black: Vasen			•
	6000UA	Käsivarsikääre	Kpl	Koko 1 – 5
	Normaali			
	6000UAG			•
	Pitkä			
	6000F1	Tarranauhakiinnityss	Set: 4 pieces	
	Koko: 40 mm	Jalka, Käsi		•
	6000F2	Tarranauhakiinnityss	Set: 4 pieces	
	Koko: 75 mm	Sääri		•
	6000F3	Tarranauhakiinnityss	Set: 5 pieces	
	Koko: 85 mm	Sääri pitkä, Käsivarsi		•
	6000F4	Tarranauhakiinnityss	Set: 5 pieces	
	Koko: 95 mm	Polvi, Reisi, Käsivarsi pitkä		•
	6000F5	Tarranauhakiinnityss	Set: 3 pieces	
	Koko: 105 mm	Reisi pitkä		•
	6000F6 UUTUUS	Tarranauhakiinnityss	Set: 4 pieces	
	Koko: 50 mm	Jalka pitkä		•
	6000EXT UUTUUS	Jatkonauha	Kpl	
	Koko: 120 x 8,5 cm			•

Juzo Compression Wrap


Kokotaulukkos

Juzo Compression Wrap Jalkasegmentti


Art. 6000 LF/LFL		Vakiokoot · Ympärysmitta cm				
		2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	
 pA	cB	15,0 – 23,0	20,0 – 28,0	25,0 – 33,0	30,0 – 40,0	
	cA	19,0 – 24,0	24,0 – 29,0	29,0 – 34,0	34,0 – 40,0	
	pA	normal pitkä	16 19	18 21	19,5 22,5	19,5 23

* 6 cm proksimaalisesti pikkumarpaan tyvinivelestä


Juzo Compression Wrap Säärisegmentti

Art. 6000 LC/LLC/LCM/LLCM		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL	7 / XXXL
 pD AD middel < 40,0 pitkä > 40,0	cC	29,0 – 35,0	34,0 – 40,0	37,0 – 44,0	41,0 – 48,0	46,0 – 53,0	50,0 – 60,0
	max	35,0 – 41,0	40,0 – 46,0	44,0 – 51,0	48,0 – 55,0	53,0 – 60,0	60,0 – 70,0
	cB	18,0 – 21,0	21,0 – 24,0	24,0 – 27,0	27,0 – 31,0	31,0 – 35,0	36,0 – 47,0

Juzo Compression Wrap Polvisegmentti

Art. 6000 LK		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
		2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL	7 / XXXL
 cE		30,0 – 36,0	36,0 – 42,0	42,0 – 48,0	48,0 – 55,0	55,0 – 62,0	62,0 – 70,0


Juzo Compression Wrap Reisisegmentti

Art. 6000 LT/LTg		Vakiokoot · Ympärysmitta cm				
Pituus cm		2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL
 pFG middel < 25,0 pitkä > 30,0	cG	43,0 – 70,0	54,0 – 81,0	65,0 – 92,0	75,0 – 102,0	85,0 – 112,0
	cF	35,0 – 55,0	48,0 – 70,0	60,0 – 82,0	70,0 – 92,0	80,0 – 102,0


Juzo Compression Wrap

Kokotaulukkos

Juzo Compression Wrap Käsisegmentti

Art. 6000 UHR/UHL		Vakiokoot · Ympärysmitta cm				
		1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL
	cA	15,5 – 17,5	17,5 – 19,5	19,5 – 22,0	22,0 – 24,5	24,5 – 28,0
	cC	13,0 – 17,0	15,0 – 19,0	17,0 – 21,5	20,0 – 24,0	21,0 – 25,0

Juzo Compression Wrap Käsivarsisegmentti

Art. 6000 UA/UAG	Pituus cm		Vakiokoot · Ympärysmitta cm				
			1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL
	middel < 43,0 pitkä > 43,0	cG	27,0 – 36,0	30,0 – 39,0	33,0 – 44,0	35,0 – 49,0	40,0 – 56,0
		cE	23,0 – 32,0	24,0 – 34,0	26,0 – 36,0	29,0 – 42,0	31,0 – 46,0
		cC	16,0 – 19,0	17,0 – 20,0	18,0 – 22,0	20,0 – 26,0	21,0 – 29,0

Juzo Liner

6082

Alussukka muunneltaviin lääkinällisiin kompressiotuotteisiin

- Suojaa herkkää ihoa ja pitää myös mahdollisen haavasidoksen paikallaan päällyssukkaa puettaessa ja riisuttaessa.

Kokotaulukko

Art. 6082		Vakiokoot · Ympärysmitta cm	
Pituus cm		I / XS	II / S
PG AG		50,0 – 75,0	76,0 – 99,0
normaali 80,0			
PD AD		29,0 – 48,0	48,0 – 69,0
normaali 45,0			

Ominaisuudet

Täydentävät tuotteet



Käyttö
Flebologia
Lymfologia

Ominaisuudet
+ haavasidosten kiinnittäminen

Käyttötarkoitukset
+ alaraaja

Alaraaja

Värit

Black	
-------	--

	Tyyppi	Malli	Määrä	Vakiokoot Art. 6082
	AD	Polvisukka	Pari	Koko 1 – 2
				•
	AG	Reisisukka	Pari	Koko 1 – 2
				•

Esimerkkejä hoidosta



AD · Black
Juzo Liner



AG · Black
Juzo Liner


Juzo Liner Silver

9640

Erittäin herkän ihon suojakilpi

- Hyvin pehmeä neulos
- Hopealankojen ansiosta myös antibakteerinen vaikutus

Kokotaulukko

Art. 9640	Vakiokoot · Ympärysmitta cm	
	S / M	L / XL
	< 50,0	> 50,0

Ominaisuudet

Täydentävät tuotteet



Käyttö
Flebologia
Lymfologia

Ominaisuudet
+ antibakteerinen vaikutus
+ Haavasisidosten kiinnittäminen

Käyttötarkoitukset
+ Alaraaja

Alaraaja

Värit

Silver

	Tyyppi	Malli	Määrä	Vakiokoot Art. 9640
	AD	Polvisukka	Set	Koko S/M or L/XL
		3 alussukka Silver		•

Product example



AD · Silver
Juzo Liner Silver



Lisävarusteet

Vaihtotuotteet 78

Lymphpad-painetyyny 78

Painetyyny 78

Kiinnitysmahdollisuudet 78

Täydentävät tuotteet 78

Juzo Kosteusemulsio Tarttuva 78

Apuvälineet pukemiseen ja riisumiseen 79

Hoitotuotteet 81

Muuta 81



Lisävarusteet

Vaihtotuotteet · Lymphpad-painetyyny · Painetyyny · Kiinnitysmahdollisuudet

Art.	Malli	Määrä
9430	Juzo Lymphpad Line	Kpl
	Koko: 20 x 29,5 cm (voidaan leikata haluttuun kokoon) Synteettistä lateksia, takaosa polyamidifleeceä	•
9431	Juzo Lymphpad Square	Kpl
	Koko: 20 x 29,5 cm (voidaan leikata haluttuun kokoon) Synteettistä lateksia, takaosa polyamidifleeceä	•
	Painetyyny Dr. Rotter	Pari
9400	Päällystetty joustavalla materiaalilla	•
9401	Päällystetty joustavalla, antibakteerisella materiaalilla (sisältää hopeaa)	•
	Kehräsluun silikonityyny	Pari
9408	Ilman päällystä	•
9409	Päällystetty joustavalla materiaalilla	•
9407	Päällystetty joustavalla, antibakteerisella materiaalilla (sisältää hopeaa)	•
	Painetyyny kädelle	Kpl
9420	Päällystetty joustavalla materiaalilla	•
9421	Päällystetty joustavalla, antibakteerisella materiaalilla (sisältää hopeaa)	•
	Painetyyny kädelle – pitkä malli	Kpl
9420L	Päällystetty joustavalla materiaalilla	•
9421L	Päällystetty joustavalla, antibakteerisella materiaalilla (sisältää hopeaa)	•
	Incorporated pressure pads / tricot lining	Kpl / Alaraaja
	Painetyyny by Dr. Rotter (mediaali / lateraali)	•
	Kehräsluun silikonityyny (mediaali / lateraali)	•
	Vuorikangastasku / Vuoraus cE :ssä (Normaali / Silver)	•
	Vuorikangastasku / Vuoraus cY :ssä (Normaali / Silver)	•

Värit

White

Beige

Black

Art.	Malli	Määrä
9510 BR	Silikonireuna 5 cm	•
9510 SCHM	Silikonireuna 3,5 cm	•
9510 MV	Koristesilikonireuna 5 cm	•
9510 SP	Pitsisilikonireuna 5 cm	•
9510 BL	Balance-silikonireuna 5 cm	•
9510 BL SCHM	Balance-silikonireuna 3,5 cm	•
9510 BV	Balance-koristesilikonireuna 5 cm	•
9512	Joustoreuna 3,5 cm	•
9520	Lantiokiinnityksen kangasnauha (Värit Beige)	•
9550	Tarranauhakiinnitys 4 cm (Värit Beige)	•

Lisävarusteet

Täydentävät tuotteet · Kosteusemulsio Tarttuva

Art.	Malli	Määrä
9800	Juzo Kosteusemulsio Tarttuva	Laatikko
	Erikoisroll-on, jonka avulla kompressiosukat, -hihat jne. pysyvät varmasti paikallaan.	•
	Pakkauskoko: 60 ml	12 kappale

Lisävarusteet

Täydentävät tuotteet · Apuvälineet pukemiseen ja riisumiseen

Art.	Malli	Määrä
1900	Juzo Pukemisapuväline	20 kappale
Pukemisapuväline	Avokärkisten kompressiosukkien ja -sukkahousujen pukemisapu Joustavaa nailonkangasta, sileä pinta	•
1901	Juzo Slippie Jalka	20 kappale
Pukemisapuväline	Avokärkisten kompressiosukkien ja -sukkahousujen pukemisapu Valmistettu kestävästä Tyvek-materiaalista, erinomainen liukuvuus	•
1902	Juzo Slippie Käsivarsi	Kpl
Pukemisapuväline	Kompressiohihoihin ja rintakehätukiin Repeytymätön materiaali, erinomainen liukuvuus	•
9301	Juzo-erikoiskäsineet	Pari
	Korkealaatuinen kangaskäsine, jossa kuminen kämmenosa Erittäin kestävä Kokos: S / 5, M / 7, L / 9, XL / 11	•
1890	Juzo Easy Fit	Kpl
Sukanvetolaite	Avo- ja umpikärkisten kompressiosukkien ja -sukkahousujen pukemis- ja riisumisapu Juzo Easy Fit Juzo Easy Fit XL	•
1701	Arion Easy-Slide Käsivarsi	Kpl
Pukemisapuväline	Kompressiohihoihin ja rintakehätukiin Sileä, kaksikerroksinen materiaali, erittäin helppo käyttää Kokos: M, L	•
1712	Arion Easy-Slide Lapsi	Kpl
Pukemisapuväline	Kompressiohihoihin, rintakehän kompressiotuotteisiin ja kompressiosukkiin Tarkoitettu erityisesti lapsille Sileä, kaksikerroksinen materiaali, erittäin helppo käyttää Kokos: XS, S	•
1702	Arion Easy-Slide Jalka	Kpl
Pukemisapuväline	Avokärkisten kompressiosukkien ja -sukkahousujen pukemisapu Sileä, kaksikerroksinen materiaali, erittäin helppo käyttää Kokos: S, M, L, XL	•
1705	Arion Sim-Slide®	Kpl
Sukanvetolaite	Avokärkisten kompressiosukkien ja -sukkahousujen pukemisapu Sileä, kaksikerroksinen materiaali, helppo kiinnittää nilkkaan joustavan hihnan avulla Kokos: S, M, L, XL	•
1703	Arion Magnide®	Kpl
Pukemisapuväline	Umpikärkisiin kompressiosukkiin ja -housuihin Sileä materiaali, erittäin helppo käyttää innovatiivisen magneettikiinnityksen ansiosta Kokos: M, L, XL	•
1709	Arion Magnide® 2in1	Set
Sukanvetolaite	Umpikärkisiin kompressiosukkiin ja -housuihin Sileä materiaali, erittäin helppo käyttää innovatiivisen magneettikiinnityksen ansiosta Kokos: M, L, XL	•
1711	Arion Easy-Off®	Kpl
Riisumisapuväline	Avo- tai umpikärkisiin kompressiosukkiin ja -housuihin Kokos: S, M, L	•
1708	Arion Dactyna	Kpl
Pukemisapuväline	Sormista avokärkisiin kompressiokäsineisiin Sileä, kaksikerroksinen materiaali, erittäin helppo käyttää Kokos: XS, S, M, L	•

Lisävarusteet

Täydentävät tuotteet · Kokotaulukkos

Arion Easy-Slide Lapset

Art. 1712	Sarjakoot	käsivarren / jalan pituus cm
	XS	29,5
	S	39,5

Arion Easy-Slide käsi

Art. 1701	Sarjakoot	Käsivarren pituus cm
	M	55,5
	L	62,5

Arion Easy-Slide Jalka

Art. 1702	Sarjakoot	kenkä vakiokoot
	S	34,0 – 36,0
	M	37,0 – 38,5
	L	39,0 – 41,0
	XL	≥ 42,0

Arion Sim-Slide®

Art. 1705	Sarjakoot	kenkä vakiokoot
	S	≤ 34,0 – 36,0
	M	37,0 – 38,5
	L	39,0 – 41,0
	XL	≥ 42,0

Arion Magnide®

Art. 1703	Sarjakoot	kenkä vakiokoot
	M	≤ 38,0
	L	39,0 – 43,0
	XL	≥ 44,0

Sarjakoko XL sopii myös leveälle jalalle, jonka ympärysmitta on 28 cm.

Arion Magnide® 2in1

Art. 1709	Sarjakoot	kenkä vakiokoot
	M	≤ 38,0
	L	39,0 – 43,0
	XL	≥ 44,0

Sarjakoko XL sopii myös leveälle jalalle, jonka ympärysmitta on 28 cm.

Arion Easy-Off®

Art. 1711	Sarjakoot	kenkä vakiokoot
	S	34,0 – 37,0
	M	38,0 – 41,0
	L	42,0 – 45,0

Arion Dactyna

Art. 1708	Sarjakoot	sormen kehä cm
	XS	< 5,5
	S	5,5 – 6,5
	M	6,5 – 7,5
	L	7,5 – 9,0

Juzo Easy Fit

Art. 1890	Sarjakoot	nilkka ympärysmitta cm
	M	< 26,0
	XL	> 26,0



Juzo Vital Balsam 7




Painetyyny Dr. Rotter



Juzo Lymphpad Line



Juzo Lymphpad Square



Juzo Easy Fit

Lisävarusteet

Täydentävät tuotteet · Hoitotuotteet

Art.	Malli	Määrä
9830	Juzo Vital Balsam 7	Laatikko
	Viilentävä ja hoitava balsami, joka pitää ihon pehmeänä kompressiohoidon aikana	•
	Pakkauskoko: 100 ml	12 kappale
	Pakkauskoko: 30 ml	30 kappale
9860	Juzo Lymph Tarttuva	Kpl
	Kosteuttava lotion, jossa on 4 % ureaa, tehokkaaseen ihonhoitoon Lymfedeemien ja lipödeemien sekä laskimo-ongelmien yhteydessä Pakkauskoko: 500 ml	•
9000	Juzo Erityinen Pesuaine	Laatikko
	Erittäin mieto ja riittoisa pesuainetiiviste kompressiovaatteiden, kaikkien joustavien neulosten ja kankaiden sekä laadukkaiden villa- ja silkkinen neulosten hellävaraiseen puhdistukseen. Voimakkaasti tiivistetty tuote, siksi erittäin riittoisa.	•
	Pakkauskoko: 250 ml (riittää 130 litraan pesuvettä)	10 kappale
	Pakkauskoko: 30 ml (riittää 15 litraan pesuvettä)	30 kappale



Lisävarusteet

Täydentävät tuotteet · Muuta

Art.	Malli	Määrä	
9532	Vetoketjun jatke	Set	
	Kaikkien rintakehäsegmenttien mukana toimitetaan vetoketjun jatke	10 kappale	•
9600	Measuring board	Kpl	
	Tarkkaan ja helppoon mittaukseen; kokoontyönnettynä pituus 55 cm		•
9035	Juzo carrier bags	Set	
	Valmistettu ympäristöystävällisestä FSC-sertifioidusta voimapaperista Koko: 26 x 34 cm	250 kappale	•

Silityskuvat

Juzo Expert (Silver / Cotton) ja Juzo Expert Strong (Silver / Cotton)

Silityskuvat					
					
Lollipop	Diving Suit	Whale	Chair	Henriette	Fridolin
					
Ferdinand	Carla	Gustav	Lotte	Gottfried	Julius

General Terms and Conditions of Delivery and Payment

for the Sale of Goods by Julius Zorn GmbH

1. Scope, General.

These Terms and Conditions of Delivery and Payment shall apply to all business relations of Julius Zorn GmbH (hereinafter the "Supplier") with a commercial customer (Sec. 14 German Civil Code ("BGB")) (hereinafter the "Customer") even if not specifically mentioned in later contracts. They shall also apply where Customer refers to its own terms and conditions of business, in particular if Customer does so when placing the order. Any departure from Supplier's Terms and Conditions of Delivery and Payment requires Supplier's explicit written approval.

The parties to the contract hereby conclude a processing contract. You can view the relevant contract pursuant to GDPR, including the appendices required by law, on the supplier's website at www.juzo.com/gdpr after you have successfully signed in through the login area. The parties to the contract agree that the processing contract in this form, including appendices, shall become an integral part of the contract.

2. Supply Agreement.

(1) All deliveries are made at Customer's risk by a shipping service provider instructed by Supplier.

(2) Deliveries or parts of deliveries will be delayed in the event of force majeure (i.e. circumstances and events which cannot be prevented by exercising the due care required for proper management), in case of measures relating to industrial action, in particular strike or lock-out, as well as in the event of unforeseeable obstacles beyond Supplier's control, e.g. operational breakdown, delays in the supply of essential materials. The foregoing shall also apply where those circumstances occur at Supplier's suppliers. The delivery period will be extended according to the duration of such measures and obstacles. Supplier is not responsible for such circumstances even where they occur during an already existing default. Supplier will communicate the beginning and end of such obstacles to Customer as soon as practicable, where important.

(3) Specifications or illustrations are not binding. Designs and forms are subject to change as a result of technical progress or legal requirements during the period of delivery, provided the item to be delivered is not materially changed and the change is reasonably acceptable to Customer.

(4) If Customer desires a specific shipping service provider, Supplier will pass on all relevant costs. An increase in costs beyond our control may result in an adjustment of the amounts indicated. Partial deliveries made by us will be free of charges.

(5) If Customer cancels an order already placed without being entitled to such cancellation, Supplier may claim 25 % of the sales price to compensate the costs incurred for processing the order and lost profit, without prejudice to its right to claim any higher damage actually suffered. Customer may prove that less damage was suffered.

(6) Custom made garments, made to measure garments, custom and special designs, dip dye, trend colour or Batik Collection stockings as well as "Light Line" products cannot be returned.

3. Prices, Payment.

All prices are in Euros ex works, plus VAT as applicable from time to time. Payment to be made immediately after presentation of the invoice. First deliveries are only made against advance payment. In the event of a default in payment by Customer, e.g. resulting from Customer's failure to make payment within a given period, subject to additional claims for damages, interest will be charged at the standard bank lending rate, but in any case at a minimum of 8 percentage points above the basic interest rate as applicable from time to time, pursuant to Sec. 247 BGB. In the event of default in payment, or if Supplier has reason to doubt Customer's ability to pay or credit-worthiness, Supplier may – without prejudice to any other rights – demand security or advances for any outstanding deliveries and call for immediate payment of all claims resulting from the business relationship. If Customer is a merchant in accordance with Sec. 1 German Commercial Code (HGB) (Kaufmann), a legal person under public law (juristische Person des öffentlichen Rechts), or a special fund under public law (öffentlich-rechtliches Sondervermögen), Customer is entitled to set-off or retention only in respect of claims which are undisputed or have been established by valid and final judgment.

4. Warranty, Exclusion of Liability.

On receipt of the goods, Customer shall immediately inspect the goods delivered for defects and in respect of quality and fitness for the intended purpose, otherwise the goods shall be deemed accepted. Rejections will be considered only if made in writing, providing proof of the defect, within 8 days from receipt of the goods or, in the event of hidden defects, after the discovery of such defect, but in any case within one year from receipt of the goods. If goods are defective, Customer may claim remedy of defects or substitute delivery. If remedy fails, Customer may at its discretion rescind the contract or demand a reasonable reduction of the purchase price. Rejected goods may be returned only upon obtaining Supplier's explicit approval. For hygienic reasons, Supplier can accept only washed goods for repair, alteration or checking. Supplier shall not be liable for damages based on contractual or quasi-contractual claims, tort or other legal grounds; the foregoing shall not apply to damage claims arising from an injury to life, body or health or to any violation resulting from intent or gross negligence of Supplier or its vicarious agents or in the event of a violation of a material duty, the performance of which is essential to the contract's purpose. In the latter case, liability for slight negligence shall be limited to foreseeable damage typical for this kind of contract.

5. Retention of Title.

Until full payment of Supplier's claims arising from the business relationship with Customer, the goods sold shall remain the property of Supplier. However, Customer may dispose of the goods purchased in the ordinary course of business. If Customer is in breach of contract, in particular in the event of default in payment, Supplier is entitled to collect, and Customer is obliged to surrender, the goods after a reminder. The assertion of retention of title or the attachment of the items delivered by Supplier shall not be considered a rescission from the contract. Any claims against third parties resulting from the resale of the goods delivered are hereby collectively assigned to Supplier by Customer as security, irrespective of whether the items delivered were resold with or without prior processing. Customer will still be authorised to collect such claims, despite the assignment agreed herein. The foregoing shall be without prejudice to the authority of Supplier to collect such claims on its own; but Supplier undertakes not to collect such claims, unless Customer fails to properly meet its payment obligations and is in default of payment. Otherwise Supplier may demand Customer to disclose the claims assigned and their debtors, to provide all information necessary for collection, to surrender all relevant documents, and to communicate the assignment to the debtor (third party). Customer may not attach, or transfer as security, the items delivered. In the event of attachment or seizure or other disposal by a third party, Customer shall inform Supplier of the same without undue delay, providing all information and documents necessary to safeguard Supplier's rights. Enforcement officials or third parties shall be advised of the Supplier's retention of title. If the value of security exceeds the claim of Supplier by more than 20 %, Supplier will release security upon Customer's request to such extent at its discretion.

6. Provisions with respect to Regulation (EU) 2017/745.

6.1 Role of the Supplier and the Customer

Within the scope of these Terms and Conditions of Delivery, the Supplier adopts the position of manufacturer in accordance with Art. 2, No. 30 of Regulation (EU) 2017/745 and the Customer adopts the position of distributor in accordance with Art. 2, No. 34 of Regulation (EU) 2017/745.

6.2 Distributor's obligations

The Customer undertakes to comply with the obligations imposed on it as a distributor in accordance with Art. 14 Regulation (EU) 2017/745.

6.3 Traceability

The Customer and the Supplier shall work together to guarantee the traceability of the goods.

The Customer undertakes to ensure that it is able to provide information to the responsible authorities at all times about who provided the goods and/or to whom it sent the goods after it has handed over the last goods for a period of ten (10) years in accordance with Art. 25, Para. 2 Regulation (EU) 2017/745. In this respect, the Customer undertakes to set up a suitable procedure for this provision of information and shall document the procedure in accordance with point 7.5.9 ISO 13485:2016.

The Customer undertakes to hand over the suitable documentation for the provision of

information to the Supplier after the ten (10) years mentioned have elapsed or to dispose of it properly following a written request from the Supplier.

The Customer undertakes to comply with the obligations regulated in 6.3 even if business operations cease before the ten (10) years mentioned have elapsed or if insolvency proceedings are initiated against it.

6.4 Acceptance and Documentation of Experiences, Findings and Other Information about the Goods

The Customer undertakes to document all experiences and findings about the goods, including trends to be observed and all incoming complaints or reports about suspected incidents in connection with the goods and store this documentation for a period of ten (10) years. In this respect, the Customer undertakes to establish a suitable procedure for the acceptance of such experiences, findings, complaints or reports about the goods, and their documentation and keep this documentation up to date.

The Customer undertakes to hand over documentation regarding experiences and findings about the goods, including trends to be observed and incoming complaints or reports to the Supplier after the ten (10) years mentioned have elapsed or to dispose of it properly following a written request from the Supplier.

The Customer also undertakes to comply with the obligations regulated in 6.4 even if business operations cease before the ten (10) years mentioned have elapsed or if insolvency proceedings are initiated against it.

6.5 Forwarding of Experiences, Findings and Other Information to the Supplier

The Customer undertakes to forward all experiences and findings about the goods, including trends to be observed and all incoming complaints or reports about suspected incidents in connection with the goods to the Supplier without delay or to forward it to a person specified by the Supplier. The forwarding is to be carried out in writing to Julius Zorn GmbH, Juliusplatz 1, 86551 Aichach, Germany. In the case of suspected serious incidents in accordance with Art. 2, No. 64 Regulation (EU) 2017/745, information shall be passed on in advance by telephone +49 (0)8251 9010, fax +49 (0)800 08 35 393, or e-mail rueckmeldung@juzo.de.

6.6 Advertising

The Supplier shall make all materials for the advertising of the goods (e.g. texts, names, trademarks, illustrations and other symbols) available to the Customer if the Customer is performing the advertising of the goods. The Customer undertakes to exclusively use the materials provided by the Supplier for advertising the goods.

7. Returns

Outside the warranty, the supplier, for reasons of goodwill, offers the option for customers to return delivered goods in exchange for a credit note to the order value or a replacement (return), although this does not mean that the purchaser is entitled to this. As a basic rule, such returns require prior consent from the supplier and notification, with the flawless condition of the goods and packaging being expected. Custom-made solutions, special products and designs, products in trend colours, Fashion Colours, items from the Dip-Dye and Batik Collections, Light Line and others that may be introduced are excluded from the returns policy. The returned goods must be in a saleable condition (unworn, undamaged and clean). The supplier reserves the general right to refuse returns. When items are returned, the purchaser must provide the supplier with evidence of receiving the goods. Specifying the delivery note number and date in the form of a copy of the delivery note or enclosing the relevant return dispatch note suffices. The supplier accepts goods in their original packaging only, up to 90 days after the delivery date. For returns between 91 and 180 days after the delivery date, the supplier will charge a processing fee of 20% of the net order value. A return 180 days or more after the delivery date cannot be accepted for replacement or in exchange for a credit note. The purchaser bears the return costs. Please note that replacement products such as pads, metre lengths of silicone border and similar items must be exclusively used within the original intended purpose of the medical product. Replacement products are solely intended to restore the compliant condition of the goods as declared by the manufacturer. Our product specialists are happy to help you with questions about correct use or donning.

8. Jurisdiction; Applicable Law; Severability.

The Regional Court (Landgericht) of Augsburg shall have jurisdiction over all disputes arising from this contractual relationship if Customer is a merchant in accordance with Sec. 1 HGB, a legal person under public law, or a special fund under public law; Supplier is entitled to bring action also at Customer's principal place of business. The laws of the Federal Republic of Germany shall apply exclusively; the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods shall however not apply even if Customer's registered office is located outside of Germany. If one of the provisions above is or becomes null and void, in whole or in part, the validity of the remaining provisions shall remain unaffected thereby.

Subject to change. No liability for errors.

Juzo kansainvälinen asiakaspalvelu

Puhelin: +46 (0)11 44 222 50 · Faksi: +46 (0)11 44 222 59 · Sähköposti: order@juzo.se

Juzo Scandinavia AB · Tegelängsgatan 13 · 60228 Norrköping · Ruotsi · juzo.com

FIN - 14236013/5/6 - 8415 - 06/2021
Muutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa virheistä.

