

Tuotevalikoima 2024

Muodikkaat, räätälöidyt ja tehokkaat
kompressiotuotteet flebologisiin ja
lymfologisiin käyttöaiheisiin



Asiakaspalvelu


Juzo – aina apunasi

Sitoutunut, ystävällinen ja pätevä. Näillä sanoin asiakkaamme kuvailevat meitä. Huolehdimme asiakkaistamme aina ilolla ja olemme aidosti kiinnostuneita heidän toiveistaan. Tavoitteemme on vastata heidän tarpeisiinsa parhaalla mahdollisella tavalla, minkä vuoksi etsimme aina uusia ja optimoituja ratkaisuja. Työssämme tukeudumme kokemukseemme

ja ainutlaatuisen asiantuntemukseemme, jatkuvaan kehitykseen panostaen. Olemme aina käytettävissäsi, kun tarvitset apua ja neuvoja. Autamme sinua, jotta voit tukea potilaasi hoidon onnistumista oikeiden tuotteiden avulla. Odotamme puheluasi, löytääksemme juuri oikean ratkaisun sinulle – “ei onnistu” ei kuulu vastausvaihtoehtoihimme.

Asiakaspalvelustamme saat:

- yleistä tietoa
- henkilökohtaista tuoteopastusta
- tiedon tilauksen vastaanottamisesta
- tietoa tilauksen edistymisestä
- neuvontaa kompressiohoitoa koskevissa kysymyksissä



Yhteystiedot

Tavoitat meidät puhelimitse maanantaista perjantaihin 08:00 – 16:30 (Ruotsin aikaa).
Voit myös lähettää sähköpostia.

Juzo Scandinavia AB

Puhelin +46 (0)11 44 222 50

Sähköposti order@juzo.se

Shop portal.juzo.com

Näin valitset oikean tuotteen nopeasti

Pyöröneulokset

Kompressiosukat / -sukkahousut	6
Juzo Inspiration	6
Juzo Soft	8
Juzo Adventure	11
Juzo Move	12
Juzo Dynamic (Silver / Cotton)	14
Juzo Intenso	20
Juzo Basic	22
Juzo Ulcer Pro	24
Juzo Ulcer System	26
Jälkikäteen tehtävät muutokset	28

Laakaneulokset

Kompressiosukat / -segmentit	30
Juzo Expert (Silver / Cotton)	30
Juzo Expert Strong (Silver / Cotton)	44
Juzo Classic Seamless	50
Erikoislisävarusteet	53
Jälkikäteen tehtävät muutokset · Korjaukset	61

Turvotus

Juzo SoftCompress	62
Juzo SleepCompress	68
Juzo ACS Light	70
Juzo Compression Wrap	74
Juzo Liner	78
Juzo Liner Silver	79

Lisävarusteet

Vaihtotuotteet	81
Lymphpad-painetyyny	81
Pehmusteet	81
Kiinnitysmahdollisuudet	82
Täydentävät tuotteet	82
Kosteusemulsio Tarttuva	82
Apuvälineet pukemiseen ja riisumiseen	83
Hoitotuotteet	85
Muuta	85

Information

Paine- ja kompressioluokat	4
Laatustandardit	5
Toimitus- ja maksuehdot	86

Lääkinnälliset kompressiovaatteet

Neljä kompressioluokkaa

Juzon lääkinälliset kompressiosukat takaavat oikean puristuspuheen ja tarkasti porrastetun paineensäätelyn. Paine vähenee tasaisesti nilkasta ylöspäin kohti sydäntä sekä alaspäin kohti varpaita. Laaja valikoimamme kattaa kompressiovaatteet polvisukista sukkahousuihin ja käsineistä kasvonaamioihin hoitotarpeen mukaan.

Kompressiomateriaalit jaotellaan neljään eri kompressioluokkaan (KL) nilkkaan tai ranteeseen kohdistuvan puristuksen mukaan RAL-laatustandardin mukaisesti. Mahdollisia käyttöaihteita ovat esimerkiksi:

18 – 21 mmHg (KL 1) – kevyt kompressio

- lievä turvotus, johon liittyy tunne väsyneistä tai raskaista jaloista
- yksittäiset suonikohjut
- ennaltaehkäisevä hoito raskauden aikana

23 – 32 mmHg (KL 2) – kohtuullinen kompressio

- suonikohjut
- säärien turvotus raskauden aikana
- suonikohjujen ruiskutushoidon tai leikkauksen jälkitila
- parantuneiden säärihaavojen pitkäaikainen hoito
- ödeeman muodostumisriski

34 – 46 mmHg (KL 3) – voimakas kompressio

- suonikohjut, joihin liittyy syvien laskimosuonien vaurioituminen
- säärihaavojen jälkihoito
- säärien voimakas turvotustaipumus
- krooninen laskimoiden vajaatoiminta
- merkittävä ödeeman muodostumisriski

> 49 mmHg (KL 4) – hyvin voimakas kompressio

- vakavat lymfaattiset tukokset
- lymfedeema ja fibroosi

Laatustandardit


Varmistettua laatua



Oeko-Tex® Standard 100

“Oeko-Tex® Standard 100” on maailmanlaajuisesti standardisoitu ja riippumaton testaus- ja sertifiointijärjestelmä, joka käsittää koko tuotantoketjun aina raaka-aineista lopputuotteeseen saakka. Mitä intensiivisempi ihokosketus on, sitä tiukemmat vaatimukset tuotteelle asetetaan.

Kaikki Juzo-kompressiotuotteet, niin pyöröneulotut kuin laakaneulotut vaihtoehdot, ovat saaneet “Oeko-Tex® Standard 100” -merkinnän. Näin Juzo voi taata, että mitkään tuotteen raaka-aineet eivät ole haitallisia ihmisille tai ympäristölle.



RAL-laatustandardi

Kaikki lääkinnälliset Juzo-kompressiosukat ovat RAL-standardin mukaisia. Tarkastusvaatimuksissa on määritetty kaikki sitovat määräykset, jotka koskevat lääkinnällisten kompressiosukkien ja -hihojen sekä säärihaavan (ulcus cruris) hoitoon tarkoitettujen lääkinnällisten kompressiosukkien valmistusta. Niitä ovat esimerkiksi seuraavat:

- materiaalin ominaisuudet (Bioyhteensopivuus)
- säännölliset laatutarkastukset (esimerkiksi Hohensteinin tutkimusinstituutin tekemänä)
- kumi elastiset ominaisuudet pituus- ja poikittaissuunnassa
- kompressioluokat 1–4 (kompressioluokat 1–3 hihoille)
- räätälöityjen ja vakiokokoisten sukkien valmistus.



ISO-sertifikaatti

Julius Zorn GmbH otti yleisen laadunhallintajärjestelmän käyttöön jo vuonna 1998, ja se on alan ensimmäisiä yrityksiä, joka ser-
tifiottiin DIN EN ISO 46001 -standardin mukaan. Nykyään Juzo on sertifioitu DIN EN ISO 13485 -standardin (DIN EN ISO 46001 -standardin korvannut standardi) mukaan.

Juzo Inspiration

Art. 2701, 2702, 2781, 2782



Modernia suunnittelua ja tyylikkäitä tuotteita

- Muodikkuutta, tyylikkyyttä ja terveyttä verisuonille yhdessä paketissa
- Kapealla neulereunalla ja pienennetyllä kantapääosalla
- Hienolla silmukakudoksella
- Kompressiosukkahousut soveltuvat oivallisesti käytettäväksi raskauden aikana.
- Laaja värivalikoima

Ominaisuudet

Pyöröneulokset ilman saumaa



Käyttö

Flebologia

Ominaisuudet

- + kapea
- + lapinakyva
- + muodikas

Käyttötarkoitukset

- + alaraaja

Kompressioluokat

18–21 mmHg (KKL 1)
23–32 mmHg (KKL 2)

Kokotaulukko

Art. 2701, 2702, 2781, 2782 Pituus cm		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
		I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL	
PG AG/AT/ATU	normaali 72–83	41–58	45–63	47–68	54–75	57–79	63–85	cG
	lyhyt 66–72	49–58	53–63	57–68	64–75	67–79	74–85	
	erittäin lyhyt 58–66	41–48	45–52	47–56	54–63	57–66	63–73	
PD AD	normaali 40–46	41–55	45–60	47–65	54–72	57–76	63–82	cF
	lyhyt 34–39	30–37	33–41	35–45	39–48	41–51	44–55	
	erittäin lyhyt 31–34	27–33	29–36	31–40	34–43	36–46	39–48	
PZ 22,5–27,5		29–34	32–38	34–43	38–47	41–50	44–53	cE
		23–27	25–30	27–33	30–36	32–38	35–41	
		18–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33	
PA 15–19		26,5–30,5	29,5–32,5	31,5–35	34–37,5	36,5–41	39,5–45	cD
		17,5–22	19,5–24	21,5–26,5	24–29	26,5–33	29,5–37	
Kengän koko – 44								




Esimerkkejä hoidosta



AG · Cacao
Pitsisilikonireuna



AT · Almond
Umpikärjet



ATU · Black pepper
Äitiyssukkahousut



AT · Grey
Dip Dye Collection

Juzo Inspiration


Alaraaja

Värit ja kohokohdat


Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	



Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours



Värit: Vakiovärit (paitsi Sugar ja Almond); Trend Värit -värit voidaan batiikkivärjätä mustalla tai valkoisella
juzo.com/batik-collection



Värit: Grey, Blue
Tyypis: AF, AG, AT, ATU
juzo.com/dip-dye



On saatava umpikärjelliset vakio koot

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna

¹Vakiokokojen valmistus n. 8 päivää

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Inspiration 2701, 2702	
				Koko I–VI	Räätälöitynä
	AD	Polvisukka	Pari		
	Normaali 40–46 Lyhyt 34–39 Erittäin lyhyt ¹ 31–34	Yläreuna Kapea silikonireuna · 3,5 cm Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm		•	•
				•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari		
		Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm			•
	AG	Reisisukka	Pari		
	Normaali 72–83 Lyhyt 66–72 Erittäin lyhyt ¹ 58–66	Silikonireuna / leveä · 5 cm Koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Balance-silikonireuna / leveä · 5 cm Balance-koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl		
	Lantion ympärysmitta 80–120 cm Jalan sisäpituus Normaali 72–83 Lyhyt 66–72 Erittäin lyhyt ¹ 58–66	Umpinainen haara		•	•
	ATU	Äitiyssukkahousut	Kpl		
	Äitiysmalli Jalan sisäpituus Normaali 72–83 Lyhyt 66–72 Erittäin lyhyt ¹ 58–66	Umpinainen haara		•	•
	Varvasosa				
		Avoin		•	•
		Umpinainen		•	•

Juzo Soft

Art. 2001, 2002



Hyvinvointia edistävää pehmeyttä

- Pehmeä mikrokuituneulos
- Erinomaisen ihokosketuksen
- Optimaalisen istuvuus, pehmeä kärkeä
- Monipuolinen värivalikoima
- Sekä miehille että naisille
- Hyvin joustava ja napakka

Ominaisuudet

Pyöröneulokset

ilman saumaa



Käyttö

Flebologia (jalka)
Lymfologia (käsivarsi)

Ominaisuudet

- + erittäin pehmeä
- + kapea mikrokuituneulos
- + kestävä
- + hyvin istuva


Käyttötarkoitukset

- + alaraaja
- + yläraaja

Kompressioluokat

18–21 mmHg (KKL 1)
23–32 mmHg (KKL 2)

Kokotaulukko

Art. 2001, 2002		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
Pituus cm			I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL
PG AG/AT normaali 72–83 lyhyt 66–72 erittäin lyhyt 58–66		AT	41–58	45–63	47–68	54–75	57–79	63–85
		CG leveä	49–58	53–63	57–68	64–75	67–79	74–85
			41–48	45–52	47–56	54–63	57–66	63–73
		CF	41–55	45–60	47–65	54–72	57–76	63–82
PD AD normaali 40–46 lyhyt 34–39 erittäin lyhyt 31–34		CE	30–37	33–41	35–45	39–48	41–51	44–55
		CD	27–33	29–36	31–40	34–43	36–46	39–48
		CC	29–34	32–38	34–43	38–47	41–50	44–53
		CB1	23–27	25–30	27–33	30–36	32–38	35–41
PZ 22,5–29,5 PA 15–21		CB	18–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33
		CY	26,5–30,5	29,5–32,5	31,5–35	34–37,5	36,5–41	39,5–45
		CA	17,5–22	19,5–24	21,5–26,5	24–29	26,5–33	29,5–37
Kengän koko – 46								



RAL
QUALITY
HIGHER
TECHNOLOGY



Esimerkkejä hoidosta



AD · Almond
Avokärki



AG · Almond
Vyötärökiinnitys sukka tai
kaytto parina



AT · Black pepper
Umpikärjet




CG · Almond
Yläreuna

Juzo Soft


Alaraaja

Värit ja kohokohdat

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	



Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours



Värit: Vakiovärit (paitsi Sugar ja Almond); Trend Värit -värit voidaan batiikkivärjätä mustalla tai valkoisella
juzo.com/batik-collection

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna


*Vain mittilaustuotteisiin

¹ Vakiokokojen valmistus n. 8 päivää

² Saatavana vain KKL 1

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Soft 2001, 2002	
				Koko I – VI	Räätelöitynä
	AD	Polvisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
	Normaali 40–46 Lyhyt 34–39 Erittäin lyhyt ¹ 31–34	Kapea silikonireuna · 3,5 cm Silikonireuna · 5 cm* Koristesilikonireuna · 5 cm* Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm* Balance-koristesilikonireuna · 5 cm* Pitsisilikonireuna · 5 cm*		•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari		
		Yläreuna			•
		Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm			•
	AF lantiokiinnityksellä	Puolireisisukka	Kpl		
	Vasen tai oikea sukka tai kaytto parina	Vakiokoot lantiokiinnityksellä			•
		Lantiokiinnitys mittojen mukaan			•
	AG	Reisisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
	Normaali 72–83 Lyhyt 66–72 Erittäin lyhyt ¹ 58–66	Silikonireuna / leveä · 5 cm Koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Balance-silikonireuna / leveä · 5 cm Balance-koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		•	•
	AG lantiokiinnityksellä	Reisisukka	Kpl		
	Vasen tai oikea sukka tai kaytto parina	Vakiokoot lantiokiinnityksellä		•	•
		Lantiokiinnitys mittojen mukaan			•
	AT	Sukkahousut	Kpl		
	Lantion ympärysmitta 80–140 cm	Umpinainen haara		•	•
	Jalan sisäpituus Normaali 72–83 Lyhyt 66–72 Erittäin lyhyt ¹ 58–66	Avoin haara		•	•
		Sepauksella		•	•
	BT	Leggingsit²	Kpl		
	Lantion ympärysmitta 80–140 cm	Umpinainen haara		•	
	Varvasosa				
		Avoin		•	•
		Umpinainen		•	•

Kokotaulukko

Art. 2001, 2002 - CG Pituus cm		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
			I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL
	CG	max	30 – 33	32 – 35	34 – 37	36 – 39,5	38 – 41,5	40 – 44
			24 – 26	26 – 28,5	28 – 30,5	30 – 33	32 – 35	34 – 37
	CF	max	28 – 30,5	30 – 33	32 – 35	34 – 37	36 – 39,5	38 – 41,5
			23 – 25	24,5 – 27	26 – 28,5	27,5 – 30	29 – 31,5	30,5 – 33,5
	CE	max	25 – 27,5	27 – 29,5	29 – 31,5	30,5 – 33,5	32 – 35	33,5 – 36,5
			23 – 25	24,5 – 27	26 – 28,5	27,5 – 30	29 – 31,5	30,5 – 33,5
	CD	max	25 – 27,5	27 – 29,5	29 – 31,5	30,5 – 33,5	32 – 35	33,5 – 36,5
			23 – 25	24,5 – 27	26 – 28,5	27,5 – 30	29 – 31,5	30,5 – 33,5
	CC		14,5 – 16	16 – 17,5	17,5 – 19	19 – 20,5	20,5 – 22	22 – 24



RAI
RÄTTIGHET
KOMPENSATION




Värit ja kohokohdat

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	



Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours



Värit: Vakiovärit (paitsi Sugar ja Almond); Trend Värit -värit voidaan batiikkivärjätä mustalla tai valkoisella
juzo.com/batik-collection

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Soft 2001, 2002	
				Koko I – VI	Räätälöitynä
	CG	Hiha	Kpl		
		Yläreuna		•	•
		Kapea silikonireuna · 3,5 cm Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm		•	•
	CG max		Kpl		
	CH	Hiha olkaosalla	Kpl		
		Olkaosa ja nauha			•
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen			•
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen ja silikonituki			•

Silikonireunat



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna

¹Vakiokokojen valmistus n.
8 päivää

Juzo Adventure

Art. 3521 BW, 3522 BW



Tuhattaituri aktiivisten ihmisten apulaiseksi

- Vastaus reippaiden ihmisten tarpeisiin
- Luja ja kulutusta kestävä ribbineulos, puuvillakuitujen
- Ihoystävällinen ja miellyttävä

Ominaisuudet

Pyöröneulokset ilman saumaa



Käyttö

Flebologia

Ominaisuudet

- + upeaa joustinneulosta
- + erittäin joustava
- + sisältää puuvillaa

Käyttötarkoitukset

- + alaraaja

Kompressioluokat

18–21 mmHg (KKL 1)
23–32 mmHg (KKL 2)

Kokotaulukko

Art. 3521 BW, 3522 BW		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
Pituus cm		I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL	
PD	AD	cD	25–30	27–33	30–36	33–39	35–41	37–43
normaali	40–46	cC	27–34	29–37	33–41	36–45	39–47	42–50
lyhyt	34–39	cB'	24–26	25–29	27–33	31–36	34–39	36–41
erittäin lyhyt	31–34	cB	18–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33
		cY	26,5–30,5	29,5–32,5	31,5–35	34–37,5	36,5–41	39,5–45
PZ	22,5–29,5	cA	17,5–22	19,5–24	21,5–26,5	24–29	26,5–33	29,5–37
Kengän koko – 46								

Alaraaja

Värit

Sugar ²	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

* Vain mittatilaustuotteisiin

¹ Vakiokokojen valmistus n. 8 päivää

² Mustassa puuvillassa harmaita pilkkuja

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Adventure 3521 BW, 3522 BW	
				Koko I–VI	Räätälöitynä
	AD	Polvisukka	Pari		
	Normaali 40–46 Lyhyt 34–39 Erittäin lyhyt ¹ 31–34	Yläreuna Kapea silikonireuna · 3,5 cm Silikonireuna · 5 cm* Koristesilikonireuna · 5 cm* Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm* Balance-koristesilikonireuna · 5 cm* Pitsisilikonireuna · 5 cm*		•	•
	Varvasosa	Umpinainen		•	•

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna

Juzo Move

Art. 3611, 3612, 3613



Patentoitu neulos – helppo pukea ja riisua

- Kestää hyvin kulutusta ja takaa maksimaalisen mukavuuden
- Suuren työpaineen ansiosta kompressiovaikutus on tehokas, ja tuote tarjoaa parasta mahdollista tukea aktiiviseen arkeen
- Sukassa on jalkapöydän alueella ainutlaatuinen tehovyöhyke, joka minimoi hiertymisen myös jalkaterän ollessa 90 asteen kulmassa
- Myös pyörätuolin käyttäjille miellyttävää

Ominaisuudet

Pyöröneulokset ilman saumaa



Käyttö

Flebologia
Lymfologia

Ominaisuudet

- + helppo pukea ja riisua
- + innovatiivinen liukuneulos-tekniikka
- + kulutusta kestävä

Käyttötarkoitukset

- + alaraaja

Kompressioluokat

18–21 mmHg (KKL 1)
23–32 mmHg (KKL 2)
34–46 mmHg (KKL 3)

Kokotaulukko

Art. 3611, 3612, 3613 Pituus cm		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
			I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL
PG AG		leveä	49–55	53–60	58–65	63–71	69–77	75–83
normaali	72–83	cG	42–48	46–52	50–57	55–62	60–68	66–74
lyhyt	66–72	cF	42–52	46–57	50–62	55–68	60–74	66–80
erittäin lyhyt	58–66	cE	29–34	32–37	35–40	38–43	42–47	46–51
PD AD		cD	27–32	30–35	33–38	36–41	39–44	42–47
normaali	40–46	cC	28–33	31–36	34–39	37–42	40–45	43–48
lyhyt	34–39	cB1	24–27	26–29	28–31	30–34	33–38	37–42
erittäin lyhyt	31–34	cB	18–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33
PZ	22,5–29,5	cY	26,5–30,5	29,5–32,5	31,5–35	34–37,5	36,5–41	39,5–45
PA	15–21	cA	17,5–22	19,5–24	21,5–26,5	24–29	26,5–33	29,5–37
Kengän koko –46								



Esimerkkejä hoidosta



AD · Black pepper
Umpikärjet



AD · Almond
Balance-silikonireuna



AG · Almond
Silikonireuna



AD · Almond
Kantapään tiedot

Juzo Move

Alaraaja

Värit

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna

* Vain mittatilaustuotteisiin
 † Vakiokokojen valmistus n. 8 päivää

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Move 3611, 3612, 3613	
				Koko I – VI	Rääätälöi- tynä
	AD	Polvisukka	Pari		
	Normaaali 40 – 46 Lyhyt 34 – 39 Erittäin lyhyt [†] 31 – 34	Yläreuna Kapea silikonireuna · 3,5 cm Silikonireuna · 5 cm* Koristesilikonireuna · 5 cm* Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm* Balance-koristesilikonireuna · 5 cm* Pitsisilikonireuna · 5 cm*		•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari		
		Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm			•
	AG	Reisisukka	Pari		
	Normaaali 72 – 83 Lyhyt 66 – 72 Erittäin lyhyt [†] 58 – 66	Silikonireuna / leveä · 5 cm Koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Balance-silikonireuna / leveä · 5 cm Balance-koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		•	•
	Varvasosa				
		Avoin		•	•
		Umpinainen		•	•

Juzo Dynamic

Art. 3511, 3512, 3513



Luotettava ja kestävä tuote

- Tiivis neulos tekee sukasta erittäin kestävä
- Voidaan käyttää hyvin monenlaisten sairaudenkuvien yhteydessä
- Kompressiosukkahousuissa on ympärysmitaltaan säädettävä vyötärökuminauha, joka takaa käytön miellyttävyyden

Ominaisuudet

Pyöröneulokset ilman saumaa



Käyttö

Fllebologia (jalka)
Lymfologia (käsivarsi)

Ominaisuudet

- + erittäin joustava
- + läpikuultava neulos
- + antibakteerinen vaikutus (Silver)
- + sisältää puuvillaa (Cotton)

Käyttötarkoitukset

- + alaraaja
- + yläraaja
- + amputoidun raajan kompressiotuotteet

Kompressioluokat

18–21 mmHg (KKL 1)
23–32 mmHg (KKL 2)
34–46 mmHg (KKL 3)*

* Ei seuraaviin tuotteisiin:
Juzo Dynamic Cotton,
käsivarren ja amputoidun
jalan tuotteet

Kokotaulukko

Art. 3511, 3512, 3513 - 3511, 3512 Cotton		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
Pituus cm		I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL	
PG AG/AT normaali 72–83 lyhyt 66–72 extra lyhyt 58–66	AT	43–56	47–62	49–66	55–73	59–77	64–82	
	CG leveä	50–56	54–62	58–66	64–73	68–77	73–82	
		43–49	47–53	49–57	55–63	59–67	64–72	
	CF	43–53	47–59	49–63	55–70	59–74	64–79	
PD AD normaali 40–46 lyhyt 34–39 extra lyhyt 31–34	CE	28–34	30–37	33–41	35–43	37–44	40–48	
	CD	25–30	27–33	30–36	33–39	35–41	37–43	
	CC	27–34	29–37	33–41	36–45	39–47	42–50	
	CB1	24–26	25–29	27–33	31–36	34–39	36–41	
PZ 22,5–29,5 PA 15–21	CB	18–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33	
	CY	26,5–30,5	29,5–32,5	31,5–35	34–37,5	36,5–41	39,5–45	
	CA	17,5–22	19,5–24	21,5–26,5	24–29	26,5–33	29,5–37	
Kengän koko –46								



Esimerkkejä hoidosta



AD · Almond
Avokärki



AT · Poppy seed
Umpikärjet



FG · Almond
Silikonireuna



CG · Almond
Yläreuna

Juzo Dynamic

Alaraaja

Värit

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna

* Vain mittatilaustuotteisiin

¹ Vakiokokojen valmistus n. 8 päivää

² Juzo Expert KT-vartalo-osa AG-sukkiin, ks. erillinen erikoisvävarusteita koskeva yleiskatsaus.

³ Samaa neulosta kuin sukkaosa oleva vartalo-osa saatavana tilauksesta malliin AT kompressioluokissa 2 ja 3 mittatilaustuotteena.

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Dynamic 3511, 3512, 3513	
				Koko I – VI	Räätälöitynä
	AD	Polvisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
	Normaali 40 – 46 Lyhyt 34 – 39 Erittäin lyhyt ¹ 31 – 34	Kapea silikonireuna · 3,5 cm Silikonireuna · 5 cm* Koristesilikonireuna · 5 cm* Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm* Balance-koristesilikonireuna · 5 cm* Pitsisilikonireuna · 5 cm*		•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari		
		Yläreuna			•
		Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm			•
	AF lantiokiinnityksellä	Puolireisisukka	Kpl		
	Vasen tai oikea sukka tai kaytto parina	Vakiokoot lantiokiinnityksellä			•
		Lantiokiinnitys mittojen mukaan			•
	AG²	Reisisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
	Normaali 72 – 83 Lyhyt 66 – 72 Erittäin lyhyt ¹ 58 – 66	Silikonireuna / leveä · 5 cm Koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Balance-silikonireuna / leveä · 5 cm Balance-koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		•	•
	AG lantiokiinnityksellä	Reisisukka	Kpl		
	Vasen tai oikea sukka tai kaytto parina	Vakiokoot lantiokiinnityksellä		•	•
		Lantiokiinnitys mittojen mukaan			•
	AT³	Sukkahousut	Kpl		
	Lantion ympärystymitta 90 – 130 cm	Umpinainen haara		•	•
	Jalan sisäpituus Normaali 72 – 83 Lyhyt 66 – 72 Erittäin lyhyt ¹ 58 – 66	Avoin haara		•	•
		Sepauksella		•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl		
	Pidennys vasemmalle tai oikealle	Umpinainen haara			•
		Avoin haara			•
		Sepauksella			•
	Varvasosa				
		Avoin		•	•
		Umpinainen		•	•

Juzo Dynamic Silver

Alaraaja

Värit

Almond

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna

¹ Juzo Expert KT-vartalo-osa AG-sukkiin, ks. erillinen erikoislisävarusteita koskeva yleiskatsaus.

² Samaa neulosta kuin sukkaosa oleva varalo-osa saatavana tilauksesta malliin AT kompressioluokissa 2 ja 3 mittatilaustuotteena.

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Dynamic Silver 3511 SI, 3512 SI, 3513 SI Räätälöitynä
	AD	Polvisukka	Pari	
		Yläreuna		•
		Kapea silikonireuna · 3,5 cm Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		•
	AF	Puolireisisukka	Pari	
		Yläreuna		•
		Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		•
	AF lantiokiinnityksellä	Puolireisisukka	Kpl	
		Vasen tai oikea sukka tai käyttö parina		•
		Vakiokoot lantiokiinnityksellä		•
		Lantiokiinnitys mittojen mukaan		•
	AG ¹	Reisisukka	Pari	
		Yläreuna		•
		Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		•
	AG lantiokiinnityksellä	Reisisukka	Kpl	
		Vasen tai oikea sukka tai käyttö parina		•
		Vakiokoot lantiokiinnityksellä		•
		Lantiokiinnitys mittojen mukaan		•
	AT ²	Sukkahousut	Kpl	
		Umpinainen haara		•
		Avoim haara		•
		Sepauksella		•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl	
		Umpinainen haara		•
		Avoim haara		•
		Sepauksella		•
	Varvasosa			
		Avoim		•
		Umpinainen		•

Juzo Dynamic Cotton

Alaraaja

Värit

Almond	
Black pepper	

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna

* Vain mittatilaustuotteisiin

¹ Vakiokokojen valmistus n. 8 päivää

² Juzo Expert KT-vartalo-osa AG-sukkiin, ks. erillinen erikoislisävarusteita koskeva yleiskatsaus.

³ Samaa neulosta kuin sukkaosa oleva vartalo-osa saatavana tilauksesta malliin AT kompressioluokissa 2 mittatilaustuotteena.

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Dynamic Cotton	
				3511 BW, 3512 BW	Koko I – VI
				Koko I – VI	Rääätälöitynä
	AD	Polvisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
		Kapea silikonireuna · 3,5 cm Silikonireuna · 5 cm* Koristesilikonireuna · 5 cm* Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm* Balance-koristesilikonireuna · 5 cm* Pitsisilikonireuna · 5 cm*		•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari		
		Yläreuna			•
		Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm			•
	AF lantiokiinnityksellä	Puolireisisukka	Kpl		
		Vasen tai oikea sukka tai kaytto parina			•
		Vakiokoot lantiokiinnityksellä			•
		Lantiokiinnitys mittojen mukaan			•
	AG²	Reisisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
		Silikonireuna / leveä · 5 cm Koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Balance-silikonireuna / leveä · 5 cm Balance-koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		•	•
	AG lantiokiinnityksellä	Reisisukka	Kpl		
		Vasen tai oikea sukka tai kaytto parina		•	•
		Vakiokoot lantiokiinnityksellä		•	•
		Lantiokiinnitys mittojen mukaan			•
	AT³	Sukkahousut	Kpl		
		Umpinainen haara		•	•
		Avoin haara		•	•
		Sepauksella		•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl		
		Umpinainen haara			•
		Avoin haara			•
		Sepauksella			•
	Varvasosa				
		Avoin		•	•
		Umpinainen		•	•

Juzo Dynamic · Juzo Dynamic Silver

Yläraaja

Kokotaulukko

Art. 3511, 3512 · CG, CH		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
Pituus cm			I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL
PCG 41–47		max	30–33	32–35	34–37	36–39,5	38–41,5	40–44
			24–26	26–28,5	28–30,5	30–33	32–35	34–37
PCE 21–25		max	28–30,5	30–33	32–35	34–37	36–39,5	38–41,5
			23–25	24,5–27	26–28,5	27,5–30	29–31,5	30,5–33,5
		max	25–27,5	27–29,5	29–31,5	30,5–33,5	32–35	33,5–36,5
			23–25	24,5–27	26–28,5	27,5–30	29–31,5	30,5–33,5
		max	25–27,5	27–29,5	29–31,5	30,5–33,5	32–35	33,5–36,5
			23–25	24,5–27	26–28,5	27,5–30	29–31,5	30,5–33,5
		max	14,5–16	16–17,5	17,5–19	19–20,5	20,5–22	22–24



Värit

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Silikonireunat



Silikonireuna



Balance-silikonireuna


* Vain Almondvärisenä

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Dynamic			Juzo Dynamic Silver*	
				3511, 3512 Koko I–VI	3513 Räätälöitynä	3513 Räätälöitynä	3511 SI, 3512 SI Räätälöitynä	3513 SI Räätälöitynä
	CG	Hiha	Kpl					
		Yläreuna		•	•	•	•	•
	CG max	Kapea silikonireuna · 3,5 cm Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm		•	•	•	•	•
		Yläreuna	Kpl	•				
	CH	Hiha olkaosalla	Kpl					
		Olkaosa ja nauha		•	•	•	•	•
	CH max	Kiinnitys rintaliivien olkaimeen			•	•	•	•
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen ja silikonituki			•	•	•	•
	AGA	Hiha, Neulottu käsiosa	Kpl					
		Avoin peukalo			•			
	SG	Avoin peukalo			•			
		Kapea silikonireuna · 3,5 cm						
	SH	Amputoidun käsivarren kompressio olkaosalla	Kpl					
		Olkaosa ja nauha			•		•	
	SH	Kiinnitys rintaliivien olkaimeen			•		•	
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen ja silikonituki			•		•	

Alaraaja · Amputoidun raajan kompressiotuotteet

Kokotaulukko

Juzo Dynamic · Compression Polven yläpuolelta amputoidun jalan kompressiotuki

Art. 3511, 3512 - FG		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
Pituus cm		I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL	
PFG lyhyt 18–22 normaali 23–27 pitkä 28–32 polvi eksart. 33–37		cG	42–45	45–49	49–53	53–57	57–61	61–65
		cF	30–32	32–35	35–38	38–41	41–44	44–47
		cF: 5 cm distaalisesta päästä						

Juzo Dynamic · Compression Stump Shrinkers

Art. 3511, 3512 - CF		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL
PEF 24–26	CF	40–42	42–45	45–48	48–51	51–54	54–57
PCE 24–26	CE	30–32	32–35	35–38	38–41	41–44	44–47
lyhyt 4–6							
normaali 12–14							
pitkä 20–22	CC	28–30	30–33	33–36	36–39	39–42	42–45

CC: 5 cm distaalisesta päästä

Värit

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Silikonireunat



Silikonireuna



Balance-silikonireuna

* Vain Almondnvärisenä

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Dynamic 3511, 3512		Juzo Dynamic Silver*
				Koko I – VI	Räätälöitynä	3511 SI, 3512 SI Räätälöitynä
	FG	Polven yläpuolelta amputoidun jalan kompressio	Kpl			
	Amputoidun jalan pituus: Lyhyt n. 20 cm Keskipitkä n. 25 cm Pitkä n. 30 cm Polviamputaatio n. 35 cm	Yläreuna		•	•	•
		Silikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm		•	•	•
		Vakiokoot lantiokiinnityksellä		•	•	•
		Lantiokiinnitys mittojen mukaan			•	•
	CF	Polven alapuolelta amputoidun jalan kompressio	Kpl			
	Amputoidun jalan pituus reiden keskelle: Lyhyt n. 30 cm Keskipitkä n. 38 cm Pitkä n. 46 cm	Yläreuna		•	•	•
		Silikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm		•	•	•
	HD	Polven alapuolelta amputoidun jalan kompressio	Kpl			
	Polveen asti Pirogof-famputaation jälkeen	Yläreuna			•	•

Juzo Intenso

Art. 3812, 3813



Erityinen neulontatekniikka

- Sisäpuolella integroitu pehmuste
- Anatomisesti muotoiltu Y-kantapää
- Elastinen kärki
- Helppo pukea ja riisua

Ominaisuudet

Pyöröneulokset

ilman saumaa



Käyttö

Flebologia
Lymfologia

Ominaisuudet

- + helppo pukea ja riisua
- + integroitu pehmuste
- + kestävä

Käyttötarkoitukset

- + alaraaja


Kompressioluokat

23–32 mmHg (KKL 2)
34–46 mmHg (KKL 3)

Kokotaulukko

Art. 3812, 3813

Pituus cm



		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
		I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL
max	CD	29–35	32–38	35–41	38–44	41–47	44–50
		27–32	30–35	33–38	36–41	39–44	42–47
max	CC	30–36	33–39	36–42	39–45	42–48	45–51
		28–33	31–36	34–39	37–42	40–45	43–48
max	CB1	25–28	27–30	29–33	32–37	36–41	40–45
		24–27	26–29	28–31	30–34	33–38	37–42
	CB	18–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33
	CY	26,5–30,5	29,5–32,5	31,5–35	34–37,5	36,5–41	39,5–45
	CA	17,5–22	19,5–24	21,5–26,5	24–29	26,5–33	29,5–37

Kengän koko: – 46



Esimerkkejä hoidosta



AD - Almond
Avokärki



AD - Almond
Silikonireuna

Juzo Intenso

Alaraaja

Värit

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna

*Vain mittatilaustuotteisiin
 ¹ Vakiokokojen valmistus n. 8 päivää

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Intenso 3812, 3813	
				Koko I–VI	Räätälöitynä
	AD	Polvisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
	Normaali 40–46 Lyhyt 34–39 Erittäin lyhyt¹ 31–34	Kapea silikonireuna · 3,5 cm Silikonireuna · 5 cm* Koristesilikonireuna · 5 cm* Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm* Koristesilikonireuna · 5 cm* Pitsisilikonireuna · 5 cm*		•	•
	Varvasosa				
		Avoin		•	•
		Umpinainen		•	•

Juzo Basic

Art. 3411, 3412



Jokapäiväiseen käyttöön

- Kestävä, vankka ja lääketieteellisesti tehokas
- Luotettava, kestävä jokapäiväiseen käyttöön
- Saatavana 6 vakiokokoa ja mittatilaustyönä
- Avoin tai umpikärki
- Silikonilla saatavalla

Ominaisuudet

Pyöröneulokset

ilman saumaa



Käyttö
Flebologia

Ominaisuudet
+ kestävä
+ joustava

Käyttötarkoitukset
+ alaraaja


Kompressioluokat
18–21 mmHg (KKL 1)
23–32 mmHg (KKL 2)

Kokotaulukko

Art. 3411, 3412 Pituus cm		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
			I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL
PG AG/AT	normaali 72–83	AT	41–58	45–63	47–68	54–75	57–79	63–85
	lyhyt 66–72		49–58	53–63	57–68	64–75	67–79	74–85
PD AD		cG	41–48	45–52	47–56	54–63	57–66	63–73
			41–55	45–60	47–65	54–72	57–76	63–82
		cF	30–37	33–41	35–45	39–48	41–51	44–55
			27–33	29–36	31–40	34–43	36–46	39–48
		cE	29–34	32–38	34–43	38–47	41–50	44–53
			23–27	25–30	27–33	30–36	32–38	35–41
		cD	18–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33
			26,5–30,5	29,5–32,5	31,5–35	34–37,5	36,5–41	39,5–45
		cC	17,5–22	19,5–24	21,5–26,5	24–29	26,5–33	29,5–37
		cB1						
		cB						
		cY						
		cA						
PZ	22,5–29,5							
PA	15–21							
Kengän koko – 46								




Esimerkkejä hoidosta



AD · Sugar
Avokärki



AD · Almond
Umpikärjet



AT · Black pepper
Avokärki

Juzo Basic

Alaraaja

Värit

Sugar	
Almond	
Black pepper	

Silikonireunat



Silikonireuna

	Tyyppi	Malli	Määrä		Juzo Basic 3411, 3412	
				Koko I–VI (pussipak- kauksessa)	Koko I–VI	Räätälöi- tynä
	AD	Polvisukka	Pari			
	Normaali 40–46 Lyhyt 34–39	Yläreuna		•	•	•
		Kapea silikonireuna · 3,5 cm				•
	AF	Puolireisisukka	Pari			
		Silikonireuna				•
	AG	Reisisukka	Pari			
	Normaali 72–83 Lyhyt 66–72	Silikonireuna /leveä · 5 cm		•	•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl			
	Lantion ympärysmitta 90–130 cm Jalan sisäpituus Normaali 72–83 Lyhyt 66–72	Umpinainen haara		•	•	•
	Varvasosa					
		Avoin		•	•	•
		Umpinainen		•	•	•

Juzo Ulcer Pro

Art. 3073, 2571



Hyviin hoitotuloksiin tähtäävä mallisto

- Tuotteen käyttö aloitetaan silloin, kun säärihaavan (ulcus cruris venosum) laajuus ei enää vaihtelee hoidon ansiosta
- Kaksi kompressiosukkaa, jotka täydentävät toisiaan optimaalisesti
- Juzo Ulcer Line on alussukka, Juzo Ulcer Expert päällyssukka
- Alus- ja päällyssukka muodostavat yhdessä kompressioluokan 3 kompression
- Juzo Liner -alussukkaa on saatavana myös yksittäisinä vaihtosukkina.

Ominaisuudet

Laakaneuloks
saumalla



Käyttö
Flebologia

Ominaisuudet
+ määrätty painearvot
+ täydellinen istuvuus
+ jopa KKL 3

Käyttötarkoitukset
+ alaraaja

Kompressioluokat
34–46 mmHg (KKL 3)

Kokotaulukko

Art. 3073 · 2571		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
PD AD normaali 40–46 lyhyt 34–39 Juzo Ulcer Liner 22,5–27,5 Juzo Ulcer Expert 15–18	CD	27–29,5	29,5–32,5	32,5–35,5	35,5–39	38,5–42	41,5–45,5
	CC	29–31,5	31,5–34,5	34,5–37,5	37,5–41	40,5–44,5	43–47
	CB1	23,5–25,5	25,5–28	27,5–30	30–33	32,5–35,5	35–38,5
	CB	18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5	28–30,5
	CY	28–30,5	29–31,5	31–34	33–36	35–38,5	37–40,5
	CA	18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5	28–30,5
Kengän koko – 44							



RAL
GUTZGARTEN
MEDIZINISCHE
HILFSGERÄTE



Esimerkkejä hoidosta



AD · White
Juzo Ulcer Liner



AD · Beige
Juzo Ulcer Liner yhdessä
Juzo Ulcer Expert

Juzo Ulcer Pro

Alaraaja

Värit

Juzo Ulcer Expert

Beige

Juzo Ulcer Liner

White

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Ulcer Pro 3073	
				Koko 1–6	Räätälöi- tynä
	AD		Set		
		1x päällyssukka Juzo Ulcer Expert (KKL 2) ja 2x alussukka Juzo Ulcer Liner (< KKL 1)		•	•
	Varvasosa				
		Avoin (Juzo Ulcer Expert)		•	•
		Umpinainen (Juzo Ulcer Liner)		•	•
	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Ulcer Pro Add 2571	
				Koko 1–6	Räätälöi- tynä
	AD		Set		
		3x alussukka Juzo Ulcer Liner (< KKL 1) vakiokoot tai 2x alussukka Juzo Ulcer Liner (< KKL 1) mittatilaustuotteet		•	•
	Varvasosa				
		Umpinainen (Juzo Ulcer Liner)		•	•

Juzo Ulcer System

Art. 3573, 2561



Tehokas järjestelmä säärihaavojen hoitoon

- Tehokas hoito säärihaavoihin: 1. Suojele herkät alueet, 2. Korkealla kompressiopaineella
- Beige Juzo Ulcer (< KKL1) on helppo pukea ja suojaa herkät alueet.
- Juzo Ulcer Dynamic (KKL2) Päälyssukkana
- Alus- ja päälyssukka muodostavat yhdessä kompressioluokan 3 kompression
- Voi käyttää päivin ja öin, toimitetaan parissa mutta voi myös käyttää erikseen
- Huomaamaton, mukava myös kengissä

Ominaisuudet

Pyöröneulokset ilman saumaa




Käyttö
Flebologia

Ominaisuudet
+ mukautuva neulos
+ huoliteltu ulkonäkö

Käyttötarkoitukset
+ alaraaja

Kompressioluokat
34–46 mmHg (KKL 3)

Kokotaulukko

Art. 3573 · 2561		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
PD AD normaali 40–46 lyhyt 34–39		cD 27–29,5	29,5–32,5	32,5–35,5	35,5–39	38,5–42	41,5–45,5
		cC 29–31,5	31,5–34,5	34,5–37,5	37,5–41	40,5–44,5	43–47
		cB1 23,5–25,5	25,5–28	27,5–30	30–33	32,5–35,5	35–38,5
		cB 18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5	28–30,5
		cY 28–30,5	29–31,5	31–34	33–36	35–38,5	37–40,5
PZ Juzo Ulcer Liner 22,5–27,5		cA 18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5	28–30,5
PA Juzo Ulcer Dynamic 15–21							
Kengän koko – 44							

RAL

RECHENKUNST

</



Esimerkkejä hoidosta



AD · Beige
Juzo Ulcer Liner



AD · Beige
Juzo Ulcer Liner yhdessä
Juzo Ulcer Dynamic

Juzo Ulcer System

Alaraaja

Värit

Juzo Ulcer Expert

Beige

Juzo Ulcer Liner

Beige

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Ulcer System 3573 Koko 1–6
	AD		Set	
		1x päällyssukka Juzo Ulcer Dynamic (KKL 2) ja 2x alussukka Juzo Ulcer Liner (< KKL 1)		•
	Varvasosa			
		Avoin (Juzo Ulcer Dynamic)		•
		Umpinainen (Juzo Ulcer Liner)		•
	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Ulcer System Add 2561 Koko 1–6
	AD		Set	
		2x alussukka Juzo Ulcer Liner (< KKL 1) vakiokoot		•
	Varvasosa			
		Umpinainen (Juzo Ulcer Liner)		•

Jälkikäteen tehtävät muutokset

Pyöröneulokset (standard sizes and custom-made)

Malli	Juzo Inspiration	Juzo Soft	Juzo Adventure	Juzo Move	Juzo Dynamic	Juzo Dynamic Silver*	Juzo Dynamic Cotton	Juzo Intenso
Varvasosa (Pari)								
Kärjen lyhentäminen (Vain mittatilaustuotteena)	•	•		•	•	•	•	•
Silikonireuna (Pari)								
Silikonireunojen vaihto	•	•	•	•	•	•	•	•
Neulosreunan muutos silikonireunaksi		•			•**	•	•	•
Kapeampi / leveämpi silikonireuna	•	•	•	•	•	•	•	•
Lantiokiinnitykset								
Kiinnittäminen (Yksittäin)		•			•	•	•	
Kiinnittäminen (Käytetään parina)		•			•	•	•	
Latiokiinnitys muutostyönä		•			•	•	•	
Housujen muutokset (Kappale)								
Avanneaukko	•	•			•	•	•	
Avoin haara		•			•	•	•	
Lyhentäminen (Pari)								
Sukkien lyhentäminen (Silikonireunalliset)	•	•	•	•	•	•	•	•
* Vain mittatilaustuotteisiin ** Poikkeuksena mittatilaustuotteena valmistettu Dynamic AG								



Juzo Expert

Art. 3021, 3022, 3023, 3024



Miellyttävää pehmeyttä yksilölliseen hoitoon

- Saumallinen ja laadultaan miellyttävä tuote
- Ertottuu muista tuotteista pehmeydellään ja hillityn elegantilla pintarakenteellaan
- Erittäin hengittävä materiaali

Ominaisuudet

Laakaneulokset saumalla



Käyttö

Lymfologia

Ominaisuudet

- + litteä ja joustava sauma
- + kapea ja pehmeä
- + maksimaalinen liikkumisen vapaus

Käyttötarkoitukset

- + alaraaja
- + yläraaja
- + rintakehä
- + pää
- + amputoidun raajan
- + kompressiotuotteet

Kompressioluokat

- 18–21 mmHg (KKL 1)
- 23–32 mmHg (KKL 2)
- 34–46 mmHg (KKL 3)
- > 49 mmHg (KKL 4)

Esimerkkejä hoidosta



AB - Almond
Avokärki



AT - Almond
Toiminta-alue jalkapöytä



ATL - Almond
Yhden jalan sukkahousut




FG - Almond
Silikonireuna



HFA - Sesame
Juzo Expert Seamless



CG - Almond
Silikonireuna



TH - Almond
Vetoketju



AT - Almond
Matfit tarrakiinnitys

Tietoa Juzo Expert Silver- ja Juzo Expert Cotton -tuotteiden ominaisuuksista on osoitteessa juzo.com/silver ja juzo.com/cotton

Juzo Expert

Art. 3021, 3022 Pituus cm		Vakiokoot - Ympärysmitta cm					
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
PG AD / AD max normaali 40–46 lyhyt 34–39	cD max	29,5–32,5	32,5–35,5	35,5–39	38,5–42	41,5–45,5	45,5–48,5
		27–29,5	29,5–32,5	32,5–35,5	35,5–39	38,5–42	41,5–45,5
	cC max	31,5–34,5	34,5–37,5	37,5–41	40,5–44,5	43–47	45,5–49,5
		29–31,5	31,5–34,5	34,5–37,5	37,5–41	40,5–44,5	43–47
	cB1 max	26–28,5	28,5–31	30,5–33,5	33–36,5	35–38	37,5–41
		23,5–25,5	25,5–28	27,5–30	30–33	32,5–35,5	35–38,5
PA normaali 15–17 lyhyt 17–19	cB	18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5	28–30,5
	cY	28–30,5	29–31,5	31–34	33–36	35–38,5	37–40,5
	cA	18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5	28–30,5

Paitsi suurimmat koot



Juzo Expert

Art. 3022 Pituus cm		Vakiokoot - Ympärysmitta cm					
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
PG AG normaali 72–83 lyhyt 66–72	cG	44–48	46–50,5	50–55	54–59	58–63,5	62–68
		41–45	42,5–46,5	45,5–50	48,5–53	51,5–56,5	54,5–59,5
	cF	30–33	32,5–35,5	35,5–39	38,5–42	41,5–45,5	44,5–48,5
		27–29,5	29,5–32,5	32,5–35,5	35,5–39	38,5–42	41,5–45,5
	cD	29–31,5	31,5–34,5	34,5–37,5	37,5–41	40,5–44,5	43–47
		23,5–25,5	25,5–28	27,5–30	30–33	32,5–35,5	35–38,5
PA normaali 15–17 cm pitka 17–19 cm	cC	18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5	28–30,5
	cB'	28–30,5	29–31,5	31–34	33–36	35–38,5	37–40,5
	cB	18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5	28–30,5
	cY	28–30,5	29–31,5	31–34	33–36	35–38,5	37–40,5
	cA	18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5	28–30,5



Juzo Expert

Alaraaja

Värit ja kohokohdat

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Trend Värit

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours

Batik Collection

Värit: Vakiovärit (paitsi Sugar ja Almond); Trend Värit -värit voidaan batiikkivärjätä mustalla tai valkoisella
juzo.com/batik-collection

Dip Dye Collection

Värit: Grey, Blue
Tyyppi: AD, AF, AG (KKL 1/2)
juzo.com/dip-dye

Silityskuvat

Tällä hetkellä saatavana oleviin silityskuihin voi tutustua osoitteessa
juzo.com/iron-on-patches

* Ainoastaan väreissä Almond ja Black pepper

¹ Juzo Expert AD -tuotteen vakiokoot saatavana vain värissä Almond

² Vakiokokoihin saatavana vain kompressioluokka 2 ja väri Almond

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert			
				3021, 3022		3023	3024*
		Kaikki erikoislisävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus		Koko 1–6	Räätälöitynä	Räätälöitynä	Räätälöitynä
	ZE	Varvasosa	Kpl				
		Avo- tai umpikärki			•		
	AB / AB1	Nilkkasukat	Pari				
					•		
	AD / AD max. ¹	Polvisukka	Pari				
		Avoin varvasosa		•			
		Pitkä jalkaosa		•			
		Silikonireuna		•			
	AD	Polvisukka	Pari				
					•	•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari				
					•	•	•
	AG	Reisisukka ²	Pari				
		Avokärki, silikonireuna		•			
	AG	Reisisukka	Pari				
					•	•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl				
					•	•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl				
		Pidennys vasemmalle tai oikealle			•	•	•
	BT / B1T	Leggingsitit	Kpl				
					•	•	pyydettyäessä
	CT / DT	Caprihousut	Kpl				
					•	•	pyydettyäessä
	ET / FT	Bermuda-shortsit	Kpl				
					•	•	

Juzo Expert Silver

Alaraaja

Värit



Tällä hetkellä saatavana oleviin silityskuviin voi tutustua osoitteessa juzo.com/iron-on-patches

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Silver		
				3021 SI, 3022 SI Räätälöitynä	3023 SI Räätälöitynä	3024 SI Räätälöitynä
	ZE	Varvasosa	Kpl			
		Avo- tai umpikärki		•		
	AB / AB1	Niikkasukat	Pari			
				•		
	AD	Polvisukka	Pari			
				•	•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari			
				•	•	•
	AG	Reisisukka	Pari			
				•	•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl			
				•	•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl			
	Pidennys vasem- malle tai oikealle			•	•	•
	BT / B1T	Leggingsitit	Kpl			
				•	•	pyydettyäessä
	CT / DT	Caprihousut	Kpl			
				•	•	pyydettyäessä
	ET / FT	Bermuda-shortsit	Stück			
				•	•	

Juzo Expert Cotton

Alaraaja

Värit




Tällä hetkellä saatavana oleviin silityskuviin voi tutustua osoitteessa juzo.com/iron-on-patches

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Cotton	
				3021 BW, 3022 BW Räätälöitynä	3023 BW Räätälöitynä
	ZE	Varvasosa	Kpl		
		Avo- tai umpikärki		•	
	AB / AB1	Nilkkasukat	Pari		
				•	
	AD	Polvisukka	Pari		
				•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari		
				•	•
	AG	Reisisukka	Pari		
				•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl		
				•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl		
	Pidennys vasem- malle tai oikealle			•	•
	BT / B1T	Leggingsitit	Kpl		
				•	•
	CT / DT	Caprihousut	Kpl		
				•	•
	ET / FT	Bermuda-shortsit	Kpl		
				•	•

Juzo Expert · Juzo Expert Silver · Juzo Expert Cotton


Alaraaja

Kokotaulukko


Art. 3021, 3022 · BD, FG		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
	PFG 25	44 – 47	47 – 50,5	50,5 – 54,5	54,5 – 58	58 – 61	61 – 65
		32 – 35	35 – 38	38 – 41	41 – 44	44 – 47	47 – 51
PBD 30		27 – 29,5	29,5 – 32,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39	38,5 – 42	41,5 – 45,5
		29 – 31,5	31,5 – 34,5	34,5 – 37,5	37,5 – 41	40,5 – 44,5	43 – 47
		23,5 – 25,5	25,5 – 28	27,5 – 30	30 – 33	32,5 – 35,5	35 – 38,5
		18,5 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28,5	28 – 30,5

Värit ja kohokohdat


Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	



Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours









Värit: Vakiovärit (paitsi Sugar ja Almond); Trend Värit -värit voidaan batiikkivärjätä mustalla tai valkoisella
Tyypit: BF, BG, CG, DG
juzo.com/batik-collection



Tällä hetkellä saatavana oleviin silityskuviin voi tutustua osoitteessa
juzo.com/iron-on-patches

* Vain Almondvärisenä

¹ Saatavana vain KKL 2

	Tyyppi	Malli Kaikki erikoislisävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus	Määrä	Juzo Expert 3021, 3022		Juzo Expert Silver*	Juzo Expert Cotton*
				Koko 1–6*	Räätälöitynä	Räätälöitynä	Räätälöitynä
	BD	Säärisegmentti	Pari				
				• ¹	•	•	•
	BF	Segmentti	Pari				
					•	•	•
	BG	Segmentti	Pari				
					•	•	•
	CG	Segmentti	Pari				
					•	•	•
	DG	Reisisegmentti	Pari				
					•	•	•
	FG	Reisisegmentti	Pari				
				• ¹	•	•	•

Juzo Expert Kompressiolahjes

Kokotaulukko

Art. 3232 · DF Pituus cm		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
PDF 30		36–38	38–40	40–42	42–44	44–46	46–48
PDE 15		29–31	31–33	33–35	35–37	37–39	39–41
		26–28	28–30	30–32	32–34	34–36	36–38

Värit

Almond	
--------	--

Silityskuvat	
--------------	--

Tällä hetkellä saatavana oleviin silityskuviin voi tutustua osoitteessa juzo.com/iron-on-patches

	Tyyppi	Malli Kaikki erikoislisävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus	Määrä	Juzo Expert 3232	
				Koko 1–6	Räätälöitynä
	DF	Kompressiolahje	Pari	•	•
	DG	Kompressiolahje	Pari		•

Juzo Expert · Juzo Expert Silver · Juzo Expert Cotton

Alaraaja · Yläraaja · Amputoidun raajan kompressiotuotteet

Värit

Sugar	
-------	--

Sesame	
--------	--

Almond	
--------	--

Cinnamon	
----------	--

Cacao	
-------	--

Poppy seed	
------------	--

Blueberry	
-----------	--

Black pepper	
--------------	--

Trend Värit	
-------------	--

Tutustu uusiin osoitteessa juzo.com/trend-colours


Silityskuvat	
--------------	--

Tällä hetkellä saatavana oleviin silityskuviin voi tutustua osoitteessa juzo.com/iron-on-patches

*Vain Almondvärisenä

	Tyyppi	Malli Kaikki erikoislisävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus	Määrä	Juzo Expert 3021, 3022 Räätälöitynä	Juzo Expert Silver* 3021 SI, 3022 SI Räätälöitynä	Juzo Expert Cotton* 3021 BW, 3022 BW Räätälöitynä
	FG	Polven yläpuolelta amputoidun jalan kompressio	Kpl	•	•	•
	CF	Polven alapuolelta amputoidun jalan kompressio	Kpl	•	•	•
	HD	Polven alapuolelta amputoidun jalan kompressio	Kpl	•	•	•
	Up to knee after Pirogoff amputation			•	•	•
	SG	Amputoidun käsivarren kompressio	Kpl	•	•	•
	SH	Amputoidun käsivarren kompressio olkaosalla	Kpl	•	•	•
	Olkaosa ja nauha			•	•	•
	Kiinnitys rintaliivien olkaimeen			•	•	•
	Kiinnitys rintaliivien olkaimeen ja silikonituki			•	•	•

Kokotaulukko

Art. 3022 · CG Pituus cm	Vakiokoot · Ympärysmitta cm			
	2/S	3/M	4/L	5/XL
 PCG 42 – 46	cG* 27,5 – 31	31 – 35	35 – 39	39 – 43
	cF 24,5 – 27,5	27,5 – 30,5	30,5 – 34,5	34,5 – 38,5
PCE 22 – 24	cE 23 – 25,5	25,5 – 28	28 – 31	31 – 34
	cD 22 – 24	24 – 27	27 – 30	30 – 33
	cC1 17,5 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26
	cC 16 – 18	18 – 20	20 – 22	22 – 24
* Viistottu yläreuna max., silikonireuna 3,5 cm, sauma käsivarren ulkosivulla 30° anat. muotoonkudottu kyynärpää				

Värit

Almond	
--------	---

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert 3022 Koko 2 – 5
	CGR / CGL	Hiha Viistottu yläreuna max., silikonireuna 3,5 cm, sauma käsivarren ulkosivulla 30° anat. muotoonkudottu kyynärpää Valitse vasen tai oikea	Kpl	•

Juzo Expert · Juzo Expert Silver · Juzo Expert Cotton

Yläraaja

Värit ja kohokohdat

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Trend Värit

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours

Batik Collection

Värit: Vakiovärit (paitsi Sugar ja Almond); Trend Värit -värit voidaan batiikkivärjätä mustalla tai valkoisella
juzo.com/batik-collection

Dip Dye Collection

Värit: Poppy seed, Blueberry
 Tyypit: all forms except those with strap
 (Juzo Expert KKL 1/2)
juzo.com/dip-dye


Silityskuvat

Tällä hetkellä saatavana oleviin silityskuihin voi tutustua osoitteessa
juzo.com/iron-on-patches

* Vain Almondvärisenä
¹ Hihat molemmin puolin sis. olkaosalla ja boleroikiinitysellä

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert		Juzo Expert Silver*		Juzo Expert Cotton*	
				3021, 3022	3023	3021 SI, 3022 SI	3023 SI	3021 BW, 3022 BW	3023 BW
				Räätä-löitynä	Räätä-löitynä	Räätä-löitynä	Räätä-löitynä	Räätä-löitynä	Räätälöitynä
		Kaikki erikoislisävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus							
	CG	Hiha	Kpl						
				•	•	•	•	•	•
	CH	Hiha olkaosalla	Kpl						
		Olkaosa ja nauha		•	•	•	•	•	•
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen		•	•	•	•	•	•
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen ja silikonituki		•	•	•	•	•	•
		Boleromalli ¹		•	•	•	•	•	•
	AGA	Hiha, Neulottu käsiosa	Kpl						
		Neulottu puolikäsine		•	pyydetä-essä	•	pyydetä-essä	•	pyydetä-essä
	AGO / AGG	Hiha, Neulottu käsiosa	Kpl						
		Neulottu puolikäsine, avoimet tai umpinaiset sormenpäät		•	pyydetä-essä	•	pyydetä-essä	•	pyydetä-essä
	AHAG	Hiha, Neulottu käsiosa, olkaosa ja nauha	Kpl						
		Neulottu puolikäsine, olkaosa ja nauha		•	pyydetä-essä	•	pyydetä-essä	•	pyydetä-essä
	AHOG / AHGG	Hiha, Neulottu käsiosa, olkaosa ja nauha	Kpl						
		Neulottu puolikäsine, avoimet tai umpinaiset sormenpäät, olkaosa ja nauha		•	pyydetä-essä	•	pyydetä-essä	•	pyydetä-essä

Juzo Expert · Compression Käsine

Art. 3021, 3022 - HDA		Vakiokoot - Ympärysmitta cm					
Pituus cm		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
	1 cX	6,1	6,5	6,9	7,4	7,8	8,2
	cA / cB	17,5	19	20,5	22	23,5	25
	cC	14,5	16	17,5	19	20,5	22

* Sormenpään pituus

Juzo Expert · Compression Käsine

Art. 3021, 3022 - HFK

Pituus cm

P*

1 5,5

2 7

3 8

4 7

5 5,5

The diagram illustrates the measurement points for the glove size chart. The hand is shown with measurement points 1 through 6 marked. The corresponding measurements are: 1 (P* = 5,5), 2 (7), 3 (8), 4 (7), 5 (5,5), 6 (14,5). The labels cX, cZ, cA, cB, and cC are also indicated on the diagram.

Vakiokoot - Ympärysmitta cm

1/XS

2/S

3/M

4/L

5/XL

6/XXL

1

cX

6,1

6,5

6,9

7,4

7,8

8,2

cZ

5,1

5,5

5,9

6,4

6,8

7,2

2

cX

6,2

6,7

7,1

7,6

8

8,5

cZ

4,6

5,1

5,5

6

6,4

6,9

3

cX

6

6,3

6,7

7,1

7,5

7,9

cZ

4,6

4,9

5,3

5,7

6,1

6,5

4

cX

5,7

6

6,3

6,7

7,1

7,4

cZ

4,5

4,8

5,1

5,5

5,9

6,2

5

cX

5,3

5,5

5,9

6,3

6,7

7

cZ

4,1

4,3

4,7

5,1

5,5

5,8

cA / cB

17,5

19

20,5

22

23,5

25

cC

14,5

16

17,5

19

20,5

22

* Pituus sormet

Juzo Expert · Compression Käsine

Art. 3021, 3022 - HFA

Pituus cm

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

cX

cA

cB

cC

14,5

5,5

6

3

5,5

6

1

2

3

4

5

cX

cA

cB

cC

14,5

5,5

6

3

5,5

6

Vakiokoot - Ympärysmitta cm

1/XS

2/S

3/M

4/L


5/XL

6/XXL

1	cX	6,1	6,5	6,9	7,4	7,8	8,2
2	cX	6,2	6,7	7,1	7,6	8	8,5
3	cX	6	6,3	6,7	7,1	7,5	7,9
4	cX	5,7	6	6,3	6,7	7,1	7,4
5	cX	5,3	5,5	5,9	6,3	6,7	7
cA / cB		17,5	19	20,5	22	23,5	25
cC		14,5	16	17,5	19	20,5	22

* Peukalonpään pituus

Juzo Expert · Sormituki

Art. 3021, 3022 - FI Pituus cm		Vakiokoot - Ympärysmitta cm		
		1/XS	2/S	3/M
	p* 7	5	5,7	6,5
		6	6,7	7,5

* Sormen pituus

Juzo Expert · Juzo Expert Silver · Juzo Expert Cotton

Yläraaja

Värit

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Trend Värit	
-------------	--

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours

Silityskuvat	
--------------	--

Tällä hetkellä saatavana
oleviin silityskuviin voi
tutustua osoitteessa
juzo.com/iron-on-patches

* Vain Almondvärisenä


	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert 3021, 3022		Juzo Expert Silver*	Juzo Expert Cotton*
		Kaikki erikoisvävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus		Koko 1–6*	Räätälöi- tynä	Räätälöitynä	Räätälöitynä
	HDAC / HFAC / HFC	Puolikäsine / käsine	Kpl				
	Ranteen peittävät	Avoim peukalo		•	•	•	•
		Umpinainen peukalo			•	•	•
		Avoimet sormenpäät		•	•	•	•
		Umpinaiset sormenpäät		•	•	•	•
	HDAD / HFAD / HFD	Puolikäsine / pitkä käsine, neulottu puolikäsine	Kpl				
	Pituus kirjaimeen “D” asti	Avoim peukalo			•	•	•
		Umpinainen peukalo			•	•	•
		Avoimet sormenpäät			•	•	•
		Umpinaiset sormenpäät			•	•	•
	HDAE / HFAE / HFE	Puolikäsine / pitkä käsine, neulottu puolikäsine	Kpl				
	Pituus kirjaimeen “E” asti	Avoim peukalo			•	•	•
		Umpinainen peukalo			•	•	•
		Avoimet sormenpäät			•	•	•
		Umpinaiset sormenpäät			•	•	•
	FI / FIG	Sormituki	Kpl	Koko 1–3*			
		Avoim		•	•	•	•
		Umpinainen			•	•	•
	Tarranauha- kiinnitys	Avoim			•	•	•
		Umpinainen			•	•	•

Juzo Expert Seamless


Yläraaja

Kokotaulukko

Juzo Expert Seamless - Compression Kasine

Art. 3021 NL, 3022 NL - HDA		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
Pituus cm			1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
	P*	1 cX	6,1	6,5	6,9	7,4	7,8	8,2
	1 2	cA / cB	17,5	19	20,5	22	23,5	25
	cX	cC	14,5	16	17,5	19	20,5	22
	* Sormenpään pituus							

Juzo Expert Seamless - Compression Kasine

Art. 3021 NL, 3022 NL - HFA		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
Pituus cm			1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
	P*	1 cX	6,1	6,5	6,9	7,4	7,8	8,2
	1 3	2 cX	6,2	6,7	7,1	7,6	8	8,5
	2 4	3 cX	6	6,3	6,7	7,1	7,5	7,9
	3 5	4 cX	5,7	6	6,3	6,7	7,1	7,4
	4 4	5 cX	5,3	5,5	5,9	6,3	6,7	7
	5 3	cA / cB	17,5	19	20,5	22	23,5	25
	cZ	cC	14,5	16	17,5	19	20,5	22
	cX							
* Peukalonpään pituus								

Värit

Sesame	
Almond	
Black pepper	

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Seamless 3021 NL, 3022 NL Koko 1–6
	HDA	Puolikäsine / käsine	Kpl	
	Ranteen peittävät	Avoin peukalo		•
	HFA	Puolikäsine / käsine	Kpl	
	Ranteen peittävät	Avoimet sormenpäät		•

Juzo Expert · Juzo Expert Silver

Thorax

Värit

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Trend Värit

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours

Silityskuvat

Tällä hetkellä saatavana
oleviin silityskuviin voi
tutustua osoitteessa
juzo.com/iron-on-patches

* Vain Almondvärisenä

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert 3021, 3022 Räätälöitynä	Juzo Expert Silver* 3021 SI, 3022 SI Räätälöitynä
	LB	Rintakehän kompressiosegmentti	Kpl		
		Kainalosta lantiolle		•	•
	TH	Rintakehän kompressiosegmentti, hihatton	Kpl		
		Ylle pujotettava		•	•
		Tarranauhakiinnitys		•	•
		Vetoketju Vetoketju, vahvistettu alapuoli		•	•
		Silmukkakiinnitys Silmukkakiinnitys, vahvistettu		•	•
	TH	Rintakehän kompressiosegmentti, hihallinen	Kpl		
		Ylle pujotettava		•	•
		Tarranauhakiinnitys		•	•
		Vetoketju Vetoketju, vahvistettu alapuoli		•	•
		Silmukkakiinnitys Silmukkakiinnitys, vahvistettu		•	•
	THB	Rintakehän alueen kompressiopuku	Kpl		
		Tarranauhakiinnitys		•	•
		Vetoketju Vetoketju, vahvistettu alapuoli		•	•
		Silmukkakiinnitys Silmukkakiinnitys, vahvistettu		•	•
	THB	Rintakehän alueen kompressiopuku pitkillä tai lyhyillä hihoilla	Kpl		
		Tarranauhakiinnitys		•	•
		Vetoketju Vetoketju, vahvistettu alapuoli		•	•
		Silmukkakiinnitys Silmukkakiinnitys, vahvistettu		•	•

Juzo Expert · Juzo Expert Silver

Head

Värit

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Trend Värit



Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours

Silityskuvat



Tällä hetkellä saatavana
oleviin silityskuihin voi
tutustua osoitteessa
juzo.com/iron-on-patches

* Vain Almondvärisenä

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert 3021 Räätälöitynä	Juzo Expert Silver* 3021 SI Räätälöitynä
	HK	Kaula-leukaside	Kpl		
	Päänauha, kaulaosa niskan takana, suljettavissa pään takaa	Tarranauhakiinnitys		•	•
		Silmukkakiinnitys		•	•
	GMO	Kasvonaamio	Kpl		
	Otsa ja pään takaosa avoinna Aukot korville tilauksesta Suljettavissa pään takaa	Tarranauhakiinnitys		•	•
		Silmukkakiinnitys		•	•
	GM	Kasvonaamio	Kpl		
	Otsa ja pään takaosa avoinna Aukot silmille, nenälle, suulle ja korville tilauksesta Suljettavissa pään takaa	Tarranauhakiinnitys		•	•
		Silmukkakiinnitys		•	•
	GMG	Kasvonaamio	Kpl		
	Otsa ja pään takaosa suljettu Aukot korville tilauksesta Suljettavissa pään takaa	Tarranauhakiinnitys		•	•
		Silmukkakiinnitys		•	•
	GMK	Kasvonaamio	Kpl		
	Otsa ja pään takaosa suljettu Aukot silmille, nenälle, suulle ja korville tilauksesta Suljettavissa pään takaa	Tarranauhakiinnitys		•	•
		Silmukkakiinnitys		•	•

Juzo Expert Strong

Art. 3051, 3052, 3053, 3054



Luotettava ja vahva tuote lymfologiaan

- Suuri työpaine
- Aktivoiva hierontavaikutus, joka stimuloi imunestekiertoa.
- Miellyttävän hengittävä
- Strong tukee vaikeiden lymfedeemien ja lipödeemien hoitoa ammattimaisella tavalla.

Ominaisuudet

Laakaneulokset saumalla



Käyttö

Lymfologia

Ominaisuudet

- + litteä ja joustava sauma
- + suuri hoitopaine
- + hierontavaikutus

Käyttötarkoitukset

- + alaraaja
- + yläraaja

Kompressioluokat

- 18–21 mmHg (KKL 1)
- 23–32 mmHg (KKL 2)
- 34–46 mmHg (KKL 3)
- > 49 mmHg (KKL 4)

Esimerkkejä hoidosta




ZE - Almond
Avokärki



AT - Almond
Vetoketjun tiedot



AD - Almond
Silikonipinnoite



BG - Almond
Segmentti




AT - Poppy seed
Housuosa: Slipform



AT - Almond
Juzo Expert Strong Silver



HFA - Almond
Avoimet sormenpäät



CH - Almond
Bolerosauman tiedot

Juzo Expert Strong

Alaraaja

Värit

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Trend Värit



Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours

Silityskuvat



Tällä hetkellä saatavana
oleviin silityskuviin voi
tutustua osoitteessa
juzo.com/iron-on-patches

* Vain Almondvärisenä

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Strong		
				3051, 3052	3053	3054*
		Kaikki erikoislisävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus		Räätälöitynä	Räätälöitynä	Räätälöitynä
	ZE	Varvasosa Avo- tai umpikärki	Kpl	•		
	AB / AB1	Nilkkasukat	Pari	•		
	AD	Polvisukka	Pari	•	•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari	•		
	AG	Reisisukka	Pari	•	•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl	•	•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl	•	•	•
	BT / B1T	Leggingsitit	Kpl	•	•	pyydetä- essä
	CT / DT	Caprihousut	Kpl	•	•	pyydetä- essä
	ET / FT	Bermuda-shortsit	Kpl	•	•	

Juzo Expert Strong Silver

Alaraaja

Värit



Tällä hetkellä saatavana oleviin silityskuviin voi tutustua osoitteessa juzo.com/iron-on-patches

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Strong Silver		
				3051 SI, 3052 SI Räätälöitynä	3053 SI Räätälöitynä	3054 SI Räätälöitynä
	ZE	Varvasosa	Kpl			
		Avo- tai umpikärki		•		
	AB / AB1	Nilkkasukat	Pari			
				•		
	AD	Polvisukka	Pari			
				•	•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari			
				•	•	•
	AG	Reisisukka	Pari			
				•	•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl			
				•	•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl			
		Pidennys vasemmalle tai oikealle		•	•	•
	BT / B1T	Leggingsitit	Kpl			
				•	•	pyydetty-essä
	CT / DT	Caprihousut	Kpl			
				•	•	pyydetty-essä
	ET / FT	Bermuda-shortsit	Kpl			
				•	•	

Juzo Expert Strong Cotton

Alaraaja

Värit

Almond

Silityskuvat

Tällä hetkellä saatavana oleviin silityskuviin voi tutustua osoitteessa juzo.com/iron-on-patches

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Strong Cotton	
		Kaikki erikoislisävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus		3052 BW Räätälöitynä	3053 BW Räätälöitynä
	AD	Polvisukka	Pari		
				•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari		
				•	•
	AG	Reisisukka	Pari		
				•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl		
				•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl		
	Pidennys vasem- malle tai oikealle			•	•
	BT / B1T	Leggingsitit	Kpl		
				•	pyydetäessä
	CT / DT	Caprihousut	Kpl		
				•	pyydetäessä
	ET / FT	Bermuda-shortsit	Kpl		
				•	pyydetäessä

Juzo Expert Strong · Juzo Expert Strong Silver · Juzo Expert Strong Cotton

Alaraaja

Värit

Sugar

Sesame

Almond

Cinnamon

Cacao

Poppy seed

Blueberry

Black pepper

Trend Värit

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours

Silityskuvat

Tällä hetkellä saatavana
oleviin silityskuviin voi
tutustua osoitteessa
juzo.com/iron-on-patches

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Strong 3051, 3052 Räätälöitynä	Juzo Expert Strong Silver* 3051 SI, 3052 SI Räätälöitynä	Juzo Expert Strong Cotton* 3052 BW Räätälöitynä
		Kaikki erikoislisävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus				
	BD	Säärisegmentti	Pari			
				•	•	•
	BF	Segmentti	Pari			
				•	•	•
	BG	Segmentti	Pari			
				•	•	•
	CG	Segmentti	Pari			
				•	•	•
	DG	Reisisegmentti	Pari			
				•	•	•
	FG	Reisisegmentti	Pari			
				•	•	•

*Vain Almondvärisenä

Juzo Expert Strong · Juzo Expert Strong Silver

Yläraaja

Värit

Sugar

Sesame

Almond

Cinnamon

Cacao

Poppy seed

Blueberry

Black pepper

Trend Värit

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours

Silityskuvat

Tällä hetkellä saatavana
oleviin silityskuviin voi
tutustua osoitteessa
juzo.com/iron-on-patches

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Strong 3051, 3052 Räätälöitynä	Juzo Expert Strong Silver* 3051 SI, 3052 SI Räätälöitynä
		Kaikki erikoislisävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus			
	HDAC/HFAC/HFC	Puolikäsi / käsine	Kpl		
		Avoim peukalo		•	•
		Umpinainen peukalo		•	•
	Ranteen peittävät	Avoimet sormenpäät		•	•
		Umpinaiset sormenpäät		•	•
	HDAD/HFAD/HFD	Puolikäsi /pitkä käsine, neulottu puolikäsi	Kpl		
		Avoim peukalo		•	•
		Umpinainen peukalo		•	•
	Pituus kirjaimen "D" asti	Avoimet sormenpäät		•	•
		Umpinaiset sormenpäät		•	•
	HDAE/HFAE/HFE	Puolikäsi /pitkä käsine, neulottu puolikäsi	Kpl		
		Avoim peukalo		•	•
		Umpinainen peukalo		•	•
	Pituus kirjaimen "E" asti	Avoimet sormenpäät		•	•
		Umpinaiset sormenpäät		•	•

*Vain Almondvärisenä

Juzo Expert Strong · Juzo Expert Strong Silver

Yläraaja

Värit

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Trend Värit



Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours

Silityskuvat



Tällä hetkellä saatavana
oleviin silityskuviin voi
tutustua osoitteessa
juzo.com/iron-on-patches

* Vain Almondvärisenä
¹ Hihat molemmin puolin sis.
olkaosalla ja boleroikiini-
tyksellä

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Strong		Juzo Expert Strong Silver*	
				3051, 3052 Räätälöitynä	3053 Räätälöitynä	3051 SI, 3052 SI Räätälöitynä	3053 SI Räätälöitynä
	CG	Hiha	Kpl				
				•	•	•	•
	CH	Hiha olkaosalla	Kpl				
		Olkaosa ja nauha		•	•	•	•
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen		•	•	•	•
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen ja silikonituki		•	•	•	•
		Boleromalli ¹		•	•	•	pyydetäessä
	AGA	Hiha, Neulottu käsiosa	Kpl				
		Neulottu puolikäsine		•	pyydetäessä	•	pyydetäessä
	AGO / AGG	Hiha, Neulottu käsiosa	Kpl				
		Neulottu puolikäsine Avoimet tai umpinaiset sormenpäät		•	pyydetäessä	•	pyydetäessä
	AHAG	Hiha, Neulottu käsiosa, olkaosa ja nauha	Kpl				
		Neulottu puolikäsine Olkaosa ja nauha		•	pyydetäessä	•	pyydetäessä
	AHOG / AHGG	Hiha, Neulottu käsiosa, olkaosa ja nauha	Kpl				
		Neulottu puolikäsine Avoimet tai umpinaiset sormenpäät Olkaosa ja nauha		•	pyydetäessä	•	pyydetäessä

Juzo Classic Seamless

Art. 2301, 2302



Muotoutuva ja miellyttävä

- Innovatiivisen seamless-high tech -neulostekniikan ansiosta häiritsevästä saumoista on päästy eroon
- Tarkoitettu erityisesti ödeemien ja tapaturman jälkeisten turvotusten hoitoon
- Pehmeä neulos
- Hengittävä materiaali

Ominaisuudet

Laakaneulokset Seamless



Käyttö
Lymfologia

Ominaisuudet
+ ohut ja tukeva
+ hengittävä materiaali
+ pehmeä neulos


Käyttötarkoitukset
+ alaraaja
+ yläraaja

Kompressioluokat
18–21 mmHg (KKL 1)
23–32 mmHg (KKL 2)

Kokotaulukko

Art. 2302 · BT, CT, FT, FTM		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
	cT	65–75	75–85	85–95	95–105	105–115	115–125
	cH	85–95	95–105	105–115	115–125	125–135	135–145
	cG	43–56	47–62	51–66	55–73	59–77	64–82
	cF	43–53	47–59	51–63	55–70	59–74	64–79
	cE	30–37	33–41	36–44	38–48	40–50	44–54
	cD	26–33	28–36	32–39	35–43	37–47	39–50
	cC	27–37	30–40	33–43	36–47	39–51	42–54
	cB1	22,5–28,5	25–31	27,5–33,5	30–37	33–40,5	36–43,5
	cB	18–20	19–22	21–24,5	23,5–27	26–30	29–33

Esimerkkejä hoidosta



ZE · Almond
Avokärki



AGA · Almond
Balance-silikonireuna



CT · Almond
Balance-silikonireuna



HFA · Almond
Avoimet sormenpäät

Juzo Classic Seamless

Alaraaja

Värit


Sesame	
Almond	
Black pepper	

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Classic Seamless 2302 Koko 1–6
	FT / FTM (Nainen / Mies)	Bermuda-shortsit	Kpl	
		Lahkeet joustavalla reunalla		•
	CT	Caprihousut	Kpl	
		Lahkeet joustavalla reunalla		•
	BT	Leggingsitit	Kpl	
				•

Juzo Classic Seamless

Alaraaja

Kokotaulukko

Art. 2301, 2302 · ZEA		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
	cA1	18–20	20–22,5	22,5–25	25–27,5	27,5–30	30–32,5
	cA	18–20	20–22,5	22,5–25	25–27,5	27,5–30	30–32,5

Värit

Sesame	
Almond	
Black pepper	


	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Classic Seamless 2301, 2302 Koko 1–6
	ZEAL / ZEAR	Varvasosa	Kpl	
		Avokärki Valitse vasen tai oikea		•

Juzo Classic Seamless


Yläraaja

Kokotaulukko

Juzo Classic Seamless - Käsine ja Puolikäsine

Art. 2301, 2302 · HDA, HFA		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
	cA	16,5–18	18–19,5	19,5–21	21–23	23–25,5	25,5–28
	cC	13,5–15	15–16,5	16,5–18	18–20	20–22	22–24

Juzo Classic Seamless - Compression Hiha

Art. 2301, 2302 · CGA, AGO, AGA Pituus cm		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
	PCE 21–26						
	PCG 40–47						
	cG max	29–33	32,5–36,5	35,5–40	39–43,5	42,5–47	46–49,5
	cF max	27,5–30	29,5–33	32–36	35–39	38–41	40–43
	cE max	24,5–27	26,5–29,5	28,5–32	31–34	33–36	35–38
	cD max	22,5–25	24,5–27,5	26,5–30	29–32	31–34	33–36
	cC	13,5–15	15–16,5	16,5–18	18–20	20–22	22–24
	cB	16,5–18	18–19,5	19,5–21	21–23	23–25,5	25,5–28
	cA	16,5–18	18–19,5	19,5–21	21–23	23–25,5	25,5–28

Laatumerkki koskee vain mallia 2302 CGA



Värit

Sesame	
Almond	
Black pepper	

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Classic Seamless 2301, 2302 Koko 1–6
	HDA	Gauntlet	Kpl	
		Avoim peukalo		•
	HFA	Glove	Kpl	
		Avoimet sormenpäät		•
	CGA / CGA max	Hiha	Kpl	
		Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm		•
	AGA / AGA max	Hiha	Kpl	
		Neulottu puolikäsine (Avoim peukalo) ja Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm		•
	AGO / AGO max	Hiha	Kpl	
		Neulottu puolikäsine (Avoimet sormenpäät) ja Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm		•

Erikoislisävarusteet

Alaraaja (Räätälöitynä)

Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver, Juzo Expert Strong Cotton

Varvasosa/ Jalkaterä	ZE	AB/AB1	AD	BD	AF/AG	BF/BG	DG/DF	AT	BT/ B1T/CT	ET/FT	Määrä
Sauma ulkopuolella		•	•		•			•			Pari
Kompression antava varvasosa: Pik- kuvarvas (5) täysin avoin suora/vino	•										Kpl
Avokärki		•	•		•			•			Pari
Umpikärjet		•	•		•			•			Pari
Umpikärjet; Isovarvas erotettuna		•	•		•			•			Pari
Isovarvasosa		•	•		•			•			Pari
Epäsymmetriset kärjet		•	•		•			•			Pari
Viistottu jalkaterä (Saatavana avoi- mella ja suljetulla kärjellä)		•	•		•			•			Pari
Silikonipinnoite jalkapohjassa		•	•		•			•			Pari
Anatomisesti muotoiltu nilkka (nilkka 90°)		•	•		•			•			Pari
Toiminta-alue jalkapöytä		•	•		•			•			Pari


Jalka	ZE	AB/AB1	AD	BD	AF/AG	BF/BG	DG/DF	AT	BT/ B1T/CT	ET/FT	Määrä
Vetoketju		•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kpl
Päälleommeltu vetoketju ulkopuolella		•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kpl
Tarranauhakiinnitys		•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kpl
Reisiosa kokonaan neulottu (Vakio)					•						Kpl
Porosa cD:stä alkaen					•						Kpl
Anatomisesti muotoiltu polvi mitassa (30° or 50°)					•	•	•	•	•		Kpl
Polven toiminta alue					•	•	•	•	•		Kpl
Useita KL								•	•	•	Kpl

Muuta	ZE	AB/AB1	AD	BD	AF/AG	BF/BG	DG/DF	AT	BT/ B1T/CT	ET/FT	Määrä
Pesumerkin kiinnittäminen tuotteen ulkopuolelle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kpl
Sauma ulkopuolella	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kpl

Erikoislisävarusteet

Alaraaja (Räätälöitynä)

Silikonireunat



Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver, Juzo Expert Strong Cotton

Vaihtoehdot-Jalka	ZE	AB / AB1	AD	BD	AF / AG	BF / BG	DG / DF	AT	BT / B1T / CT	ET / FT	Määrä
Viistottu yläreuna		•	•	•	•	•	•				Pari
Viistottu yläreuna max.		•	•	•	•	•	•				Pari
Viistottu yläreuna edessä max.					•	•	•				Pari
Silikonireuna Leveys 3,5 cm		•	•	•							Pari
Silikonireuna Leveys 5 cm		• vain AB1	•	•	•	•	•				Pari
Balance-silikonireuna Leveys 3,5 cm		•	•	•							Pari
Balance-silikonireuna Leveys 5 cm		• vain AB1	•	•	•	•	•				Pari
Joustoreuna Leveys 3,5 cm		•	•	•							Pari
Koristesilikonireuna Leveys 5 cm		• vain AB1	•	•	•	•	•				Pari
Balance-koristesilikonireuna Leveys 5 cm		• vain AB1	•	•	•	•	•				Pari
Pitsisilikonireuna Leveys 5 cm			•	•	•	•	•				Pari
Kiinniomeltu lisäsilikoniraita (Saatavana ainoastaan viistotun yläreunan kanssa)			•	•	•	•	•				Pari
Kiinniomeltu ¾ lisäsilikoniraita (Saatavana ainoastaan viistotun yläreunan kanssa)			•	•	•	•	•	•	•	•	Pari
Silikonistopperi (sivulla ulkopuolelta poikittain, edessä pitkittäin)			•	•	•	•	•	•	•	•	Pari
Säären reunassa silikonireuna								•	•	•	Kpl
Säären reunassa balance- silikonireuna									•	•	Kpl
Säären reunassa joustoreuna									•	•	Kpl
Ommeltu housuosa				Ks. kohdasta Housuosa							
Lantiokiinnitykset (Vakio)					•	•	•				Kpl
Lantiokiinnitykset (Mittatilaus)					•	•	•				Kpl

Erikoislisävarusteet

Alaraaja (Räätälöitynä)

Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver, Juzo Expert Strong Cotton

Vartalo-osa	ZE	AB / AB1	AD	BD	AF / AG	BF / BG	DG / DF	AT	BT / B1T / CT	ET / FT	Määrä
Matfit, Stegform, Slipform								•	•	•	Kpl
Matfit tarrakiinnitys								•	•	•	Kpl
Housuosassa hakaskiinnitys (Edessä / Takana / individual)								•	•	•	Kpl
Silmukkakiinnitys, vahvistettu (Edessä / Takana / individual)								•	•	•	Kpl
Tarranauhakiinnitys (Edessä / Takana / individual)								•	•	•	Kpl
Vetoketju (Edessä / Takana / individual)								•	•	•	Kpl
Silikonistopperi (Sivulla / Edessä / Takana)								•	•	•	Kpl
Leikkaus housuosassa (Edessä / Takana)								•	•	•	Kpl
Vartalo-osa KL 1								•	•	•	Kpl
Säädettävällä vyötärönauhalla								•	•	•	Kpl
Vyötäröpannalla								•	•	•	Kpl
Vyötäröpanta tarrakiinnityksellä								•	•	•	Kpl
Silikonireuna, Leveys 5 cm								•	•	•	Kpl
Avanneaukko								•	•	•	Kpl
Tarra rintakehätuen liittämiseen								•	•	•	Kpl

Malli							Määrä
Art. 3021, 3022							Kpl
Vartalo-osa KT Juzo Expert (Värit: Almond), korkeus 23 cm							
AG-sukkien kiinnittämiseen							•
Koko	1	2	3	4	5		
Housuosan suurin ympärys cm:nä	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120	120 – 135		
Tarrakiinnityksellä							•
Art. 3021, 3022							Kpl
Vartalo-osa KT Juzo Expert mittatilaustuotteet							
AG-sukkien kiinnittämiseen							•
Tarrakiinnityksellä							•

Erikoislisävarusteet

Alaraaja (Räätälöitynä)

Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver, Juzo Expert Strong Cotton

Haara	ZE	AB / AB1	AD	BD	AF / AG	BF / BG	DG / DF	AT	BT / B1T / CT	ET / FT	Määrä
Haarakiila / Haarakiila Pieni Haarakiilaverkko / Haarakiilaverkko Pieni								•	•	•	Kpl
Kompression antava haarakiila (Normaali / pieni)								•	•	•	Kpl
Haarakiila sepauksella								•	•	•	Kpl
Haarakiila katetrin aukkolla								•	•	•	Kpl
Avoin haara								•	•	•	Kpl
Sepauksella								•	•	•	Kpl
Tila kivespussille huuomioitu Tila kivespussille huuomioitu verkko-materiaali								•	•	•	Kpl

Painetyyny / Vuoraus	ZE	AB / AB1	AD	BD	AF / AG	BF / BG	DG / DF	AT	BT / B1T / CT	ET / FT	Määrä
Painetyyny Dr. Rotter (mediaali / lateraali)		•	•		•			•			2 Kappale / jalka
Vuorikangastaskut Dr. Rotter pehmusteille		•	•		•			•			Kpl
Kehräsluun silikonityyny (mediaali / lateraali)		•	•		•			•			2 Kappale / jalka
Vuorikangastaskut silikonipehmusteille		•	•		•			•			Kpl
Vuorikangastasku / Vuoraus cE :ssä (Normaali / Silver)					•	•	•	•	•		Kpl
Vuorikangastasku / Vuoraus cY :ssä (Normaali / Silver)		•	•		•			•			Kpl
Vuorikangastasku / Vuoraus individual (Normaali / Silver)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kpl
Vuorikangas kantapää (Normaali / Silver)		•	•		•			•			Kpl
Vuorikangas akillesjänne (Normaali / Silver)		•	•		•			•			Kpl
Vuorikangas jalkapohja (Normaali / Silver)		•		•	•			•			Kpl
Vuorikangastasku sisältää Lymphpad Line tai Lymphpad Square	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kpl

Erikoislisävarusteet

Yläraaja (Räätälöitynä)

Silikonireunat



Silikonireuna



Balance-silikonireuna



Joustoreuna

Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver

Hanska	HDAC / HFAC /HFC	HDAD / HFAD /HFD	HDAE / HFAE /HFE	Määrä
Muotoiltu painepehmuste – lyhyt	•	•	•	Kpl
Muotoiltu painepehmuste – pitkä	•	•	•	Kpl
Silikonipinnoite – kämmenpuolella	•	•	•	Kpl
Vetoketju	•	•	•	Kpl
Päälleommeltu vetoketju ulkopuolella	•	•	•	Kpl
Vuorikangas sormi 1 + 2 (Normaali /Silver)	•	•	•	Kpl
Trikootasku painetyynylle – Dorsal	•	•	•	Kpl
Trikootasku painetyynylle – Palmar	•	•	•	Kpl
Trikootasku painetyynylle /pitkä – Dorsal	•	•	•	Kpl
Trikootasku painetyynylle /pitkä – Palmar	•	•	•	Kpl
Vuorikangastasku /Vuoraus individual (Normaali /Silver)	•	•	•	Kpl
Vuorikangastasku sisältää Lymphpad Line tai Lymphpad Square	•	•	•	Kpl
Silikonireuna Leveys 3,5 cm		•	•	Kpl
Balance-silikonireuna Leveys 3,5 cm		•	•	Kpl
Joustoreuna Leveys 3,5 cm		•	•	Kpl
Viistottu yläreuna		•	•	Kpl

Muuta	HDAC / HFAC /HFC	HDAD / HFAD /HFD	HDAE / HFAE /HFE	CG	CH	AGA	AGO / AGG	AHAG	AHOG / AHGG	Määrä
Pesumerkin kiinnittäminen tuotteen ulkopuolelle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kpl
Sauma ulkopuolella	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kpl

Erikoislisävarusteet

Yläraaja (Räätälöitynä)

Silikonireunat



Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver

Hiha	CG	CH	AGA	AGO / AGG	AHAG	AHOG / AHGG	Määrä
Viistottu yläreuna at “cG” (Normaali / max.)	•		•	•			Kpl
Silikonireuna Leveys 3.5/5 cm	•		•	•			Kpl
Koristesilikonireuna Leveys 5 cm	•		•	•			Kpl
Balance-silikonireuna Leveys 3.5/5 cm	•		•	•			Kpl
Balance-koristesilikonireuna Leveys 3.5 cm	•		•	•			Kpl
Balance-koristesilikonireuna Leveys 5 cm	•		•	•			Kpl
Joustoreuna Leveys 3,5 cm	•		•	•			Kpl
Kiinniomeltu lisäsilikoniraita (Saatavana ainoastaan viistotun yläreunan kanssa)	•		•	•			Kpl
Kiinniomeltu ¾ lisäsilikoniraita (Saatavana ainoastaan viistotun yläreunan kanssa)	•		•	•			Kpl
Silikonistopperi (sivulla ulkopuolella poikittain)	•	•	•	•	•	•	Kpl
Silikonituki		•			•	•	Kpl
Anatomisesti muotoonkudottu kyynärpää (30° tai 50°)	•	•	•	•	•	•	Kpl
Sauma käsivarren ulkosivulla-pikkusormen suuntaisesti ainoas- taan “CG” (30° ja 50° anat. muotoonkudottu kyynärpää)	•						Kpl
Vuorikangastasku/Vuoraus cE :ssä (Normaali / Silver)	•	•	•	•	•	•	Kpl
Vuorikangastasku individual (Normaali / Silver)	•	•	•	•	•	•	Kpl
Vuorikangastasku sisältää Lymphpad Line tai Lymphpad Square	•	•	•	•	•	•	Kpl
Vetoketju	•	•	•	•	•	•	Kpl
Päälleommeltu vetoketju ulkopuolella	•	•	•	•	•	•	Kpl
Olkaosa liitos boleromallia varten		•					Kpl
Boleromalli		•					Kpl

Erikoislisävarusteet

Thorax (Räätälöitynä)

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Joustoreuna

Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver

Sulkeminen / Edessä / Keskellä / Takana / Erikseen	Määrä
Vetoketju Normaali / Alapuoli vahvistettu	Kpl
Silmukkakiinnitys Normaali / Vahvistettu	Kpl

Reuna / Kiinnitys	Määrä
Bodykiinnitys (hakas- / tarrakiinnitys)	Kpl
Silikonireuna Leveys 5 cm	Kpl
Balance-silikonireuna Leveys 5 cm	Kpl
Koristesilikonireuna Leveys 5 cm	Kpl
Balance-koristesilikonireuna Leveys 5 cm	Kpl
Vyötäröpannalla Leveys 4 cm	Kpl
Tarranauhakiinnitys for attaching to Rintakehä	Kpl

Hihäs	Määrä
Useita KL	Kpl
Silikonireuna – Hihan reuna Leveys 3,5 cm	Kpl
Balance-silikonireuna – Hihan reuna Leveys 3,5 cm	Kpl
Joustoreuna – Hihan reuna Leveys 3,5 cm	Kpl

Muuta	Määrä
Pystykaulus	Kpl
Pystykaulus tarrakiinnityksellä	Kpl
Vahvistettu rintaliivikuppi	Kpl
Proteesitasku	Kpl
Vuorikangastasku / Vuoraus cE :ssä (Normaali / Silver)	Kpl
Vuorikangas kainalo (Normaali / Silver)	Kpl
Vuorikangastasku / Vuoraus individual (Normaali / Silver)	Kpl
Vuorikangastasku sisältää Lymphpad Line tai Lymphpad Square	Kpl
Joustamaton selkäkappale	Kpl
Sauma ulkopuolella	Kpl
Pesumerkin kiinnittäminen tuotteen ulkopuolelle	Kpl

Erikoislisävarusteet

Amputoidun raajan kompressiotuotteet (Räätälöitynä)

Silikonireunat



Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Dynamic, Juzo Dynamic Silver

Reisi	FG	CF	Määrä
Silikonireuna Leveys 5 cm	•	•	Kpl
Balance-silikonireuna Leveys 5 cm	•	•	Kpl
Koristesilikonireuna Leveys 5 cm	•	•	Kpl
Balance-koristesilikonireuna Leveys 5 cm	•	•	Kpl
Joustoreuna Leveys 5 cm	•	•	Kpl
Lantiokiinnitykset (Vakio)	•		Kpl
Lantiokiinnitykset (Räätälöitynä)	•		Kpl
Proteesivarren aukko 2 cm	•	•	Kpl
Tyngän pidennys yksi- /kaksipuolinen	•		Kpl

Hiha	SG	SH	Määrä
Kapea silikonireuna Leveys 3,5 cm	•		Kpl
Kapea balance-silikonireuna Leveys 3,5 cm	•		Kpl
Joustoreuna Leveys 3,5 cm	•		Kpl
Viistottu yläreuna (Normaali / max.)*	•		Kpl
Silikonituki		•	Kpl

Muuta	AD / AF / AG / AT	FG / CF	SG / SH	Määrä
Varvasosa kompressiolla	•			Kpl
Sauma ulkopuolella		•	•	Kpl
Pesumerkin kiinnittäminen tuotteen ulkopuolelle		•	•	Kpl

*Saatavilla ainoastaan Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton

Jälkikäteen tehtävät muutokset · Korjaukset

Laakaneulokset (Räätälöitynä)

Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver, Juzo Expert Strong Cotton

Malli	Vaihtoehdot	
Varvasosa		Pari
Kiinnittäminen		•
Poistaminen		•
Silikonireuna		Pari
Kiinnittäminen	AD-mallin yhteydessä AG-mallin yhteydessä	•
Silikonireunojen vaihto	Vaihto Pitsisilikonireuna, Silikonireuna, Koristesilikonireuna, Balance-silikonireuna, Balance-koristesilikonireuna	•
Neulosreunan muutos silikonireunaksi	Vaihto Pitsisilikonireuna, Silikonireuna, Koristesilikonireuna, Balance-silikonireuna, Balance-koristesilikonireuna (Ainoastaan mahdollista suoralla yläosalla)	•
Silikonireuna	Kapeampi Leveämpi	•
Lantiokiinnitykset		
Kiinnittäminen	Yksittäin	•
	Käytetään parina	•
Housujen muutokset		Kpl
Vyötärökuminauha		•
Avanneaukko		•
Avoin haara		•
Sepauksella		•
Painetyyny/Vuoraus		Kpl
Vuorikankaan muotoilu		•
Vuorikangastaskun muotoilu		•
Painetyyny Dr. Rotter	Pehmusteet lisämaksusta	•
Kehräsluun silikonityyny	Pehmusteet lisämaksusta	•
Yksittäisen pehmusteen muotoilu		•
Muuta		
Korjaukset		•

Juzo SoftCompress

Kompressiositeet system

Pehmustemateriaalit turvotusten hoitoon

- Pystysuuntaan kulkeviin vaahtomuovikanavat
- Ainutlaatuinen pintarakenne
- Puuvilla pinta joten materiaali on erittäin ihoystävällistä
- Hyvin helppoa käyttää
- Voidaan käyttää ideaalisiteiden tai Juzo ACS Lightin tai Juzo Compression Wrapin kanssa
- Pehmusteiden ja -pelottien avulla kompressiopainetta voidaan lisätä pistemäisesti paikallisten turvotusten yhteydessä

Ominaisuudet

Kompressiositeet system

Käyttö
Lymfologia

Ominaisuudet
+ hengittävä
+ puuvillapinta
+ kohdistettu paine
+ pestävä materiaali


Käyttötarkoitukset
+ alaraaja
+ yläraaja




Esimerkkejä hoidosta



Sääri- ja reisiside



Käsivarren side



Rintaside



Kompressiorulla

Juzo SoftCompress

Bandage aids · Alaraaja · Yläraaja

Värit

White	
-------	--

¹ Vakiokoot määritetään ihmisen perusteella

	Art.	Malli	Vakiokoot ¹		Räätälöitynä	Yksi koko
		Kompressorullat (Art. 6835), sideharsositeet (Art. 6847/6848) ja vähäelastinen siderulla (Art. 6846): mitat vastaavat venytettyä pituutta				
	6830	Sääriside (käyttö CPDT:ssä, vaihe 2)	Kpl			
			Koko 1	•	•	
			Koko 2			
			Koko 3			
			Koko 4			
			Koko 5			
			Koko 6			
6831	Sääriside (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Kpl				
	Pakkaus sisältää: 2 kehräsluun pehmustetta			•	•	
	6820	Sääri- ja reisiside (käyttö CPDT:ssä, vaihe 2)	Kpl			
		Pakkaus sisältää: 2 kehräsluun pehmustetta 1 polvipehmuste			•	
	6821	Sääri- ja reisiside (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Kpl			
		Pakkaus sisältää: 2 kehräsluun pehmustetta 1 polvipehmuste 1 kompressorulla (10 cm x 4 m) 1 kompressorulla (12 cm x 4 m)				•
	6822	Käsivarren side (käyttö CPDT:ssä, vaihe 2)	Kpl			
			Koko 1	•	•	
			Koko 2			
		Pakkaus sisältää: 1 käsipehmuste 1 kyynärpehmuste	Koko 3			
			Koko 4			
			Koko 5			
			Koko 6			
6823	Käsivarren side (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Kpl				
	Pakkaus sisältää: 1 käsipehmuste 1 kyynärpehmuste				•	

Juzo SoftCompress

LymphAid / BandageAid · Alaraaja · Yläraaja

Värit

White	
-------	--

	Art.	Malli	Määrä
		Kompressorullat (Art. 6835), sideharsositeet (Art. 6847/6848) ja vähäelastinen siderulla (Art. 6846): mitat vastaavat venytettyä pituutta	
	6800 KL	LymphAid jalka, pieni (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Set
		Pakkaus sisältää: 1 Sääriside, yksi koko 20 Rapidelast V – sideharsorullaa 4 cm x 4 m 2 vähäelastista siderullaa 6 cm x 5 m 2 vähäelastista siderullaa 8 cm x 5 m 2 vähäelastista siderullaa 10 cm x 5 m 4 vähäelastista siderullaa 12 cm x 5 m 2 kehräsluun pehmustetta	•
	6800 GR	LymphAid jalka, iso (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Set
		Pakkaus sisältää: 1 Sääriside, yksi koko 1 kompressorulla 10 cm x 4 m 1 kompressorulla 12 cm x 4 m 20 Rapidelast V – sideharsorullaa 4 cm x 4 m 2 vähäelastista siderullaa 6 cm x 5 m 2 vähäelastista siderullaa 8 cm x 5 m 4 vähäelastista siderullaa 10 cm x 5 m 6 vähäelastista siderullaa 12 cm x 5 m 2 kehräsluun pehmustetta 1 polvipehmuste	•
	6801	LymphAid käsivarsi (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Set
		Pakkaus sisältää: 1 Käsivarren side, yksi koko 20 Rapidelast V – sideharsorullaa 6 cm x 4 m 2 vähäelastista siderullaa 6 cm x 5 m 2 vähäelastista siderullaa 10 cm x 5 m 3 vähäelastista siderullaa 12 cm x 5 m 1 käsipehmuste 1 kyynärpehmuste	•
	6810 KL	BandageAid jalka, pieni (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Set
		Pakkaus sisältää: 1 kompressorulla 10 cm x 4 m 20 Rapidelast V – sideharsorullaa 4 cm x 4 m 1 vähäelastinen siderulla 6 cm x 5 m 1 vähäelastinen siderulla 8 cm x 5 m 3 vähäelastista siderullaa 10 cm x 5 m 2 kehräsluun pehmustetta	•
	6810 GR	BandageAid jalka, iso (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Set
		Pakkaus sisältää: 1 kompressorulla 10 cm x 4 m 2 kompressorulla 12 cm x 4 m 20 Rapidelast V – sideharsorullaa 4 cm x 4 m 1 vähäelastinen siderulla 6 cm x 5 m 1 vähäelastinen siderulla 8 cm x 5 m 3 vähäelastista siderullaa 10 cm x 5 m 4 vähäelastista siderullaa 12 cm x 5 m 2 kehräsluun pehmustetta 1 polvipehmuste	•
	6811	BandageAid käsivarsi (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Set
		Pakkaus sisältää: 1 kompressorulla 10 cm x 4 m 20 Rapidelast V – sideharsorullaa 6 cm x 4 m 1 vähäelastinen siderulla 6 cm x 5 m 1 vähäelastinen siderulla 8 cm x 5 m 5 vähäelastista siderullaa 10 cm x 5 m 1 käsipehmuste 1 kyynärpehmuste	•

Juzo SoftCompress

Lisävarusteet · Alaraaja · Yläraaja

Värit

White	
-------	--

¹ Vakiokoot määritetään
ihomitan perusteella

Art.	Malli	Vakiokoot ¹	Räätälöitynä
6837	Rintapehmuste (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2)	Kpl	
	Koko A – B	•	•
	Koko C – D		
	Koko E – F		
6838	Rintaside (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2)	Kpl	
	Koko A	•	
	Koko B		
	Koko C		
	Koko D		
	Koko E		
	Koko F		
6839	Genitaalialueen pehmuste naisille (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2)	Kpl	
	20 x 20 cm	•	•
	30 x 28 cm		
	40 x 32 cm		
6840	Genitaalialueen pehmuste miehille (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2)	Kpl	
	20 x 28 cm	•	•
	23 x 30 cm		
	26 x 32 cm		
6842	Kyynärpehmuste (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2)	Kpl	
	10 x 13 cm	•	•
6843	Kehräsluun pehmustetta (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2)	Pari	
	6,5 x 9 cm	•	
6844	Käsipehmuste (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2)	Kpl	
	8,5 x 24 cm	•	•
6845	Polvipohjuste (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2)	Kpl	
	13 x 17 cm	•	•

Juzo SoftCompress

Kompressioluokat rolls and sheets

Värit

White	
-------	--


¹ Vakiokoot määritetään ihmisen perusteella

Art.	Malli	Vakiokoot ¹
	Kompressorullat (Art. 6835), sideharsositeet (Art. 6847/6848) ja vähäelastinen siderulla (Art. 6846): mitat vastaavat venytettyä pituutta	
6835	Kompressorulla	Kpl
	5 mm, 8 cm x 4 m	•
	5 mm, 10 cm x 4 m	
	5 mm, 12 cm x 4 m	
	5 mm, 16 cm x 4 m	
6836	Kompressioluokat sheet (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Kpl
	65 x 65 cm	•
	125 x 100 cm	

Art.	Malli	Määrä	
	Kompressorullat (Art. 6835), sideharsositeet (Art. 6847/6848) ja vähäelastinen siderulla (Art. 6846): mitat vastaavat venytettyä pituutta		
6846	Vähäelastinen siderulla (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Kpl	Laatikko (10 Kpl)
	6 cm x 5 m	•	•
	8 cm x 5 m		
	10 cm x 5 m		
	12 cm x 5 m		
	Rapidelast V – sideharsorullaa (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Kpl	Laatikko (20 Kpl)
6847	6 cm x 4 m (Sormille)		•
6848	4 cm x 4 m (Varpaille)		

Kokotaulukko

Juzo SoftCompress - Sääraside

Art. 6830 Pituus cm		Vakiokoot - Ympärysmitta cm				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
	cD	27 – 29,5	29,5 – 32,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39	38,5 – 42
	cC	29 – 31,5	31,5 – 34,5	34,5 – 37,5	37,5 – 41	40,5 – 44,5
	cB1	23,5 – 25,5	25,5 – 28	27,5 – 30	30 – 33	32,5 – 35,5
	cB	18,5 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28,5
	cY	28 – 30,5	29 – 31,5	31 – 34	33 – 36	35 – 38,5
	cA	18,5 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28,5

Juzo SoftCompress

Kokotaulukko

Tärkeää:
Vakiokoot
määritetään ihmisen
perusteella.
Mittailauksissa mitta-
nauha on vedettävä
kireälle.

Juzo SoftCompress · Käsivarren side

Art. 6822 Pituus cm		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
PCG 46–51	cG	30–33	32–35	34–37	36–39,5	38–41,5	40–44
PCE 21–25	cF	28–30,5	30–33	32–35	34–37	36–39,5	38–41,5
	cE	25–27,5	27–29,5	29–31,5	30,5–33,5	32–35	33,5–36,5
	cD	23–25	24,5–27	26–28,5	27,5–30	29–31,5	30,5–33,5
	cC	14,5–16	16–17,5	17,5–19	19–20,5	20,5–22	22–24

Juzo SoftCompress · Rintaside

Art. 6838	Vakiokoot	Cup	Rintojen ympärysmitta cm	Rintojesn alta ympärysmitta cm
	1	A	90–106	84–100
	2	B	90–106	84–100
	3	C	95–112	85–102
	4	D	95–112	85–102
	5	E	100–116	88–104
	6	F	100–116	88–104

Juzo SoftCompress · Genitaalialueen pehmuste naisille Juzo SoftCompress · Genitaalialueen pehmuste miehille

Art. 6839	Vakiokoot	Mittaa cm (leveys x korkeus)	Art. 6840	Vakiokoot	Mittaa cm (leveys x korkeus)
	1	20 x 20		1	20 x 28
	2	30 x 28		2	23 x 30
	3	40 x 32		3	26 x 32

Juzo SoftCompress · Rintapehmuste

Art. 6837	Vakiokoot	Cup
	1	A–B
	2	C–D
	3	E–F

Juzo SoftCompress · Kompressioarkki

Art. 6836	Vakiokoot	Mittaa cm (leveys x korkeus)
	1	65 x 65
	2	125 x 100

Juzo SoftCompress · Kompressorulla

Art. 6835	Vakiokoot	Mittaa cm (pituus venytettynä x leveys)
Paksuus mm: 5 	1	400 x 8
	2	400 x 10
	3	400 x 12
	4	400 x 16

Juzo SleepCompress

Kompressioluokat system

Täydellinen tuote yöllä

- Suunniteltu käytettäväksi turvotuksen hoidon ylläpitovaiheen aikana.
- Juzo SleepCompress on täydellinen lisä litteän neuleen lisäksi.
- kompressiotuote
- Ihanteellinen käytettäväksi yön ja muiden lepovaiheiden aikana
- Edistää onnistunutta hoitotulosta ja tekee siten ödeemahoidosta entistäkin tehokkaammaksi ja mukavammaksi
- Juzo SleepCompressin rakenne on saanut vaikutteita siitä, miten imunestekanavat
- Vaahtomuovikanavat ohjaavat ja tukevat imunesteen virtausta, mikä edistää turvotusta
- Turvotus vähenee, mikä vähentää turvotusta ja jännittyneisyyttä vähentää

Ominaisuudet

Käyttö

Lymfologia

Ominaisuudet

- + helppo pukea ja riisua
- + hukava ja viileä käyttää
- + ainutlaatuinen tukeva rakenne imunesteen virtaus

Käyttötarkoitukset

- + käsivarsi



Esimerkkejä hoidosta



Käsivarsikääre



Materiaalipoikkileikkaus



Tehokas

Juzo SleepCompress


Yläraaja

Värit

Black

	Art.	Malli	Määrä	Vakiokoot
	Pituus			
	6872	Käsivarsikääre	Kpl	1–5
	Lyhyt	Vasen		
	Normaali			
	Pitkä			
	Lyhyt	Oikea		•
	Normaali			
	Pitkä			
	9572	Tarranauha	Set: 6 Kappale	Yksi koko
		8,5 x 7,5 cm		•

Kokotaulukko

Art. 6872		Ympärysmitta c	Vakiokoot · Tuotteen mitat				
		Pituusmitta l	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
	cG		28–32	31–35	34–38	37–41	40–44
	cF		26–29	29–32	32–35	35–38	38–41
	cE		23–26	26–29	29–32	32–35	35–38
	cD		20–23	23–26	26–29	29–32	32–35
	cC		12,5–15	15–17,5	17,5–20	20–22,5	22,5–25
	lyhyt		36–42	36–42	36–42	36–42	36–42
	PCG						
	normaali		42–47	42–47	42–47	42–47	42–47
	pitkä		47–51	47–51	47–51	47–51	47–51

Juzo ACS Light

Erikoistuotteet turvotuksen hoitoon

Aktivoivat kompressiojärjestelmätuotteet

- Tehokas vaihtoehto tai täydennys tavanomaisille kompressiositeille
- Voidaan saada aikaan jopa 40 mmHg:n kompressiopaine
- Tarrakiinnitys
- Käsivarsi-, reisi-, polvi- ja pohjesiteet
- Soveltuvat hyvin itsehoitoon
- Voidaan käyttää päivin ja öin

Ominaisuudet

Erikoistuotteet turvotuksen hoitoon



Käyttö

Lymfologia
Flebologia

Ominaisuudet

- + vähän joustoa antava miellyttävä materiaali
- + täydellinen pito
- + kiinnitysapu

Käyttötarkoitukset

- + jalka
- + varvikas
- + käsivarsi
- + käsi

Kompressioluokat

hoitopaine on jopa 40 mmHg



Esimerkkejä hoidosta



Jalkakääre



Säärikääre



Polvikääre



Yhdistelmämahdollisuus jalka



Yksilölliset säädöt

Juzo ACS Light

Alaraaja · Yläraaja · Lisävarusteet

Värit

Beige


Black

Painetyyny


Grey

	Art.	Malli	Määrä	Vakiokoot
	Pituus			
	J701LI	Jalkakääre	Kpl	Koko 1–5
	Normaali Pitkä			•
	J702LI	Säärikääre	Kpl	Koko 1–5
	Normaali Pitkä	Valitse vasen tai oikea		•
	J703LI	Polvikääre	Kpl	Koko 1–5
				•
	J704LI	Reisikääre	Kpl	Koko 1–5
	Normaali Pitkä	Valitse vasen tai oikea		•
	J705LI	Käsi-kääre	Kpl	Koko 1–4
				•
	J706LI	Käsivarsikääre	Kpl	Koko 1–5
	Normaali Pitkä	Valitse vasen tai oikea		•
	J711	Lantionauha	Kpl	Yksi koko
		Lantio-osa kiinteällä mikrotarranauhalla Erillinen vyötärönauha Sisältää yhden irrallisen tarranauhan		•
	J712	Keskinauha	Kpl	Koko 1–2
		Lisänauha Sisältää kuusi irrallista tarranauhaa		•
	J713	Tarranauha-arkki	Kpl	Yksi koko
		Voidaan leikata haluttuun kokoon 28 x 22 cm		•
	J714	Pehmusteet	Set	Koko 1–4
		Kaksi eri paksuutta		•
	J715	Luistamaton nauha	Kpl	Yksi koko
		Nauhan toisella puolella neopreenipinta, 12 x 120 cm Sisältää kuusi irrallista tarranauhaa		•
	J716	Jatkonauha	Kpl	Yksi koko
		Jatkonauha kiinteillä tarranauhoilla, 60 x 9 cm Sisältää kaksi irrallista tarranauhaa		•

Juzo ACS Light · Jalkakääre


Art. J701LI	Ympärysmitta c Pituusmitta l	Vakiokoot · Mitat cm				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
	cA Jalan etuosan päältä	22–24	25–27	28–30	31–34	35–40
	PA normaali	16,5	18	19,5	21	23
	PA pitkä	18,5	20	21,5	23	25

Juzo ACS Light · Säarikääre


Art. J702LI	Ympärysmitta c Pituusmitta l	Vakiokoot · Mitat cm				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
	cC säären paksuin kohta	35–45	40–52	48–60	55–65	60–70
	cB nilkka	20–27	25–32	30–38	37–44	45–52
	PAD normaali	37	37	42	42	44
	PAD pitkä	42	42	47	47	49

* polvilumpion alapuolella

Juzo ACS Light · Polvikääre

Art. J703LI	Ympärysmitta c	Vakiokoot · Mitat cm				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
	cF 10 cm polvilumpion yläpuolella	40–55	50–65	60–75	70–85	85–100
	cD polvilumpion alapuolella	35–45	40–52	48–60	55–65	60–70


Juzo ACS Light · Reisikääre

Art. J704LI	Ympärysmitta c Pituusmitta l	Vakiokoot · Tuotteen mitat				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
	cG reiden paksuin kohta	50–65	60–75	70–80	75–90	85–100
	cF 10 cm polvilumpion yläpuolella	45–52	53–59	60–66	67–73	74–80
	PFG normaali	23	23	23	23	23
	PFG pitkä	29	29	29	29	29


Juzo ACS Light

Kokotaulukko

Juzo ACS Light · Käsikääre

Art. J705LI		Ympärysmitta c	Vakiokoot · Tuotteen mitat			
			1/XS	2/S	3/M	4/L
		cA rystysten päältä	< 18	18–20	20–22	> 22

Juzo ACS Light · Käsivarsikääre

Art. J706LI		Ympärysmitta c Pituusmitta l	Vakiokoot · Tuotteen mitat				
			1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
	cG olkavarsi		25–28	29–33	34–39	40–45	46–50
	cE kyynärpäätä		23–26	26–30	29–34	33–39	38–42
	cC ranne		14–16	17–19	20–22	23–25	24–27
	normaali		42–47	42–47	42–47	42–47	42–47
	PCG pitkä		46–50	46–50	46–50	46–50	46–50

Juzo ACS Light · Pehmusteet

Art. J714	Vakiokoot	Tuotteen mitat (pituus x leveys)
Paksuus in mm: 4 ja 8 	1	9 x 9
	2	10 x 10
	3	11 x 11
	4	12 x 12

Juzo ACS Light · Keskinauha

Art. J712	Vakiokoot	Tuotteen mitat cm (pituus x leveys)
	1	140 x 12
	2	140 x 20
Sisältää kuusi irrallista tarrakiinnitysnauhaa (10 x 5 cm)		

Juzo Compression Wrap

Erikoistuotteet turvotuksen hoitoon

Aktivoivat kompressiojärjestelmätuotteet

- Tehokas vaihtoehto tai täydennys tavanomaisille kompressiositeille
- Voidaan saada aikaan jopa 30 – 60 mmHg:n kompressiopaine
- Tarrakiinnitys
- Soveltuvat hyvin itsehoitoon
- Beige vai musta puoli

Ominaisuudet

Erikoistuotteet turvotuksen hoitoon



Käyttö

Flebologia
Lymfologia

Ominaisuudet

- + säädettävä työpaine
- + kaksi väriä
- + molemminpuolinen tarrakiinnitys

Käyttötarkoitukset

- + jalka
- + varvikas
- + käsivarsi
- + käsi

Kompressioluokat

Säädettävä kompressio
30 – 60 mmHg



Esimerkkejä hoidosta



Säärikääre



Polvikääre



Yhdistelmämahdollisuus jalka



Yhdistelmämahdollisuus
käsivarsi

Juzo Compression Wrap

Alaraaja · Yläraaja · Lisävarusteet

Värit

Beige/Black




	Art. Pituus	Malli	Määrä	Vakiokoot
	6000LF	Jalkakääre	Kpl	Koko 2–5
	Normaali			
	6000LFL			•
	Pitkä			
	6000LC	Säärikääre	Kpl	Koko 2–7
	Normaali			
	6000LLC	Sisällys liner stocking		•
	Pitkä			
	6000LCM	Säärikääre max.	Kpl	Koko 2–7
	Normaali			
	6000LLCM	Sisällys liner stocking		•
	Pitkä			
	6000LK	Polvikääre	Kpl	Koko 2–7
				•
	6000LT	Reisikääre	Kpl	Koko 2–6
	Normaali			
	6000LTg			•
	Pitkä			
	6000UHL	Käsidääre	Kpl	Koko 1–5
	Beige: vasen Black: oikea			•
	6000UHR	Käsidääre	Kpl	Koko 1–5
	Beige: oikea Black: vasen			•
	6000UA	Käsivarsikääre	Kpl	Koko 1–5
	Normaali			
	6000UAG			•
	Pitkä			
	6000F1	Tarranauhakiinnityss	Set: 4 Kappale	Yksi koko
	Koko: 40 mm	Jalka, Käsi		•
	6000F2	Tarranauhakiinnityss	Set: 4 Kappale	Yksi koko
	Koko: 75 mm	Sääri		•
	6000F3	Tarranauhakiinnityss	Set: 5 Kappale	Yksi koko
	Koko: 85 mm	Sääri pitkä, Käsivarsi		•
	6000F4	Tarranauhakiinnityss	Set: 5 Kappale	Yksi koko
	Koko: 95 mm	Polvi, Reisi, Käsivarsi pitkä		•
	6000F5	Tarranauhakiinnityss	Set: 3 Kappale	Yksi koko
	Koko: 105 mm	Reisi pitkä		•
	6000F6	Tarranauhakiinnityss	Set: 4 Kappale	Yksi koko
	Koko: 50 mm	Jalka pitkä		•
	6000EXT	Jatkonauha	Kpl	Yksi koko
	Koko: 120 x 8,5 cm			•

Juzo Compression Wrap


Kokotaulukko

Juzo Compression Wrap · Jalkasegmentti

Art. 6000 LF/LFL		Vakiokoot · Ympärysmitta cm			
		2/S	3/M	4/L	5/XL
	cB''	15–23	20–28	25–33	30–40
	cA1	19–24	24–29	29–34	34–40
	PA				
	normal	16	18	19,5	19,5
	pitkä	19	21	22,5	23

* 6 cm proksimaalisesti pikkuvarpaan tyvinivelestä
 ** Ympärysmittaa voi säätää pidennetystä hinnasta mittakohdasta "cB" tarpeen mukaan.


Juzo Compression Wrap · Säärisegmentti

Art. 6000 LC/LLC/LCM/LLCM		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	7/XXXL
	AD	max	35–41	40–46	44–51	48–55	53–60
	middel < 40		29–35	34–40	37–44	41–48	46–53
	pitkä > 40		18–21	21–24	24–27	27–31	31–35

Juzo Compression Wrap · Polvisegmentti

Art. 6000 LK		Vakiokoot · Ympärysmitta cm				
		2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
	cE	30–36	36–42	42–48	48–55	55–62
						62–70


Juzo Compression Wrap · Reisisegmentti

Art. 6000 LT/LTg		Vakiokoot · Ympärysmitta cm			
Pituus cm		2/S	3/M	4/L	5/XL
	cG	43–70	54–81	65–92	75–102
	cF	35–55	48–70	60–82	70–92


Juzo Compression Wrap

Kokotaulukko

Juzo Compression Wrap · Käsisegmentti

Art. 6000 UHR/UHL	Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	
	cA	15,5 – 17,5	17,5 – 19,5	19,5 – 22	22 – 24,5	24,5 – 28
	cC	13 – 17	15 – 19	17 – 21,5	20 – 24	21 – 25

Juzo Compression Wrap · Käsivarsisegmentti

Art. 6000 UA/UAG		Vakiokoot · Ympärysmitta cm				
Pituus cm		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
PCG mittel < 43 pitkä > 43 	cG	27–36	30–39	33–44	35–49	40–56
	cE	23–32	24–34	26–36	29–42	31–46
	cC	16–19	17–20	18–22	20–26	21–29

PCG

middel < 43
pitkä > 43

Juzo Liner

Art. 6082

Alussukka muunneltaviin lääkinällisiin kompressiotuotteisiin

- Suojaa herkkää ihoa ja pitää myös mahdollisen haavasidoksen paikallaan päällyssukkaa puettaessa ja riisuttaessa.

Ominaisuudet

Täydentävät tuotteet

Käyttö
Flebologia
Lymfologia

Ominaisuudet
+ haavasidosten kiinnittäminen

Käyttötarkoitukset
+ alaraaja



Kokotaulukko

Art. 6082 Pituus cm		Vakiokoot · Ympärysmitta cm	
		I/XS	II/S
PAG 80	cG	50 – 75	76 – 99
PAD 45	cC	29 – 48	48 – 69

Alaraaja

Värit

Black	
-------	--

	Tyyppi	Malli	Määrä	Vakiokoot
		Alussukka muunneltaviin lääkinällisiin kompressiotuotteisiin		6082
	AD	Polvisukka	Pari	Koko 1–2
				•
	AG	Reisisukka	Pari	Koko 1–2
				•

Esimerkkejä hoidosta



AD · Black
Juzo Liner



AG · Black
Juzo Liner

Juzo Liner Silver

Art. 9640

Erittäin herkän ihon suojakilpi

- Hyvin pehmeä neulos
- Hopealankojen ansiosta myös antibakteerinen vaikutus

Ominaisuudet

Täydentävät tuotteet



Käyttö

Flebologia
Lymfologia

Ominaisuudet

- + antibakteerinen vaikutus
- + haavasisidosten kiinnittäminen

Käyttötarkoitukset

- + alaraaja

Kokotaulukko

Art. 9640		Vakiokoot · Ympärysmitta cm	
		S/M	L/XL
		< 50	> 50

Alaraaja

Värit

Silver	
--------	--

	Tyyppi	Malli	Määrä	Vakiokoot 9640
	AD	Polvisukka	Set	Koko S/M tai L/XL
		3 alussukka Silver		•

Esimerkkejä hoidosta



AD · Silver
Juzo Liner Silver

Lisävarusteet

Vaihtotuotteet	81
Lymphpad-painetyyny	81
Pehmusteet	81
Kiinnitysmahdollisuudet	82
Täydentävät tuotteet	82
Kosteusemulsio Tarttuva	82
Apuvälineet pukemiseen ja riisumiseen	83
Hoitotuotteet	85
Muuta	85



Lisävarusteet

Vaihtotuotteet · Lymphpad-painetyyny · Pehmusteet

Art.	Malli	Määrä	
9430	Juzo Lymphpad Line	Kpl	
	Malli: Koko: 12 x 16 cm; (voidaan leikata haluttuun kokoon) Synteettistä lateksia, takaosa polyamidifleeceä		•
9431	Juzo Lymphpad Square	Kpl	
	Malli: Koko: 12 x 16 cm; (voidaan leikata haluttuun kokoon) Synteettistä lateksia, takaosa polyamidifleeceä		•
	Painetyyny Dr. Rotter	Pari	
9400	Päällystetty joustavalla materiaalilla; Koot: iso cB ≥ 21,1 cm, pieni cB ≤ 21 cm		•
9401	Päällystetty joustavalla, antibakteerisella materiaalilla (sisältää hopeaa); Koot: iso cB ≥ 21,1 cm, pieni cB ≤ 21 cm		•
	Kehräsluun silikonityyny	Pari	
9408	Ilman päällystä; Koot: iso cB ≥ 21,1 cm, pieni cB ≤ 21 cm		•
9409	Päällystetty joustavalla materiaalilla; Koot: iso cB ≥ 21,1 cm, pieni cB ≤ 21 cm		•
9407	Päällystetty joustavalla, antibakteerisella materiaalilla (sisältää hopeaa); Koot: iso cB ≥ 21,1 cm, pieni cB ≤ 21 cm		•
	Painetyyny kädelle	Kpl	
9420	Päällystetty joustavalla materiaalilla		•
9421	Päällystetty joustavalla, antibakteerisella materiaalilla (sisältää hopeaa)		•
	Painetyyny kädelle – pitkä malli	Kpl	
9420L	Päällystetty joustavalla materiaalilla		•
9421L	Päällystetty joustavalla, antibakteerisella materiaalilla (sisältää hopeaa)		•
	Muotoiltu painepehmuste /vuorikangas sormi	Kpl/jalka	
	Painetyyny Dr. Rotter (mediaali /lateraali)	2 Kappale/jalka	•
	Kehräsluun silikonityyny (mediaali /lateraali)	2 Kappale/jalka	•
	Vuorikangastasku/Vuoraus cE :ssä (Normaali/Silver)		•
	Vuorikangastasku/Vuoraus cY :ssä (Normaali/Silver)		•



Juzo Lymphpad Line



Juzo Lymphpad Square



Painetyyny Dr. Rotter



Kehräsluun silikonityyny



Painetyyny kädelle




Painetyyny kädelle – pitkä malli

Lisävarusteet

Vaihtotuotteet · Kiinnitysmahdollisuudet

Silikonireunat



Värit

White	
Beige	
Black	

Art.	Malli	Määrä
9510 BR	Silikonireuna 5 cm	•
9510 SCHM	Silikonireuna 3,5 cm	•
9510 MV	Koristesilikonireuna 5 cm	•
9510 SP	Pitsisilikonireuna 5 cm	•
9510 BL	Balance-silikonireuna 5 cm	•
9510 BL SCHM	Balance-silikonireuna 3,5 cm	•
9510 BV	Balance-koristesilikonireuna 5 cm	•
9512	Joustoreuna 3,5 cm	•
9520	Lantiokiinnityksen kangasnauha (Värit: Beige)	•
9550	Tarranauhakiinnitys 4 cm (Värit: Beige)	•

Lisävarusteet

Täydentävät tuotteet · Kosteusemulsio Tarttuva

Art.	Malli	Määrä	
9800	Juzo Kosteusemulsio Tarttuva	Laatikko	
	Erikoisroll-on, jonka avulla kompressiosukat, -hihat jne. pysyvät varmasti paikallaan. Pakkauskoko: 60 ml	1 Kpl	•
		12 Kappale	•

Lisävarusteet

Täydentävät tuotteet · Apuvälineet pukemiseen ja riisumiseen

Art.	Malli	Määrä
1896	Juzo Slippie Pukemisapuväline	20 Kappale
Pukemisapuväline	Avokarkisten kompressiosukkien ja -sukkahousujen pukemisapu Pehmeä polyesterikangas, sileä pinta	•
1900	Juzo Pukemisapuväline	20 Kappale
Pukemisapuväline	Avokarkisten kompressiosukkien ja -sukkahousujen pukemisapu Joustavaa nailonkangasta, sileä pinta	•
9301	Juzo-erikoiskäsineet	Pari
Sukanvetolaite	Kompressiohihoihin ja rintakehätukiin Repeytymätön materiaali, erinomainen liukuvuus Kokos: S/5, M/7, L/9, XL/11	•
1890	Juzo Easy Fit	Kpl
Sukanvetolaite	Avo- ja umpikärkisten kompressiosukkien ja -sukkahousujen pukemis- ja riisumisapu Juzo Easy Fit Juzo Easy Fit XL	•
1701	Arion Easy-Slide Arm	Kpl
Pukemisapuväline	Kompressiohihoihin ja rintakehätukiin Sileä, kaksikerroksinen materiaali, erittäin helppo käyttää Kokos: M, L	•
1712	Arion Easy-Slide Kids	Kpl
Pukemisapuväline	Avokärkisten kompressiohihoihin, rintakehän kompressiotuotteisiin, kompressiosukkien ja -sukkahousujen pukemisapu Tarkoitettu erityisesti lapsille Sileä, kaksikerroksinen materiaali, erittäin helppo käyttää Kokos: XS, S	•
1702	Arion Easy-Slide Leg	Kpl
Pukemisapuväline	Avokärkisten kompressiosukkien ja -sukkahousujen pukemisapu Sileä, kaksikerroksinen materiaali, erittäin helppo käyttää Kokos: S, M, L, XL	•
1705	Arion Sim-Slide®	Kpl
Sukanvetolaite	Avokärkisten kompressiosukkien ja -sukkahousujen pukemisapu Sileä, kaksikerroksinen materiaali, helppo kiinnittää nilkkaan joustavan hihnan avulla Kokos: S, M, L, XL	•
1703	Arion Magnide®	Kpl
Pukemisapuväline	Umpikärkisiin kompressiosukkiin ja -housuihin Sileä materiaali, erittäin helppo käyttää innovatiivisen magneettikiinnityksen ansiosta Kokos: M, L, XL	•
1709	Arion Magnide® 2in1	Kpl
Sukanvetolaite	Umpikärkisiin kompressiosukkiin ja -housuihin Sileä materiaali, erittäin helppo käyttää innovatiivisen magneettikiinnityksen ansiosta Kokos: M, L, XL	•
1711	Arion Easy-Off®	Kpl
Riisumisapuväline	Avo- tai umpikärkisiin kompressiosukkiin ja -housuihin Kokos: S, M, L	•
1708	Arion Dactyna	Kpl
Pukemisapuväline	Sormista avokärkisiin kompressiokäsineisiin Sileä, kaksikerroksinen materiaali, erittäin helppo käyttää Kokos: XS, S, M, L	•

Lisävarusteet

Täydentävät tuotteet · Kokotaulukko


Arion Easy-Slide · Kids

Art. 1712	Sarjakoot	käsivarren/jalan pituus cm
	XS	29,5
	S	39,5


Arion Easy-Slide · käsi

Art. 1701	Sarjakoot	käsivarren pituus cm
	M	55,5
	L	62,5

Arion Easy-Slide · Jalka

Art. 1702	Sarjakoot	kenkä vakiokoot
	S	34–36
	M	37–38,5
	L	39–41
	XL	≥42

Arion Sim-Slide®

Art. 1705	Sarjakoot	kenkä vakiokoot
	S	≤34–36
	M	37–38,5
	L	39–41
	XL	≥42

Arion Magnide®

Art. 1703	Sarjakoot	kenkä vakiokoot
	M	≤38
	L	39–43
	XL	≥44


Sarjakoko XL sopii myös leveälle jalalle, jonka ympärysmitta on 28 cm.

Arion Magnide® 2in1

Art. 1709	Sarjakoot	kenkä vakiokoot
	M	≤38
	L	39–43
	XL	≥44

Sarjakoko XL sopii myös leveälle jalalle, jonka ympärysmitta on 28 cm.

Arion Easy-Off®

Art. 1711	Sarjakoot	kenkä vakiokoot
	S	34–37
	M	38–41
	L	42–45

Arion Dactyna

Art. 1708	Sarjakoot	sormen kehä cm
	XS	<5,5
	S	5,5–6,5
	M	6,5–7,5
	L	7,5–9

Juzo Easy Fit


Art. 1890	Sarjakoot	nilkka ympärysmitta cm
	Easy Fit	<26
	Easy Fit XL	>26

Juzo Erikoiskäsineet

Art. 9301	Koko	Käsineen koko	Käsi ympärysmitta cm
	S	5	18
	M	7	19,5
	L	9	22
	XL	11	25



Juzo Erikoiskäsineet




Juzo Easy Fit



Arion Easy-Slide Arm



Arion Magnide® 2in1



Mittalauta koot mukaan luettuina

Lisävarusteet

Täydentävät tuotteet · Hoitotuotteet

Art.	Malli	Määrä	
9830	Juzo Vital Balsam 7	Laatikko	
	Viilentävä ja hoitava balsami, joka pitää ihon pehmeänä kompressiohoidon aikana		
	Pakkauskoko: 100 ml	1 Kpl	•
	Pakkauskoko: 100 ml	12 Kappale	•
	Pakkauskoko: 30 ml	30 Kappale	•
9860	Juzo Lymph Tarttuva	Kpl	
	Kosteuttava lotion, jossa on 4 % ureaa, tehokkaaseen ihonhoitoon Lymfedeemien ja lipödeemien sekä laskimo-ongelmien yhteydessä		•
	Pakkauskoko: 500 ml		
9000	Juzo Erityinen Pesuaine	Laatikko	
	Erittäin mieto ja riittoisa pesuainetiiviste kompressiovaatteiden, kaikkien joustavien neulosten ja kankaiden sekä laadukkaiden villa- ja silkkineulosten hellävaraiseen puhdistukseen. Voimakkaasti tiivistetty tuote, siksi erittäin riittoisa		
	Pakkauskoko: 250 ml (riittää 130 litraan pesuvettä)	1 Kpl	•
	Pakkauskoko: 250 ml (riittää 130 litraan pesuvettä)	10 Kappale	•
	Pakkauskoko: 30 ml (riittää 15 litraan pesuvettä)	30 Kappale	•



Lisävarusteet

Täydentävät tuotteet · Muuta

Art.	Malli	Määrä	
9532	Vetoketju jatke	Set	
	Kaikkien rintakehäsegmenttien mukana toimitetaan vetoketjun jatke	10 Kappale	•
9600	Mittalauta	Kpl	
	Tarkkaan ja helppoon mittaukseen; koko: 100 cm x 30 cm x 17 cm; Tarkkaan ja helppoon mittaukseen		•
9035	Juzo kantokassit	Set	
	Valmistettu ympäristöystävällisestä FSC-sertifioidusta voimapaperista	250 Kappale	•
	Koko: 26 x 34 cm		

Silityskuvat Julius

Juzo Expert (Silver / Cotton) ja Juzo Expert Strong (Silver / Cotton)

Silityskuvat Julius					
					
Lollipop	Diving Suit	Whale	Chair	Henriette	Fridolin
					
Ferdinand	Carla	Gustav	Lotte	Gottfried	Julius

General Terms and Conditions of Delivery and Payment for the Sale of Goods by Juzo Scandinavia AB

1. Scope, General.

These Terms and Conditions of Delivery and Payment shall apply to all business relations of Juzo Scandinavia AB (hereinafter the "Supplier") with a commercial customer (Sec. 14 German Civil Code ("BGB") (hereinafter the "Customer") even if not specifically mentioned in later contracts. They shall apply exclusively as a general agreement in their current version and if nothing to the contrary has been agreed, even for future business with the purchaser and even if they have not been agreed again separately, if this concerns legal transactions of the same type. They shall also apply where Customer refers to its own terms and conditions of business, in particular if Customer does so when placing the order. Any departure from Supplier's Terms and Conditions of Delivery and Payment requires Supplier's explicit written approval.

2. Order data processing contract.

The parties to the contract hereby conclude a processing contract. You can view the relevant contract pursuant to GDPR, including the appendices required by law, on the supplier's website at juzo.com/gdpr after you have successfully signed in through the login area. The parties to the contract agree that the order data processing contract in this form, including appendices, shall become an integral part of the contract.

3. Supply Agreement.

(1) All deliveries are made at Customer's risk by a shipping service provider instructed by Supplier. The delivery is dispatched from our warehouse, which is also the place of fulfilment for the delivery and any possible retrospective fulfilment.

(2) Deliveries or parts of deliveries will be delayed in the event of force majeure (i. e. circumstances and events which cannot be prevented by exercising the due care required for proper management), in case of measures relating to industrial action, in particular strike or lock-out, as well as in the event of unforeseeable obstacles beyond Supplier's control, e. g. operational breakdown, delays in the supply of essential materials. The foregoing shall also apply where those circumstances occur at Supplier's suppliers. The delivery period will be extended according to the duration of such measures and obstacles. Supplier is not responsible for such circumstances even where they occur during an already existing default. Supplier will communicate the beginning and end of such obstacles to Customer as soon as practicable, where important.

(3) All descriptions and images are non-binding unless they are expressly marked as binding. Designs and forms are subject to change as a result of technical progress or legal requirements during the period of delivery, provided the item to be delivered is not materially changed and the change is reasonably acceptable to Customer.

(4) If Customer desires a specific shipping service provider, Supplier will pass on all relevant costs. An increase in costs beyond our control may result in an adjustment of the amounts indicated. Partial shipments made by us are allowable and are free of charge.

(5) If Customer cancels an order already placed without being entitled to such cancellation, Supplier may claim 10 % of the sales price to compensate the costs incurred for processing the order and lost profit, without prejudice to its right to claim any higher damage actually suffered. The purchaser reserves the right to prove reduced damage / the supplier reserves the right to prove increased damage.

(6) Custom made garments, made to measure garments, custom and special designs, dip dye, trend colour or Batik Collection stockings products as well as support stockings cannot be returned.

4. Prices, Payment.

All prices are in Euros ex works, plus VAT as applicable from time to time. Payment to be made immediately after presentation of the invoice. First deliveries are only made against advance payment. In the event of a default in payment by Customer, e. g. resulting from Customer's failure to make payment within a given period, subject to additional claims for damages, interest will be charged at the standard bank lending rate, but in any case at a minimum of 8 percentage points above the basic interest rate as applicable from time to time, pursuant to Sec. 247 BGB. If, after signing the contract, it becomes apparent (e. g. by applying for insolvency proceedings) that the purchase price claim is endangered by the purchaser's lack of financial standing, the supplier is entitled in accordance with legal provisions to refuse service and – after a grace period has been set if applicable – to withdraw from the contract. In the case of contracts relating to the manufacture of unique items (custom-made products), the supplier can withdraw from the contract immediately. If Customer is a merchant in accordance with Sec. 1 German Commercial Code (HGB) (Kaufmann), a legal person under public law (juristische Person des öffentlichen Rechts), or a special fund under

public law (öffentlich-rechtliches Sondervermögen), Customer is entitled to set-off or retention only in respect of claims which are undisputed or have been established by valid and final judgment.

5. Warranty, Exclusion of Liability.

The delivered goods are to be carefully inspected for visible defects (including incomplete or incorrect delivery) immediately after delivery to the Purchaser or to the third party designated by them. If a defect becomes apparent during the inspection or if a defect, which was not visible during this inspection at the time of delivery, becomes apparent at a later date, the Purchaser shall give notice of this immediately at the time of discovery. The notification is only immediate if it is made within **seven (7)** working days after delivery, from the time of discovery, or from the time at which the defect would have been discovered in the course of a reasonable inspection. If goods are defective, Customer may claim remedy of defects or substitute delivery. In the event of two failed attempts, i.e. impossibility, unreasonableness, refusal or immoderate delay of the repair or replacement delivery, the Purchaser may withdraw from the contract or reasonably reduce the purchase price. Rejected goods may only be returned with the prior express consent of the Supplier. **For hygienic reasons, the Supplier can only accept new or washed goods for repair or modification.**

Supplier shall not be liable for damages based on contractual or quasi-contractual claims, tort or other legal grounds; the foregoing shall not apply to damage claims arising from an injury to life, body or health or to any violation resulting from intent or gross negligence of Supplier or its vicarious agents or in the event of a violation of a material duty (i. e. an obligation the fulfilment of which makes the proper execution of the contract possible in the first place and the compliance of which is essential to the contract's purpose. In the latter case, liability for slight negligence shall be limited to foreseeable damage typical for this kind of contract. These liability limitations also apply to third parties and in cases of breaches of obligation by those for whose fault the supplier is liable in accordance with legal provisions. They shall not apply if a defect has been fraudulently concealed or a guarantee has been accepted for the condition of the goods, and for purchaser claims according to the product liability law.

Claims for material defects or defects of title shall lapse one year after delivery. This shall also apply to the purchaser's contractual and non-contractual claims for compensation arising from defective goods.

6. Retention of Title.

Until full payment of Supplier's claims arising from the business relationship with Customer, the goods sold shall remain the property of Supplier. However, Customer may dispose of the goods purchased in the ordinary course of business. If Customer is in breach of contract, in particular in the event of default in payment, Supplier is entitled to collect, and Customer is obliged to surrender, the goods after a reminder. The assertion of retention of title or the attachment of the items delivered by Supplier shall not be considered a rescission from the contract. Any claims against third parties resulting from the resale of the goods delivered are hereby collectively assigned to Supplier by Customer as security, irrespective of whether the items delivered were resold with or without prior processing. Customer will still be authorised to collect such claims, despite the assignment agreed herein. The foregoing shall be without prejudice to the authority of Supplier to collect such claims on its own; but Supplier undertakes not to collect such claims, unless Customer fails to properly meet its payment obligations and is in default of payment. Otherwise Supplier may demand Customer to disclose the claims assigned and their debtors, to provide all information necessary for collection, to surrender all relevant documents, and to communicate the assignment to the debtor (third party). Customer may not attach, or transfer as security, the items delivered. In the event of attachment or seizure or other disposal by a third party, Customer shall inform Supplier of the same without undue delay, providing all information and documents necessary to safeguard Supplier's rights. Enforcement officials or third parties shall be advised of the Supplier's retention of title. If the value of security exceeds the claim of Supplier by more than 20 %, Supplier will release security upon Customer's request to such extent at its discretion.

7. Provisions with respect to Regulation (EU) 2017/745.

7.1 Role of the Supplier and the Customer

Within the scope of these Terms and Conditions of Delivery, the Supplier adopts the position of manufacturer in accordance with Art. 2, No. 30 of Regulation (EU) 2017/745 and the Customer adopts the position of distributor in accordance with Art. 2, No. 34 of Regulation (EU) 2017/745.

7.2 Distributor's obligations

The Customer undertakes to comply with the obligations imposed on it as a distributor in accordance with Art. 14 Regulation (EU) 2017/745.

7.3 Traceability

The Customer and the Supplier shall work together to guarantee the traceability of the goods.

The Customer undertakes to ensure that it is able to provide information to the responsible authorities at all times about who provided the goods and/or to whom it sent the goods after it has handed over the last goods for a period of ten (10) years in accordance with Art. 25, Para. 2 Regulation (EU) 2017/745. In this respect, the Purchaser undertakes to set up a procedure suitable for this provision of information and to document the procedure in accordance with clause 7.5.9 ISO 13485:2016, or the respective current version of ISO 13485.

The Customer undertakes to hand over the suitable documentation for the provision of information to the Supplier after the ten (10) years mentioned have elapsed or to dispose of it properly following a written request from the Supplier.

The Customer undertakes to comply with the obligations regulated in 6.3 even if business operations cease before the ten (10) years mentioned have elapsed or if insolvency proceedings are initiated against it.

7.4 Acceptance and Documentation of Experiences, Findings and Other Information about the Goods

The Purchaser undertakes to pass on to the Supplier without delay all experiences and findings about the goods, including trends to be observed, and all complaints or reports of suspected incidents in connection with the goods that they receive. In this respect, the Customer undertakes to establish a suitable procedure for the acceptance of such experiences, findings, complaints or reports about the goods, and their documentation and keep this documentation up to date.

The Customer undertakes to hand over documentation regarding experiences and findings about the goods, including trends to be observed and incoming complaints or reports to the Supplier after the ten (10) years mentioned have elapsed or to dispose of it properly following a written request from the Supplier.

The Customer also undertakes to comply with the obligations regulated in 6.4 even if business operations cease before the ten (10) years mentioned have elapsed or if insolvency proceedings are initiated against it.

7.5 Forwarding of Experiences, Findings and Other Information to the Supplier

The Customer undertakes to forward all experiences and findings about the goods, including trends to be observed and all incoming complaints or reports about suspected incidents in connection with the goods to the Supplier without delay or to forward it to a person specified by the Supplier. The forwarding is to be carried out in writing to Julius Zorn GmbH, Juliusplatz 1, 86551 Aichach, Germany. In the case of suspected serious incidents in accordance with Art. 2, No. 64 Regulation (EU) 2017/745, information shall be passed on in advance by telephone +49 (0)8251 9010, fax +49 (0)800 08 35 393, or e-mail rueckmeldung@juzo.de.

7.6 Advertising

The Supplier shall make all materials for the advertising of the goods (e. g. texts, names, trademarks, illustrations and other symbols) available to the Customer if the Customer is performing the advertising of the goods. The Customer undertakes to exclusively use the materials provided by the Supplier for advertising the goods.

8. Returns

Outside the warranty, the supplier, for reasons of goodwill, can offer the option for customers to return delivered goods in exchange for a credit note to the order value or a replacement (return), although this does not mean that the purchaser is entitled to this. Such returns require the prior consent of the Supplier and agreement (notification) in each individual case, whereby the perfect condition of the goods is assumed. Custom-made solutions, special products and designs, products in trend colours as well as items from the Dip-Dye and Batik Collections as well as support stockings are excluded from the returns policy. The returned goods must be in a saleable condition (unworn, undamaged and clean). The supplier reserves the general right to refuse returns. When items are returned, the purchaser must provide the supplier with evidence of receiving the goods. Specifying the delivery note number and date in the form of a copy of the delivery note or enclosing the relevant return dispatch note suffices. The supplier accepts goods in their original packaging.

Rules for returned, unused products or returns for exchange:

1. Later than 30 days from delivery date, a deduction of 20 % of invoice value is made
2. Later than 60 days from delivery date, a deduction of 50 % of invoice value is made
3. Later than 90 days from the delivery date, the products will not be accepted
4. Custom-made or specially ordered goods cannot be returned

The standard colour for compression products is Almond / Beige and for Softcompress white. Other colour choices cannot be returned.

The costs for the return shipment shall be borne by the Purchaser. Please note that replacement products such as pads, metre lengths of silicone border and similar items must be exclusively used within the original intended purpose of the medical product. Replacement products are solely intended to restore the compliant condition of the goods as declared by the manufacturer. Our product specialists are happy to help you with questions about correct use or donning.

9. Jurisdiction; Applicable Law; Severability.

The Regional Court (Landgericht) of Augsburg shall have jurisdiction over all disputes arising from this contractual relationship if Customer is a merchant in accordance with Sec. 1 HGB, a legal person under public law, or a special fund under public law; Supplier is entitled to bring action also at Customer's principal place of business. German law shall apply exclusively, to the exclusion of the law on the international sale of goods (CISG), even if the purchaser has his/her registered office abroad. If one of the provisions above is or becomes null and void, in whole or in part, the validity of the remaining provisions shall remain unaffected thereby.

Subject to change. No liability for errors.

Juzo kansainvälinen asiakaspalvelu

Puhelin: +46 (0)11 44 222 50 · Sähköposti: order@juzo.se · portal.juzo.com

Juzo Scandinavia AB · Tegelängsgatan 13 · 60228 Norrköping · Ruotsi · info@juzo.se · juzo.com

Julius Zorn GmbH · Juliusplatz 1 · 86551 Aichach · Saksa · info@juzo.com · juzo.com

FIN-14236013/7/9 · 8415 · 12/2023
Muutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa virheistä.

