

Flebologia · Lymfologia Tuotevalikoima 2026

Muodikkaat, räätälöidyt ja tehokkaat kompressiotuotteet
flebologisiin ja lymfologisiin käyttöaiheisiin



Asiakaspalvelu


Juzo – aina apunasi

Sitoutunut, ystävällinen ja pätevä. Näillä sanoin asiakkaamme kuvailevat meitä. Huolehdimme asiakkaistamme aina ilolla ja olemme aidosti kiinnostuneita heidän toiveistaan. Tavoitteemme on vastata heidän tarpeisiinsa parhaalla mahdollisella tavalla, minkä vuoksi etsimme aina uusia ja optimoituja ratkaisuja. Työssämme tukeudumme kokemukseemme

ja ainutlaatuisen asiantuntemukseemme, jatkuvaan kehitykseen panostaen. Olemme aina käytettävissäsi, kun tarvitset apua ja neuvoja. Autamme sinua, jotta voit tukea potilaasi hoidon onnistumista oikeiden tuotteiden avulla. Soita meille. Autamme sinua mielellämme.

Asiakaspalvelustamme saat:

- yleistä tietoa
- henkilökohtaista tuoteopastusta
- tiedon tilauksen vastaanottamisesta
- tietoa tilauksen edistymisestä
- neuvontaa kompressiohoitoa koskevissa kysymyksissä



Yhteystiedot

Tavoitat meidät puhelimitse maanantaista perjantaihin 08:00 – 16:30 (Ruotsin aikaa).
Voit myös lähettää sähköpostia.

Juzo Scandinavia AB

Puhelin +46 (0)11 44 222 50

Sähköposti order@juzo.se

Shop portal.juzo.com

Näin valitset oikean tuotteen nopeasti

Pyöröneulokset

Kompressiosukat / -sukkahousut	6
Juzo Inspiration	6
Juzo Soft	8
Juzo Adventure	12
Juzo Move	14
Juzo Dynamic (Silver / Cotton)	16
Juzo Intenso	22
Juzo Basic	24
Juzo Ulcer Pro	26
Juzo Ulcer System	28

Laakaneulokset

Kompressiosukat / -segmentit	30
Juzo Expert (Silver / Cotton)	30
Juzo Expert Strong (Silver / Cotton)	44
Juzo Classic Seamless	50
Erikoislisävarusteet	54

Turvotus

Juzo SoftCompress	64
Juzo SleepCompress	70
Juzo ACS Light	72
Juzo Compression Wrap	76
Juzo Liner	80
Juzo Liner Silver	81

Lisävarusteet

Vaihtotuotteet	83
Lymphpad-painetyyny	83
Pehmusteet	83
Kiinnitysmahdollisuudet	84
Täydentävät tuotteet	84
Kosteusemulsio Tarttuva	84
Apuvälineet pukemiseen ja riisumiseen	85
Hoitotuotteet	87
Muuta	87

Information

Paine- ja kompressioluokat	4
Laatustandardit	5
Silityskuvat	62
Toimitus- ja maksuehdot	88

Lääkinnälliset kompressiovaatteet

Neljä kompressioluokkaa

Juzon lääkinälliset kompressiosukat takaavat oikean puristuspaineen ja tarkasti porrastetun paineensäätelyn. Paine vähenee tasaisesti nilkasta ylöspäin kohti sydäntä sekä alaspäin kohti varpaita. Laaja valikoimamme kattaa kompressiovaatteet polvisukista sukkahousuihin ja käsineistä kasvonaamioihin hoitotarpeen mukaan.

Kompressiomateriaalit jaotellaan neljään eri kompressioluokkaan (KL) nilkkaan tai ranteeseen kohdistuvan puristuksen mukaan RAL-laatus-tandardin mukaisesti. Mahdollisia käyttöaiheita ovat esimerkiksi:

18 – 21 mmHg (KL 1) – kevyt kompressio

- lievä turvotus, johon liittyy tunne väsyneistä tai raskaista jaloista
- yksittäiset suonikohjut
- ennaltaehkäisevä hoito raskauden aikana

23 – 32 mmHg (KL 2) – kohtuullinen kompressio

- suonikohjut
- säärien turvotus raskauden aikana
- suonikohjujen ruiskutushoidon tai leikkauksen jälkitila
- parantuneiden säärihaavojen pitkäaikainen hoito
- ödeeman muodostumisriski

34 – 46 mmHg (KL 3) – voimakas kompressio

- suonikohjut, joihin liittyy syvien laskimosuonien vaurioituminen
- säärihaavojen jälkihoito
- säärien voimakas turvotustaipumus
- krooninen laskimoiden vajaatoiminta
- merkittävä ödeeman muodostumisriski

> 49 mmHg (KL 4) – hyvin voimakas kompressio

- vakavat lymfaattiset tukokset
- lymfedeema ja fibroosi

Laatustandardit


Varmistettua laatua



Oeko-Tex® Standard 100

“Oeko-Tex® Standard 100” on maailmanlaajuisesti standardisoitu ja riippumaton testaus- ja sertifiointijärjestelmä, joka käsittää koko tuotantoketjun aina raaka-aineista lopputuotteeseen saakka. Mitä intensiivisempi ihokosketus on, sitä tiukemmat vaatimukset tuotteelle asetetaan.

Kaikki Juzo-kompressiotuotteet, niin pyöröneulotut kuin laakaneulotut vaihtoehdot, ovat saaneet “Oeko-Tex® Standard 100”-merkinnän. Näin Juzo voi taata, että mitkään tuotteen raaka-aineet eivät ole haitallisia ihmisille tai ympäristölle.



RAL-laatustandardi

Kaikki lääkinnälliset Juzo-kompressiosukat ovat RAL-standardin mukaisia. Tarkastusvaatimuksissa on määritetty kaikki sitovat määräykset, jotka koskevat lääkinnällisten kompressiosukkien ja -hihojen sekä säärihaavan (ulcus cruris) hoitoon tarkoitettujen lääkinnällisten kompressiosukkien valmistusta. Niitä ovat esimerkiksi seuraavat:

- materiaalin ominaisuudet (Bioyhteensopivuus)
- säännölliset laatutarkastukset (esimerkiksi Hohensteinin tutkimusinstituutin tekemänä)
- kumi elastiset ominaisuudet pituus- ja poikittaissuunnassa
- kompressioluokat 1–4 (kompressioluokat 1–3 hihoille)
- räätälöityjen ja vakiokokoisten sukkien valmistus.



ISO-sertifikaatti

Julius Zorn GmbH otti yleisen laadunhallintajärjestelmän käyttöön jo vuonna 1998, ja se on alan ensimmäisiä yrityksiä, joka ser-tifioitiin DIN EN ISO 46001 -standardin mukaan. Nykyään Juzo on sertifioitu DIN EN ISO 13485 -standardin (DIN EN ISO 46001 -standardin korvannut standardi) mukaan.

Juzo Inspiration

Art. 2701, 2702, 2781, 2782



Juzo Inspiration
Haluatko kauniit sääret

LÄPIKUULTAVA

Tämä kevyt ja ohut kompressiosukka on erittäin tehokas, vaikka se näyttääkin eleettömältä tavalliselta sukalta.

- Optimaalinen napakkuus laadukkaiden elastaanikuitujen ansiosta
- Hengittävä neulos
- Kapea yläreuna ja muotoiltu kantapää luovat siron vaikutelman
- Pitkäikäinen vahvistetun pohjaosan ansiosta
- Mukautuva ja joustava housuosa (AT), jonka resorin leveyttä voi säätää, takaa optimaalisen istuvuuden
- Pehmeä, muotoutuva ja raskauden edetessä "kasvava" housuosa raskausmahalle

Ominaisuudet

Pyöröneulokset ilman saumaa



Käyttö

Flebologia

Ominaisuudet

- Näyttää tavallisilta läpikuultavilta sukkahousuilta
- Kevyesti muotoileva
- Laaja väri- ja mallivalikoima
- Saatavana raskausmahaan sopivalla housuosalla

Käyttötarkoitukset

- alaraaja

Kompressioluokat

18–21 mmHg (KKL 1)
23–32 mmHg (KKL 2)

Kokotaulukko

Art. 2701, 2702, 2781, 2782 Pituus cm		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
		I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL
PG AG / AT / ATU normaali 72–83 lyhyt 66–72 erittäin lyhyt 58–66 PD AD normaali 40–46 lyhyt 34–39 erittäin lyhyt 31–34 PZ 22,5–27,5 PA 15–19	AT / ATU	41–58	45–63	47–68	54–75	57–79	63–85
	AG leveä	49–58	53–63	57–68	64–75	67–79	74–85
	AG	41–48	45–52	47–56	54–63	57–66	63–73
	cF	41–55	45–60	47–65	54–72	57–76	63–82
	cE	30–37	33–41	35–45	39–48	41–51	44–55
	cD	27–33	29–36	31–40	34–43	36–46	39–48
	cC	29–34	32–38	34–43	38–47	41–50	44–53
	cB1	23–27	25–30	27–33	30–36	32–38	35–41
	cB	18–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33
	cY	26,5–30,5	29,5–32,5	31,5–35	34–37,5	36,5–41	39,5–45
	cA	17,5–22	19,5–24	21,5–26,5	24–29	26,5–33	29,5–37
Kengän koko – 44							


Esimerkkejä tuotteista



AG - Cacao
Pitsisilikonireuna



AT - Almond
Umpikärjet



ATU - Black pepper
Äitiyssukkahousut



AT - Grey
Dip Dye Collection

Juzo Inspiration

Alaraaja

Värit ja kohokohdat

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Trend Colours¹

Tutustu uusiin osoitteessa

juzo.com/trend-colours

Batik Collection¹

Värit: Vakiovärit (paitsi Sugar ja Almond); Trend Värit -värit voidaan batiikkivärjätä mustalla tai valkoisella

juzo.com/batik-collection

Dip Dye Collection¹

Värit: Grey, Blue

Tyyppi: AF, AG, AT, ATU

juzo.com/dip-dye

Vision pattern

On saatava umpikärjelliset vakiokoot

Silikonireunat

Silikonireuna

Koristesilikonireuna

Balance-silikonireuna

Balance-koristesilikonireuna

Pitsisilikonireuna

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Inspiration 2701, 2702	
				Koko I–VI	Räätälöitynä
	AD	Polvisukka	Pari		
	Normaali 40 – 46 Lyhyt 34 – 39 Erittäin lyhyt¹ 31 – 34	Yläreuna Kapea silikonireuna · 3,5 cm Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm		•	•
				•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari		
		Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm			•
	AG	Reisisukka	Pari		
	Normaali 72 – 83 Lyhyt 66 – 72 Erittäin lyhyt¹ 58 – 66	Silikonireuna / leveä · 5 cm Koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Balance-silikonireuna / leveä · 5 cm Balance-koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl		
	Lantion ympärysmitta 80 – 120 cm Jalan sisäpituus Normaali 72 – 83 Lyhyt 66 – 72 Erittäin lyhyt¹ 58 – 66	Umpinainen haara		•	•
	ATU	Äitiyssukkahousut	Kpl		
	Äitiysmalli Jalan sisäpituus Normaali 72 – 83 Lyhyt 66 – 72 Erittäin lyhyt¹ 58 – 66	Umpinainen haara		•	•
	Varvasosa				
		Avoin		•	•
		Umpinainen		•	•

¹Vakiokokojen valmistus n. 8 päivää

Juzo Soft

Art. 2001, 2002



Juzo Soft
Se sopii minulle

YLEISMALLI

Elastisuutensa ansiosta Juzo Soft on erittäin mukautuva ja pehmeä, ja se istuu aina kuin valettu.

- Optimaalinen istuvuus suuren joustavuuden ansiosta
- Erinomainen hengittävyys mikrokuitujen ansiosta
- Pehmeä ja mukava yläreuna
- Vahvistettu pohja parantaa istuvuutta ja kestävyyttä
- Mukautuva ja joustava housuosa (AT), jonka resorin leveyttä voi säätää, takaa optimaalisen istuvuuden

Ominaisuudet

Pyöröneulokset ilman saumaa



Käyttö

Flebologia (jalka)
Lymfologia (käsivarsi)

Ominaisuudet

- Mukautuva mutta silti napakasti istuva
- Erittäin pehmeä
- Ohutta mikrokuituneulosta
- Laaja väri- ja mallivalikoima

Käyttötarkoitukset

- alaraaja
- yläraaja

Kompressioluokat

Hiha: 15 – 21 mmHg (KKL 1)
18 – 21 mmHg (KKL 1)
23 – 32 mmHg (KKL 2)

Kokotaulukko

Art. 2001, 2002 Pituus cm		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
		I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL
PG AG/AT normaali 72–83 lyhyt 66–72 erittäin lyhyt 58–66	AT	41–58	45–63	47–68	54–75	57–79	63–85
	AG leveä	49–58	53–63	57–68	64–75	67–79	74–85
	AG	41–48	45–52	47–56	54–63	57–66	63–73
	cF	41–55	45–60	47–65	54–72	57–76	63–82
PD AD normaali 40–46 lyhyt 34–39 erittäin lyhyt 31–34	cE	30–37	33–41	35–45	39–48	41–51	44–55
	cD	27–33	29–36	31–40	34–43	36–46	39–48
	cC	29–34	32–38	34–43	38–47	41–50	44–53
	cB1	23–27	25–30	27–33	30–36	32–38	35–41
PZ 22,5–29,5 PA 15–21	cB	18–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33
	cY	26,5–30,5	29,5–32,5	31,5–35	34–37,5	36,5–41	39,5–45
	cA	17,5–22	19,5–24	21,5–26,5	24–29	26,5–33	29,5–37
Kengän koko – 46							

Esimerkkejä hoidosta



AD · Almond
Avokärki



AG · Almond
Vyötärökiinnitys sukka tai
kaytto parina



AT · Black pepper
Umpikärjet



CG · Almond
Yläreuna

Juzo Soft


Alaraaja

Värit ja kohokohdat

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	



Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours



Värit: Vakiovärit (paitsi Sugar ja Almond); Trend Värit -värit voidaan batiikkivärjätä mustalla tai valkoisella
juzo.com/batik-collection

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna

*Vain mittilaustuotteisiin

¹ Vakiokokojen valmistus n. 8 päivää

² Saatavana vain KKL 1

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Soft 2001, 2002	
				Koko I – VI	Räätälöitynä
	AD	Polvisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
	Normaali 40–46 Lyhyt 34–39 Erittäin lyhyt ¹ 31–34	Kapea silikonireuna · 3,5 cm Silikonireuna · 5 cm* Koristesilikonireuna · 5 cm* Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm* Balance-koristesilikonireuna · 5 cm* Pitsisilikonireuna · 5 cm*		•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari		
		Yläreuna			•
		Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm			•
	AF lantiokiinnityksellä	Puolireisisukka	Kpl		
	Vasen tai oikea sukka tai käyttö parina	Lantiokiinnitykset			•
	AG	Reisisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
	Normaali 72–83 Lyhyt 66–72 Erittäin lyhyt ¹ 58–66	Silikonireuna / leveä · 5 cm Koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Balance-silikonireuna / leveä · 5 cm Balance-koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		•	•
	AG lantiokiinnityksellä	Reisisukka	Kpl		
	Vasen tai oikea sukka tai käyttö parina	Lantiokiinnitykset		•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl		
	Lantion ympärysmitta 80–140 cm	Umpinainen haara		•	•
	Jalan sisäpituus	Avoin haara		•	•
	Normaali 72–83 Lyhyt 66–72 Erittäin lyhyt ¹ 58–66	Sepauksella		•	•
	BT	Leggingsit²	Kpl		
	Lantion ympärysmitta 80–140 cm Jalan sisäpituus Normaali 72–83 Lyhyt 66–72	Umpinainen haara		•	
	Varvasosa				
		Avoin		•	•
		Umpinainen		•	•

Kokotaulukko


Art. 2001, 2002 - CG Pituus cm		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
			I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL
	CG	max	30–33	32–35	34–37	36–39,5	38–41,5	40–44
			24–26	26–28,5	28–30,5	30–33	32–35	34–37
	CF	max	28–30,5	30–33	32–35	34–37	36–39,5	38–41,5
			23–25	24,5–27	26–28,5	27,5–30	29–31,5	30,5–33,5
	CE	max	25–27,5	27–29,5	29–31,5	30,5–33,5	32–35	33,5–36,5
			23–25	24,5–27	26–28,5	27,5–30	29–31,5	30,5–33,5
	CD	max	25–27,5	27–29,5	29–31,5	30,5–33,5	32–35	33,5–36,5
			23–25	24,5–27	26–28,5	27,5–30	29–31,5	30,5–33,5
		CC	14,5–16	16–17,5	17,5–19	19–20,5	20,5–22	22–24

Värit ja kohokohdat

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	



Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours



Värit: Vakiovärit (paitsi Sugar ja Almond); Trend Värit -värit voidaan batiikkivärjätä mustalla tai valkoisella
juzo.com/batik-collection

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Soft 2001, 2002	
				Koko I–VI	Räätälöitynä
	CG	Hiha	Kpl		
		Yläreuna		•	•
		Kapea silikonireuna · 3,5 cm Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm		•	•
	CG max		Kpl		
	CH	Hiha olkaosalla	Kpl		
		Olkaosa ja nauha			•
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen			•
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen ja silikonituki			•

Silikonireunat



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna

¹Vakiokokojen valmistus n.
8 päivää



Juzo Adventure

Art. 3521 BW, 3522 BW



Juzo Adventure
Nautin haasteista

MUISTA EROTTUVA

Kulutusta kestävän ribbirakenteensa ansiosta tämä kompressiosukka pärjää kaikissa töissä ja vapaa-aikana eteen tulevissa aktiviteeteissa.

- Miellyttävä ihotuntuma, koska ihoa vasten tulevassa materiaalissa on paljon puuvillaa
- Hierova vaikutus strukturoidun pinnan ansiosta
- Kestää kulutusta erittäin hyvin erikoisneulostekniikan ansiosta
- Helppo pukea päälle luistamattoman rakenteen ansiosta
- Leveä yläreuna takaa optimaalisen napakkuuden

Ominaisuudet

Pyöröneulokset ilman saumaa



Käyttö

Flebologia

Ominaisuudet

- Selkeästi erottuva ribbineulos
- Stabiili ja kulutusta kestävä
- Materiaalissa paljon puuvillaa

Käyttötarkoitukset

- alaraaja

Kompressioluokat

18–21 mmHg (KKL 1)
23–32 mmHg (KKL 2)

Kokotaulukko

Art. 3521 BW, 3522 BW Pituus cm		Vakiokoot - Ympärysmitta cm					
		I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL
PD AD		25–30	27–33	30–36	33–39	35–41	37–43
normaali	40–46						
lyhyt	34–39						
erittäin lyhyt	31–34						
		cD	cC	cB1	cB	cY	cA
		25–30	27–33	30–36	33–39	35–41	37–43
		27–34	29–37	33–41	36–45	39–47	42–50
		24–26	25–29	27–33	31–36	34–39	36–41
		18–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33
		26,5–30,5	29,5–32,5	31,5–35	34–37,5	36,5–41	39,5–45
PZ 22,5–29,5		17,5–22	19,5–24	21,5–26,5	24–29	26,5–33	29,5–37
Kengän koko – 46							

Esimerkkejä hoidosta



AD - Almond
Umpikärjet



AD - Sugar
Kääntöpuolen tiedot

Juzo Adventure

Alaraaja

Värit

Sugar ²	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna

* Vain mittatilaustuotteisiin
¹ Vakiookokojen valmistus n. 8 päivää
² Mustassa puuvillassa harmaita pilkkuja

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Adventure	
				3521 BW, 3522 BW	
				Koko I – VI	Räätälöitynä
	AD	Polvisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
	Normaali 40 – 46 Lyhyt 34 – 39 Erittäin lyhyt ¹ 31 – 34	Kapea silikonireuna · 3,5 cm Silikonireuna · 5 cm* Koristesilikonireuna · 5 cm* Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm* Balance-koristesilikonireuna · 5 cm* Pitsisilikonireuna · 5 cm*		•	•
	Varvasosa				
		Umpinainen		•	•

Juzo Move

Art. 3611, 3612, 3613



Juzo Move
Istuu kuin toinen iho

HELPOSTI PUETTAVA

Patentoidun liukuneulostekniikkansa ansiosta Juzo Moven puke-
minen ja riisuminen on erittäin helppoa.

- Patentoitu liukuneulostekniikka
- Erinomainen hengittävyys mikrokuitujen ansiosta
- Pysyy tavallista paremmin paikallaan
- Ainutlaatuinen toiminnallinen vyöhyke minimoi neuloksen painumisen jalkapöytään
- Muotonsa pitävä reuna estää sukan rullautumisen avonaisen kärkeosan yhteydessä
- Tavallista suurempi kantapääosa helpottaa pukemista

Ominaisuudet

Pyöröneulokset ilman saumaa



Käyttö
Flebologia
Lymfologia

Ominaisuudet

- Helppo pukea ja riisua
- Innovatiivinen liukuneulostekniikka
- Peittävä ja eleetön
- Kestää kulutusta erittäin hyvin

Käyttötarkoitukset
• alaraaja

Kompressioluokat
18–21 mmHg (KKL 1)
23–32 mmHg (KKL 2)
34–46 mmHg (KKL 3)

Kokotaulukko

Art. 3611, 3612, 3613		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
Pituus cm			I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL
PG AG/AT normaali 72–83 lyhyt 66–72 erittäin lyhyt 58–66 PD AD normaali 40–46 lyhyt 34–39 erittäin lyhyt 31–34 PZ 22,5–29,5 PA 15–21		AT	42–55	46–60	50–65	55–71	60–77	66–83
	cG	AG leveä	49–55	53–60	58–65	63–71	69–77	75–83
		AG	42–48	46–52	50–57	55–62	60–68	66–74
	cF		42–52	46–57	50–62	55–68	60–74	66–80
	cE		29–34	32–37	35–40	38–43	42–47	46–51
	cD		27–32	30–35	33–38	36–41	39–44	42–47
	cC		28–33	31–36	34–39	37–42	40–45	43–48
	cB1		24–27	26–29	28–31	30–34	33–38	37–42
	cB		18–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33
	cY		26,5–30,5	29,5–32,5	31,5–35	34–37,5	36,5–41	39,5–45
cA		17,5–22	19,5–24	21,5–26,5	24–29	26,5–33	29,5–37	
Kengän koko –46								

Esimerkkejä hoidosta



AD · Black pepper
Umpikärjet



AD · Almond
Balance-silikonireuna



AG · Almond
Silikonireuna



AD · Almond
Kantapään tiedot

Juzo Move

Alaraaja

Värit

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao ³	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna

* Vain mittatilaustuotteisiin
¹ Vakiokokojen valmistus n. 8 päivää
² Saatavana todennäköisesti vuoden 2026 ensimmäisellä vuosipuoliskolla
³ Juzo Move AT on saatavana kaikissa vakioväreissä paitsi värissä Cacao

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Move 3611, 3612, 3613	
				Koko I–VI	Räättälöi- tynä
	AD	Polvisukka	Pari		
	Normaali 40–46 Lyhyt 34–39 Erittäin lyhyt ¹ 31–34	Yläreuna Kapea silikonireuna · 3,5 cm Silikonireuna · 5 cm* Koristesilikonireuna · 5 cm* Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm* Balance-koristesilikonireuna · 5 cm* Pitsisilikonireuna · 5 cm*		•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari		
		Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm			•
	AG	Reisisukka	Pari		
	Normaali 72–83 Lyhyt 66–72 Erittäin lyhyt ¹ 58–66	Silikonireuna / leveä · 5 cm Koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Balance-silikonireuna / leveä · 5 cm Balance-koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		•	•
	AT ²	Sukkahousut	Kpl		
	Lantion ympärysmitta 90–130 cm Jalan sisäpituus Normaali 72–83 Lyhyt 66–72 Erittäin lyhyt ¹ 58–66	Umpinainen haara		•	•
		Avoin haara		•	•
		Sepauksella		•	•
	Varvasosa				
		Avoin		•	•
		Umpinainen		•	•

Juzo Dynamic

Art. 3511, 3512, 3513



Juzo Dynamic
Taktisesti hyvä esillepano

ERIKOISSUKKA

Patentoidun liukuneulostekniikkansa ansiosta Juzo Moven puke-
minen ja riisuminen on erittäin helppoa.

- Useita vaihtoehtoja yksilölliseen räätälöintiin
- Suuri työpaine erikoisneulostekniikan ansiosta
- Tasaisesti jakautuva paine mahdollistaa optimaalisen hoitovaikutuksen
- Housuosa (AT), jonka resorin leveyttä voi säätää, takaa optimaalisen istuvuuden
- Housuosassa kevyt kompressio

Ominaisuudet

Pyöröneulokset ilman saumaa



Käyttö

Flebologia (jalka)
Lymfologia (käsivarsi)

Ominaisuudet

- Peittävä ja vahva
- Erittäin tehokas hoitovai-
kut
- Silver: Antibakteerinen
vaikutus
- Cotton: Sisältää puuvillaa

Käyttötarkoitukset

- alaraaja
- yläraaja
- amputoidun raajan
kompressiotuotteet

Kompressioluokat

Hiha: 15 – 21 mmHg (KKL 1)
18 – 21 mmHg (KKL 1)
23 – 32 mmHg (KKL 2)
34 – 46 mmHg (KKL 3)

Kokotaulukko

Art. 3511, 3512, 3513 · 3511, 3512 Cotton		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL
PG AG/AT normaali 72–83 lyhyt 66–72 extra lyhyt 58–66 PD AD normaali 40–46 lyhyt 34–39 extra lyhyt 31–34	AT	43–56	47–62	49–66	55–73	59–77	64–82
	AG leveä	50–56	54–62	58–66	64–73	68–77	73–82
	AG	43–49	47–53	49–57	55–63	59–67	64–72
		43–53	47–59	49–63	55–70	59–74	64–79
CG CF CE CD CC CB1 CB CY CA		28–34	30–37	33–41	35–43	37–44	40–48
		25–30	27–33	30–36	33–39	35–41	37–43
		27–34	29–37	33–41	36–45	39–47	42–50
		24–26	25–29	27–33	31–36	34–39	36–41
		18–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33
		26,5–30,5	29,5–32,5	31,5–35	34–37,5	36,5–41	39,5–45
		17,5–22	19,5–24	21,5–26,5	24–29	26,5–33	29,5–37
Kengän koko –46							

Esimerkkejä hoidosta



AD · Almond
Avokärki



AT · Poppy seed
Umpikärjet



FG · Almond
Silikonireuna



CG · Almond
Yläreuna

Juzo Dynamic

Alaraaja

Värit

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna

* Vain mittatilaustuotteisiin
¹ Vakiokokojen valmistus n. 8 päivää

² Juzo Expert KT-vartalo-osa AG-sukkiin, ks. erillinen erikoisvävarusteita koskeva yleiskatsaus.

³ Samaa neulosta kuin sukkaosa oleva vartalo-osa saatavana tilauksesta malliin AT kompressioluokissa 2 ja 3 mittatilaustuotteena.

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Dynamic 3511, 3512, 3513	
				Koko I–VI	Räätälöitynä
	AD	Polvisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
	Normaali 40–46 Lyhyt 34–39 Erittäin lyhyt ¹ 31–34	Kapea silikonireuna · 3,5 cm Silikonireuna · 5 cm* Koristesilikonireuna · 5 cm* Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm* Balance-koristesilikonireuna · 5 cm* Pitsisilikonireuna · 5 cm*		•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari		
		Yläreuna			•
		Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm			•
	AF lantiokiinnityksellä	Puolireisisukka	Kpl		
	Vasen tai oikea sukka tai käyttö parina	Lantiokiinnitykset			•
	AG²	Reisisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
	Normaali 72–83 Lyhyt 66–72 Erittäin lyhyt ¹ 58–66	Silikonireuna / leveä · 5 cm Koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Balance-silikonireuna / leveä · 5 cm Balance-koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		•	•
	AG lantiokiinnityksellä	Reisisukka	Kpl		
	Vasen tai oikea sukka tai käyttö parina	Lantiokiinnitykset		•	•
	AT³	Sukkahousut	Kpl		
	Lantion ympärysmitta 90–130 cm	Umpinainen haara		•	•
	Jalan sisäpituus	Avoin haara		•	•
	Normaali 72–83 Lyhyt 66–72 Erittäin lyhyt ¹ 58–66	Sepauksella		•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl		
		Umpinainen haara			•
	Pidennys vasemmalle tai oikealle	Avoin haara			•
		Sepauksella			•
	Varvasosa				
		Avoin		•	•
		Umpinainen		•	•

Juzo Dynamic Silver

Alaraaja

Värit

Almond



Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna

¹ Juzo Expert KT-vartalo-osa AG-sukkiin, ks. erillinen erikoislisävarusteita koskeva yleiskatsaus.

² Samaa neulosta kuin sukkaosa oleva varalo-osa saatavana tilauksesta malliin AT kompressioluokissa 2 ja 3 mittatilaustuotteena.

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Dynamic Silver 3511 SI, 3512 SI, 3513 SI Räättälöitynä
	AD	Polvisukka	Pari	
		Yläreuna Kapea silikonireuna · 3,5 cm Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		•
	AF	Puolireisisukka	Pari	
		Yläreuna Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		•
	AF lantiokiinnityksellä	Puolireisisukka	Kpl	
	Vasen tai oikea sukka tai käyttö parina	Lantiokiinnitykset		•
	AG ¹	Reisisukka	Pari	
		Yläreuna Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		•
	AG lantiokiinnityksellä	Reisisukka	Kpl	
	Vasen tai oikea sukka tai käyttö parina	Lantiokiinnitykset		•
	AT ²	Sukkahousut	Kpl	
	Lantion ympärysmitta 90–130 cm	Umpinainen haara		•
		Avoim haara		•
		Sepauksella		•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl	
	Pidennys vasemmalle tai oikealle	Umpinainen haara		•
		Avoim haara		•
		Sepauksella		•
	Varvasosa			
		Avoim		•
		Umpinainen		•

Juzo Dynamic Cotton

Alaraaja

Värit

Almond	
Black pepper	

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna

* Vain mittatilaustuotteisiin

¹ Vakiokokojen valmistus n. 8 päivää

² Juzo Expert KT-vartalo-osa AG-sukkiin, ks. erillinen erikoislisävarusteita koskeva yleiskatsaus.


³ Samaa neulosta kuin sukkaosa oleva vartalo-osa saatavana tilauksesta malliin AT kompressioluokissa 2 mittatilaustuotteena.

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Dynamic Cotton	
				3511 BW, 3512 BW	
				Koko I – VI	Rääätälöitynä
	AD	Polvisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
	Normaali 40 – 46 Lyhyt 34 – 39 Erittäin lyhyt ¹ 31 – 34	Kapea silikonireuna · 3,5 cm Silikonireuna · 5 cm* Koristesilikonireuna · 5 cm* Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm* Balance-koristesilikonireuna · 5 cm* Pitsisilikonireuna · 5 cm*		•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari		
		Yläreuna			•
		Silikonireuna · 5 cm Koristesilikonireuna · 5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm Balance-koristesilikonireuna · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm			•
	AF lantiokiinnityksellä	Puolireisisukka	Kpl		
	Vasen tai oikea sukka tai käyttö parina	Lantiokiinnitykset			•
	AG²	Reisisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
	Jalan sisäpituus Normaali 72 – 83 Lyhyt 66 – 72 Erittäin lyhyt ¹ 58 – 66	Silikonireuna / leveä · 5 cm Koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Balance-silikonireuna / leveä · 5 cm Balance-koristesilikonireuna / leveä · 5 cm Pitsisilikonireuna · 5 cm		•	•
	AG lantiokiinnityksellä	Reisisukka	Kpl		
	Vasen tai oikea sukka tai käyttö parina	Lantiokiinnitykset		•	•
	AT³	Sukkahousut	Kpl		
		Umpinainen haara		•	•
	Lantion ympärysmitta 90 – 130 cm	Avoin haara		•	•
		Sepauksella		•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl		
		Umpinainen haara			•
	Pidennys vasemmalle tai oikealle	Avoin haara			•
		Sepauksella			•
	Varvasosa				
		Avoin		•	•
		Umpinainen		•	•

Juzo Dynamic · Juzo Dynamic Silver

Yläraaja

Kokotaulukko

Art. 3511, 3512 - CG, CH		Vakiokoot - Ympärysmitta cm						
Pituus cm			I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL
PCG 41–47		cG	max 30–33	32–35	34–37	36–39,5	38–41,5	40–44
			24–26	26–28,5	28–30,5	30–33	32–35	34–37
PCE 21–25		cF	max 28–30,5	30–33	32–35	34–37	36–39,5	38–41,5
			23–25	24,5–27	26–28,5	27,5–30	29–31,5	30,5–33,5
		cE	max 25–27,5	27–29,5	29–31,5	30,5–33,5	32–35	33,5–36,5
			23–25	24,5–27	26–28,5	27,5–30	29–31,5	30,5–33,5
		cD	max 25–27,5	27–29,5	29–31,5	30,5–33,5	32–35	33,5–36,5
			23–25	24,5–27	26–28,5	27,5–30	29–31,5	30,5–33,5
		cC	14,5–16	16–17,5	17,5–19	19–20,5	20,5–22	22–24

Värit

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Silikonireunat



Silikonireuna



Balance-silikonireuna

* Vain Almondvärisenä


	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Dynamic			Juzo Dynamic Silver*	
				3511, 3512 Koko I–VI	3513 Räätälöitynä	3513 Räätälöitynä	3511 SI, 3512 SI Räätälöitynä	3513 SI Räätälöitynä
	CG	Hiha	Kpl					
		Yläreuna		•	•	•	•	•
	CG max	Kapea silikonireuna · 3,5 cm Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm		•	•	•	•	•
		Yläreuna	Kpl	•				
	CH	Hiha olkaosalla	Kpl					
		Olkaosa ja nauha		•	•	•	•	•
	CH max	Kiinnitys rintaliivien olkaimeen			•	•	•	•
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen ja silikonituki			•	•	•	•
	AGA	Hiha, Neulottu käsiosa	Kpl					
		Avoin peukalo			•			
	SG	Avoin peukalo			•			
		Kapea silikonireuna · 3,5 cm						
	SH	Amputoidun käsivarren kompressio olkaosalla	Kpl					
		Olkaosa ja nauha			•		•	
	SH max	Kiinnitys rintaliivien olkaimeen			•		•	
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen ja silikonituki			•		•	

Juzo Dynamic · Juzo Dynamic Silver


Alaraaja · Amputoidun raajan kompressiotuotteet

Kokotaulukko

Juzo Dynamic · Compression Polven yläpuolelta amputoidun jalan kompressiotuki

Art. 3511, 3512 · FG		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL
Kokonaispituus lyhyt 18 – 22 normaali 23 – 27 pitkä 28 – 32 polvi eksart. 33 – 37		cG					
		cF					
cF: 5 cm distaalisesta päästä							

Juzo Dynamic · Compression Stump Shrinkers

Art. 3511, 3512 · CF		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL
PEF 24 – 26 PCE 24 – 26 lyhyt 4 – 6 normaali 12 – 14 pitkä 20 – 22		cF					
		cE					
		cC					
cC: 5 cm distaalisesta päästä							

Värit

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Silikonireunat

Silikonireuna

Balance-silikonireuna

*Vain Almondvärisenä

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Dynamic		Juzo Dynamic Silver*
				Koko I – VI	Räätälöitynä	
	FG	Polven yläpuolelta amputoidun jalan kompressio	Kpl			
	Amputoidun jalan pituus: Lyhyt n. 20 cm Keskipitkä n. 25 cm Pitkä n. 30 cm Polviamputaatio n. 35 cm	Yläreuna		•	•	•
		Silikonireuna · 5 cm		•	•	•
		Balance-silikonireuna · 5 cm				
	CF	Lantiokiinnitykset		•	•	•
			Kpl			
	CF	Polven alapuolelta amputoidun jalan kompressio	Kpl			
	CF	Yläreuna		•	•	•
		Silikonireuna · 5 cm		•	•	•
		Balance-silikonireuna · 5 cm				
	HD	Polven alapuolelta amputoidun jalan kompressio	Kpl			
	HD	Polveen asti Pirogof-amputaation jälkeen			•	•
		Yläreuna				

Juzo Intenso

Art. 3812, 3813



Juzo Intenso
Pehmeän puolen vahvuus

VAHVA VAIHTOEHTO

Vahvin pyöröneulosmallimme tarjoaa tehokasta hoitoa ja erinomaista käyttömukavuutta.

- Erinomainen työpaine hyvän sivustabiliteetin ansiosta
- Sukan sisäpuolella kudottu plyysi
- Anatomisesti muotoiltu Y-kantapää takaa täydellisen istuvuuden
- Joustava kärkiosa antaa riittävästi vapaata tilaa varpaille
- Ainutlaatuinen toiminnallinen vyöhyke minimoi neuloksen painumisen jalkapöytään
- Muotonsa pitävä reuna estää rullautumisen avonaisen kärki-osan yhteydessä

Ominaisuudet

Pyöröneulokset ilman saumaa



Käyttö

Flebologia
Lymfologia

Ominaisuudet

- Vahva ja luistamaton neulos
- Pehmeä sisäpuoli plyysin ansiosta
- Tehokas hoitovaikutus
- Helppo pukea ja riisua


Käyttötarkoitukset

- alaraaja

Kompressioluokat

23–32 mmHg (KKL 2)
34–46 mmHg (KKL 3)

Kokotaulukko

Art. 3812, 3813		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
Pituus cm			I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL
	PD AD	max	29–35	32–38	35–41	38–44	41–47	44–50
	normaali 40–46 lyhyt 34–39 erittäin lyhyt 31–34	cD	27–32	30–35	33–38	36–41	39–44	42–47
		cC	max	30–36	33–39	36–42	39–45	42–48
			28–33	31–36	34–39	37–42	40–45	43–48
		cB1	max	25–28	27–30	29–33	32–37	36–41
			24–27	26–29	28–31	30–34	33–38	37–42
PZ 22,5–29,5 PA 15–21	cB		18–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33
	cY		26,5–30,5	29,5–32,5	31,5–35	34–37,5	36,5–41	39,5–45
	cA		17,5–22	19,5–24	21,5–26,5	24–29	26,5–33	29,5–37
Kengän koko: – 46								

Esimerkkejä hoidosta



AD · Almond
Avokärki



AD · Almond
Silikonireuna

Juzo Intenso

Alaraaja

Värit

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna

*Vain mittatilaustuotteisiin
¹ Vakiokokojen valmistus n. 8 päivää

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Intenso 3812, 3813	
				Koko I – VI	Räätälöitynä
	AD	Polvisukka	Pari		
		Yläreuna		•	•
	Normaali 40 – 46 Lyhyt 34 – 39 Erittäin lyhyt ¹ 31 – 34	Kapea silikonireuna · 3,5 cm Silikonireuna · 5 cm* Koristesilikonireuna · 5 cm* Kapea balance-silikonireuna · 3,5 cm Balance-silikonireuna · 5 cm* Koristesilikonireuna · 5 cm* Pitsisilikonireuna · 5 cm*		•	•
	Varvasosa				
		Avoim		•	•
		Umpinainen		•	•

Juzo Basic

Art. 3411, 3412



Juzo Basic
Taattua laatua arkeen

HYVÄKSI HAVAITUU

Juzo Basic on yksinkertainen hyvin istuva peruskompressiosukka, jonka neulos on peittävä.

Ominaisuudet

Pyöröneulokset

ilman saumaa



Käyttö

Flebologia

Ominaisuudet

- Luotettava perushoito
- Saumaton ja peittävä neulos
- Kulutusta kestävä


Käyttötarkoitukset

- alaraaja

Kompressioluokat

18–21 mmHg (KKL 1)
23–32 mmHg (KKL 2)

Kokotaulukko

Art. 3411, 3412 Pituus cm			Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
				I/XS	II/S	III/M	IV/L	V/XL	VI/XXL
PG AG/AT normaali 72–83 lyhyt 66–72		AT	41–58	45–63	47–68	54–75	57–79	63–85	
		AG leveä	49–58	53–63	57–68	64–75	67–79	74–85	
		AG	41–48	45–52	47–56	54–63	57–66	63–73	
PD AD normaali 40–46 lyhyt 34–39		cF	41–55	45–60	47–65	54–72	57–76	63–82	
		cE	30–37	33–41	35–45	39–48	41–51	44–55	
		cD	27–33	29–36	31–40	34–43	36–46	39–48	
		cC	29–34	32–38	34–43	38–47	41–50	44–53	
		cB1	23–27	25–30	27–33	30–36	32–38	35–41	
		cB	18–20	20–22	22–24,5	24,5–27	27–30	30–33	
PZ 22,5–29,5 PA 15–21		cY	26,5–30,5	29,5–32,5	31,5–35	34–37,5	36,5–41	39,5–45	
		cA	17,5–22	19,5–24	21,5–26,5	24–29	26,5–33	29,5–37	
Kengän koko – 46									


Esimerkkejä hoidosta



AD · Sugar
Avokärki



AD · Almond
Umpikärjet



AT · Black pepper
Avokärki

Juzo Basic

Alaraaja

Värit

Sugar	
Almond	
Black pepper	

Silikonireunat



Silikonireuna

	Tyyppi	Malli	Määrä		Juzo Basic 3411, 3412	
				Koko I–VI (pussipak- kauksessa)	Koko I–VI	Räätälöi- tynä
	AD	Polvisukka	Pari			
	Normaali 40–46 Lyhyt 34–39	Yläreuna		•	•	•
		Kapea silikonireuna · 3,5 cm		•	•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari			
		Silikonireuna				•
	AG	Reisisukka	Pari			
	Normaali 72–83 Lyhyt 66–72	Silikonireuna /leveä · 5 cm		•	•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl			
	Lantion ympärysmitta 90–130 cm Jalan sisäpituus Normaali 72–83 Lyhyt 66–72	Umpinainen haara		•	•	•
	Varvasosa					
		Avoin		•	•	•
		Umpinainen		•	•	•

Juzo Ulcer Pro

Art. 3073, 2571



Juzo Ulcer Pro on taso- ja pyöröneulotuista kompressiosukista koostuva setti, joka mahdollistaa yksinkertaisen ja tehokkaan hoidon säärihaavan yhteydessä.

- Alus- ja päällyssukasta koostuva kompressiosukkakokonaisuus mahdollistaa kompressioluokan 3
- Tuote pysyy varmasti paikallaan myös liikuttaessa, ja sitä voi käyttää huoletta myös umpinaisissa kengissä

Ominaisuudet

Laakaneuloks
saumalla



Käyttö
Flebologia

Ominaisuudet

- Hygieniää ja suojaa
- Määritellyt painearvot
- Optimaalinen istuvuus
- Soveltuu pitkäaikaiseen kompressioon (päivin ja öin)

Käyttötarkoitukset

- alaraaja

Kompressioluokat

34–46 mmHg (KKL 3)

Kokotaulukko

Art. 3073 · 2571		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
PD AD normaali 40–46 lyhyt 34–39 Juzo Ulcer Liner 22,5–27,5 Juzo Ulcer Expert 15–18		cD 27–29,5	29,5–32,5	32,5–35,5	35,5–39	38,5–42	41,5–45,5
		cC 29–31,5	31,5–34,5	34,5–37,5	37,5–41	40,5–44,5	43–47
		cB1 23,5–25,5	25,5–28	27,5–30	30–33	32,5–35,5	35–38,5
		cB 18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5	28–30,5
		cY 28–30,5	29–31,5	31–34	33–36	35–38,5	37–40,5
cA 18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5	28–30,5		
Kengän koko – 44							

Esimerkkejä hoidosta



AD · White
Juzo Ulcer Liner



AD · Beige
Juzo Ulcer Liner yhdessä
Juzo Ulcer Expert

Juzo Ulcer Pro

Alaraaja

Värit

Juzo Ulcer Expert

Beige

Juzo Ulcer Liner

White

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Ulcer Pro 3073	
				Koko 1–6	Räätälöi- tynä
	AD		Set		
		1x päällyssukka Juzo Ulcer Expert (KKL 2) ja 2x alussukka Juzo Ulcer Liner (< KKL 1)		•	•
	Varvasosa				
		Avoin (Juzo Ulcer Expert)		•	•
		Umpinainen (Juzo Ulcer Liner)		•	•
	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Ulcer Pro Add 2571	
				Koko 1–6	Räätälöi- tynä
	AD		Set		
		3x alussukka Juzo Ulcer Liner (< KKL 1) vakiokoot tai 2x alussukka Juzo Ulcer Liner (< KKL 1) mittatilaustuotteet		•	
	Varvasosa				
		Umpinainen (Juzo Ulcer Liner)		•	•

Juzo Ulcer System

Art. 3573, 2561



Tehokas järjestelmä säärihaavojen hoitoon

- Tehokas hoito säärihaavoihin: 1. Suojele herkät alueet, 2. Korkealla kompressiopaineella
- Beige Juzo Ulcer (< KKL1) on helppo pukea ja suojaa herkät alueet.
- Juzo Ulcer Dynamic (KKL2) Päälyssukkana
- Alus- ja päälyssukka muodostavat yhdessä kompressioluokan 3 kompression
- Voi käyttää päivin ja öin, toimitetaan parissa mutta voi myös käyttää erikseen
- Huomaamaton, mukava myös kengissä

Ominaisuudet

Pyöröneulokset ilman saumaa



Käyttö

Flebologia

Ominaisuudet

- mukautuva neulos
- huoliteltu ulkonäkö

Käyttötarkoitukset

- alaraaja

Kompressioluokat

34–46 mmHg (KKL 3)

Kokotaulukko

Art. 3573 · 2561 Pituus cm		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
PD AD normaali 40–46 lyhyt 34–39 Juzo Ulcer Liner 22,5–27,5 Juzo Ulcer Dynamic 15–21 PZ PA	cD	27–29,5	29,5–32,5	32,5–35,5	35,5–39	38,5–42	41,5–45,5
	cC	29–31,5	31,5–34,5	34,5–37,5	37,5–41	40,5–44,5	43–47
	cB1	23,5–25,5	25,5–28	27,5–30	30–33	32,5–35,5	35–38,5
	cB	18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5	28–30,5
	cY	28–30,5	29–31,5	31–34	33–36	35–38,5	37–40,5
	cA	18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5	28–30,5
Kengän koko – 44							

Esimerkkejä hoidosta



AD · Beige
Juzo Ulcer Liner



AD · Beige
Juzo Ulcer Liner yhdessä
Juzo Ulcer Dynamic

Juzo Ulcer System

Alaraaja

Värit

Juzo Ulcer Expert

Beige

Juzo Ulcer Liner

Beige

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Ulcer System 3573 Koko 1–6
	AD		Set	
		1x päällyssukka Juzo Ulcer Dynamic (KKL 2) ja 2x alussukka Juzo Ulcer Liner (< KKL 1)		•
	Varvasosa			
		Avoin (Juzo Ulcer Dynamic)		•
		Umpinainen (Juzo Ulcer Liner)		•
	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Ulcer System Add 2561 Koko 1–6
	AD		Set	
		2x alussukka Juzo Ulcer Liner (< KKL 1) vakiokoot		•
	Varvasosa			
		Umpinainen (Juzo Ulcer Liner)		•

Juzo Expert

Art. 3021, 3022, 3023, 3024



Miellyttävää pehmeyttä yksilölliseen hoitoon

- Saumallinen ja laadultaan miellyttävä tuote
- Ertottuu muista tuotteista pehmeydellään ja hillityn elegantilla pintarakenteellaan
- Erittäin hengittävä materiaali

Ominaisuudet

Laakaneulokset

saumalla



Käyttö

Lymfologia

Ominaisuudet

- litteä ja joustava sauma
- kapea ja pehmeä
- maksimaalinen liikkumisen vapaus

Käyttötarkoitukset

- alaraaja
- yläraaja
- rintakehä
- pää
- amputoidun raajan
- kompressiotuotteet

Kompressioluokat

Hiha: 15 – 21 mmHg (KKL 1)
18 – 21 mmHg (KKL 1)
23 – 32 mmHg (KKL 2)
34 – 46 mmHg (KKL 3)
> 49 mmHg (KKL 4)

Esimerkkejä hoidosta



AB - Almond
Avokärki



AT - Almond
Toiminta-alue jalkapöytä



ATL - Almond
Yhden jalan sukkahousut



FG - Almond
Silikonireuna



HFA - Sesame
Juzo Expert Seamless



CG - Almond
Silikonireuna



TH - Almond
Vetoketju



AT - Almond
Matfit tarrakiinnitys

Tietoa Juzo Expert Silver- ja Juzo Expert Cotton -tuotteiden ominaisuuksista on osoitteessa juzo.com/silver ja juzo.com/cotton

Juzo Expert

Art. 3021, 3022		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
Pituus cm			1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
	PD AD / AD max							
	normaali							
	40 – 46							
	lyhyt							
	34 – 39							
		</						

Juzo Expert

Art. 3022 Pituus cm		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
			1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
PG AG normaali 72–83 lyhyt 66–72 normaali 15–17 cm pitkä 17–19 cm PA		cG	44–48	46–50,5	50–55	54–59	58–63,5	62–68
		cF	41–45	42,5–46,5	45,5–50	48,5–53	51,5–56,5	54,5–59,5
		cE	30–33	32,5–35,5	35,5–39	38,5–42	41,5–45,5	44,5–48,5
		cD	27–29,5	29,5–32,5	32,5–35,5	35,5–39	38,5–42	41,5–45,5
		cC	29–31,5	31,5–34,5	34,5–37,5	37,5–41	40,5–44,5	43–47
		cB¹	23,5–25,5	25,5–28	27,5–30	30–33	32,5–35,5	35–38,5
		cB	18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5	28–30,5
		cY	28–30,5	29–31,5	31–34	33–36	35–38,5	37–40,5
		cA	18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5	28–30,5

Juzo Expert

Alaraaja

Värit ja kohokohdat

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Trend Värit

Tutustu uusiin osoitteessa juzo.com/trend-colours

Batik Collection

Värit: Vakiovärit (paitsi Sugar ja Almond); Trend Värit -värit voidaan batiikkivärjätä mustalla tai valkoisella juzo.com/batik-collection

Dip Dye Collection

Värit: Grey, Blue
Tyyppi: AD, AF, AG (KKL 1/2) juzo.com/dip-dye

Silityskuvat

Tällä hetkellä saatavana oleviin silityskuihin voi tutustua osoitteessa juzo.com/iron-on-patches

* Ainoastaan väreissä Almond ja Black pepper

¹ Juzo Expert AD -tuotteen vakiokoot saatavana vain värissä Almond

² Vakiokokoihin saatavana vain kompressioluokka 2 ja väri Almond

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert			
				3021, 3022	3023	3024*	
		Kaikki erikoislisävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus		Koko 1–6	Räätä-löitynä	Räätälöi-tynä	Räätälöi-tynä
	ZE	Varvasosa	Kpl				
		Avo- tai umpikärki			•		
	AB / AB1	Nilkkasukat	Pari				
					•	•	
	AD / AD max. ¹	Polvisukka	Pari				
		Avoin varvasosa		•			
		Pitkä jalkaosa		•			
		Silikonireuna		•			
	AD	Polvisukka	Pari				
					•	•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari				
					•	•	•
	AG	Reisisukka²	Pari				
		Avokärki, silikonireuna		•			
	AG	Reisisukka	Pari				
					•	•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl				
					•	•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl				
		Pidennys vasem-malle tai oikealle			•	•	•
	BT / B1T	Leggingsitit	Kpl				
					•	•	•
	CT / DT	Caprihousut	Kpl				
					•	•	•
	ET / FT	Bermuda-shortsit	Kpl				
					•	•	

Juzo Expert Silver

Alaraaja

Värit



Tällä hetkellä saatavana oleviin silityskuviin voi tutustua osoitteessa juzo.com/iron-on-patches

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Silver		
				3021 SI, 3022 SI Räätälöitynä	3023 SI Räätälöitynä	3024 SI Räätälöitynä
	ZE	Varvasosa	Kpl			
		Avo- tai umpikärki		•		
	AB / AB1	Niikkasukat	Pari			
				•	•	
	AD	Polvisukka	Pari			
				•	•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari			
				•	•	•
	AG	Reisisukka	Pari			
				•	•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl			
				•	•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl			
	Pidennys vasem- malle tai oikealle			•	•	•
	BT / B1T	Leggingsitit	Kpl			
				•	•	•
	CT / DT	Caprihousut	Kpl			
				•	•	•
	ET / FT	Bermuda-shortsit	Stück			
				•	•	

Juzo Expert Cotton

Alaraaja

Värit

Almond

Silityskuvat



Tällä hetkellä saatavana oleviin silityskuviin voi tutustua osoitteessa juzo.com/iron-on-patches

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Cotton	
				3021 BW, 3022 BW Räätälöitynä	3023 BW Räätälöitynä
	ZE	Varvasosa	Kpl		
		Avo- tai umpikärki		•	
	AB / AB1	Nilkkasukat	Pari		
				•	•
	AD	Polvisukka	Pari		
				•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari		
				•	•
	AG	Reisisukka	Pari		
				•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl		
				•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl		
	Pidennys vasem- malle tai oikealle			•	•
	BT / B1T	Leggingsitit	Kpl		
				•	•
	CT / DT	Caprihousut	Kpl		
				•	•
	ET / FT	Bermuda-shortsit	Kpl		
				•	•

Juzo Expert · Juzo Expert Silver · Juzo Expert Cotton

Alaraaja

Kokotaulukko

Art. 3021, 3022 · BD, FG		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
	PFG 25	44 – 47	47 – 50,5	50,5 – 54,5	54,5 – 58	58 – 61	61 – 65
		32 – 35	35 – 38	38 – 41	41 – 44	44 – 47	47 – 51
	PBD 30	27 – 29,5	29,5 – 32,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39	38,5 – 42	41,5 – 45,5
		29 – 31,5	31,5 – 34,5	34,5 – 37,5	37,5 – 41	40,5 – 44,5	43 – 47
		23,5 – 25,5	25,5 – 28	27,5 – 30	30 – 33	32,5 – 35,5	35 – 38,5
		18,5 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28,5	28 – 30,5

Värit ja kohokohdat

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Trend Värit



Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours

Batik Collection



Värit: Vakiovärit (paitsi Sugar ja Almond); Trend Värit -värit voidaan batiikkivärjätä mustalla tai valkoisella
Tyypit: BF, BG, CG, DG
juzo.com/batik-collection

Silityskuvat



Tällä hetkellä saatavana oleviin silityskuviin voi tutustua osoitteessa
juzo.com/iron-on-patches

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert			Juzo Expert Silver*		Juzo Expert Cotton*	
				3021, 3022	3023		3021 SI, 3022 SI	3023 SI	3021 BW, 3022 BW	3023 BW
		Kaikki erikoislisävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus		Koko 1–6*	Räätälöitynä	Räätälöitynä	Räätälöitynä	Räätälöitynä	Räätälöitynä	Räätälöitynä
	BD	Säärisegmentti	Pari							
				• ¹	•	•	•	•	•	•
	BF	Segmentti	Pari							
					•	•	•	•	•	•
	BG	Segmentti	Pari							
					•	•	•	•	•	•
	CG	Segmentti	Pari							
					•	•	•	•	•	•
	DG	Reisisegmentti	Pari							
					•	•	•	•	•	•
	FG	Reisisegmentti	Pari							
				• ¹	•	•	•	•	•	•

* Vain Almondvärisenä

¹ Saatavana vain KKL 2

Juzo Expert · Juzo Expert Silver · Juzo Expert Cotton

Yläraaja

Värit ja kohokohdat

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Trend Värit

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours

Batik Collection

Värit: Vakiovärit (paitsi Sugar ja Almond); Trend Värit -värit voidaan batiikkivärjätä mustalla tai valkoisella
juzo.com/batik-collection

Dip Dye Collection

Värit: Poppy seed, Blueberry
Tyypit: all forms except those with strap
(Juzo Expert KKL 1/2)
juzo.com/dip-dye


Silityskuvat

Tällä hetkellä saatavana oleviin silityskuviin voi tutustua osoitteessa
juzo.com/iron-on-patches

* Vain Almondvärisenä
¹ Hihat molemmin puolin sis. olkaosalla ja boleroikiinnyksellä
² Ainoastaan väreissä Almond ja Black pepper


	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert		Juzo Expert Silver*		Juzo Expert Cotton*	
				3021, 3022	3023	3021 SI, 3022 SI	3023 SI	3021 BW, 3022 BW	3023 BW
		Kaikki erikoislisävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus		Räätälöitynä	Räätälöitynä	Räätälöitynä	Räätälöitynä	Räätälöitynä	Räätälöitynä
	CG	Hiha	Kpl						
				•	•	•	•	•	•
	CH	Hiha olkaosalla	Kpl						
		Olkaosa ja nauha		•	•	•	•	•	•
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen		•	•	•	•	•	•
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen ja silikonituki		•	•	•	•	•	•
		Boleromalli ¹		•	•	•	•	•	•
	THLI ²	Kompressiohiha, jossa ventrodorsaalinen kiinnitys	Kpl						
				•					
	AGA	Hiha, Neulottu käsiosa	Kpl						
		Neulottu puolikäsine		•	•	•	•	•	•
	AGO / AGG	Hiha, Neulottu käsiosa	Kpl						
		Neulottu puolikäsine, avoimet tai umpinaiset sormenpäät		•	•	•	•	•	•
	AHAG	Hiha, Neulottu käsiosa, olkaosa ja nauha	Kpl						
		Neulottu puolikäsine, olkaosa ja nauha		•	•	•	•	•	•
	AHOG / AHGG	Hiha, Neulottu käsiosa, olkaosa ja nauha	Kpl						
		Neulottu puolikäsine, avoimet tai umpinaiset sormenpäät, olkaosa ja nauha		•	•	•	•	•	•

Juzo Expert · Compression Käsine


Art. 3021, 3022 · HDA Pituus cm		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	
	P*	1 cX	6,1	6,5	6,9	7,4	7,8	8,2
	1 2	cA / cB	17,5	19	20,5	22	23,5	25
		cC	14,5	16	17,5	19	20,5	22

* Sormenpään pituus

Juzo Expert · Compression Käsine

Art. 3021, 3022 · HFK Pituus cm		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
			1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
	P*	1 cX	6,1	6,5	6,9	7,4	7,8	8,2
	1 5,5	cZ	5,1	5,5	5,9	6,4	6,8	7,2
	2 7	2 cX	6,2	6,7	7,1	7,6	8	8,5
	3 8	cZ	4,6	5,1	5,5	6	6,4	6,9
	4 7	3 cX	6	6,3	6,7	7,1	7,5	7,9
	5 5,5	cZ	4,6	4,9	5,3	5,7	6,1	6,5
		4 cX	5,7	6	6,3	6,7	7,1	7,4
		cZ	4,5	4,8	5,1	5,5	5,9	6,2
		5 cX	5,3	5,5	5,9	6,3	6,7	7
		cZ	4,1	4,3	4,7	5,1	5,5	5,8
		cA / cB	17,5	19	20,5	22	23,5	25
		cC	14,5	16	17,5	19	20,5	22
* Pituus sormet								

Juzo Expert · Compression Käsine

Art. 3021, 3022 · HFA		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
Pituus cm		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	
	P*	1 cX	6,1	6,5	6,9	7,4	7,8	8,2
	1 3	2 cX	6,2	6,7	7,1	7,6	8	8,5
	2 4	3 cX	6	6,3	6,7	7,1	7,5	7,9
	3 5	4 cX	5,7	6	6,3	6,7	7,1	7,4
	4 4	5 cX	5,3	5,5	5,9	6,3	6,7	7
	5 3	cA / cB	17,5	19	20,5	22	23,5	25
		cC	14,5	16	17,5	19	20,5	22
* Peukalonpään pituus								

Juzo Expert · Sormituki

Art. 3021, 3022 · FI		Vakiokoot · Ympärysmitta cm		
Pituus cm		1/XS	2/S	3/M
	P* 7	cZ 5	5,7	6,5
		cX 6	6,7	7,5
* Sormen pituus				

Juzo Expert · Juzo Expert Silver · Juzo Expert Cotton

Yläraaja

Värit

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Trend Värit	
-------------	--

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours

Silityskuvat	
--------------	--

Tällä hetkellä saatavana
oleviin silityskuviin voi
tutustua osoitteessa
juzo.com/iron-on-patches

* Vain Almondvärisenä


	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert 3021, 3022		Juzo Expert Silver*	Juzo Expert Cotton*
		Kaikki erikoisvävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus		Koko 1–6*	Räätälöi- tynä	Räätälöitynä	Räätälöitynä
	HDAC / HFAC / HFC	Puolikäsine / käsine	Kpl				
	Ranteen peittävät	Avoim peukalo		•	•	•	•
		Umpinainen peukalo			•	•	•
		Avoimet sormenpäät		•	•	•	•
		Umpinaiset sormenpäät		•	•	•	•
	HDAD / HFAD / HFD	Puolikäsine / pitkä käsine, neulottu puolikäsine	Kpl				
	Pituus kirjaimeen “D” asti	Avoim peukalo			•	•	•
		Umpinainen peukalo			•	•	•
		Avoimet sormenpäät			•	•	•
		Umpinaiset sormenpäät			•	•	•
	HDAE / HFAE / HFE	Puolikäsine / pitkä käsine, neulottu puolikäsine	Kpl				
	Pituus kirjaimeen “E” asti	Avoim peukalo			•	•	•
		Umpinainen peukalo			•	•	•
		Avoimet sormenpäät			•	•	•
		Umpinaiset sormenpäät			•	•	•
	FI / FIG	Sormituki	Kpl	Koko 1–3*			
		Avoim		•	•	•	•
		Umpinainen			•	•	•
	Tarranauha- kiinnitys	Avoim			•	•	•
		Umpinainen			•	•	•

Juzo Expert Seamless


Yläraaja

Kokotaulukko

Juzo Expert Seamless - Compression Käsine

Art. 3021 NL, 3022 NL - HDA		Vakiokoot - Ympärysmitta cm						
Pituus cm			1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
	P*							
	1 2 1	1 cX	6,1	6,5	6,9	7,4	7,8	8,2
		cA / cB	17,5	19	20,5	22	23,5	25
		cC	14,5	16	17,5	19	20,5	22
* Sormenpään pituus								

Juzo Expert Seamless - Compression Käsine

Art. 3021 NL, 3022 NL - HFA		Vakiokoot · Ympärysmitta cm						
Pituus cm			1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
	P*	1 cX	6,1	6,5	6,9	7,4	7,8	8,2
	1 3	2 cX	6,2	6,7	7,1	7,6	8	8,5
	2 4	3 cX	6	6,3	6,7	7,1	7,5	7,9
	3 5	4 cX	5,7	6	6,3	6,7	7,1	7,4
	4 4	5 cX	5,3	5,5	5,9	6,3	6,7	7
	5 3	cA / cB	17,5	19	20,5	22	23,5	25
	cZ	cC	14,5	16	17,5	19	20,5	22
	cX							
* Peukalonpään pituus								

Värit

Sesame	
Almond	
Black pepper	

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Seamless
				3021 NL, 3022 NL
				Koko 1–6
	HDA	Puolikäsine / käsine	Kpl	
	Ranteen peittävät	Avoim peukalo		•
	HFA	Puolikäsine / käsine	Kpl	
	Ranteen peittävät	Avoimet sormenpäät		•

Juzo Expert · Juzo Expert Silver

Thorax

Värit

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Trend Värit



Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours

Silityskuvat



Tällä hetkellä saatavana
oleviin silityskuviin voi
tutustua osoitteessa
juzo.com/iron-on-patches

* Vain Almondvärisenä

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert 3021, 3022 Räätälöitynä	Juzo Expert Silver* 3021 SI, 3022 SI Räätälöitynä
	LB	Rintakehän kompressiosegmentti	Kpl		
		Kainalosta lantiolle		•	•
	TH	Rintakehän kompressiosegmentti, hihaton	Kpl		
		Ylle pujotettava		•	•
		Tarranauhakiinnitys		•	•
		Vetoketju		•	•
		Vetoketju, vahvistettu alapuoli		•	•
		Silmukkakiinnitys Silmukkakiinnitys, vahvistettu		•	•
	TH	Rintakehän kompressiosegmentti, hihallinen	Kpl		
		Ylle pujotettava		•	•
		Tarranauhakiinnitys		•	•
		Vetoketju		•	•
		Vetoketju, vahvistettu alapuoli		•	•
		Silmukkakiinnitys Silmukkakiinnitys, vahvistettu		•	•
	THB	Rintakehän alueen kompressiopuku	Kpl		
		Tarranauhakiinnitys		•	•
		Vetoketju		•	•
		Vetoketju, vahvistettu alapuoli		•	•
	THB	Rintakehän alueen kompressiopuku pitkillä tai lyhyillä hihoilla	Kpl		
		Tarranauhakiinnitys		•	•
		Vetoketju		•	•
		Vetoketju, vahvistettu alapuoli		•	•
		Silmukkakiinnitys Silmukkakiinnitys, vahvistettu		•	•

Juzo Expert · Juzo Expert Silver

Head

Värit

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Trend Värit



Tutustu uusiin osoitteessa

juzo.com/trend-colours

Silityskuvat



Tällä hetkellä saatavana oleviin silityskuihin voi tutustua osoitteessa juzo.com/iron-on-patches

* Vain Almondvärisenä

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert 3021 Räätälöitynä	Juzo Expert Silver* 3021 SI Räätälöitynä
	HK	Kaula-leukaside	Kpl		
	Päänauha, kaulaosa niskan takana, suljettavissa pään takaa	Tarranauhakiinnitys		•	•
		Silmukkakiinnitys		•	•
	GMO	Kasvonaamio	Kpl		
	Otsa ja pään takaosa avoinna Aukot korville tilauksesta Suljettavissa pään takaa	Tarranauhakiinnitys		•	•
		Silmukkakiinnitys		•	•
	GM	Kasvonaamio	Kpl		
	Otsa ja pään takaosa avoinna Aukot silmille, nenälle, suulle ja korville tilauksesta Suljettavissa pään takaa	Tarranauhakiinnitys		•	•
		Silmukkakiinnitys		•	•
	GMG	Kasvonaamio	Kpl		
	Otsa ja pään takaosa suljettu Aukot korville tilauksesta Suljettavissa pään takaa	Tarranauhakiinnitys		•	•
		Silmukkakiinnitys		•	•
	GMK	Kasvonaamio	Kpl		
	Otsa ja pään takaosa suljettu Aukot silmille, nenälle, suulle ja korville tilauksesta Suljettavissa pään takaa	Tarranauhakiinnitys		•	•
		Silmukkakiinnitys		•	•

Juzo Expert Strong

Art. 3051, 3052, 3053, 3054



Luotettava ja vahva tuote lymfologiaan

- Suuri työpaine
- Aktivoiva hierontavaikutus, joka stimuloi imunestekiertoa.
- Miellyttävän hengittävä
- Strong tukee vaikeiden lymfedeemien ja lipödeemien hoitoa ammattimaisella tavalla.

Ominaisuudet

Laakaneulokset

saumalla



Käyttö

Lymfologia

Ominaisuudet

- litteä ja joustava sauma
- suuri hoitopaine
- hierontavaikutus

Käyttötarkoitukset

- alaraaja
- yläraaja

Kompressioluokat

Hiha: 15 – 21 mmHg (KKL 1)

18 – 21 mmHg (KKL 1)

23 – 32 mmHg (KKL 2)

34 – 46 mmHg (KKL 3)

> 49 mmHg (KKL 4)

Esimerkkejä hoidosta



ZE - Almond
Avokärki



AT - Almond
Vetoketjun tiedot



AD - Almond
Silikonipinnoite



BG - Almond
Segmentti



AT - Poppy seed
Housuosa: Slipform



AT - Almond
Juzo Expert Strong Silver



HFA - Almond
Avoimet sormenpäät



CH - Almond
Bolerosauman tiedot

Tietoa Juzo Expert Strong Silver- ja Juzo Expert Strong Cotton -tuotteiden ominaisuuksista on osoitteessa juzo.com/silver ja juzo.com/cotton

Juzo Expert Strong

Alaraaja

Värit

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Trend Värit



Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours

Silityskuvat



Tällä hetkellä saatavana
oleviin silityskuviin voi
tutustua osoitteessa
juzo.com/iron-on-patches

* Vain Almondvärisenä

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Strong		
				3051, 3052	3053	3054*
		Kaikki erikoislisävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus		Räätälöitynä	Räätälöitynä	Räätälöitynä
	ZE	Varvasosa Avo- tai umpikärki	Kpl	•		
	AB / AB1	Nilkkasukat	Pari	•	•	
	AD	Polvisukka	Pari	•	•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari	•	•	•
	AG	Reisisukka	Pari	•	•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl	•	•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut Pidennys vasemmalle tai oikealle	Kpl	•	•	•
	BT / B1T	Leggingsitit	Kpl	•	•	•
	CT / DT	Caprihousut	Kpl	•	•	•
	ET / FT	Bermuda-shortsit	Kpl	•	•	

Juzo Expert Strong Silver

Alaraaja

Värit

Almond

Silityskuvat

Tällä hetkellä saatavana oleviin silityskuviin voi tutustua osoitteessa juzo.com/iron-on-patches

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Strong Silver		
				3051 SI, 3052 SI Räätälöitynä	3053 SI Räätälöitynä	3054 SI Räätälöitynä
	ZE	Varvasosa	Kpl			
		Avo- tai umpikärki		•		
	AB / AB1	Nilkkasukat	Pari			
				•	•	
	AD	Polvisukka	Pari			
				•	•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari			
				•	•	•
	AG	Reisisukka	Pari			
				•	•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl			
				•	•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl			
		Pidennys vasemmalle tai oikealle		•	•	•
	BT / B1T	Leggingsitit	Kpl			
				•	•	•
	CT / DT	Caprihousut	Kpl			
				•	•	•
	ET / FT	Bermuda-shortsit	Kpl			
				•	•	

Juzo Expert Strong Cotton

Alaraaja

Värit



Tällä hetkellä saatavana oleviin silityskuviin voi tutustua osoitteessa juzo.com/iron-on-patches

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Strong Cotton	
		Kaikki erikoislisävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus		3052 BW Räätälöitynä	3053 BW Räätälöitynä
	AD	Polvisukka	Pari		
				•	•
	AF	Puolireisisukka	Pari		
				•	•
	AG	Reisisukka	Pari		
				•	•
	AT	Sukkahousut	Kpl		
				•	•
	ATL / ATR	Yhden jalan sukkahousut	Kpl		
	Pidennys vasemmalle tai oikealle			•	•
	BT / B1T	Leggingsitit	Kpl		
				•	•
	CT / DT	Caprihousut	Kpl		
				•	•
	ET / FT	Bermuda-shortsit	Kpl		
				•	•

Juzo Expert Strong · Juzo Expert Strong Silver · Juzo Expert Strong Cotton

Alaraaja

Värit

Sugar

Sesame

Almond

Cinnamon

Cacao

Poppy seed

Blueberry

Black pepper

Trend Värit

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours

Silityskuvat

Tällä hetkellä saatavana
oleviin silityskuviin voi
tutustua osoitteessa
juzo.com/iron-on-patches

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Strong		Juzo Expert Strong Silver*		Juzo Expert Strong Cotton*	
				3051, 3052 Räätälöitynä	3053 Räätälöitynä	3051 SI, 3052 SI Räätälöitynämade	3053 SI Räätälöitynä	3052 BW Räätälöitynä	3053 BW Räätälöitynä
	BD	Säärisegmentti	Pari						
				•	•	•	•	•	•
	BF	Segmentti	Pari	•	•	•	•	•	•
	BG	Segmentti	Pari	•	•	•	•	•	•
	CG	Segmentti	Pari	•	•	•	•	•	•
	DG	Reisisegmentti	Pari	•	•	•	•	•	•
	FG	Reisisegmentti	Pari	•	•	•	•	•	•

*Vain Almondvärisenä

Juzo Expert Strong · Juzo Expert Strong Silver

Yläraaja

Värit

Sugar

Sesame

Almond

Cinnamon

Cacao

Poppy seed

Blueberry

Black pepper

Trend Värit

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours

Silityskuvat

Tällä hetkellä saatavana
oleviin silityskuviin voi
tutustua osoitteessa
juzo.com/iron-on-patches

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Strong	Juzo Expert Strong Silver*
				3051, 3052 Räätälöitynä	3051 SI, 3052 SI Räätälöitynä
	HDAC / HFAC / HFC	Puolikäsine / käsine	Kpl		
				•	•
	Ranteen peittävät	Avoim peukalo		•	•
		Umpinainen peukalo		•	•
	HDAD / HFAD / HFD	Puolikäsine /pitkä käsine, neulottu puolikäsine	Kpl		
				•	•
	Pituus kirjaimen “D” asti	Avoim peukalo		•	•
		Umpinainen peukalo		•	•
	HDAE / HFAE / HFE	Puolikäsine /pitkä käsine, neulottu puolikäsine	Kpl		
				•	•
	Pituus kirjaimen “E” asti	Avoim peukalo		•	•
		Umpinainen peukalo		•	•
		Avoimet sormenpäät		•	•
		Umpinaiset sormenpäät		•	•

*Vain Almondvärisenä

Juzo Expert Strong · Juzo Expert Strong Silver

Yläraaja

Värit

Sugar	
Sesame	
Almond	
Cinnamon	
Cacao	
Poppy seed	
Blueberry	
Black pepper	

Trend Värit

Tutustu uusiin osoitteessa
juzo.com/trend-colours

Silityskuvat

Tällä hetkellä saatavana
oleviin silityskuviin voi
tutustua osoitteessa
juzo.com/iron-on-patches

* Vain Almondvärisenä
¹ Hihat molemmin puolin sis.
olkaosalla ja boleroikiini-
tyksellä

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Expert Strong		Juzo Expert Strong Silver*	
		Kaikki erikoislisävarusteet, ks. erillinen yleiskatsaus		3051, 3052 Räätälöitynä	3053 Räätälöitynä	3051 SI, 3052 SI Räätälöitynä	3053 SI Räätälöitynä
	CG	Hiha	Kpl				
				•	•	•	•
	CH	Hiha olkaosalla	Kpl				
		Olkaosa ja nauha		•	•	•	•
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen		•	•	•	•
		Kiinnitys rintaliivien olkaimeen ja silikonituki		•	•	•	•
		Boleromalli ¹		•	•	•	•
	AGA	Hiha, Neulottu käsiosa	Kpl				
		Neulottu puolikäsine		•	•	•	•
	AGO / AGG	Hiha, Neulottu käsiosa	Kpl				
		Neulottu puolikäsine Avoimet tai umpinaiset sormenpäät		•	•	•	•
	AHAG	Hiha, Neulottu käsiosa, olkaosa ja nauha	Kpl				
		Neulottu puolikäsine Olkaosa ja nauha		•	•	•	•
	AHOG / AHGG	Hiha, Neulottu käsiosa, olkaosa ja nauha	Kpl				
		Neulottu puolikäsine Avoimet tai umpinaiset sormenpäät Olkaosa ja nauha		•	•	•	•

Juzo Classic Seamless

Art. 2301, 2302



Muotoutuva ja miellyttävä

- Innovatiivisen seamless-high tech -neulostekniikatekniikan ansiosta häiritsevästä saumoista on päästy eroon
- Tarkoitettu erityisesti ödeemien ja tapaturman jälkeisten turvotusten hoitoon
- Pehmeä neulos
- Hengittävä materiaali

Ominaisuudet

Laakaneulokset

Seamless



Käyttö

Lymfologia

Ominaisuudet

- ohut ja tukeva
- hengittävä materiaali
- pehmeä neulos

Käyttötarkoitukset

- alaraaja
- yläraaja

Kompressioluokat

18–21 mmHg (KKL 1)

23–32 mmHg (KKL 2)

Esimerkkejä hoidosta



ZE - Almond
Avokärki



AGA - Almond
Balance-silikonireuna



CT - Almond
Joustavalla reunalla



HFA - Almond
Avoin peukalo



FG - Almond
Silikonireuna




FG - Almond
Kääntöpuolen tyngän pää

Juzo Classic Seamless


Alaraaja

Kokotaulukko

Juzo Classic Seamless · Bermuda-shortsit, Caprihousut, Leggingsit

Art. 2302 · FT/FTM, CT, BT	Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
 cT	65 – 75	75 – 85	85 – 95	95 – 105	105 – 115	115 – 125
cH	85 – 95	95 – 105	105 – 115	115 – 125	125 – 135	135 – 145
cG	43 – 56	47 – 62	51 – 66	55 – 73	59 – 77	64 – 82
cF	43 – 53	47 – 59	51 – 63	55 – 70	59 – 74	64 – 79
cE	30 – 37	33 – 41	36 – 44	38 – 48	40 – 50	44 – 54
cD	26 – 33	28 – 36	32 – 39	35 – 43	37 – 47	39 – 50
cC	27 – 37	30 – 40	33 – 43	36 – 47	39 – 51	42 – 54
cB1	22,5 – 28,5	25 – 31	27,5 – 33,5	30 – 37	33 – 40,5	36 – 43,5
cB	18 – 20	19 – 22	21 – 24,5	23,5 – 27	26 – 30	29 – 33

Juzo Classic Seamless · Compression Polven yläpuolelta amputoidun jalan kompressiotuki

Art. 2301, 2302 · FG		Vakiokoot · Ympärysmitta cm									
Pituus cm			1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	7/3XL	8/4XL	
	Kokonaispituus	cG	kaikki pituus	42–45	45–49	49–53	53–57	57–61	61–65	65–69	69–73
	lyhyt 18–22		lyhyt	33,5–36,5	36,5–40,5	40,5–44,5	44,5–48,5	48,4–52,4	52,5–56,5	56,5–60,5	60,5–64,5
	normaali 23–27		normaali	30,7–33,7	33,7–37,7	37,7–41,7	41,7–45,7	45,6–49,6	49,7–53,7	53,7–57,7	57,7–61,7
	pitkä 28–32		pitkä	27,8–30,8	30,8–34,8	34,8–38,8	38,8–42,8	42,8–46,8	46,8–50,8	50,8–54,8	54,8–58,8
	polvi eksart. 33–37		polvi eksart.	25–28	28–32	32–36	36–40	40–44	44–48	48–52	52–56
				cF: 5 cm distaalisesta päästä							

Värit

Sesame	
Almond	
Black pepper	


* Saatavilla kevästä 2026 lähtien

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Classic Seamless	
				2301*	2302
				Koko 1–6	Koko 1–6
	FT / FTM (Nainen / Mies)	Bermuda-shortsit	Kpl		
		Lahkeet joustavalla reunalla			•
	CT	Caprihousut	Kpl		
		Lahkeet joustavalla reunalla			•
	BT	Leggingsitit	Kpl		
					•
	FG	Polven yläpuolelta amputoidun jalan kompressio	Kpl	Koko 1–8	Koko 1–8
		Yläreuna		•	•
		Silikonireuna · 5 cm		•	•

Juzo Classic Seamless

Alaraaja

Kokotaulukko

Art. 2301, 2302 · ZEA		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
	cA1	18 – 20	20 – 22,5	22,5 – 25	25 – 27,5	27,5 – 30	30 – 32,5
	cA	18 – 20	20 – 22,5	22,5 – 25	25 – 27,5	27,5 – 30	30 – 32,5

Värit

Sesame	
Almond	
Black pepper	


	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Classic Seamless 2301, 2302 Koko 1–6
	ZEAL / ZEAR	Varvasosa	Kpl	
		Avokärki Valitse vasen tai oikea		•

Juzo Classic Seamless


Yläraaja

Kokotaulukko

Juzo Classic Seamless - Käsine ja Puolikäsine

Art. 2301, 2302 · HDA, HFA		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
	cA	16,5–18	18–19,5	19,5–21	21–23	23–25,5	25,5–28
	cC	13,5–15	15–16,5	16,5–18	18–20	20–22	22–24

Juzo Classic Seamless - Compression Hiha

Art. 2301, 2302 · CGA, AGO, AGA		Vakiokoot · Ympärysmitta cm							
Pituus cm			1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	
	PCG 40–47	cG	max	29–33	32,5–36,5	35,5–40	39–43,5	42,5–47	46–49,5
				25–29	28,5–32,5	31,5–36	35–39,5	38,5–43	42–45,5
	PCE 21–26	cF	max	27,5–30	29,5–33	32–36	35–39	38–41	40–43
				24,5–27	26,5–30	29–33	32–36	35–38	37–40
		cE	max	24,5–27	26,5–29,5	28,5–32	31–34	33–36	35–38
				22,5–25	24,5–27,5	26,5–30	29–32	31–34	33–36
		cD	max	24–25,5	25–28	27–30	29–32	31–34	33–36
				22–23,5	23–26	25–28	27–30	29–32	31–34
		cC		13,5–15	15–16,5	16,5–18	18–20	20–22	22–24
		cB		16,5–18	18–19,5	19,5–21	21–23	23–25,5	25,5–28
		cA		16,5–18	18–19,5	19,5–21	21–23	23–25,5	25,5–28

Värit

Sesame	
Almond	
Black pepper	

	Tyyppi	Malli	Määrä	Juzo Classic Seamless 2301, 2302 Koko 1–6
	HDA	Puolikäsine	Kpl	
		Avoim peukalo		•
	HFA	Käsine	Kpl	
		Avoimet sormenpäät		•
	CGA / CGA max	Hiha	Kpl	
		Kapea balance-silikonireuna - 3,5 cm		•
	AGA / AGA max	Hiha	Kpl	
		Neulottu puolikäsine (Avoim peukalo) ja Kapea balance-silikonireuna - 3,5 cm		•
	AGO / AGO max	Hiha	Kpl	
		Neulottu puolikäsine (Avoimet sormenpäät) ja Kapea balance-silikonireuna - 3,5 cm		•

Erikoislisävarusteet

Alaraaja (Räätälöitynä)

Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver, Juzo Expert Strong Cotton

Varvasosa / Jalkaterä	ZE	AB / AB1	AD	BD	AF / AG	BF / BG	DG / DF	AT	BT / B1T / CT	ET / FT	Määrä
Sauma ulkopuolella		•	•		•			•			Pari
Kompression antava varvasosa: Pikkuvarvas (5) täysin avoin suora / vino	•										Kpl
Avokärki		•	•		•			•			Pari
Umpikärjet		•	•		•			•			Pari
Umpikärjet; Isovarvas erotettuna		•	•		•			•			Pari
Isovarvasosa		•	•		•			•			Pari
Epäsymmetriset kärjet		•	•		•			•			Pari
Viistottu jalkaterä (Saatavana avoimella ja suljetulla kärjellä)		•	•		•			•			Pari
Silikonipinnoite jalkapohjassa		•	•		•			•			Pari
Anatomisesti muotoiltu nilkka (nilkka 90°)		•	•		•			•			Pari
Toiminta-alue jalkapöytä (Juzo Expert, KKL 1–3)		•	•		•			•			Pari

Jalka	ZE	AB / AB1	AD	BD	AF / AG	BF / BG	DG / DF	AT	BT / B1T / CT	ET / FT	Määrä
Vetoketju		•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kpl
Päälleommeltu vetoketju ulkopuolella		•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kpl
Tarranauhakiinnitys		•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kpl
Reisiosa kokonaan neulottu (Vakio)					•						Kpl
Porosa cD:stä alkaen					•						Kpl
Anatomisesti muotoiltu polvi mitassa (30° or 50°)					•	•	•	•	•		Kpl
Polven toiminta alue					•	•		•	•		Kpl
Useita KL								•	•	•	Kpl

Muuta	ZE	AB / AB1	AD	BD	AF / AG	BF / BG	DG / DF	AT	BT / B1T / CT	ET / FT	Määrä
Pesumerkin kiinnittäminen tuotteen ulkopuolelle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kpl
Sauma ulkopuolella	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kpl

Erikoislisävarusteet

Alaraaja (Räätälöitynä)

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Pitsisilikonireuna



Joustoreuna

Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver, Juzo Expert Strong Cotton

Vaihtoehdot-Jalka	ZE	AB/AB1	AD	BD	AF/AG	BF/BG	DG/DF	AT	BT/ B1T/CT	ET/FT	Määrä
Viistottu yläreuna		•	•	•	•	•	•				Pari
Viistottu yläreuna max.			•	•	•	•	•				Pari
Viistottu yläreuna edessä max.					•	•	•				Pari
Silikonireuna Leveys 3,5 cm		•	•	•							Pari
Silikonireuna Leveys 5 cm			•	•	•	•	•				Pari
Balance-silikonireuna Leveys 3,5 cm		•	•	•							Pari
Balance-silikonireuna Leveys 5 cm			•	•	•	•	•				Pari
Joustoreuna Leveys 3,5 cm		•	•	•							Pari
Joustoreuna Leveys 5 cm			•	•	•	•	•	•	•	•	Pari
Koristesilikonireuna Leveys 5 cm			•	•	•	•	•				Pari
Balance-koristesilikonireuna Leveys 5 cm			•	•	•	•	•				Pari
Pitsisilikonireuna Leveys 5 cm			•	•	•	•	•				Pari
Kiinnimeltu lisäsilikoniraita (Saatavana ainoastaan viistotun yläreunan kanssa)			•	•	•	•	•				Pari
Kiinnimeltu ¾ lisäsilikoniraita (Saatavana ainoastaan viistotun yläreunan kanssa)			•	•	•	•	•	•*	•*	•*	Pari
Silikonistopperi (sivulla ulkopuolelta poikittain, edessä pitkittäin)			•	•	•	•	•	•	•	•	Pari
Säären reunassa silikonireuna			•			•	•		•	•	Kpl
Säären reunassa balance- silikonireuna			•			•	•		•	•	Kpl
Säären reunassa joustoreuna			•			•	•		•	•	Kpl
Ommeltu housuosa				Ks. kohdasta Housuosa							
Lantiokiinnitykset					•	•	•				Kpl

* Ei laatikon muotoisena

Erikoislisävarusteet

Alaraaja (Räätälöitynä)

Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver, Juzo Expert Strong Cotton

Vartalo-osa	ZE	AB / AB1	AD	BD	AF / AG	BF / BG	DG / DF	AT	BT / B1T / CT	ET / FT	Määrä
Matfit, Stegform, Slipform								•	•	•	Kpl
Matfit tarrakiinnitys (vain vinona versiona)								•	•	•	Kpl
Housuosassa hakaskiinnitys (Edessä / Takana / individual)								•	•	•	Kpl
Silmukkakiinnitys, vahvistettu (Edessä / Takana / individual)								•	•	•	Kpl
Tarranauhakiinnitys (Edessä / Takana / individual)								•	•	•	Kpl
Vetoketju (Edessä / Takana / individual)								•	•	•	Kpl
Silikonistopperi (Sivulla / Edessä / Takana)								•	•	•	Kpl
Leikkaus housuosassa (Edessä / Takana)								•	•	•	Kpl
Vartalo-osa KL 1								•	•	•	Kpl
Säädettävällä vyötärönauhalla								•	•	•	Kpl
Vyötäröpannalla								•	•	•	Kpl
Vyötäröpanta tarrakiinnityksellä								•	•	•	Kpl
Silikonireuna, Leveys 5 cm								•	•	•	Kpl
Joustoreuna, Leveys 5 cm								•	•	•	Kpl
Balance-silikonireuna, Leveys 5 cm								•	•	•	Kpl
Avanneaukko								•	•	•	Kpl
Tarra rintakehätuen liittämiseen								•	•	•	Kpl

Malli						Määrä
Art. 3021, 3022 Vartalo-osa KT Juzo Expert (Värit: Almond), korkeus 23 cm						Kpl
AG-sukkien kiinnittämiseen						•
Koko	1	2	3	4	5	
Housuosan suurin ympärys cm:nä	80 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120	120 – 135	
Tarrakiinnityksellä						•
Art. 3021, 3022 Vartalo-osa KT Juzo Expert mittatilaustuotteet						Kpl
AG-sukkien kiinnittämiseen						•
Tarrakiinnityksellä						•

Erikoislisävarusteet

Alaraaja (Räätälöitynä)

Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver, Juzo Expert Strong Cotton

Haara	ZE	AB/AB1	AD	BD	AF/AG	BF/BG	DG/DF	AT	BT/ B1T/CT	ET/FT	Määrä
Haarakiila / Haarakiila Pieni Haarakiilaverkko / Haarakiilaverkko Pieni								•	•	•	Kpl
Kompression antava haarakiila (Normaali / pieni)								•	•	•	Kpl
Haarakiila sepauksella								•	•	•	Kpl
Haarakiila katetrin aukkolla								•	•	•	Kpl
Päällekkäinen haarakiila								•	•	•	Kpl
Avoin haara								•	•	•	Kpl
Sepauksella								•	•	•	Kpl
Tila kivespussille huumioitu Tila kivespussille huumioitu verkko- materiaali								•	•	•	Kpl

Painetyyny / Vuoraus	ZE	AB/AB1	AD	BD	AF/AG	BF/BG	DG/DF	AT	BT/ B1T/CT	ET/FT	Määrä
Painetyyny Dr. Rotter (mediaali / lateraali)		•	•		•			•			2 Kappale/ jalka
Vuorikangastaskut Dr. Rotter pehmusteille		•	•		•			•			Kpl
Kehräsluun silikonityyny (mediaali / lateraali)		•	•		•			•			2 Kappale/ jalka
Vuorikangastaskut silikonipehmusteille		•	•		•			•			Kpl
Vuorikangastasku / Vuoraus cE :ssä (Normaali / Silver)					•	•	•	•	•		Kpl
Vuorikangastasku / Vuoraus cY :ssä (Normaali / Silver)		•	•		•			•			Kpl
Vuorikangastasku / Vuoraus individual (Normaali / Silver)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kpl
Vuorikangas kantapää (Normaali / Silver)		•	•		•			•			Kpl
Vuorikangas akillesjänne (Normaali / Silver)		•	•		•			•			Kpl
Vuorikangas jalkapohja (Normaali / Silver)		•		•	•			•			Kpl
Vuorikangastasku sisältää Lymphpad Line tai Lymphpad Square	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kpl

Erikoislisävarusteet

Yläraaja (Räätälöitynä)

Silikonireunat



Silikonireuna



Balance-silikonireuna



Joustoreuna

Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver

Hanska	HDAC / HFAC / HFC	HDAD / HFAD / HFD	HDAE / HFAE / HFE	Määrä
Muotoiltu painepehmuste – lyhyt	•	•	•	Kpl
Muotoiltu painepehmuste – pitkä	•	•	•	Kpl
Silikonipinnoite – kämmenpuolella	•	•	•	Kpl
Vetoketju	•	•	•	Kpl
Päälleommeltu vetoketju ulkopuolella	•	•	•	Kpl
Vuorikangas sormi 1 + 2 (Normaali / Silver)	•	•	•	Kpl
Trikootasku painetyynylle – Dorsal	•	•	•	Kpl
Trikootasku painetyynylle – Palmar	•	•	•	Kpl
Trikootasku painetyynylle / pitkä – Dorsal	•	•	•	Kpl
Trikootasku painetyynylle / pitkä – Palmar	•	•	•	Kpl
Vuorikangastasku / Vuoraus individual (Normaali / Silver)	•	•	•	Kpl
Vuorikangastasku sisältää Lymphpad Line tai Lymphpad Square	•	•	•	Kpl
Silikonireuna Leveys 3,5 cm		•	•	Kpl
Balance-silikonireuna Leveys 3,5 cm		•	•	Kpl
Joustoreuna Leveys 3,5 cm		•	•	Kpl
Viistottu yläreuna	•	•	•	Kpl

Muuta	HDAC / HFAC / HFC	HDAD / HFAD / HFD	HDAE / HFAE / HFE	CG	CH	THLI	AGA	AGO / AGG	AHAG	AHOG / AHGG	Määrä
Pesumerkin kiinnittäminen tuotteen ulkopuolelle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kpl
Sauma ulkopuolella	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Kpl

Erikoislisävarusteet

Yläraaja (Räätälöitynä)

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Joustoreuna

Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Expert Strong, Juzo Expert Strong Silver

Hiha	CG	CH	THLI	AGA	AGO / AGG	AHAG	AHOG / AHGG	Määrä
Viistottu yläreuna at "cG" (Normaali / max.)	•			•	•			Kpl
Silikonireuna Leveys 3.5/5 cm	•			•	•			Kpl
Koristesilikonireuna Leveys 5 cm	•			•	•			Kpl
Balance-silikonireuna Leveys 3.5/5 cm	•			•	•			Kpl
Balance-koristesilikonireuna Leveys 5 cm	•			•	•			Kpl
Joustoreuna Leveys 3,5 cm	•			•	•			Kpl
Kiinniomeltu lisäsilikoniraita (Saatavana ainoastaan viistotun yläreunan kanssa)	•			•	•			Kpl
Kiinniomeltu ¾ lisäsilikoniraita (Saatavana ainoastaan viistotun yläreunan kanssa)	•			•	•			Kpl
Silikonistopperi (sivulla ulkopuolella poikittain)	•	•	•	•	•	•	•	Kpl
Silikonituki		•				•	•	Kpl
Anatomisesti muotoonkudottu kyynärpää (30° tai 50°)	•	•	• vain 30°	•	•	•	•	Kpl
Kyynärtaiteen (toiminnallinen) joustoneulos (Juzo Expert, KKL 1–3)	•	•						Kpl
Sauma käsivarren ulkosivulla-pikkusormen suuntaisesti ai- noastaan "CG" (30° ja 50° anat. muotoonkudottu kyynärpää)	•							Kpl
Vuorikangastasku/Vuoraus cE :ssä (Normaali / Silver)	•	•	•	•	•	•	•	Kpl
Vuorikangastasku individual (Normaali / Silver)	•	•		•	•	•	•	Kpl
Vuorikangastasku sisältää Lymphpad Line tai Lymphpad Square	•	•		•	•	•	•	Kpl
Vetoketju	•	•		•	•	•	•	Kpl
Päälleommeltu vetoketju ulkopuolella	•	•		•	•	•	•	Kpl
Olkaosa liitos boleromallia varten		•						Kpl
Boleromalli		•						Kpl

Erikoislisävarusteet

Thorax (Räätälöitynä)

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Joustoreuna

Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver

Sulkeminen / Edessä / Keskellä / Takana / Erikseen	Määrä
Vetoketju Normaali / Alapuoli vahvistettu	Kpl
Silmukkakiinnitys Normaali / Vahvistettu	Kpl

Reuna / Kiinnitys	Määrä
Bodykiinnitys (hakas- / tarrakiinnitys)	Kpl
Silikonireuna Leveys 5 cm	Kpl
Balance-silikonireuna Leveys 5 cm	Kpl
Koristesilikonireuna Leveys 5 cm	Kpl
Balance-koristesilikonireuna Leveys 5 cm	Kpl
Vyötäröpannalla Leveys 4 cm	Kpl
Joustoreuna Leveys 5 cm	Kpl
Tarranauhakiinnitys for attaching to Rintakehä	Kpl

Hihäs	Määrä
Useita KL	Kpl
Silikonireuna – Hihan reuna Leveys 3,5 cm	Kpl
Balance-silikonireuna – Hihan reuna Leveys 3,5 cm	Kpl
Joustoreuna – Hihan reuna Leveys 3,5 cm	Kpl

Muuta	Määrä
Pystykaulus	Kpl
Pystykaulus tarrakiinnityksellä	Kpl
Vahvistettu rintaliivikuppi	Kpl
Proteesitasku	Kpl
Vuorikangastasku / Vuoraus cE :ssä (Normaali / Silver)	Kpl
Vuorikangas kainalo (Normaali / Silver)	Kpl
Vuorikangastasku / Vuoraus individual (Normaali / Silver)	Kpl
Vuorikangastasku sisältää Lymphpad Line tai Lymphpad Square	Kpl
Joustamaton selkäkappale	Kpl
Sauma ulkopuolella	Kpl
Pesumerkin kiinnittäminen tuotteen ulkopuolelle	Kpl

Erikoislisävarusteet

Amputoidun raajan kompressiotuotteet (Räätälöitynä)

Silikonireunat



Silikonireuna



Koristesilikonireuna



Balance-silikonireuna



Balance-koristesilikonireuna



Joustoreuna

Koskee tuotetta: Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton, Juzo Dynamic, Juzo Dynamic Silver

Reisi	FG	CF	Määrä
Viistottu yläreuna (Normaali / max.)	•	•	Kpl
Silikonireuna Leveys 5 cm	•	•	Kpl
Balance-silikonireuna Leveys 5 cm	•	•	Kpl
Koristesilikonireuna Leveys 5 cm	•	•	Kpl
Balance-koristesilikonireuna Leveys 5 cm	•	•	Kpl
Joustoreuna Leveys 5 cm	•	•	Kpl
Lantiokiinnitykset	•		Kpl
Proteesivarren aukko 2 cm	•	•	Kpl
Tyngän pidennys yksi- / kaksipuolinen	•		Kpl

Hiha	SG	SH	Määrä
Kapea silikonireuna Leveys 3,5 cm	•		Kpl
Kapea balance-silikonireuna Leveys 3,5 cm	•		Kpl
Joustoreuna Leveys 3,5 cm	•		Kpl
Viistottu yläreuna (Normaali / max.)*	•		Kpl
Silikonituki		•	Kpl

Muuta	AD / AF / AG / AT	FG / CF	SG / SH	Määrä
Varvasosa kompressiolla	•			Kpl
Sauma ulkopuolella		•	•	Kpl
Pesumerkin kiinnittäminen tuotteen ulkopuolelle		•	•	Kpl

*Saatavilla ainoastaan Juzo Expert, Juzo Expert Silver, Juzo Expert Cotton




Juliuksen konsepti – lasten ja vanhempien apulainen

Lasten arpien hoito vaatii pitkää pinnaa sekä lapsilta että heidän vanhemmiltaan. Onneksi heitä tukee Julius, tuo pikku apulainen. Erilaisten hoitoa tukevien toimenpiteiden tarkoituksena on lisätä lasten sinnikkyyttä, jotta he jaksavat sitoutua hoitoon. Esimerkiksi Juliuksen värikkäät silityskuvat tuovat lapsille iloa kompressiohoidon aikana.

Värikkäät silityskuvat


Tutustu Juliuksen silityskuviin, joita voi silittää kompressiovaatteisiin!

Lasten kompressiovaatteisiin on saatavana Juliuksesta ja hänen ystävistään erilaisia kuva-aiheita silityskuvina. Tutustu kuva-aiheisiin osoitteessa juzo.com/iron-on-patches.



Kuva-aiheita lapsille ja teineille

Lopultakin kaivattuja uutuuksia Juliuksen silityskuviin! Päheät kuva-aiheet on tarkoitettu etenkin vähän isommil-
le lapsille ja teineille.



Juzo SoftCompress

Kompressiositeet system

Pehmustemateriaalit turvotusten hoitoon

- Pystysuuntaan kulkeviin vaahtomuovikanavat
- Ainutlaatuinen pintarakenne
- Puuvilla pinta joten materiaali on erittäin ihoystävällistä
- Hyvin helppoa käyttää
- Voidaan käyttää ideaalisiteiden tai Juzo ACS Light in tai Juzo Compression Wrapin kanssa
- Pehmusteiden ja -pelottien avulla kompressiopainetta voidaan lisätä pistemäisesti paikallisten turvotusten yhteydessä

Ominaisuudet

Kompressiositeet system

Käyttö
Lymfologia

Ominaisuudet

- hengittävä
- puuvillapinta
- kohdistettu paine
- pestävä materiaali

Käyttötarkoitukset

- alaraaja
- yläraaja




Esimerkkejä hoidosta



Sääri- ja reisiside



Käsivarren side



Rintaside



Kompressiorulla

Juzo SoftCompress

Bandage aids · Alaraaja · Yläraaja

Värit

White	
-------	--

¹ Vakiokoot määritetään ihmisen perusteella

	Art.	Malli	Vakiokoot ¹		Räätälöitynä	Yksi koko
		Kompressorullat (Art. 6835), sideharsositeet (Art. 6847/6848) ja vähäelastinen siderulla (Art. 6846): mitat vastaavat venytettyä pituutta				
	6830	Sääriside (käyttö CPDT:ssä, vaihe 2)	Kpl			
			Koko 1	•	•	
			Koko 2			
			Koko 3			
			Koko 4			
			Koko 5			
			Koko 6			
6831	Sääriside (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Kpl				
	Pakkaus sisältää: 2 kehräsluun pehmustetta				•	
	6820	Sääri- ja reisiside (käyttö CPDT:ssä, vaihe 2)	Kpl			
		Pakkaus sisältää: 2 kehräsluun pehmustetta 1 polvipehmuste			•	
	6821	Sääri- ja reisiside (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Kpl			
		Pakkaus sisältää: 2 kehräsluun pehmustetta 1 polvipehmuste 1 kompressorulla (10 cm x 4 m) 1 kompressorulla (12 cm x 4 m)				•
	6822	Käsivarren side (käyttö CPDT:ssä, vaihe 2)	Kpl			
			Koko 1	•	•	
			Koko 2			
		Pakkaus sisältää: 1 käsipehmuste 1 kyynärpehmuste	Koko 3			
			Koko 4			
			Koko 5			
			Koko 6			
	6823	Käsivarren side (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Kpl			
	Pakkaus sisältää: 1 käsipehmuste 1 kyynärpehmuste				•	

Juzo SoftCompress

LymphAid / BandageAid · Alaraaja · Yläraaja

Värit

White	
-------	--

	Art.	Malli	Määrä
		Kompressorullat (Art. 6835), sideharsositeet (Art. 6847/6848) ja vähäelastinen siderulla (Art. 6846): mitat vastaavat venytettyä pituutta	
	6800 KL	LymphAid jalka, pieni (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Set
		Pakkaus sisältää: 1 Sääriside, yksi koko 20 Rapidelast V – sideharsorullaa 4 cm x 4 m 2 vähäelastista siderullaa 6 cm x 5 m 2 vähäelastista siderullaa 8 cm x 5 m 2 vähäelastista siderullaa 10 cm x 5 m 4 vähäelastista siderullaa 12 cm x 5 m 2 kehräsluun pehmustetta	•
	6800 GR	LymphAid jalka, iso (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Set
		Pakkaus sisältää: 1 Sääriside, yksi koko 1 kompressorulla 10 cm x 4 m 1 kompressorulla 12 cm x 4 m 20 Rapidelast V – sideharsorullaa 4 cm x 4 m 2 vähäelastista siderullaa 6 cm x 5 m 2 vähäelastista siderullaa 8 cm x 5 m 4 vähäelastista siderullaa 10 cm x 5 m 6 vähäelastista siderullaa 12 cm x 5 m 2 kehräsluun pehmustetta 1 polvipehmuste	•
	6801	LymphAid käsivarsi (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Set
		Pakkaus sisältää: 1 Käsivarren side, yksi koko 20 Rapidelast V – sideharsorullaa 6 cm x 4 m 2 vähäelastista siderullaa 6 cm x 5 m 2 vähäelastista siderullaa 10 cm x 5 m 3 vähäelastista siderullaa 12 cm x 5 m 1 käsipehmuste 1 kyynärpehmuste	•
	6810 KL	BandageAid jalka, pieni (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Set
		Pakkaus sisältää: 1 kompressorulla 10 cm x 4 m 20 Rapidelast V – sideharsorullaa 4 cm x 4 m 1 vähäelastinen siderulla 6 cm x 5 m 1 vähäelastinen siderulla 8 cm x 5 m 3 vähäelastista siderullaa 10 cm x 5 m 2 kehräsluun pehmustetta	•
	6810 GR	BandageAid jalka, iso (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Set
		Pakkaus sisältää: 1 kompressorulla 10 cm x 4 m 2 kompressorulla 12 cm x 4 m 20 Rapidelast V – sideharsorullaa 4 cm x 4 m 1 vähäelastinen siderulla 6 cm x 5 m 1 vähäelastinen siderulla 8 cm x 5 m 3 vähäelastista siderullaa 10 cm x 5 m 4 vähäelastista siderullaa 12 cm x 5 m 2 kehräsluun pehmustetta 1 polvipehmuste	•
	6811	BandageAid käsivarsi (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Set
		Pakkaus sisältää: 1 kompressorulla 10 cm x 4 m 20 Rapidelast V – sideharsorullaa 6 cm x 4 m 1 vähäelastinen siderulla 6 cm x 5 m 1 vähäelastinen siderulla 8 cm x 5 m 5 vähäelastista siderullaa 10 cm x 5 m 1 käsipehmuste 1 kyynärpehmuste	•

Juzo SoftCompress

Lisävarusteet · Alaraaja · Yläraaja

Värit

White	
-------	--

¹ Vakiokoot määritetään
ihomitan perusteella

Art.	Malli	Vakiokoot ¹	Räätälöitynä
6837	Rintapehmuste (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2)	Kpl	
	Koko A – B	•	•
	Koko C – D		
	Koko E – F		
6838	Rintaside (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2)	Kpl	
	Koko A	•	
	Koko B		
	Koko C		
	Koko D		
	Koko E		
	Koko F		
6839	Genitaalialueen pehmuste naisille (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2)	Kpl	
	20 x 20 cm	•	•
	30 x 28 cm		
	40 x 32 cm		
6840	Genitaalialueen pehmuste miehille (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2)	Kpl	
	20 x 28 cm	•	•
	23 x 30 cm		
	26 x 32 cm		
6842	Kyynärpehmuste (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2)	Kpl	
	10 x 13 cm	•	•
6843	Kehräsluun pehmustetta (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2)	Pari	
	6,5 x 9 cm	•	
6844	Käsipehmuste (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2)	Kpl	
	8,5 x 24 cm	•	•
6845	Polvipehmuste (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1 ja 2)	Kpl	
	13 x 17 cm	•	•

Kompressioluokat rullat ja levyt

Värit

White	
-------	--

¹ Vakiokoot määritetään ihmisten perusteella

Art.	Malli	Vakiokoot ¹
	Kompressorullat (Art. 6835), sideharsositeet (Art. 6847/6848) ja vähäelastinen siderulla (Art. 6846): mitat vastaavat venytettyä pituutta	
6835	Kompressorulla	Kpl
	5 mm, 8 cm x 4 m	●
	5 mm, 10 cm x 4 m	
	5 mm, 12 cm x 4 m	
	5 mm, 16 cm x 4 m	
6836	Kompressioluokat levy (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Kpl
	65 x 65 cm	●
	125 x 100 cm	

Art.	Malli	Määrä	
	Kompressorullat (Art. 6835), sideharsositeet (Art. 6847/6848) ja vähäelastinen siderulla (Art. 6846): mitat vastaavat venytettyä pituutta		
6846	Vähäelastinen siderulla (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Kpl	Laatikko (10 Kpl)
	6 cm x 5 m	•	•
	8 cm x 5 m		
	10 cm x 5 m		
	12 cm x 5 m		
	Rapidelast V – sideharsorullaa (käyttö CPDT:ssä, vaihe 1)	Kpl	Laatikko (20 Kpl)
6847	6 cm x 4 m (Sormille)		•
6848	4 cm x 4 m (Varpaille)		

Kokotaulukko

Juzo SoftCompress · Säärside

Art. 6830 Pituus cm		Vakiokoot · Ympärysmitta cm				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
 FAD 38–46	cD	27–29,5	29,5–32,5	32,5–35,5	35,5–39	38,5–42
	cC	29–31,5	31,5–34,5	34,5–37,5	37,5–41	40,5–44,5
	cB1	23,5–25,5	25,5–28	27,5–30	30–33	32,5–35,5
	cB	18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5
	cY	28–30,5	29–31,5	31–34	33–36	35–38,5
	cA	18,5–20	20–22	22–24	24–26	26–28,5

Juzo SoftCompress

Kokotaulukko

Tärkeää:
Vakiokoot
määritetään ihomitan
perusteella.
Mittailauksissa mitta-
nauha on vedettävä
kireälle.

Juzo SoftCompress · Käsivarren side

Art. 6822 Pituus cm		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
PCG 46–51	cG	30–33	32–35	34–37	36–39,5	38–41,5	40–44
PCE 21–25	cF	28–30,5	30–33	32–35	34–37	36–39,5	38–41,5
	cE	25–27,5	27–29,5	29–31,5	30,5–33,5	32–35	33,5–36,5
	cD	23–25	24,5–27	26–28,5	27,5–30	29–31,5	30,5–33,5
	cC	14,5–16	16–17,5	17,5–19	19–20,5	20,5–22	22–24

Juzo SoftCompress · Rintaside

Art. 6838	Vakiokoot	Cup	Rintojen ympärysmitta cm	Rintojesn alta ympärysmitta cm
	1	A	90–106	84–100
	2	B	90–106	84–100
	3	C	95–112	85–102
	4	D	95–112	85–102
	5	E	100–116	88–104
	6	F	100–116	88–104

Juzo SoftCompress · Genitaalialueen pehmuste naisille

Art. 6839	Vakiokoot	Mittaa cm (leveys x korkeus)
	1	20 x 20
	2	30 x 28
	3	40 x 32

Juzo SoftCompress · Genitaalialueen pehmuste miehille

Art. 6840	Vakiokoot	Mittaa cm (leveys x korkeus)
	1	20 x 28
	2	23 x 30
	3	26 x 32

Juzo SoftCompress · Rintapehmuste

Art. 6837	Vakiokoot	Cup
	1	A–B
	2	C–D
	3	E–F

Juzo SoftCompress · Kompressiolevy

Art. 6836	Vakiokoot	Mittaa cm (leveys x korkeus)
	1	65 x 65
	2	125 x 100

Juzo SoftCompress · Kompressorulla

Art. 6835	Vakiokoot	Mittaa cm (pituus venytettynä x leveys)
Paksuus mm: 5	1	400 x 8
	2	400 x 10
	3	400 x 12
	4	400 x 16

Juzo SleepCompress

Kompressioluokat system

Täydellinen tuote yöllä

- Suunniteltu käytettäväksi turvotuksen hoidon ylläpitovaiheen aikana.
- Juzo SleepCompress on täydellinen lisä litteän neuleen lisäksi.
- Kompressiotuote
- Ihanteellinen käytettäväksi yön ja muiden lepovaiheiden aikana
- Edistää onnistunutta hoitotulosta ja tekee siten ödeemahoidosta entistäkin tehokkaammaksi ja mukavammaksi
- Juzo SleepCompressin rakenne on saanut vaikutteita siitä, miten imunestekanavat
- Vaahtomuovikanavat ohjaavat ja tukevat imunesteen virtausta, mikä edistää turvotusta
- Turvotus vähenee, mikä vähentää turvotusta ja jännittyneisyyttä vähentää

Ominaisuudet

Käyttö
Lymfologia

- Ominaisuudet**
- helppo pukea ja riisua
 - hukava ja viileä käyttää
 - ainutlaatuinen tukeva rakenne imunesteen virtaus

Käyttötarkoitukset

- alaraaja
- yläraaja



Esimerkkejä hoidosta



Käsivarsikääre



Jalka



Materiaalipoikkileikkaus



Tehokas

Juzo SleepCompress

Alaraaja · Yläraaja · Lisävarusteet



Värit

Black


	Art.	Malli	Määrä	Vakiokoot
	Pituus			
	6873	Säärikääre	Kpl	Koko 1–5
	Normaali Pitka	Valitse vasen tai oikea		•
	6874	Jalka	Kpl	Koko 1–5
	Normaali Pitka	Valitse vasen tai oikea		•
	6872	Käsivarsikääre	Kpl	Koko 1–5
	Lyhyt Normaali Pitkä	Valitse vasen tai oikea		•
	9572	Tarranauha	Set: 6 Kappale	Yksi koko
	8,5 x 7,5 cm	Säärikääre, Käsivarsikääre		•
	9573	Tarranauha	Set: 9 Kappale	Yksi koko
	8,5 x 7,5 cm	Jalka		•

Kokotaulukko

Juzo SleepCompress · Säärikääre, jalka

Art. 6873 · Art. 6874		Ympärysmitta c Pituusmitta P	Vakiokoot · Tuotteen mitat				
			1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
	PAG AG	cG	40–46	46–52	52–58	58–64	64–70
	pitkä 72–83	cF	38–44	44–50	50–56	56–62	62–68
	normaali 66–72	cE	28–33	33–38	38–43	43–48	48–53
	PAD AD	cD	25–29	29–33	33–37	37–42	42–47
	pitkä 40–46	cC	27–31	31–35	35–39	39–44	44–49
	normaali 34–40	cB1	21,5–25	25–28,5	28,5–32	32–36	36–40
		cB	17–20	20–23	23–26	26–29,5	29,5–32
		cY	26–29	29–32	32–35	35–38,5	38,5–42
		cA	17–20	20–23	23–26	26–29,5	29,5–32

Juzo SleepCompress · Käsivarsi

Art. 6872		Ympärysmitta c Pituusmitta P	Vakiokoot · Tuotteen mitat				
			1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
	PCG	cG	28–32	31–35	34–38	37–41	40–44
	pitkä 47–51	cF	26–29	29–32	32–35	35–38	38–41
	normaali 42–47	cE	23–26	26–29	29–32	32–35	35–38
	lyhyt 36–42	cD	20–23	23–26	26–29	29–32	32–35
		cC	12,5–15	15–17,5	17,5–20	20–22,5	22,5–25

Juzo ACS Light

Erikoistuotteet turvotuksen hoitoon

Aktivoivat kompressiojärjestelmätuotteet

- Tehokas vaihtoehto tai täydennys tavanomaisille kompressiositeille
- Voidaan saada aikaan jopa 40 mmHg:n kompressiopaine
- Tarrakiinnitys
- Käsivarsi-, reisi-, polvi- ja pohjesiteet
- Soveltuvat hyvin itsehoitoon
- Voidaan käyttää päivin ja öin

Ominaisuudet

Erikoistuotteet turvotuksen hoitoon



Käyttö

Lymfologia
Flebologia

Ominaisuudet

- vähän joustoa antava miellyttävä materiaali
- täydellinen pito
- kiinnitysapu

Käyttötarkoitukset

- jalka
- varvikas
- käsivarsi
- käsi

Kompressioluokat

hoitopaine on jopa 40 mmHg



Esimerkkejä hoidosta



Jalkakääre



Säärikääre



Polvikääre



Yhdistelmämahdollisuus jalka



Yksilölliset säädöt

Juzo ACS Light

Alaraaja · Yläraaja · Lisävarusteet

Värit

Beige

Black

Painetyyny

Grey

	Art.	Malli	Määrä	Vakiokoot
	Pituus			
	J701LI	Jalkakääre	Kpl	Koko 1–5
	Normaali Pitkä			•
	J702LI	Säärikääre	Kpl	Koko 1–5
	Normaali Pitkä	Valitse vasen tai oikea		•
	J703LI	Polvikääre	Kpl	Koko 1–5
				•
	J704LI	Reisikääre	Kpl	Koko 1–5
	Normaali Pitkä	Valitse vasen tai oikea		•
	J705LI	Käsi-kääre	Kpl	Koko 1–4
				•
	J706LI	Käsivarsikääre	Kpl	Koko 1–5
	Normaali Pitkä	Valitse vasen tai oikea		•
	J711	Lantionauha	Kpl	Yksi koko
		Lantio-osa kiinteällä mikrotarranauhalla Erillinen vyötärönauha Sisältää yhden irrallisen tarranauhan		•
	J712	Keskinauha	Kpl	Koko 1–2
		Lisänauha Sisältää kuusi irrallista tarranauhaa		•
	J713	Tarranauha-arkki	Kpl	Yksi koko
		Voidaan leikata haluttuun kokoon 28 x 22 cm		•
	J714	Pehmusteet	Set	Koko 1–4
		Kaksi eri paksuutta		•
	J715	Luistamaton nauha	Kpl	Yksi koko
		Nauhan toisella puolella neopreenipinta, 12 x 120 cm Sisältää kuusi irrallista tarranauhaa		•
	J716	Jatkonauha	Kpl	Yksi koko
		Jatkonauha kiinteillä tarranauhoilla, 60 x 9 cm Sisältää kaksi irrallista tarranauhaa		•

Juzo ACS Light

Kokotaulukko

Juzo ACS Light · Jalkakääre

Art. J701LI	Ympärysmitta c Pituusmitta P	Vakiokoot · Mitat cm				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL

CA	Jalan etuosan päältä	22–24	25–27	28–30	31–34	35–40
PA	normaali	16,5	18	19,5	21	23
	pitkä	18,5	20	21,5	23	25

Juzo ACS Light · Säärikääre

Art. J702LI	Ympärysmitta c Pituusmitta P	Vakiokoot · Mitat cm				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL

CAD	säärin paksuin kohta	35–45	40–52	48–60	55–65	60–70
CB	nilkka	20–27	25–32	30–38	37–44	45–52
CA	normaali	37	37	42	42	44
	pitkä	42	42	47	47	49

Juzo ACS Light · Polvikääre

Art. J703LI	Ympärysmitta c	Vakiokoot · Mitat cm				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL

CF	10 cm polvilumpion yläpuolella	40–55	50–65	60–75	70–85	85–100
CD	polvilumpion alapuolella	35–45	40–52	48–60	55–65	60–70

Juzo ACS Light · Reisikääre


Art. J704LI	Ympärysmitta c Pituusmitta P	Vakiokoot · Tuotteen mitat				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL

CG	reiden paksuin kohta	50–65	60–75	70–80	75–90	85–100
CF	10 cm polvilumpion yläpuolella	45–52	53–59	60–66	67–73	74–80
PFG	normaali	23	23	23	23	23
	pitkä	29	29	29	29	29


Juzo ACS Light

Kokotaulukko

Juzo ACS Light · Käsikääre

Art. J705LI		Ympärysmitta c	Vakiokoot · Tuotteen mitat			
			1/XS	2/S	3/M	4/L
		cA rystysten päältä	< 18	18–20	20–22	> 22

Juzo ACS Light · Käsivarsikääre

Art. J706LI		Ympärysmitta c Pituusmitta l	Vakiokoot · Tuotteen mitat				
			1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
	cG olkavarsi		25–28	29–33	34–39	40–45	46–50
	cE kyynärpää		23–26	26–30	29–34	33–39	38–42
	cC ranne		14–16	17–19	20–22	23–25	24–27
	normaali		42–47	42–47	42–47	42–47	42–47
	PCG pitkä		46–50	46–50	46–50	46–50	46–50

Juzo ACS Light · Pehmusteet

Art. J714	Vakiokoot	Tuotteen mitat (pituus x leveys)
Paksuus in mm: 4 ja 8 	1	9 x 9
	2	10 x 10
	3	11 x 11
	4	12 x 12

Juzo ACS Light · Keskinauha

Art. J712	Vakiokoot	Tuotteen mitat cm (pituus x leveys)
	1	140 x 12
	2	140 x 20
Sisältää kuusi irrallista tarrakiinnitysnauhaa (10 x 5 cm)		

Juzo Compression Wrap

Erikoistuotteet turvotuksen hoitoon

Aktivoivat kompressiojärjestelmätuotteet

- Tehokas vaihtoehto tai täydennys tavanomaisille kompressiositeille
- Voidaan saada aikaan jopa 30 – 60 mmHg:n kompressiopaine
- Tarrakiinnitys
- Soveltuvat hyvin itsehoitoon
- Beige vai musta puoli

Ominaisuudet

Erikoistuotteet turvotuksen hoitoon



Käyttö

Flebologia
Lymfologia

Ominaisuudet

- säädettävä työpaine
- kaksi väriä
- molemminpuolinen tarrakiinnitys

Käyttötarkoitukset

- jalka
- varvikas
- käsivarsi
- käsi

Kompressioluokat

Säädettävä kompressio
30 – 60 mmHg



Esimerkkejä hoidosta



Säärikääre



Polvikääre



Yhdistelmämahdollisuus jalka






Yhdistelmämahdollisuus
käsivarsi

Juzo Compression Wrap

Alaraaja · Yläraaja · Lisävarusteet

Värit


Beige/Black

	Art. Pituus	Malli	Määrä	Vakiokoot
	6000LF	Jalkakääre	Kpl	Koko 2–5
	Normaali			
	6000LFL			•
	Pitkä			
	6000LC	Säärikääre	Kpl	Koko 2–7
	Normaali			
	6000LLC	Sisällys liner stocking		•
	Pitkä			
	6000LCM	Säärikääre max.	Kpl	Koko 2–7
	Normaali			
	6000LLCM	Sisällys liner stocking		•
	Pitkä			
	6000LK	Polvikääre	Kpl	Koko 2–7
				•
	6000LT	Reisikääre	Kpl	Koko 2–6
	Normaali			
	6000LTg			•
	Pitkä			
	6000UHL	Käsidääre	Kpl	Koko 1–5
	Beige: vasen Black: oikea			•
	6000UHR	Käsidääre	Kpl	Koko 1–5
	Beige: oikea Black: vasen			•
	6000UA	Käsivarsikääre	Kpl	Koko 1–5
	Normaali			
	6000UAG			•
	Pitkä			
	6000F1	Tarranauhakiinnityss	Set: 4 Kappale	Yksi koko
	Koko: 40 mm	Jalka, Käsi		•
	6000F2	Tarranauhakiinnityss	Set: 4 Kappale	Yksi koko
	Koko: 75 mm	Sääri		•
	6000F3	Tarranauhakiinnityss	Set: 5 Kappale	Yksi koko
	Koko: 85 mm	Sääri pitkä, Käsivarsi		•
	6000F4	Tarranauhakiinnityss	Set: 5 Kappale	Yksi koko
	Koko: 95 mm	Polvi, Reisi, Käsivarsi pitkä		•
	6000F5	Tarranauhakiinnityss	Set: 3 Kappale	Yksi koko
	Koko: 105 mm	Reisi pitkä		•
	6000F6	Tarranauhakiinnityss	Set: 4 Kappale	Yksi koko
	Koko: 50 mm	Jalka pitkä		•
	6000EXT	Jatkonauha	Kpl	Yksi koko
	Koko: 120 x 8,5 cm			•

Juzo Compression Wrap


Kokotaulukko

Juzo Compression Wrap · Jalkasegmentti


Art. 6000 LF/LFL		Vakiokoot · Ympärysmitta cm			
		2/S	3/M	4/L	5/XL
	cB''	15–23	20–28	25–33	30–40
	cA1	19–24	24–29	29–34	34–40
	pA normal	16	18	19,5	19,5
	pA pitkä	19	21	22,5	23

* 6 cm proksimaalisesti pikkuvarpaan tyvinivelestä
 ** Ympärysmittaa voi säätää pidennetystä hinnasta mittakohdasta "cB" tarpeen mukaan.


Juzo Compression Wrap · Säärisegmentti

Art. 6000 LC/LLC/LCM/LLCM		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
Pituus cm		2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	7/XXXL
	max	35–41	40–46	44–51	48–55	53–60	60–70
	middel < 40	29–35	34–40	37–44	41–48	46–53	50–60
	pitkä > 40	18–21	21–24	24–27	27–31	31–35	36–47

Juzo Compression Wrap · Polvisegmentti

Art. 6000 LK		Vakiokoot · Ympärysmitta cm					
		2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL	7/XXXL
		30–36	36–42	42–48	48–55	55–62	62–70


Juzo Compression Wrap · Reisisegmentti

Art. 6000 LT/LTg		Vakiokoot · Ympärysmitta cm				
Pituus cm		2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
		43–70	54–81	65–92	75–102	85–112
	middel < 25 pitkä > 25	35–55	48–70	60–82	70–92	80–102


Juzo Compression Wrap

Kokotaulukko

Juzo Compression Wrap · Käsisegmentti

Art. 6000 UHR/UHL		Vakiokoot · Ympärysmitta cm				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
	cA	15,5 – 17,5	17,5 – 19,5	19,5 – 22	22 – 24,5	24,5 – 28
	cC	13 – 17	15 – 19	17 – 21,5	20 – 24	21 – 25

Juzo Compression Wrap · Käsivarsisegmentti

Art. 6000 UA/UAG Pituus cm		Vakiokoot · Ympärysmitta cm				
		1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL
	cG	27 – 36	30 – 39	33 – 44	35 – 49	40 – 56
	cE	23 – 32	24 – 34	26 – 36	29 – 42	31 – 46
	cC	16 – 19	17 – 20	18 – 22	20 – 26	21 – 29

PCG

middel < 43
pitkä > 43

Juzo Liner

Art. 6082

Alussukka muunneltaviin lääkinällisiin kompressiotuotteisiin

- Suojaa herkkää ihoa ja pitää myös mahdollisen haavasidoksen paikallaan päällyssukkaa puettaessa ja riisuttaessa.

Ominaisuudet

Täydentävät tuotteet

Käyttö
Flebologia
Lymfologia

Ominaisuudet
• haavasidosten kiinnittäminen

Käyttötarkoitukset
• alaraaja



Kokotaulukko

Art. 6082 Pituus cm		Vakiokoot · Ympärysmitta cm	
		I/XS	II/S
PAG 80	cG	50 – 75	76 – 99
PAD 45	cC	29 – 48	48 – 69

Alaraaja

Värit



	Tyyppi	Malli	Määrä	Vakiokoot
		Alussukka muunneltaviin lääkinällisiin kompressiotuotteisiin		6082
	AD	Polvisukka	Pari	Koko 1–2
				•
	AG	Reisisukka	Pari	Koko 1–2
				•

Esimerkkejä hoidosta



AD · Black
Juzo Liner



AG · Black
Juzo Liner

Juzo Liner Silver

Art. 9640

Erittäin herkän ihon suojakilpi

- Hyvin pehmeä neulos
- Hopealankojen ansiosta myös antibakteerinen vaikutus

Ominaisuudet

Täydentävät tuotteet



Käyttö

Flebologia
Lymfologia

Ominaisuudet

- antibakteerinen vaikutus
- haavasisidosten kiinnittäminen

Käyttötarkoitukset

- alaraaja

Kokotaulukko

Art. 9640		Vakiokoot · Ympärysmitta cm	
		S/M	L/XL
	cC	< 50	> 50

Alaraaja

Värit

Silver	
--------	--

	Tyyppi	Malli	Määrä	Vakiokoot 9640
	AD	Polvisukka	Set	Koko S/M tai L/XL
		3 alussukka Silver		•

Esimerkkejä hoidosta



AD · Silver
Juzo Liner Silver

Lisävarusteet


Vaihtotuotteet	83
Lymphpad-painetyyny	83
Pehmusteet	83
Kiinnitysmahdollisuudet	84
Täydentävät tuotteet	84
Kosteusemulsio Tarttuva	84
Apuvälineet pukemiseen ja riisumiseen	85
Hoitotuotteet	87
Muuta	87



Lisävarusteet

Vaihtotuotteet · Lymphpad-painetyyny · Pehmusteet

Art.	Malli	Määrä	
9430	Juzo Lymphpad Line	Kpl	
	Malli: Koko: 12 x 16 cm; (voidaan leikata haluttuun kokoon) Synteettistä lateksia, takaosa polyamidifleeceä		•
9431	Juzo Lymphpad Square	Kpl	
	Malli: Koko: 12 x 16 cm; (voidaan leikata haluttuun kokoon) Synteettistä lateksia, takaosa polyamidifleeceä		•
	Painetyyny Dr. Rotter	Pari	
9400	Päällystetty joustavalla materiaalilla; Koot: iso cB ≥ 21,1 cm, pieni cB ≤ 21 cm		•
9401	Päällystetty joustavalla, antibakteerisella materiaalilla (sisältää hopeaa); Koot: iso cB ≥ 21,1 cm, pieni cB ≤ 21 cm		•
	Kehräsluun silikonityyny	Pari	
9408	Ilman päällystä; Koot: iso cB ≥ 21,1 cm, pieni cB ≤ 21 cm		•
9409	Päällystetty joustavalla materiaalilla; Koot: iso cB ≥ 21,1 cm, pieni cB ≤ 21 cm		•
9407	Päällystetty joustavalla, antibakteerisella materiaalilla (sisältää hopeaa); Koot: iso cB ≥ 21,1 cm, pieni cB ≤ 21 cm		•
	Painetyyny kädelle	Kpl	
9420	Päällystetty joustavalla materiaalilla		•
9421	Päällystetty joustavalla, antibakteerisella materiaalilla (sisältää hopeaa)		•
	Painetyyny kädelle – pitkä malli	Kpl	
9420L	Päällystetty joustavalla materiaalilla		•
9421L	Päällystetty joustavalla, antibakteerisella materiaalilla (sisältää hopeaa)		•
	Muotoiltu painepehmuste /vuorikangas sormi	Kpl/jalka	
	Painetyyny Dr. Rotter (mediaali /lateraali)	2 Kappale/jalka	•
	Kehräsluun silikonityyny (mediaali /lateraali)	2 Kappale/jalka	•
	Vuorikangastasku/Vuoraus cE :ssä (Normaali/Silver)		•
	Vuorikangastasku/Vuoraus cY :ssä (Normaali/Silver)		•



Juzo Lymphpad Line



Juzo Lymphpad Square



Painetyyny Dr. Rotter



Kehräsluun silikonityyny



Painetyyny kädelle




Painetyyny kädelle – pitkä malli

Lisävarusteet

Vaihtotuotteet · Kiinnitysmahdollisuudet

Silikonireunat



Värit

White	
Beige	
Black	

Art.	Malli	Määrä
9510 BR	Silikonireuna 5 cm	•
9510 SCHM	Silikonireuna 3,5 cm	•
9510 MV	Koristesilikonireuna 5 cm	•
9510 SP	Pitsisilikonireuna 5 cm	•
9510 BL	Balance-silikonireuna 5 cm	•
9510 BL SCHM	Balance-silikonireuna 3,5 cm	•
9510 BV	Balance-koristesilikonireuna 5 cm	•
9512	Joustoreuna 3,5 cm	•
9513	Joustoreuna 5 cm	•
9520	Lantiokiinnityksen kangasnauha (Värit: Beige)	•
9550	Tarranauhakiinnitys 4 cm (Värit: Beige)	•

Lisävarusteet

Täydentävät tuotteet · Kosteusemulsio Tarttuva

Art.	Malli	Määrä	
9800	Juzo Kosteusemulsio Tarttuva	Laatikko	
	Erikoisroll-on, jonka avulla kompressiosukat, -hihat jne. pysyvät varmasti paikallaan. Pakkauskoko: 60 ml	1 Kpl	•
		12 Kappale	•

Lisävarusteet

Täydentävät tuotteet · Apuvälineet pukemiseen ja riisumiseen

Art.	Malli	Määrä
1896	Juzo Slippie Pukemisapuväline	20 Kappale
Pukemisapuväline	Avokarkisten kompressiosukkien ja -sukkahousujen pukemisapu Pehmeä polyesterikangas, sileä pinta	•
9301	Juzo-erikoiskäsineet	Pari
Sukanvetolaite	Kompressiohihoihin ja rintakehätukiin Repeytymätön materiaali, erinomainen liukuvuus Kokos: S/5, M/7, L/9, XL/11	•
1890	Juzo Easy Fit	Kpl
Sukanvetolaite	Avo- ja umpikärkisten kompressiosukkien ja -sukkahousujen pukemis- ja riisumisapu Juzo Easy Fit Juzo Easy Fit XL	•
1701	Arion Easy-Slide Arm	Kpl
Pukemisapuväline	Kompressiohihoihin ja rintakehätukiin Sileä, kaksikerroksinen materiaali, erittäin helppo käyttää Kokos: M, L	•
1712	Arion Easy-Slide Kids	Kpl
Pukemisapuväline	Avokärkisten kompressiohihoihin, rintakehän kompressiotuotteisiin, kompressiosukkien ja -sukkahousujen pukemisapu Tarkoitettu erityisesti lapsille Sileä, kaksikerroksinen materiaali, erittäin helppo käyttää Kokos: XS, S	•
1702	Arion Easy-Slide Leg	Kpl
Pukemisapuväline	Avokärkisten kompressiosukkien ja -sukkahousujen pukemisapu Sileä, kaksikerroksinen materiaali, erittäin helppo käyttää Kokos: S, M, L, XL	•
1705	Arion Sim-Slide®	Kpl
Sukanvetolaite	Avokärkisten kompressiosukkien ja -sukkahousujen pukemisapu Sileä, kaksikerroksinen materiaali, helppo kiinnittää nilkkaan joustavan hihnan avulla Kokos: S, M, L, XL	•
1703	Arion Magnide®	Kpl
Pukemisapuväline	Umpikärkisiin kompressiosukkiin ja -housuihin Sileä materiaali, erittäin helppo käyttää innovatiivisen magneettikiinnityksen ansiosta Kokos: M, L, XL	•
1709	Arion Magnide® 2in1	Kpl
Sukanvetolaite	Umpikärkisiin kompressiosukkiin ja -housuihin Sileä materiaali, erittäin helppo käyttää innovatiivisen magneettikiinnityksen ansiosta Kokos: M, L, XL	•
1711	Arion Easy-Off®	Kpl
Riisumisapuväline	Avo- tai umpikärkisiin kompressiosukkiin ja -housuihin Sileä, kaksikerroksinen materiaali, erittäin helppo käyttää Kokos: S, M, L	•
1708	Arion Dactyna	Kpl
Pukemisapuväline	Sormista avokärkisiin kompressiokäsineisiin Sileä, kaksikerroksinen materiaali, erittäin helppo käyttää Kokos: XS, S, M, L	•

Lisävarusteet

Täydentävät tuotteet · Kokotaulukko

Arion Easy-Slide · Kids

Art. 1712	Sarjakoot	käsivarren/jalan pituus cm
	XS	29,5
	S	39,5

Arion Easy-Slide · käsi

Art. 1701	Sarjakoot	käsivarren pituus cm
	M	55,5
	L	62,5

Arion Easy-Slide · Jalka

Art. 1702	Sarjakoot	kenkä vakiokoot
	S	34–36
	M	37–38,5
	L	39–41
	XL	≥42

Arion Sim-Slide®

Art. 1705	Sarjakoot	kenkä vakiokoot
	S	≤34–36
	M	37–38,5
	L	39–41
	XL	≥42

Arion Magnide®

Art. 1703	Sarjakoot	kenkä vakiokoot
	M	≤38
	L	39–43
	XL	≥44
Sarjakoko XL sopii myös leveälle jalalle, jonka ympärysmitta on 28 cm.		

Arion Magnide® 2in1

Art. 1709	Sarjakoot	kenkä vakiokoot
	M	≤38
	L	39–43
	XL	≥44
Sarjakoko XL sopii myös leveälle jalalle, jonka ympärysmitta on 28 cm.		

Arion Easy-Off®

Art. 1711	Sarjakoot	kenkä vakiokoot
	S	34–37
	M	38–41
	L	42–45

Arion Dactyna

Art. 1708	Sarjakoot	sormen kehä cm
	XS	<5,5
	S	5,5–6,5
	M	6,5–7,5
	L	7,5–9

Juzo Easy Fit


Art. 1890	Sarjakoot	nilkka ympärysmitta cm
	Easy Fit	<26
	Easy Fit XL	>26

Juzo Erikoiskäsineet

Art. 9301	Koko	Käsineen koko	Käsi ympärysmitta cm
	S	5	18
	M	7	19,5
	L	9	22
	XL	11	25



Juzo Erikoiskäsineet




Juzo Easy Fit



Arion Easy-Slide Arm



Arion Magnide® 2in1



Mittalauta koot mukaan luettuina

Lisävarusteet

Täydentävät tuotteet · Hoitotuotteet

Art.	Malli	Määrä	
9830	Juzo Vital Balsam 7	Laatikko	
	Viilentävä ja hoitava balsami, joka pitää ihon pehmeänä kompressiohoidon aikana		
	Pakkauskoko: 100 ml	1 Kpl	•
	Pakkauskoko: 100 ml	12 Kappale	•
	Pakkauskoko: 30 ml	30 Kappale	•
9860	Juzo Lymph Tarttuva	Kpl	
	Kosteuttava lotion, jossa on 4 % ureaa, tehokkaaseen ihonhoitoon Lymfedeemien ja lipödeemien sekä laskimo-ongelmien yhteydessä Pakkauskoko: 500 ml		•
9000	Juzo Erityinen Pesuaine	Laatikko	
	Erittäin mieto ja riittoisa pesuainetiiviste kompressiovaatteiden, kaikkien joustavien neulosten ja kankaiden sekä laadukkaiden villa- ja silkkineulosten hellävaraiseen puhdistukseen. Voimakkaasti tiivistetty tuote, siksi erittäin riittoisa		
	Pakkauskoko: 250 ml (riittää 130 litraan pesuvettä)	1 Kpl	•
	Pakkauskoko: 250 ml (riittää 130 litraan pesuvettä)	10 Kappale	•
	Pakkauskoko: 30 ml (riittää 15 litraan pesuvettä)	30 Kappale	•

Lisävarusteet

Täydentävät tuotteet · Muuta

Art.	Malli	Määrä	
9532	Vetoketju jatke	Set	
	Kaikkien rintakehäsegmenttien mukana toimitetaan vetoketjun jatke	10 Kappale	•
9600	Mittalauta	Kpl	
	Tarkkaan ja helppoon mittaukseen; koko: 100 cm x 30 cm x 17 cm; Tarkkaan ja helppoon mittaukseen		•
9035	Juzo kantokassit	Set	
	Valmistettu ympäristöystävällisestä FSC-sertifioidusta voimapaperista Koko: 26 x 34 cm	250 Kappale	•

General Terms and Conditions of Delivery and Payment for the Sale of Goods by Juzo Scandinavia AB

1. Scope, General.

These Terms and Conditions of Delivery and Payment shall apply to all business relations of Juzo Scandinavia AB (hereinafter the "Supplier") with a commercial Customer (Sec. 14 German Civil Code ("BGB") (hereinafter the "Customer") even if not specifically mentioned in later contracts. They shall apply exclusively as a general agreement in their current version and if nothing to the contrary has been agreed, even for future business with the Purchaser and even if they have not been agreed again separately, if this concerns legal transactions of the same type. They shall also apply where Customer refers to its own terms and conditions of business, in particular if Customer does so when placing the order. Any departure from Supplier's Terms and Conditions of Delivery and Payment requires Supplier's explicit written approval.

2. Order data processing contract.

The parties to the contract hereby conclude a processing contract. You can view the relevant contract pursuant to GDPR, including the appendices required by law, on the Supplier's website at juzo.com/gdpr after you have successfully signed in through the login area. The parties to the contract agree that the order data processing contract in this form, including appendices, shall become an integral part of the contract.

3. Supply Agreement.

- (1) All deliveries are made at Customer's risk by a shipping service provider instructed by Supplier. The delivery is dispatched from our warehouse, which is also the place of fulfilment for the delivery and any possible retrospective fulfilment.
- (2) Deliveries are postponed in whole or in part in cases of force majeure (circumstances and incidents which cannot be prevented by the diligence of proper management), in the event of industrial disputes, in particular strikes and lockouts, and in the event of unforeseen impediments beyond the Supplier's control, e. g. operational disruptions, delays in the delivery of essential materials. This shall also apply if the circumstances arise in the case of subcontractors of the Supplier. The delivery period will be extended according to the duration of such measures and obstacles. Supplier is not responsible for such circumstances even where they occur during an already existing default. Supplier will communicate the beginning and end of such obstacles to Customer as soon as practicable, where important.
- (3) All descriptions and images are non-binding unless they are expressly marked as binding. Designs and forms are subject to change as a result of technical progress or legal requirements during the period of delivery, provided the item to be delivered is not materially changed and the change is reasonably acceptable to Customer.
- (4) If Customer desires a specific shipping service provider, Supplier will pass on all relevant costs. An increase in costs beyond our control may result in an adjustment of the amounts indicated. Partial shipments made by us are allowable and are free of charge.
- (5) We shall bear or reimburse the expenses required for the purpose of inspection and subsequent performance in accordance with the statutory regulations and these GTCs if a defect actually exists. Otherwise, we can demand reimbursement from the Purchaser for the costs incurred as a result of the unjustified demand for the remedy of defects if the Purchaser knew or could have recognised that there was actually no defect.
- (6) Custom-made solutions, special products and designs, modified packaging units (e.g. removal of items from packaged pairs), products in trend colours, items from the Dip-Dye and Batik Collections as well as support products are excluded from the option of such returns.

4. Prices, Payment.

All prices are in Euros ex works, plus VAT as applicable from time to time. Payment to be made immediately after presentation of the invoice. First deliveries are only made against advance payment. In the event of a default in payment by Customer, e.g. resulting from Customer's failure to make payment within a given period, subject to additional claims for damages, interest will be charged at the standard bank lending rate, but in any case at a minimum of 8 percentage points above the basic interest rate as applicable from time to time, pursuant to Sec. 247 BGB. If, after signing the contract, it becomes apparent (e.g. by applying for insolvency proceedings) that the purchase price claim is endangered by the Purchaser's lack of financial standing, the Supplier is entitled in accordance with legal provisions to refuse service and – after a grace period has been set if applicable – to withdraw from the contract. In the case of contracts relating to the manufacture of unique items (custom-made products), the Supplier can withdraw from the contract immediately. If Customer is a merchant in accordance with Sec. 1 German Commercial Code (HGB) (Kaufmann), a legal person under public law (juristische Person des öffentlichen Rechts), or a special fund under public law (öffentlich-rechtliches Sondervermögen), Customer is

entitled to set-off or retention only in respect of claims which are undisputed or have been established by valid and final judgment.

5. Warranty, Exclusion of Liability.

The delivered goods are to be carefully inspected for visible defects (including incomplete or incorrect delivery) immediately after delivery to the Purchaser or to the third party designated by them. If a defect becomes apparent during the inspection or if a defect, which was not visible during this inspection at the time of delivery, becomes apparent at a later date, the Purchaser shall give notice of this immediately at the time of discovery. The notification is only immediate if it is made within seven (7) working days after delivery, from the time of discovery, or from the time at which the defect would have been discovered in the course of a reasonable inspection. If goods are defective, Customer may claim remedy of defects or substitute delivery. In the event of two failed attempts, i. e. impossibility, unreasonableness, refusal or immoderate delay of the repair or replacement delivery, the Purchaser may withdraw from the contract or reasonably reduce the purchase price. Rejected goods may only be returned with the prior express consent of the Supplier. **For hygienic reasons, the Supplier can only accept new or washed goods for repair or modification.**

Supplier shall not be liable for damages based on contractual or quasi-contractual claims, tort or other legal grounds; the foregoing shall not apply to damage claims arising from an injury to life, body or health or to any violation resulting from intent or gross negligence of Supplier or its vicarious agents or in the event of a violation of a material duty (i. e. an obligation the fulfilment of which makes the proper execution of the contract possible in the first place and the compliance of which the contractual partner regularly relies on and can rely on), the performance of which is essential to the contract's purpose. In the latter case, liability for slight negligence shall be limited to foreseeable damage typical for this kind of contract. These liability limitations also apply to third parties and in cases of breaches of obligation by those for whose fault the Supplier is liable in accordance with legal provisions. They shall not apply if a defect has been fraudulently concealed or a guarantee has been accepted for the condition of the goods, and for Purchaser claims according to the product liability law.

Claims for material defects or defects of title shall lapse one year after delivery. This shall also apply to the Purchaser's contractual and non-contractual claims for compensation arising from defective goods, unless the application of the regular statutory limitation period would lead to a shorter limitation period in the individual case.

6. Retention of Title.

Until full payment of Supplier's claims arising from the business relationship with Customer, the goods sold shall remain the property of Supplier. However, Customer may dispose of the goods purchased in the ordinary course of business. If Customer is in breach of contract, in particular in the event of default in payment, Supplier is entitled to collect, and Customer is obliged to surrender, the goods after a reminder. The assertion of retention of title or the attachment of the items delivered by Supplier shall not be considered a rescission from the contract. Any claims against third parties resulting from the resale of the goods delivered are hereby collectively assigned to Supplier by Customer as security, irrespective of whether the items delivered were resold with or without prior processing. Customer will still be authorised to collect such claims, despite the assignment agreed herein. The foregoing shall be without prejudice to the authority of Supplier to collect such claims on its own; but Supplier undertakes not to collect such claims, unless Customer fails to properly meet its payment obligations and is in default of payment. Otherwise Supplier may demand Customer to disclose the claims assigned and their debtors, to provide all information necessary for collection, to surrender all relevant documents, and to communicate the assignment to the debtor (third party). Customer may not attach, or transfer as security, the items delivered. In the event of attachment or seizure or other disposal by a third party, Customer shall inform Supplier of the same without undue delay, providing all information and documents necessary to safeguard Supplier's rights. Enforcement officials or third parties shall be advised of the Supplier's retention of title. If the value of security exceeds the claim of Supplier by more than 20 %, Supplier will release security upon Customer's request to such extent at its discretion.

7. Provisions with respect to Regulation (EU) 2017/745.

7.1 Role of the Supplier and the Customer

Within the scope of these Terms and Conditions of Delivery, the Supplier adopts the position of manufacturer in accordance with Art. 2, No. 30 of Regulation (EU) 2017/745 and the Customer adopts the position of distributor in accordance with Art. 2, No. 34 of Regulation (EU) 2017/745.

7.2 Distributor's obligations

The Customer undertakes to comply with the obligations imposed on it as a distributor in accordance with Art. 14 Regulation (EU) 2017/745.

7.3 Traceability

The Customer and the Supplier shall work together to guarantee the traceability of the goods.

The Customer undertakes to ensure that it is able to provide information to the responsible authorities at all times about who provided the goods and/or to whom it sent the goods after it has handed over the last goods for a period of ten (10) years in accordance with Art. 25, Para. 2 Regulation (EU) 2017/745. In this respect, the Purchaser undertakes to set up a procedure suitable for this provision of information and to document the procedure in accordance with clause 7.5.9 ISO 13485:2016, or the respective current version of ISO 13485.

The Customer undertakes to hand over the suitable documentation for the provision of information to the Supplier after the ten (10) years mentioned have elapsed or to dispose of it properly following a written request from the Supplier.

The Customer undertakes to comply with the obligations regulated in 6.3 even if business operations cease before the ten (10) years mentioned have elapsed or if insolvency proceedings are initiated against it.

7.4 Acceptance and Documentation of Experiences, Findings and Other Information about the Goods

The Purchaser undertakes to document all experiences and findings about the goods, including trends to be observed and all incoming complaints or reports about suspected incidents in connection with the goods and store this documentation for a period of ten (10) years. In this respect, the Customer undertakes to establish a suitable procedure for the acceptance of such experiences, findings, complaints or reports about the goods, and their documentation and keep this documentation up to date.

The Customer undertakes to hand over documentation regarding experiences and findings about the goods, including trends to be observed and incoming complaints or reports to the Supplier after the ten (10) years mentioned have elapsed or to dispose of it properly following a written request from the Supplier.

The Customer also undertakes to comply with the obligations regulated in 7.4 even if business operations cease before the ten (10) years mentioned have elapsed or if insolvency proceedings are initiated against it.

7.5 Forwarding of Experiences, Findings and Other Information to the Supplier

The Customer undertakes to forward all experiences and findings about the goods, including trends to be observed and all incoming complaints or reports about suspected incidents in connection with the goods to the Supplier without delay or to forward it to a person specified by the Supplier. The forwarding is to be carried out in writing to Julius Zorn GmbH, Juliusplatz 1, 86551 Aichach, Germany. In the case of suspected serious incidents in accordance with Art. 2, No. 64 Regulation (EU) 2017/745, information shall be passed on in advance by telephone +49 (0)8251 9010, fax +49 (0)800 08 35 393, or e-mail rueckmeldung@juzo.de.

7.6 Advertising

The Supplier shall make all materials for the advertising of the goods (e. g. texts, names, trademarks, illustrations and other symbols) available to the Customer if the Customer is performing the advertising of the goods. The Customer undertakes to exclusively use the materials provided by the Supplier for advertising the goods.

8. Returns

Outside the warranty, the Supplier, for reasons of goodwill, can offer the option for Customers to return delivered goods in exchange for a credit note to the order value or a replacement (return), although this does not mean that the Purchaser is entitled to this. Such returns require the prior consent of the Supplier and agreement (notification) in each individual case, whereby the perfect condition of the goods is assumed. Custom-made solutions, special products and designs, products in trend colours as well as items from the Dip-Dye and Batik Collections as well as support stockings are excluded from the returns policy. The returned goods must be in a saleable condition (unworn, undamaged and clean). The Supplier reserves the general right to refuse returns. When items are returned, the Purchaser must provide the Supplier with evidence of receiving the goods. Specifying the delivery note number and date in the form of a copy of the delivery note or enclosing the relevant return dispatch note suffices. The Supplier accepts goods in their original packaging.

Rules for returned, unused products or returns for exchange:

1. Later than 30 days from delivery date, a deduction of 20 % of invoice value is made
2. Later than 60 days from delivery date, a deduction of 50 % of invoice value is made
3. Later than 90 days from the delivery date, the products will not be accepted
4. Custom-made or specially ordered goods cannot be returned

The standard colour for compression products is Almond/Beige and for Softcompress white. Other colour choices cannot be returned.

The costs for the return shipment shall be borne by the Purchaser. Please note that replacement products such as pads, metre lengths of silicone border and similar items must be exclusively used within the original intended purpose of the medical product. Replacement products are solely intended to restore the compliant condition of the goods as declared by the manufacturer. Our product specialists are happy to help you with questions about correct use or donning.

9. Place of jurisdiction, applicable law and severability clause

The place of jurisdiction for all disputes arising from and in connection with this contractual relationship shall be the Regional Court of Augsburg if the Purchaser is a registered trader, a legal entity under public law or a special fund under public law; the Supplier is also entitled to issue a complaint at the Customer's headquarters. German law shall apply exclusively, to the exclusion of the law on the international sale of goods (CISG), even if the Purchaser has his/her registered office abroad. If one of the provisions above is or becomes null and void, in whole or in part, the validity of the remaining provisions shall remain unaffected thereby.

Subject to change. No liability for errors.



Juzo kansainvälinen asiakaspalvelu

Puhelin: +46 (0)11 44 222 50 · Sähköposti: order@juzo.se · portal.juzo.com

Juzo Scandinavia AB · Tegelängsgatan 13 · 60228 Norrköping · Ruotsi · info@juzo.se · juzo.com

Julius Zorn GmbH · Juliusplatz 1 · 86551 Aichach · Saksa · info@juzo.com · juzo.com

FIN · 1423603/11/12 · 8415 · 12/2025
Muutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa virheistä.

